

Rekonditionering MEMOmessenger 2

Art.nr 508890



Innehållsförteckning

Inledning	3
1.1 Viktig information	3
1.2 Garanti	3
2. Medföljande delar	3
3. Rekonditioneringsförfarande	4
3.1 Rengöring	4
4. Funktionskontroll	4
5. Tillbehör och Reservdelar	5

Inledning

Den här produkten uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

I och med att det är en MDD-produkt får endast original reservdelar användas. Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. En förutsättning för att kunna rekonditionera hjälpmedlet är att man har en grundläggande kunskap om hjälpmedlets funktion och användning. Mer information om hjälpmedlet samt manual finns att hämta på Abilias hemsida.

1.1 Viktig information

Efter genomförd rekonditionering kommer produktens funktion vara kvar, men användardata försvinner.

1.2 Garanti

Fel som omfattas av garanti ska åtgärdas av Abilia för att garantin ska gälla. Garantin på produkten kan avbrytas om produkten öppnas eller på något sätt ändras.

Kontakta alltid Abilia om osäkerhet råder om garanti.

2. Medföljande delar

Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 4. *Tillbehör och Reservdelar*.

1. MEMOmessenger 2
2. Stativ
3. Strömadapter
4. Öronsnäckor
5. Programmeringspenna
6. Ark med klistermärken
7. Abilia Halsrem
8. Väska till Go-enheten
9. Manual
10. Abilia torkduk
11. Information om att enheten är låst, och hur man låser upp den.

3. Rekonditioneringsförfarande

Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska, och att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljerad beskrivning.

3.1 Rengöring

Rengör de olika delarna med en lätt fuktad trasa med lite rengöringsmedel och bakteriedödande medel.

4. Funktionskontroll

Anslut strömförsörjningen till MEMOBase och lägg MEMOGo i dockningsstationen (MEMOBase).

Kontrollera att MEMOGo tar laddning, lyser gult när den laddas och lyser grönt när den är färdigladdad.

Tryck på klocksymbolen och kontrollera att den läser upp dag, datum och tid.

Tryck på volymknapparna medan enheten läser upp tiden, kontrollera att volymen ändras.

Tryck på knapparna: Kommande meddelanden/Tidigare meddelanden, kontrollera att de fungerar.

Lägg in ett meddelande i MEMOGo, (tryck in mikrofontangenten i 2 sekunder, spela upp meddelandet genom att trycka på högtalartangenten.

Lägg in ett enstaka meddelande i MEMOBase, 2 minuter fram i tid, ta ur MEMOGo och kontrollera att meddelandet kommer och att vibrationsfunktionen fungerar i MEMOGo.

Nollställ MEMOmessenger 2 genom att gå in i Inställningar och tryck på Avancerat, välj Fabriksinställningar.

Kalibrera skärmen genom att gå in i Inställningar och tryck på Avancerat, välj Kalibrera skärmen. Sätt pennan på kryssen som visas.

Justera skärmens kontrast genom att skruva på inställningsskruven på MEMOBase baksida.

Lås MEMOGo enheten när den är i MEMOBase, genom att trycka på volym upp och ned samtidigt tills plinget kommer och text i MEMObase står MEMOGo låst.

5. Tillbehör och Reservdelar

Art.nr	Benämning	Beskrivning
508890	MEMO	MEMOmessenger 2
508891	MEMObase 2	
508892	MEMOgo 2	
502599	Stativ	MEMObase väggfäste
508593	Strömförsörjning	Strömadapter
105182	Penna	Penna, MEMOmessenger
980262	Etiketter	Klisteretiketter för egen märkning av Go-enheten
980423	Etiketter	Klisteretiketter ark 8 symboler, MEMOmessenger
980748	Membran	MEMOgo membran med klisteretiketter
502584	Skal	MEMOgoskal, underdel
502585	Skal	MEMOgoskal, överdel
508574	Väska	Väska till MEMOmini o Go-enheten
508573	Halsrem	Halsrem Abilia, Handifon, MEMOmessenger
502626	Öronsnäckor	Öronsnäckor till MEMOmessenger
	Manual	

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67, Solna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.uk

