

Min vårdgivare

Sjukhus

Adress

Telefon

Kontaktperson

Mobiltelefon

E-post

Min ordination

Patient

Vårdgivare

Telefon

E-post

Min ordination

Philips Healthcare är en del av Royal Philips

Kontakt

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asien

+49 7031 463 2254

Europa, Mellanöstern, Afrika

+49 7031 463 2254

Latinamerika

+55 11 2125 0744

Nordamerika

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics

1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA

Kundtjänst

+1 724 387 4000

Philips Respironics Asien/stillahavsområdet

+65 6882 5282

Philips Respironics Sverige

+46 (8) 120 45 900

www.philips.com/respironics

www.philips.se/hemsjukvard

Respironics och SimplyGo är varumärken som ägs av Respironics, Inc.
och dess dotterbolag.
Alla rättigheter förbehållna.

Besök www.philips.com/respironics



© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alla rättigheter förbehållna.

Philips Healthcare förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och/eller sluta sälja en produkt när som helst utan föregående meddelande och utan förpliktelser och är inte ersättningsskyldigt för eventuella konsekvenser av användningen av detta dokument.

Broudy AE 9/5/13 MCI 4104836 PN 1100236



SimplyGo, redo för en promenad

Snabbstartsguide

PHILIPS

RESPIRONICS

Varför SimplyGo?



Hej, jag heter _____

Jag har KOL.¹ Min vårdgivare har ordinerat regelbunden långtidsbehandling med syrgas. Den portabla syrgaskoncentratorn SimplyGo ger mig den pålitliga tillgång till syrgas jag behöver. Det är viktigt att jag har tillgång till syrgas²

både under mina dagliga aktiviteter och på natten. Jag kan ta med SimplyGo överallt och den hjälper mig få den motion jag behöver. Jag kan gå, stå, röra mig och njuta av dagen medan jag får min syrgasbehandling. Den kan förbättra min livskvalitet.

¹KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) syftar på en grupp av lungsjukdomar, som emfysem och kronisk bronkit, som gör det svårt för luft att komma in och ut ur lungorna och därigenom förhindrar effektiv utvädring av koldioxid.

²Portable oxygen therapy: use and benefit in hypoxaemic COPD patients on long-term oxygen therapy – J. Vergeret, C. Brambilla, L. Mounier – ERJ 1989

SimplyGo – Komma igång



Välj det läge som ordinerats



Puls SimplyGo känner av varje inandning och reglerar syrgastillförseln efter detta.



Kontinuerligt flöde Kontinuerligt syrgasflöde från 0,5 till 2 LPM.



Sömn Puls-läge med hög känslighet för inandning vid användning under natten. SimplyGo byter automatiskt till den senast använda inställningen för kontinuerligt flöde om ingen inandning detekteras efter en viss tid.

Använda SimplyGo



- 1 **Ladda** batteriet eller använd laddaren.



- 2 Placera SimplyGo i bärväskan.



- 3 För in det **laddade** batteriet.



- 4 **Anslut** en vanlig enkel lumen **näsgrimpa**.

Kontrollera att näsgrimman är intakt.

Maximal längd upp till 9 m.



- 5 **Starta/stäng** av SimplyGo genom att trycka på strömbrytaren två gånger.



- 6 **Välj läge** genom att trycka på lägesknappen **(M)**. Håll in lägesknappen för att växla mellan lägena *Puls*, *Kontinuerligt flöde* och *Sömn*.



- 7 **Ställ in flödes**hastigheten enligt din syrgasordination med knapparna plus (+) eller minus (-).



- 8 **Kontrollera** att du har alla **tillbehör** du behöver. Placera SimplyGo i vagnen.



- 9 **Applicera** **näsgrimman** och andas normalt genom näsan.

Innan avresan

SimplyGo är en perfekt reskamrat. Här är några användbara tips för att resa med en portabel syrgaskoncentrator:

Informera din vårdgivare om din resa då din ordination kan behöva ändras beroende på resmållets höjd eller klimat.

När du bokar resan bör du informera transportföretaget om att du kommer att använda SimplyGo under resan.

Informera dig om transportföretagets regler och krav för patienter som kräver syrgasbehandling under resa.

Kontrollera att du har alla tillbehör för SimplyGo som du behöver. Kontakta om nödvändigt din vårdgivare.

Vid avresan

Bär alltid med dig en kopia på din ordination för syrgasbehandling. Se till att du har namn och kontaktinformation till din vårdgivare. Anteckna denna information i SimplyGo snabbstartsguide.

Kontrollera att batterierna för SimplyGo är fulladdade och att du har din syrgasgrimpa med dig.

Kontrollera att du har de nätadapterar du behöver för att ladda SimplyGo-batterier.

Förvara alltid SimplyGo snabbstartsguide och SimplyGo användarhandbok tillsammans med enheten.



SimplyGo på planet

Den amerikanska federala luftfartsmyndigheten (FAA) har godkänt SimplyGo för användning på passagerarplan.

Även fast FAA och andra internationella luftfartsmyndigheter myndigheter tillåter användning av bärbara syrgaskoncentratorer på passagerarplan så har många nationella och internationella flygbolag ytterligare restriktioner, så som att man i god tid informerar flygbolaget om användning av syrgaskoncentrator och att man erhåller ett intyg av läkare samt ordination.

Om du planerar att flyga med din SimplyGo, kontakta ditt flygbolag i god tid innan avresa.

SimplyGo batterispecifikationer

Batteritid	
 Puls 2*	3 hr
 Kontinuerligt flöde 2 LPM	54 min

*Baserad på 20 andetag per minut med ett batteri

Laddningstid: 2-3 timmar per batteri för full laddning.



Ready. Set. [SimplyGo!](#)