

QUADTRO SELECT har fyra kammare med luftceller. När ISOFLO® Memory Control är öppen flödar luften fritt mellan kamrarna. När ISOFLO stängs "låses" luften in i varje kammare. Uppblåsningsnivån i varje kammare kan justeras separat. Detta gör att du kan korrigera eller justera dynan i sidled och/eller framåt-bakåt för bekväm positionering av asymmetrier i bäckenet och lårben.

OBS! Innan du justerar dynan för asymmetri MÅSTE du justera uppblåsningsnivån efter **korrekt uppblåsningsinställning** enligt beskrivningen nedan.


**Blås upp och justera** ROHO QUADTRO SELECT-dynan för en ny individ.

**Kontrollera** luftmängden dagligen genom att göra en **handcheck**.

**Justera** endast luftmängden efter behov (vanligtvis var 3:e till 4:e månad).

## Inställning AV QUADTRO SELECT





1. Placera QUADTRO SELECT-DYNAN i rullstolen med luftcellerna uppåt och överdragets halkfria yta nedåt.
2. Innan du fyller på luft måste du öppna ISOFLO Memory Control så att alla luftceller fylls. Tryck den gröna ISOFLO-knappen mot olåst läge.
3. Öppna uppblåsningsventilen. Blås upp dynan tills alla luftceller känns fasta.
4. Ta bort handpumpen.



## Justering AV QUADTRO SELECT

När dynan har blåsts upp för mycket ska du utföra en **handcheck** för att justera till **korrekt uppblåsningsinställning**:

1. Brukaren ska kunna sitta i stolen i sin vanliga kroppsställning. Dynan ska vara centrerad under brukaren.
2. Gör en **handcheck**:
  - a. För din hand mellan dynan och användarens bäcken. Lyft benet något och lokalisera sittknölen. Sänk sedan benet till sittläge.
  - b. Öppna ventilen för att tömma ut luft medan du håller handen under brukarens sittknöl.
  - c. Släpp ut luften tills du kan röra fingertopparna något. Stäng ventilen.



1,5–2,5 cm  
Korrekt inställning av  
dynans uppblåsning  
1,5 cm – 2,5 cm

## Resultat av handcheck

— Om du kan röra lätt på fingertopparna: dynan är vid **korrekt inställning** för uppblåsning av dynan (1,5 cm – 2,5 cm) luft mellan den lägsta sittknölen och sittytan) och ingen ytterligare justering behövs.

— Om du enkelt kan röra fingertopparna: det är för mycket luft mellan den lägsta sittknölen och sittytan. Öppna uppblåsningsventilen och släpp långsamt ut luft tills du knappt kan röra fingertopparna. Stäng sedan ventilen.

— Om du inte kan röra fingertopparna alls: det är för lite/ingen luft mellan den lägsta sittknölen benutskottet och sittytan. Öppna uppblåsningsventilen och fyll långsamt på luft tills du kan röra fingertopparna en aning. Stäng sedan ventilen.

**Se baksidan för instruktioner om hur du justerar QUADTRO SELECT för asymmetrier.**

# Justera en ROHO® QUADTRO SELECT®-dyna för positionering

OBS! Innan du justerar QUADTRO SELECT för asymmetri MÅSTE du utföra en handcheck för att justera uppblåsningsnivån till **korrekt uppblåsningsinställning** enligt beskrivningen på baksidan av detta dokument.

## För att korrigera en flexibel bakre bäckenlutning (anterior-posterior asymmetri):

1. Kontrollera att ISOFLO Memory Control är öppen (tryck in den gröna knappen). *BILD 1*
2. Se till att bäckenet är placerat långt bak på dynan i en neutral och upprätt position. *BILD 2*
3. Använd händerna för att skapa ett nedåtriktat tryck på båda sidor av bäckenet för att tvinga luft till de främre kvadranterna och skapa en kontur för bäckenet som hjälper till att förhindra förflyttning framåt; stäng ISOFLO (tryck in den röda knappen) och släpp sedan trycket på bäckenet. *BILD 3*
4. Gör en *handcheck* och se till att det finns minst 1,5 cm – 2,5 cm luft mellan sittbensknölna och sittytan. *BILD 4*

Bild 1



Öppna ISOFLO - Tryck in den gröna knappen

Bild 2





Bild 3



Stäng ISOFLO - Tryck in den röda knappen

Bild 4



## För att korrigera flexibelt snedställt bäcken (lateral asymmetri):

1. Kontrollera att ISOFLO Memory Control är öppen (tryck in den gröna knappen). *BILD 1*
2. Se till att bäckenet är positionerat långt bak på dynans baksida. *BILD 2*
3. Placera bäckenet i ett neutralt och upprätt läge genom att trycka ned den högre sidan av bäckenet tills bäckenet är balanserat. *BILD 6*  
Detta tvingar in mer luft i kvadranten under nedre delen av bäckenet för att förhindra att det lutar åt den sidan. *BILD 7*  
Stäng ISOFLO (tryck in den röda knappen) och släpp sedan trycket på bäckenet. *BILD 3*
4. Gör en *handcheck* och se till att det finns minst 1,5 cm – 2,5 cm luft mellan sittbensknölna och sittytan. *BILD 8*

Bild 5




Bild 6




Bild 7





Bild 8



## För att åstadkomma en icke-reducerbar (fast) postural asymmetri:

1. Kontrollera att ISOFLO Memory Control är öppen (tryck in den gröna knappen). *BILD 1*
2. Låt personen sitta på dynan i den mest upprätta och centererade ställningen som han/hon kan uppnå. *BILD 9*
3. Stäng ISOFLO (tryck in den röda knappen). Detta hjälper till att hålla bäckenet i den bästa ställning som kan uppnås av personen och förhindrar ytterligare progression till asymmetri. *BILD 3*
4. Gör en *handcheck* och se till att det finns minst 1,5 cm – 2,5 cm luft mellan sittbensknölna och sittytan. *BILD 8 & 10*

Bild 9





Bild 10



Se bruksanvisningen för annan säkerhetsinformation om QUADTRO SELECT-dynan.