

Snabbguide MEMOmessenger



Så här lägger man in ett nytt meddelande:

Tryck och håll in knappen på vänster sida i 3 sekunder.



Nu visas en vy där man ska välja vilken typ av meddelande som ska läggas in.



För meddelanden som ska komma vid ett enda tillfälle



För meddelanden som ska återkomma en eller flera gånger per vecka


För meddelanden som ska återkomma på ett bestämt datum varje månad



För meddelanden som ska återkomma en gång per år, t ex födelsedagar

- Välj typ av meddelande:



- Ställ in tidpunkt för larmet genom att trycka på trekanterna ◀ ▶ på var sida om tiden.
- Välj dag genom att trycka på trekanterna ◀ ▶ eller kryssa för ☑ aktuella dagar.
- Välj om meddelandet ska ha REPETITION eller SNOOZE.
- Tryck på mikrofonen  för att spela in ett meddelande.
- Tryck på den stora cirkeln  och prata in meddelandet:



- Tryck på  för att lyssna på meddelandet.
- Om meddelandet blev bra, tryck på SPARA. Om det inte blev bra, tryck på  för att spela in på nytt.
- Tryck på AVSLUTA.

Så här gör man inställningar:

Tryck och håll in knappen på vänster sida i 6 sekunder.



Nu visas en vy där man kan göra olika slags inställningar:



För att ställa in datum och tid

För att ställa in hur klockan ska visas på skärmen och vad som ska sägas

För att ställa in tidsperioder för morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll och natt