





Hospineb



Monteringschema



Inhalationsutrustning

Denna bruksanvisning tillhandahålls för modellerna FLAEM JUNIOR F2000 och RF7-2. FLAEM-inhalationsutrustningen består av en kompressorenhet (A), en nebulisator och tillbehör (B).

AVSEDD ANVÄNDNING

Medicinteknisk produkt för administrering av medicin genom inhalation, där inhalationsbehandling och medicin förskrivits av läkare.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Behandling av respiratoriska sjukdomar. Medicin måste förskrivas av läkare som har bedömt patientens allmänna tillstånd.

KONTRAINDIKATIONER

- Denna medicintekniska produkt ska INTE användas på patienter som inte kan andas på egen hand eller som är medvetslösa.
- Använd inte denna produkt i anestesikretsar eller i kretsar för assisterad ventilation.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Inhalationsutrustningen är avsedd att användas av legitimerad medicinsk personal/hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor, terapeuter, etc.). Inhalationsutrustningen kan användas direkt av patienten.

PATIENTMÅLGRUPP

Vuxna och barn i alla åldrar samt spädbarn. Innan användning av inhalationsutrustningen måste bruksanvisningen läsas noggrant, dessutom måste en vuxen som ansvarar för säkerheten vara närvarande om inhalationsutrustningen används på spädbarn, av barn i alla åldrar eller personer med begränsade förmågor (t.ex. fysisk, mental eller sensorisk). Det är upp till den medicinska personalen att bedöma patientens tillstånd och förmågor, för att vid förskrivning av behandling kunna avgöra om patienten kan använda inhalationsutrustningen på ett säkert sätt på egen hand eller om behandlingen ska utföras av en ansvarig person.

Medicinsk personal ska utvärdera användningen av inhalationsutrustningen på särskilda typer av patienter såsom gravida, ammande, spädbarn, personer med funktionshinder eller personer med begränsade fysiska förmågor.

ANVÄNDARMILJÖ

Denna inhalationsutrustning kan användas på vårdinrättningar, såsom sjukhus, öppenvårdskliniker etc., eller i hemmiljö.

VARNINGAR AVSEENDE MÖJLIGA FEL

- Om inhalationsutrustningen inte fungerar, kontakta ett auktoriserat servicecenter för klargörande.
- Tillverkaren ska kontaktas för att rapportera problem och/eller oförutsedda händelser kopplat till användning och om nödvändigt för förtydliganden avseende användning och/eller underhåll/hygienåtgärder.
- Se även avsnitt **FALLBESKRIVNING AV FEL OCH DESS LÖSNINGAR**

VARNINGAR

- Använd endast inhalationsutrustningen som en terapeutisk inhalator. Denna medicintekniska produkt är inte avsedd att vara en livräddande utrustning. All annan användning anses vara felaktig och kan vara farlig. Tillverkaren ansvarar inte för felaktig användning.
- Rådfråga alltid läkare för identifiering av behandling.
- Följ läkares eller fysioterapeuts instruktioner angående typ av medicin, dosering och behandlingsindikationer.
- Om du upplever allergiska reaktioner eller andra problem vid användning av inhalationsutrustningen, avsluta omedelbart användning och rådfråga läkare.
- Spara denna bruksanvisning för framtida användning.
- Om förpackningen är skadad eller öppnad, kontakta distributören eller ett servicecenter.

- Utsätt inte inhalationsutrustningen för extrema temperaturer.
- Placera inte inhalationsutrustningen nära värmekällor, i solljus eller i en överdrivet varm miljö.
- Den tidsåtgång som krävs för att gå från lagringsförhållandena till driftsförhållandena är cirka 2 timmar.
- Det är förbjudet att göra åverkan på kompressorenheten. Reparationer får endast utföras av personal auktoriserad av tillverkaren. Obehöriga reparationer upphäver garantin och kan utgöra en fara för användaren.
- **Kvävningsrisk:**
 - Vissa av inhalationsutrustningens delar är tillräckligt små för att barn ska kunna svälja dem, förvara därför inhalationsutrustningen utom räckhåll för barn.
- **Strypningsrisk:**
 - Använd inte den medföljande luftslangen och strömkabeln för något annat än det avsedda ändamålet, de kan utgöra strypningsrisk. Var särskilt uppmärksam på barn och personer med funktionsnedsättning eftersom de ofta inte kan bedöma fara på ett korrekt sätt.
- **Brandrisk:**
 - DENNA inhalationsutrustning är inte lämplig att använda i närvaro av en anestesiblandning som är brandfarlig med luft, eller med syre eller lustgas.
- **Risk för elstöt:**
 - Innan första användning och regelbundet under inhalationsutrustningens livslängd ska kompressorenheten och strömkabeln kontrolleras för att säkerställa att det inte finns några skador; anslut inte strömkabeln om skada upptäcks, utan ta omedelbart inhalationsutrustningen till ett auktoriserat servicecenter eller till återförsäljaren.
 - Håll strömkabeln borta från djur (till exempel gnagare), vilket är djur som annars kan skada strömkabelns isolering.
 - Håll alltid strömkabeln borta från heta ytor.
 - Blockera aldrig ventilationsöppningarna på kompressorenhetens båda sidor.
 - Hantera inte kompressorenheten med våta händer. Använd inte kompressorenheten i fuktiga miljöer (till exempel när du badar eller duschar). Sänk inte ner kompressorenheten i vatten; i händelse av nedsänkning dra omedelbart ur kontakten ur eluttaget. Ta inte bort eller rör inte den nedsänkta kompressorenheten; koppla först ur kontakten ur eluttaget. Ta omedelbart kompressorenheten till ett FLAEM-auktoriserat servicecenter eller till återförsäljaren.
- **Risk för ineffektiv behandling:**
 - Prestanda kan variera för särskilda typer av läkemedel (t.ex. de med hög viskositet eller de i suspension). För mer information, se bipacksedeln som tillhandahålls av läkemedlets tillverkare.
 - Använd nebulisatorn i korrekt position, så upprätt som möjligt; luta inte nebulisatorn i en vinkel över 30 grader, i någon riktning, detta för att förhindra att läkemedlet rinner ut i munnen eller överdispenserar, vilket minskar behandlingens effektivitet.
 - Var uppmärksam på läkemedlets indikationer och undvik att använda inhalationsutrustningen med andra substanser och spädningar än de som rekommenderas.
 - Använd endast inhalationsutrustningen i dammfria miljöer, annars kan behandlingen försämras.
 - Blockera inte eller för inte in föremål i kompressorenhetens luftfilter eller dess avsedda plats.
 - Vid för viskösa substanser kan spädning med lämplig saltlösning fordras i enlighet med läkares förskrivning.
 - Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar från Flaem, inget ansvar tas vid användning av reservdelar eller tillbehör som inte är original.
- **Infektionsrisk:**
 - Personlig användning av tillbehören rekommenderas för att undvika infektionsrisk.
 - Följ de anvisade hygienåtgärderna före varje användning. Säkerställ att luftslang och tillbehör inte förvaras i närheten av tillbehör eller anordningar för andra behandlingar (t.ex. infusioner).
 - Lämnar inte kvar medicinen i nebulisatorn efter avslutad behandling, påbörja anvisade hygienåtgärder.
 - Om nebulisatorn används för flera typer av mediciner måste resterna avlägsnas helt. Utför därför anvisade hygienåtgärder efter varje inhalationsbehandling, dels för att uppnå högsta hygiennivå samt för att optimera inhalationsutrustningens livslängd och funktion.
- **Skaderisk:**
 - Placera inte inhalationsutrustningen på ett mjukt underlag såsom en soffa, en säng eller en bordsduk.
 - Använd alltid inhalationsutrustningen på en hård yta som är fri från andra föremål.

VARNINGAR GÄLLANDE STÖRNINGSRISK VID ANVÄNDNING I DIAGNOSTISKA UNDERSÖKNINGAR

Denna utrustning har utformats för att uppfylla de aktuella kraven avseende elektromagnetisk kompatibilitet. När det gäller EMC-krav kräver elektromedicinsk utrustning särskild försiktighet under installation och användning, och måste därför installeras och/eller användas i enlighet med tillverkarens specifikationer. Risk för potentiell elektromagnetisk störning med annan utrustning. Mobil eller bärbar RF-radio- och telekommunikationsutrustning (mobiltelefoner eller trådlösa anslutningar) kan störa funktionen hos elektromedicinsk utrustning. Utrustningen kan vara känslig för elektromagnetiska störningar i närvaro av annan utrustning som används för specifik diagnostik eller behandlingar. För mer information, besök www.flaemnuova.it.

FALLBESKRIVNING AV FEL OCH DESS LÖSNINGAR


Stäng av kompressorenheten och dra ut strömkabeln ur eluttaget innan någon åtgärd genomförs.

Problem	Orsak	Lösning
Kompressorenheten fungerar inte	Strömkabeln har inte anslutits korrekt i eluttaget.	Sätt i strömkabeln korrekt i eluttaget.
Inhalationsutrustningen nebuliserar inte eller nebuliserar dåligt	Ingen medicin har fyllts på i nebulisatorn.	Håll i korrekt mängd medicin i nebulisatorn.
	Nebulisatorn har inte monterats korrekt.	Demontera nebulisatorn och återmontera den på korrekt sätt enligt monteringsdiagrammet på bruksanvisningens omslag.
	Nebulisatorn är igensatt.	Genomför hygienåtgärd på nebulisatorn. Medicinavlagringar p.g.a. bristande hygienåtgärder på nebulisatorn påverkar dess effektivitet och funktion. Följ strikt instruktionerna i avsnittet HYGIENÅTGÄRDER.
	Tillbehören är inte korrekt anslutna till kompressorenheten.	Kontrollera att luftslangen är korrekt ansluten till kompressorenheten och till tillbehören (se monteringsdiagrammet på bruksanvisningens omslag).
	Luftslangen är böjd, skadad eller snodd.	Räta ut luftslangen och kontrollera om den är klämd eller har hål. Om nödvändigt, byt ut luftslangen.
	Luftfiltret är smutsigt.	Byt ut luftfiltret.
Kompressorenheten är mer högljudd än normalt	Luftfiltret är inte korrekt monterat.	Montera luftfiltret korrekt.

Om inhalationsutrustningen efter genomgången felsökning fortfarande inte fungerar korrekt, kontakta återförsäljaren eller ett FLAEM-auktorerat servicecenter. En lista över alla servicecenter finns på <http://www.flaemnuova.it/it/info/assistenza>

AVFALLSHANTERING

Kompressorenhet

 I enlighet med direktiv 2012/19/EU indikerar symbolen på utrustningen att utrustningen som ska avfallshanteras (exklusive tillbehör) anses vara avfall och därför skall samlas in separat. Följaktligen måste användaren ta detta avfall (eller få det levererat) till anvisad insamlingsplats som tillhandahålls av de lokala myndigheterna, eller lämna in det till återförsäljaren vid köp av en likvärdig ny utrustning. Separat avfallsinsamling och de efterföljande behandlings-, återvinnings- och kasseringsprocedurerna främjar produktion av utrustningar tillverkade av återvunnet material och begränsar de negativa effekterna på miljö och hälsa orsakade av felaktig avfallshantering. Om användaren inte kasserar produkten på korrekt sätt kan det resultera i sanktionsavgifter enligt de nationella lagar som införlivar direktiv 2012/19/EU i den medlemsstat eller i det land där produkten kasseras.

Nebulisator och tillbehör

Efter en rengöringscykel ska nebulisator och tillbehör avfallshanteras som restavfall.

Förpackningar



Produktkartong



Nebulisatorns och tillbehörens värme-
krympfilm



Luftslangens förpackning



Förvaringsväskans förpackning

ANMÄLAN AV ALLVARLIGA HÄNDELSER

Allvarliga händelser som inträffar i samband med denna produkt måste omedelbart rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten.

En händelse anses allvarlig om den direkt eller indirekt orsakar eller skulle kunna orsaka död eller en oförutsedd, oåterkallelig försämring av en persons hälsotillstånd.

LAND	BEHÖRIG MYNDIGHET
Sverige	Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala E-post: meddev.central@lakemedelsverket.se

SYMBOLER PÅ UTRUSTNINGEN ELLER FÖRPACKNING



CE-märkt medicinteknisk produkt enligt förordning (EU) 2017/745 och efterföljande uppdateringar



Klass II-utrustning



Före användning: Läs bruksanvisningen noggrant



Strömbrytare läge "AV"



Strömbrytare läge "PÅ"



Ftalat- och bisfenolfri



Modellnummer



Temperaturgränser



Gränser för atmosfäriskt tryck



Partinummer



Produktens serienummer



Tillverkare



Ansluten del av typ BF



Växelström



Observera



Se bruksanvisningen



Medicinteknisk produkt



Luftfuktighetsgränser



Tillverkningsdatum



Unik produktidentifierare

IP21

Kompressorhusets kapslingsklass: IP21.
(Skyddad mot inträngande av fasta föremål större än 12 mm. Skyddad mot åtkomst med ett finger. Skyddad mot vertikalt fallande vattendroppar).

! INFORMATION OM BEGRÄNSNINGAR ELLER INKOMPATIBILITET MED VISSA ÄMNEN

- Interaktioner: Materialen som används i inhalationsutrustningen är biokompatibla material och överensstämmer med lagstadgade föreskrifter, eventuella allergiska reaktioner kan emellertid inte uteslutas helt.
- Använd medicinen så snart som möjligt efter att den har öppnats och undvik att lämna kvar den i nebulisatorn; lämna inte kvar medicinen i nebulisatorn efter avslutad behandling, vidta anvisade hygienåtgärder.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR KOMPRESSORENHET

Modell: FLAEM JUNIOR F2000

Strömförsörjning:

230V~ 50Hz 210VA

Maxtryck:

3,5 ± 0,5 bar

Kompressorluftflöde:

ca 14 l/min

Ljudnivå (vid 1 m):

ca 57 dB (A)

Driftsätt:

Kontinuerlig

Mått:

20(L) x 18(B) x 11(H) cm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR NEBULISATOR

Modell: RF7-2

RF7 Dual Speed Plus nebulisator

Minsta fyllnadsvolym: 2 ml

Maximal fyllnadsvolym: 8 ml

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR INHALATIONSUTRUSTNINGEN

Modell: FLAEM JUNIOR F2000 kombinerad med RF7-2

Driftstryck (med nebulisator): 1,30 bar

	Hastighetsväljare B2.4	
	i läge Max	i läge Min med ventil
⁽¹⁾ Nebuliseringshastighet:	ca 0,65 ml/min	ca 0,29 ml/min
⁽²⁾ MMAD:	2,81 µm	2,61 µm
⁽²⁾ Andningsbar fraktion < 5 µm (FPF):	75,7%	78,2%
⁽²⁾ Aerosol Output (AO):	0,418 mg	0,431 mg
⁽²⁾ Aerosol Output Rate (AOR):	0,120 mg/min	0,093 mg/min
⁽¹⁾ Restvolym:	1,08 ml	1,14 ml
⁽¹⁾ Nebuliseringshastigheten mättes med en 0,9% saltlösning vid 23°C enligt FLAEMs interna procedur. Detta kan variera beroende på medicinen och miljöförhållandena. Värdena för nebuliseringshastigheten kan också variera beroende på patientens andningskapacitet.		
⁽²⁾ In vitro-karakterisering utförd av TÜV Rheinland Italia S.r.l. i samarbete med Parmas Universitet, i enlighet med standarden EN ISO 27427. Ytterligare information kan erhållas på begäran.		

ANSLUTNA DELAR

Anslutna delar av typ BF: patienttillbehör (B3, B3.2, B4, B5)

Vikt: 1,8 kg

MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Driftsförhållanden:

Omgivande temperatur Mellan +10°C och +40°C

Relativ luftfuktighet Mellan 10% och 95%

Atmosfäriskt tryck Mellan 69 kPa och 106 kPa

Lagrings- och transportförhållanden:

Omgivande temperatur Mellan -25°C och +70°C

Relativ luftfuktighet Mellan 10% och 95%

Atmosfäriskt tryck Mellan 69 kPa och 106 kPa

TEKNISK LIVSLÄNGD

Modell:

FLAEM JUNIOR F2000 Teknisk livslängd 2000 timmar

(Kompressorenhet)

Tillbehörens förväntade livslängd är 1 år, för att säkerställa maximal terapeutisk effekt är det dock tillrådligt att vid intensiv användning byta ut nebulisatorn var sjätte månad (eller tidigare om nebulisatorn är igensatt).

Modell: RF7-2

(Nebulisator och tillbehör)


UTRUSTINGS- OCH MATERIALINFORMATION

Utrustningen inkluderar:	Materialinformation
A - Kompressorenhet - Modell: FLAEM JUNIOR F2000 A1 - Strömbrytare A2 - Anslutning för luftslang A3 - Luftfilter A4 - Nebulisatorhållare A5 - Bärhandtag A6 - Strömkabel A7 - Kabelgömma	
B - Nebulisator och tillbehör - Modell: RF7-2 B1 - Anslutande luftslang (kompressorenhet/nebulisator) B2 - RF7 Dual Speed Plus nebulisator B2.1 - Undre del B2.2 - Dysa B2.3 - Övre del B2.4 - Hastighetsväljare med ventil	
B3 - Munstycke med ventil B3.1 - Utandningsventil B3.2 - Icke-invasivt nässtycke	Polypropen
B4 - SoftTouch vuxenmask	Polypropen + termoplastiska elastomerer
B5 - SoftTouch barnmask	
C - Transport- och förvaringsväska VIKTIGT: På förpackningen finns en identifieringsetikett, ta bort den och fäst den i utrymmena på sidan 2 i denna bruksanvisning. Utför samma procedur när nebulisatorn och tillbehören byts ut.	

ANVÄNDARINSTRUKTIONER


Före varje användning, rengör händerna noggrant och rengör inhalationsutrustningen enligt beskrivningen i avsnittet "HYGIENÅTGÄRDER". Under användning rekommenderas det att man skyddar sig mot stänk. Denna inhalationsutrustning är lämplig för administrering av medicinska substanser (lösningar och suspensioner), avsedda för administrering via aerosol, vilka förskrivits av läkare. Vid för viskösa substanser kan spädning med lämplig saltlösning fordras i enlighet med läkares förskrivning.

1. Anslut strömkabelns kontakt (A6) till ett eluttag som motsvarar kompressorenhetens spänning. Den måste placeras så att det inte är svårt att koppla från elnätet.
2. Sätt i dysan (B2.2) i nebulisatorns övre del (B2.3) genom att trycka såsom de 2 pilarna visar i ruta B2 i "Monteringsschema". Sätt i hastighetsväljaren med ventil (B2.4) i nebulisatorns övre del (B2.3) såsom visas i ruta B2 i "Monteringsschema". Håll i medicinen som förskrivits av läkare i nebulisatorns undre del (B2.1). Stäng nebulisatorn genom att vrida den övre delen (B2.3) medurs.
3. Anslut tillbehören såsom visas i "Monteringsschema" på bruksanvisningens omslag.
4. Sitt bekvämt med nebulisatorn i handen, placera munstycket i munnen eller använd alternativt nässtycket (om det medföljer) eller masken. Vid användning av mask, placera den på ansiktet såsom visas på bilden intill (med eller utan det elastiska bandet).
5. Starta kompressorenheten med strömbrytaren (A1), andas sedan in och ut med djupa andetag; efter inandning rekommenderas det att hålla andan en stund så att de inhalede aerosoldropparna kan sätta sig. Andas sedan ut långsamt.
6. När behandlingen är klar, stäng av kompressorenheten och dra ur strömkabeln ur eluttaget.



OBSERVERA: Om det efter behandlingssessionen samlats fukt inne i luftslangen (B1), ta bort luftslangen från nebulisatorn och torka den genom att använda kompressorfläkten; denna åtgärd förhindrar att mögel bildas inuti luftslangen.

För att underlätta anslutning av luftslangen (B1) till kompressorenheten, tryck och vrid luftslangens ändstycke; vid borttagning av luftslangen, vrid och dra ur luftslangens ändstycke.




ANVÄNDNINGSMETODER FÖR RF7 DUAL SPEED PLUS NEBULISATOR MED HASTIGHETSVÄLJARE OCH VENTILSYSTEM


Den är professionell, snabb och lämplig för administrering av alla typer av läkemedel, inklusive de mest dyra, även för patienter med kroniska sjukdomar. Tack vare geometrin hos de inre kanalerna i RF7 Dual Speed Plus-nebulisatorn möjliggörs en lämplig och aktiv partikelstorlek för behandling av de nedre luftvägarna.

För snabbare inhalationsbehandling, ställ in hastighetsväljaren med ventil (B2.4) genom att trycka på ordet MAX med ditt finger.


För mer effektiv inhalationsbehandling, ställ in hastighetsväljaren med ventil (B2.4) genom att trycka på den motsatta sidan till ordet MAX med ditt finger, i detta läge erhålls en optimal administrering av läkemedel samtidigt som spridning till den omgivande miljö minimeras tack vare ventilsystemet som nebulisatorn, munstycket och masken är utrustade med.



SoftTouch-masker



SoftTouch-maskerna har en ytterkant gjord av **mjukt biokompatibelt material** som säkerställer optimal passform till ansiktet, och är även utrustade med en **innovativ spridningsbegränsare**. Dessa särskilda egenskaper tillåter större sedimentering av läkemedel hos patienten och begränsar dess **spridning**.



HYGIENÅTGÄRDER

Stäng av kompressorenheten och dra ur strömkabeln ur eluttaget innan några hygienåtgärder vidtas.

Kompressorenhet (A) och luftslangens utsida (B1)

Använd endast en fuktig trasa med antibakteriellt rengöringsmedel (icke-slipande och utan någon form av lösningsmedel).

Nebulisator och tillbehör

Öppna nebulisatorn genom att vrida den övre delen (B2.3) moturs, ta ur dysan (B2.2) och hastighetsväljaren med ventil (B2.4) från den övre delen (B2.3) såsom visas i ruta B2 i "Monteringsschema".

Fortsätt sedan enligt instruktionerna nedan.

Rengöring

Före och efter varje användning, rengör nebulisatorn och tillbehören genom att välja en av metoderna som anges i tabellen och beskrivs nedan.

metod A: Rengör tillbehören i varmt dricksvatten (cirka 40°C) med ett skonsamt diskmedel (utan slipmedel).

metod B: Rengör tillbehören i diskmaskin med varmcykel (70°C).

metod C: Rengör tillbehören genom att sänka ner dem i en blandning av 50 % vatten och 50 % vitvinsvinäger, skölj sedan noggrant i varmt dricksvatten (cirka 40°C).

Efter att tillbehören har rengjorts, skaka dem kraftigt och lägg dem på en pappershandduk, eller alternativt torka dem med varmluft (till exempel med en hårtork).

Desinficering

Efter rengöring av nebulisatorn och tillbehören, desinficera dem genom att välja en av metoderna som anges i tabellen och beskrivs nedan. Varje metod kan utföras ett begränsat antal gånger (se tabellen).

metod A: Använd ett desinfektionsmedel av typen elektrolytiskt kloroxidationsmedel (aktivt ämne: natriumhypoklorit) specifikt avsett för desinficering, tillgängligt på alla apotek.

Genomförande:

- Fyll en behållare som är tillräckligt stor för att rymma alla delar som ska desinficeras med en lösning av dricksvatten och desinfektionsmedel, enligt de proportioner som anges på desinfektionsmedlets förpackning.
- Sänk ned varje enskild del helt i lösningen, säkerställ att det inte bildas luftbubblor på delarna. Låt delarna vara nedsänkta i desinfektionslösningen den tid som anges på desinfektionsmedlets förpackning för den valda koncentrationen.
- Ta upp de desinficerade delarna ur desinfektionslösningen och skölj dem noggrant med ljummet dricksvatten.
- Kasserä desinfektionslösningen enligt desinfektionsmedelstillverkarens anvisningar.

metod B: Desinficera tillbehören genom att koka dem i vatten i 10 minuter; använd avmineraliserat eller destillerat vatten för att förhindra avlagringar från hårt vatten.

metod C: Desinficera tillbehören i en ångsterilisator för nappflaska (ej mikrovågsugn). Utför processen genom att noggrant följa sterilisatorns instruktioner. För effektiv desinficering, välj en sterilisator med en driftscykel på minst 6 minuter.

Om sterilisering ska genomföras, fortsätt till avsnittet **Sterilisering**.

Efter att tillbehören har desinficerats, skaka dem kraftigt och lägg dem på en pappershandduk, eller alternativt torka dem med varmluft (till exempel med en hårtork).

Efter varje användning, förvara inhalationsutrustningen komplett med dess tillbehör på en torr och dammfri plats.

Sterilisering

Steriliseringsutrustning: Ångsterilisator med fraktionerat vakuum och övertryck i enlighet med EN 13060.









Genomförande: Förpacka varje enskild del som ska steriliseras i ett sterilt barriärsystem eller i en steril barriärförpackning i enlighet med EN 11607. Placera de förpackade delarna i ångsterilisatorn. Kör steriliseringscykeln enligt ångsterilisatorns bruksanvisning genom att välja en temperatur på 134°C och en tid på 4 minuter.

Förvaring: Förvara de steriliserade delarna enligt bruksanvisningen för antingen det valda sterila barriärsystemet eller den sterila barriärförpackningen.

Steriliseringsproceduren är validerad i enlighet med ISO 17665-1.

Efter varje användning, förvara inhalationsutrustningen komplett med dess tillbehör på en torr och dammfri plats.

Tabell över planerade metoder / patienttillbehör

Patient-tillbehör								
Metod	B2.1	B2.2	B2.3	B2.4	B3	B3.2	B4	B5
HYGIENÅTGÄRD I HEMMET								
Rengöring								
metod A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
metod B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
metod C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desinficering								
metod A	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER
metod B	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER
metod C	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER
HYGIENÅTGÄRD PÅ KLINIK ELLER SJUKHUS								
Desinficering								
metod A	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER
metod B	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER
Sterilisering								
	✓ MAX 300 GÅNGER Monterad nebulisator				✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER	✓ MAX 300 GÅNGER
✓: planerad ✗: ej planerad								


LUFTFILTRERING

Kompressorenheten är utrustad med ett luftfilter (A3) som måste bytas ut när det är smutsigt eller byter färg. Tvätta eller återanvänd inte samma luftfilter. Regelbundet byte av luftfiltret krävs för att säkerställa korrekt kompressorprestanda. Luftfiltret måste kontrolleras regelbundet. Kontakta återförsäljaren eller auktoriserat servicecenter för reservluftfilter.

För byte av luftfilter, ta ut det enligt bilden.

Luftfiltret är utformat så att det behåller sin position på sin avsedda plats.

Byt inte luftfilter under användning. **Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar från Flaem, inget ansvar tas vid användning av reservdelar eller tillbehör som inte är original.**



SV> De garantivillkor som anges här är endast giltiga i Italien för invånare i Italien. I alla andra länder kommer garantin att tillhandahållas av den lokala återförsäljaren som sålde utrustningen, i enlighet med tillämpliga lagar.



FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221/223/225
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
(Brescia) – ITALY
Tel. +39 030 9910168
www.flaem.it

© 2023 FLAEM NUOVA®
All right reserved
Cod. 1515410 rev. date 10/2023