



## Bruksanvisning Klockan Skakman

### Allmänt:

Klockan Skakman är en taktill klocka med larm. Klockan kan lätt ställas av brukaren, både korrekt tid samt eventuellt larm.

Storleken är 95x59x 28 mm.

Skakman kommunicerar med brukaren via en inbyggd vibrator, den medföljande yttre vibratoren kan kopplas in för placering under kudden t.ex.

Skakman är försedd med 5 knappar på fronten, en stor avläsningsknapp i mitten på lådan, samt 4 små ställknappar i frontens nedre kant.

På gaveln finns en larmknapp som kan ställas i tre lägen. Knappen åt vänster = läge Hold, inga knappar är verksamma detta är ett transportläge. Knappen i mitten = klockfunktion, larmet är från. Knappen åt höger = larm till. På gaveln finns även ett uttag för den medföljande yttre vibratoren. Då den yttre vibratoren ansluts kopplas den inbyggda vibratoren ifrån.

### Klockans arbetsätt:

**Avläsningsknappen** den stora mörka knappen är placerad i mitten på klockans framsida. Knappen är lätt kännbar då den har en upphöjd gummerad yta, samt är mycket lätt-tryckt.

### Klockans tid format är 23: 59

Vid ett tryck på knappen skakar klockan ut aktuell tid enligt:

Klockan ”skakar ut” en siffra i taget med pauser mellan siffrorna med början från vänster.

0 = 1 lång vibration

1 – 9 = 1 till 9 korta vibrationer.

Exempel 1: klockan är 12: 30

1 kort vibb paus 2 korta vibbar paus 3 korta vibbar paus 1 lång vibb.

Exempel 2: klockan 09:16

1 lång vibb paus 9 korta vibbar paus 1 kort vibb paus 6 korta vibbar.

### Ställa klockan:

För att ställa tiden måste larmet vara från. (**larmknappen** ställd i mitten).

Tryck på **Avläsningsknappen** och håll kvar knappen inne under hela ställfunktionen.

Skakman skakar ut inställd tid efter inställd tid är utläst kan man ändra tiden genom att trycka på önskad ställknapp (En ställknapp för varje siffra)

Ändra önskad siffra med de **4 ställknapparna** för varje tryck ökas respektive siffra med ett steg och skakas ut.

Då korrektid är inställd släpps **avläsningsknappen**.

### **Ställa larmtid:**

För att ställa larmtiden måste larmet vara till (**larmknappen** åt höger).

Tryck på **Avläsningsknappen** och håll kvar knappen inne under hela ställfunktionen.

**Skakman** skakar ut inställd tid, sedan kommer en liten lättare skakning, sedan skakas inställd larmtid ut.

Efter inställd larmtid är utläst kan man ändra larmtiden genom att trycka på önskad ställknapp (En ställknapp för varje siffra)

Ändra önskad siffra med de **4 ställknapparna** för varje tryck ökas respektive siffra med ett steg och skakas ut.

Då korrektid larmtid är inställd släpps **avläsningsknappen**.

### **Sätta på/ av larmet:**

Larmet är frångopplat då **larmknappen** är ställd i mittenläget.

Larmet är till då **larmknappen** är ställd åt höger.

### **Larm:**

När klockan larmar dvs. inställd larmtid = aktuell tid, känns 6 långa skaksignaler sedan utskakas aktuell tid.

Larmsignalen kan stängas av genom att larmknappen ställs i mitten, klockan behåller inställt larmvärde, om larmknappen åter ställs åt höger kommer klockan att larma om 24 timmar.

### **Batteribyte:**

Klockan Skakman drivs av 2 st. R6 alkaliska standardbatterier, som byts genom att öppna till batterifacket på baksidan av klockan.

Ta ur de förbrukade batterierna. Nya batterier stoppas i batterifacket observera polariteten, det högra batteriet pluspol uppåt, det vänstra pluspol nedåt, rätt polaritet kan även kännas i botten på batterifacket då det är ett hål borrat dit pluspolen ska orienteras.

Vid felaktig batteri isättning blir batterierna varma och förbrukas på en mycket kort stund och klockan kan skadas alvarligt.

Skakman behåller rätt tid helt utan batterier ca: 5 minuter.

### **Underhåll och service:**

Skakman behöver inget underhåll förutom batteribyte. Vid kassaktion avlägsnas batteriet som lämnas till särskild batteri insamling. Skakman återlämnas till inköpsstället för återvinning och miljöhänsyn.

Vid behov av service kontakta tillverkaren: Sankt Anna Elektronik.

Vi hoppas att du skall få mycket nytta av din taktila klocka Skakman.

### **Iris Hjälpmedel AB**

Sandsborgsvägen 52

122 88 Enskede

Tel. 08-39 94 00

### **Sankt Anna Elektronik**

Övre Lagnö 2

614 98 Sankt Anna

Tel. 0121-513 65