



Bruksanvisning Taktila Termometern Skaka

Allmänt:

Skaka är en elektronisk termometer som mäter temperatur.

Storleken är 95x59x 28 mm.

Skaka kommunicerar med brukaren via en inbyggd vibrator eller via den medföljande yttre vibratoren. Då den yttre vibratoren ansluts kopplas den inbyggda vibratoren ifrån.

Skaka består av en termometer med inbyggd inomhusgivare, utegivare med 3,5 meter kabel, universalgivare med 1,5 meter kabel, yttre vibrator samt ett väggfäste.

Skakas universalgivare (med 1,5 m kabel) går att använda för övrig mätning av temperatur ex vätskor, kroppstemperatur etc. Om man tar tempen med den i munnen bör man först kontrollera temperaturen i friskt tillstånd för att sedan se skillnaden när man ev. har feber.

Beskrivning:

Skaka drivs av 2 st R6 alkaliska standardbatterier, som sätts i batterifacket på baksidan av klockan. Observera polariteten, det högra batteriet pluspol uppåt, det vänstra pluspol nedåt, rätt polaritet står även märkt i lådans botten.

På Skakas baksida finns batterifacket samt ett fästband (typ kadborreband) för fastsättning på medlevererat väggfäste.

På övre gaveln finns ett uttag för givarna (universal, ute eller som extra tillbehör stekgivare). Givarkontakten måste orienteras rätt för att sättas i uttaget. Den lilla låstungan på givarkontakten skall peka uppåt. Tryck i kontakten tills det hörs ett klick. Kontakterna är identiska med den typ som används i telefonsammanhang men får under Inga omständigheter kopplas in på telenätet.

Vid borttagande av givaren trycker man in låstungan på givarkontaktens ovansida och drar försiktigt.

På övre gaveln finns även uttag för vibratoren (3,5 mm telejack).

På ovansidan av Skaka finns två stora knappar. Knapparna är lätt kännbar då de har en upphöjd gummerad yta, samt är mycket lätt-tryckta, de är även präglade med en resp. två prickar.

Den övre knappen märkt med en prick mäter ute/universal-givare beroende på vilken givare som är ansluten.

Den undre knappen märkt med två prickar mäter innetemperatur.

Presentation av mätvärdet:

Temperaturen presenteras som en serie vibrationer enligt följande:

Först presenteras tecknet: + ger ingen vibration, - ger en seri korta vibrationer.

Sedan presenteras tiotals siffran med samma antal vibrationer som siffrans storlek, om siffran är 0 ges en lång vibration.

Därefter presenteras entalssiffran och slutligen decimalsiffran på samma sätt.

Exempel:

Temperatur Kod

+20,3 grader _ _ _ _ _

- 01,4 grader _ _ _ _ _

Då den yttre vibratorn ansluts kopplas den inbyggda vibratorn ifrån.

Batteribyte:

Klockan Skaka drivs av 2 st R6 alkaliska standardbatterier, som byts genom att öppna till batterifacket på baksidan av termometern.

Ta ur de förbrukade batterierna. Nya batterier stoppas i batterifacket observera polariteten, det högra batteriet pluspol uppåt, det vänstra pluspol nedåt, rätt polaritet står även märkt i lådans botten. Vid felaktig batteri isättning blir batterierna varma och förbrukas på en mycket kort stund och klockan kan skadas alvarligt.

Underhåll och service:

Skaka behöver inget underhåll förutom batteribyte. Vid kassaktion avlägsnas batteriet som lämnas till särskild batteri insamling. Skaka återlämnas till inköpsstället för återvinning och miljöhänsyn.

Vid behov av service kontakta tillverkaren: Sankt Anna Elektronik.

Vi hoppas att du skall få mycket nytta av din taktila termometer Skaka.

Sankt Anna Elektronik

Övre Lagnö 2

614 98 Sankt Anna

Tel. 0121-513 65