

4:1 Återvinning & Materialspecifikation

Innerdyna	Kallskum med öppna celler samt vinyl är <i>brännbart</i>
Överdrag	Polyester, Nylon samt filterskumplast är <i>brännbart</i>
Bas	Skumplast är <i>brännbart</i>

4:2 Garanti

Dynan och överdraget har garanti mot fabriktionsfel gällande två år från leveransdatum.

OBS! Medföljande registreringskort skall sparas.

4:3 Kombinationer

Varilite dynorna är avsedda för användning i på marknaden förekommande rullstolar samt sittsystem.

Varilite dynorna får endast kombineras ihop med Varilites egna tillbehör och reservdelar.

För övriga kombinationer, kontakta Anatomic SITT AB.

4:4 Brandtester

Brandtestad och godkänd enligt standarden ISO 7176-17; BS5852; BSEN 7177; BS597-1&2.

Tack för att du valt en Varilite produkt!



Anatomic SITT AB Sweden • Box 6137 SE-600 06 NORRKÖPING
Tel +46 (0) 161800 • Fax +46 (0) 162005 • info@anatomicsitt.com

BRUKSANVISNING



Art.nr. BR401-33 Utgåva 4 2011-04-13



Varilite ProForm NX™

2:1	Användningsområde	3:4	Användningssätt
2:2	Så fungerar det	4:1	Återvinning & Materialspecifikation
3:1	Specialanpassning av basen	4:2	Garanti
3:2	Placera dynan rätt	4:3	Kombinationer
3:3	Skötselanvisning	4:4	Brandtester

Tillverkare:

Cascade Designs Limited, Dwyer Road Middleton Co. Cork
Republic of Ireland Telefon: +353-214-632-399



www.anatomicsitt.com



2:1 Användningsområde

- Antidecubitusdyna
- Individuellt anpassningsbar dyna som ger möjlighet till riktig positionering av bäckenet.
- Möjlighet att korrigera och / eller kompensera ett osymmetriskt bäcken.

2:2 Så fungerar det

Börja med att undersöka om brukaren har ett snedställt bäcken. Om det förekommer snedhet, anpassa enligt alternativ 2 nedan.

Alternativ 1 (ej snedställt bäcken) Använd en Varilite Pro Form med hel bakre dyna.

- 1) Öppna ventilen utan att sitta på dynan.
- 2) Stäng ventilen.
- 3) Sitt ned på dynan. Korrigera ev. sittställningen om brukaren sitter osymmetriskt.
- 4) Öppna ventilen och låt luften pysa ut tills önskad komfort erhållits i ca. 10 - 15 sek. De flesta brukare erhåller bäst komfort när det slutat pysa. Var uppmärksam på brukare med förtvinad eller artrofierad muskel- och ett vävnad under sittbensknölar. Stäng ventilen något tidigare för dessa brukare.
- 5) Stäng ventilen.

Kombinationen av luft och skum ger en mycket lång livslängd. För att ytterligare förlänga livslängden, kan ventilen med fördel öppnas regelbundet så att dynan återfyller sig med luft. För att ge brukaren en individuell form efter "återfyllning" av luft, upprepa steg 1 - 5 ovan. Om dynan inte fyller sig själv efter att luften har varit utblåst, blås upp den manuellt.

Alternativ 2 (vid snedställt bäcken) Använd Varilite Pro Form med delad bakre dyna. Börja med att undersöka om snedheten i bäckenet är fixerad eller rörlig.

- 1) Öppna ventilerna utan att sitta på dynorna. Låt dem fylla sig med luft.
- 2) Stäng ventilerna.
- 3) Sitt ned på dynan.
- 4) Justera trycket i de bakre dynorna efter brukarens behov. Se bild för fixerat resp. rörligt bäcken
- 5) Komplettera eventuellt med ytterligare stöd t.ex. Anatomic SittBelt positioneringsbälte.

Maximal brukarvikt
< 230 kg



3:1 Specialanpassning av basen

- Anpassa basen till t.ex. brukarens rullstol genom att med kniv skära ur för t.ex. rullstolens armstödsfästen.
- Bredden på dynan kan minskas med max 12 mm / sida.
- Längden minskas proportionerligt fram respektive bak.
- Med hjälp av Ampaskum (självhäftande skummaterial) kan Du dessutom bygga upp basen, allt efter individuella behov.
- Vid användande i sk. "hängmattesits" kan basen kompletteras med en planskiva i botten. Om klädseln är väldigt slapp ska planskiva användas.

3:2 Placera dynan rätt.

Ventilen och handtaget på överdraget skall alltid placeras framåt. Tänk på följande efter isärtagning vid exempelvis tvätt:

- Sätt i innerdynan med ventilen placerad framåt. Dynan kan vändas upp och ned, beronde på om ventilen ska sitta till höger eller vänster.
- Som hjälp vid ihopsättning är innerdynan märkt FRONT (framåt) och överdraget märkt BACK (bakåt).
- Placera dynan på plant och tillräckligt stort underlag.

3:3 Skötselanvisning, tvättråd och rekonditionering

När dynan behöver tvättas, ta ur innerdynan ur överdraget genom att öppna dragkedjan. Innerdynan torkas av med en fuktig trasa, vid behov kan den tvättas med ett mildt tvättmedel. OBS! se till att ventilen är stängd. Överdraget maskintvättas i max 60° C. Om dynan blir punkterad kan en lagningsatts beställas. Torkas snabbast och bäst hängande! Kan torktumlas i låg temperatur.

Vid rekonditionering, torka noga med ytdesinfektionsmedel, alternativt sprit för att sterilisera dynan.

3:4 Användningssätt

Kombinationen av luft och skum ger en mycket lång livslängd. Vi rekommenderar att du återfyller din dyna, minst en gång i veckan för att bibehålla optimal prestanda. Du bör dock kontrollera inställningen av din sittdyna dagligen för att säkerställa att sittdynan inte punkterats eller att ventilen av misstag råkat öppnat sig.

Kontakta genast Anatomic SITT AB om du misstänker att din sittdyna har punkterats.

För att ge brukaren en ny individuell form efter återfyllning av luft, upprepa steg 1 - 6 till vänster. Om dynan inte fyller sig själv efter att luften har varit utblåst, blås upp den manuellt.