




Varilite Evolution Meridian™

2:1	<i>Placering av dynan</i>	3:2	<i>Skötselanvisning</i>
2:2	<i>Inställning</i>	3:3	<i>Återvinning</i>
2:3	<i>Anpassning</i>	3:4	<i>Garanti</i>
3:1	<i>Användningssätt</i>	3:5	<i>Kombinationer</i>

Tillverkare:

Cascade Designs Limited, Dwyer Road Midleton Co. Cork
Republic of Ireland Telefon: +353-214-632-399



2:1 Placera dynan rätt

Ventilerna och handtaget på överdraget skall alltid placeras framåt. Tänk på följande efter isärtagning vid exempelvis tvätt:

- Sätt i innerdynan med ventilerna placerade framåt.
- Som hjälp vid ihopsättning är innerdynan märkt FRONT (framåt) och överdraget märkt BACK (bakåt)
- Placera dynan på plant och tillräckligt stort underlag.

2:2 Inställning av dyna

Meridian-dynan har två kammare, främre och bakre. Dessa kan justeras separat / individuellt.

- 1) Öppna ventilerna utan att sitta på dynan så att dynan fylls med luft.
- 2) Stäng ventilerna.
- 3) Sitt ned på dynan. Korrigera ev. sittställningen om brukaren sitter osymmetriskt.
- 4) Öppna höger ventil (bakre kammare) och stäng ventilen strax innan det sluter pysa (återstår ca. 15 mm. dyna).
- 5) Öppna vänster ventil (främre kammare). Låt luften pysa ut tills brukaren får optimal tryckavlastning & positionering.
- 6) Stäng ventilen.

Vid önskemål om att använda ventilen i ett konstant öppet läge, för att förenkla är detta nu möjligt.

Detta är endast en generell instruktion. Varje brukare är unik och behöver sin speciala inställning.

2:2 Anpassning av Varilite sittdynor

För att motverka skjuvning / framåtgliidning kan en kil placeras under innerdynan i framkant. Vid användande i såkallad hängmattesits kan dynan kombineras med en planskiva i botten. För att erhålla rätt artikelnr på planskivan, skriv storleken Ni önskar (bredd x djup), komplettera sedan med -528.

Exempel: Planskiva 30 x 30 cm = 3030-528.

Maximal brukarvikt är « 340 kg

Dynvikten är 0.4 - 1.1 kg

3:1 Användningssätt

Kombinationen av luft och skum ger en mycket lång livslängd. För att ytterligare förlänga livslängden, ska ventilen öppnas regelbundet så att dynan återfyller sig med luft.

För att ge brukaren en ny individuell form efter återfyllning av luft, upprepa steg 1 - 6 till vänster. Om dynan inte fyller sig själv efter att luften har varit utblåst, blås upp den manuellt.

Dynan bör luftas var sjätte dag, en gång i veckan.

3:2 Skötselanvisning, tvättråd och rekonditionering

När dynan behöver tvättas, ta ur innerdynan ur överdraget genom att öppna dragkedjan. Innerdynan torkas av med en fuktig trasa, vid behov kan den tvättas med ett mildt tvättmedel. Se till att ventilen är stängd. Överdraget maskintvättas i max 60° C. Om dynan blir punkterad kan en lagningsatts beställas. Torkas snabbast och bäst hängande! Kan torktumlas i låg temperatur.

Vid rekonditionering, torka noga med yttedesinfektionsmedel för att sterilisera dynan.

3:3 Återvinning

Innerdyna Kallskum med öppna celler som andas samt vinyl är *brännbart*
Överdrag Polyester, nylon samt filterskumplast är *brännbart*

3:4 Garanti

Dynan och överdraget har garanti mot fabriktionsfel gällande två år från leveransdatum.

OBS! Medföljande registreringskort skall sparas.

Om Du har tveksamheter eller några som helst frågor gällande ditt Varilitesystem är du välkommen att ringa oss. Det går även bra att skicka e-post. Våra kontaktuppgifter finner du här nedan.

3:5 Kombinationer

Varilite dynorna är avsedda för användning i på marknaden förekommande rullstolar samt sittsystem.

Varilite dynorna får endast kombineras ihop med Varilites egna tillbehör och reservdelar.

För övriga kombinationer, kontakta Anatomic SITT AB.



Tel +46 (0) 11 16 18 00
Email info@anatomicsitt.com

Fax +46 (0) 11 16 20 05
Webb www.anatomicsitt.com

Box 6137
SE-600 06 Norrköping