

Rekonditioneringsanvisning

TOPRO Olympos ATR M Slim, 815620 exkl. korg

Vi rekommenderar att kontroll enligt rekonditioneringsanvisning utförs regelbundet. Frekvensen beror på hur ofta rollatorn används och vilken påfrestning den har utsatts för.

Vid tvätt och rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt i diskabinett som används på hjälpmedelscentraler kan användas. Använd inte slipmedel, ånga och undvik att spola med tryck direkt mot lager (hjul, framgafflar). Rollatorn kan desinficeras med desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi rekommenderar inte användning av klor och fenolmedel.

Rekonditionering skall endast ske av personal som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig rekonditionering eller desinfektion kan resultera i en olycka. Vid oklarheter kontakta alltid leverantör eller återförsäljare.

Följande punkter ska kontrolleras innan återanvändning:

Hjul

Kontrollera att hjulen ej är skadade och att de snurrar lätt utan oljud.

Kontrollera att framgaffel sitter fast ordentligt och att den kan rotera.

Bromsar

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms tar ordentligt.

Efterjustera och rengör bromsklossar samt bromsfjädrar vid behov.

Rörstomme och handtag

Kontrollera att bromshandtag ej är skadat och att det sitter fast ordentligt i korrekt position.

Kontrollera att höjdjustering av handtag går lätt och att bromshandtagen sitter ordentligt i aluminiumprofilen.

Fällmekanism

Kontrollera att fällningen går lätt och att låsningen fungerar.

Sits

Kontrollera att sits ej är skadad.

| | Art. nr. | Artikelbenämning / beskrivning |
|----|-----------------|---|
| 1 | 815280 | Låshake |
| 2 | 815369 | Sits |
| 3 | 814150 | Rem för hopfällning |
| 6 | 815269 | Bakre fäste för sits, par |
| 7 | 814727 | Låsningsmekanism |
| 8 | 716818 | Parallell stag |
| 9 | 814778 | Kryssbult |
| 10 | 815320 | Handtag ErgoGrip, komplett, vänster |
| 11 | 815321 | Handtag ErgoGrip, komplett, höger |
| 12 | 815311 | Handtagsgrepp ErgoGrip, par |
| 14 | 815232 | Bromshandtag, st. |
| 15 | 815366 | Bromsvajer, st. |
| 16 | 815367 | Bromsfjäder |
| 17 | 815312 | Bromskloss |
| 18 | 815359 | Minnesklämma |
| 19 | 815336 | Övre kryssfäste, vänster |
| 20 | 815337 | Övre kryssfäste, höger |
| 21 | 815314 | Fäststycke |
| 22 | 814623 | Låsratt, med reflex |
| 23 | 815330 | Gaffel |
| 24 | 815329 | Bakhjulsfäste inkl. steghjälp, st, grå |
| 25 | 815295 | Standard framhjul, st |
| 26 | 815365 | Standard bakhjul, st |

Explosion ritning

TOPRO Olympos ATR M Slim, 815620 exkl. korg

