

JAY®

JAY XTREME ACTIVE

JAY® Xtreme Active Sittdyna

VIKTIG KONSUMENTINFORMATION

OBS: Denna manual innehåller endast kortfattade instruktioner gällande användande av denna produkt. Vänligen läs också den fullständiga bruksanvisningen för produkten innan produkten används.

ANVÄNDARE: I Innan du använder denna produkt, vänligen läs den fullständiga bruksanvisningen och spara den sedan för framtida behov.

Kortbruksanvisning



PLACERING AV DYNA

Välj en storlek på dynan som överensstämmer med din höftbredd när du sitter. Dynans längd bör sluta 3-5 cm från knävecken. Placera dynan så långt bak som möjligt i rullstolen. Den böjda bakkanten och de utskurna hörnen bör ligga så nära rullstolens bakkant som möjligt. För att kunna uppnå lägsta möjliga tryck, ska benstöden ställas in i låg position så att dina lår vilar bekvämt mot frambdelen av dynans framdel. (Korrekt inställning av benstöden kan reducera tryck på vissa punkter.)

När du sitter på Jay Xtreme Active dynan, bör ditt sittben vara mitt på fluidinlägget. Om dynan inte är positionerad korrekt, kan detta leda till att du "sitter igenom" dynan och vävnadsskador uppstår. Om du har sned hållning, placera dynan lite längre fram i stolen, så att du inte sitter på den främre skumdelen av dynan. (Om du har extremt sned hållning, vill vi rekommendera JAY J2® och JAY J3 dynor.) Om ditt ryggstöd dessutom är av hängmattetyyp, bör det ersättas. Istället för detta, kan du använda ett JAY J3 ryggstöd. Ett stabilt ryggstöd positionerar höfterna korrekt och stödjer bälen, så att när du sitter mindre på ditt korsben, tippas ditt bäcken uppåt.

ENKEL SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Månatlig rengöring och regelbunden skötsel kan göra att din dyna håller längre. Vi rekommenderar att de olika beståndsdelarna kontrolleras under rengöringen.
- Titta efter revor eller förslitningar i överdraget, och byt ut om det är trasigt eller av annan anledning ej funktionellt. Kontrollera fluidinlägget för punktering eller andra avvikelser.
- Kontrollera skumbasen för att säkerställa skummets konsistens. Om du känner att vätskan känns hård på vissa ställen efter att dynan varit oanvänd en längre tid när du kontrollerar dynan kan du prova att massera upp fluidvätskan eller kontakta din HMC.

RENGÖRA ÖVERDRAGET

- Ta av överdraget från skumbasen och vänd insidan utåt.
- Maskintvätta i varmt vatten (70°) och lufttorka.
- Överdraget behöver inte strykas.

RENSA SKUMBASEN / LÅRKILAR

Avlägsna överdragen och fluidinlägget från skumbasen. Torka av med tvål eller mildt rengöringsmedel. Använd aldrig tvål. Doppa aldrig ned i vatten. Torka av med en ren trasa. Låt skumbasen lufttorka helt innan den sätts ihop igen. Avlägsna överdragen från lårkilarna. Överdragen kan maskintvättas (70°C) och lufttorkas. Lårkilarna kan torkas av med en fuktig trasa (använd inte tvål och doppa inte ned i vatten) och torka sedan av med en ren trasa. Låt de sedan lufttorka helt innan du sätter in dem igen i överdragen.

VIKTIGT!

Undvik nedsänkning av skumbas och lårkilar i vatten.

RENGÖRING AV FLUIDINLÄGG

Avlägsna det yttre överdraget från dynan. Avlägsna fluidinlägget från det inre överdraget och torka av den med varmt vatten och tvål. Torka med ren, fuktig trasa och torka torrt med en ren trasa.

VIKTIGT

- Doppa aldrig ned fluidinlägget i någon vätska.
 - Undvik starka rengöringsmedel och handskas varsamt med insatsen, annars kan den börja läcka.
- Skulle det finnas tecken på slitage på överdraget, skuminlägg, fluidinlägg eller andra delar eller om du märker att stadgan har försämrats, kontakta din HMC eller Sunrise Medical för en utvärdering och ytterligare instruktioner.

Max brukarvikt: 150 kg



This product is manufactured to comply with the 'Medical Device Directive' 93/42/EEC & 2007/47/EEC.

Sunrise Medical AB
Britta Sahlgrens gata 8A
421 31 Västra Frölunda
Sweden
Tel: +46 (0) 31-748 37 00
Fax: +46 (0) 31-748 37 37
www.sunrisemedical.se

