

## DUSCHSTOL ROBUST

Artikelnummer: 142140, 142143

**Avsedd användning:** Duschstol Robust är avsedd att sitta på vid duschning. Stolen har en stabil helsvetsad konstruktion av extra dimensionerade rör för att klara av tunga brukare. Sitsen består av aluminiumprofiler vilket gör den mycket stabil. Ryggstöd finns som tillbehör och beställs separat från Swereco.



142140



142140 + 142143

### Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Stolen är ej avsedd för att brukas i badkar.
- Stolen skall placeras på en plan yta där stolens alla fyra ben står stadigt mot golvet.
- Stolen får ej vinklas upp i sådant läge att den endast står på två ben då brukaren sitter i den. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.
- Stolen får ej förflyttas med brukaren sittandes i den.
- Stolen får kapas av behörig personal (hjälpmedelstekniker på hjälpmedelscentraler) utan att stolens egenskaper försämras. Stolens ben får kapas så stolen står plant från 55cm ner till 45 cm.
- Stödfötterna bör kontrolleras regelbundet. Skadade eller utslitna stödfötter kan innebära ett försämrat grepp och ska bytas ut. Dessa kan beställas från Swereco.
- Om stolen ställs in i ett svagt framåtlutande läge är maximal höjdskillnad mellan fram och bakben 2.5 cm, vilket motsvaras av ett snäpp på beninställningen.
- Vid användning av ryggstöd, se till att ryggstödet är monterat enligt anvisning.

**Symboler:** Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvällösning, pH 5-9.



Tvättas i max 85°C i max 3 minuter.



Visuell kontroll



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

### Teknisk specifikation

Sitsens djup x bredd: 45x55 cm  
Bredd mellan armstöd: 60 cm  
Största bredd (yttermått): 66 cm  
Vikt: 11,4 kg  
Sitthöjd: 55 cm  
Material: Stålrör, lackerad aluminium (sits), TPE (stödfötter)  
Max brukarvikt: 300 kg



Tillverkad av:

**Karo Pharma Sverige AB**

Nybrokajen 7

SE-111 48 Stockholm

Tel: +46 10 330 2310

[www.swereco.se](http://www.swereco.se)

[info@karopharma.se](mailto:info@karopharma.se)

## Skötsel­anvisningar:

Rengörs regelbundet vid behov (min 1 ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9.

Vid byte av brukare ska produkten desinficeras, autoklaveras i max 85° i max 3 minuter.  
Alternativt torkas med 70% isopropanol.

## Reserv­delar:

Art. nr 120702, Stödfot

## Tillbehör:

Art. nr 142143, Ryggstöd till Duschstol Robust

För att montera fast ryggstödet följ anvisningarna nedan. Ritningarna visas i en vy underifrån stolen.

