

JAY[®] Easy Sittdyna

VIKTIG KONSUMENTINFORMATION

OBS: Denna manual innehåller endast kortfattade instruktioner gällande användande av denna produkt. Vänligen läs också den fullständiga bruksanvisningen för produkten innan produkten används.

ANVÄNDARE:

I Innan du använder denna produkt, vänligen läs den fullständiga bruksanvisningen och spara den sedan för framtida behov.

Kortbruksanvisning



Sunrise Medical rekommenderar att en läkare, terapeut eller rehabiliteringsmetoder, med erfarenhet av sitsprodukter och positionering, gör bedömningen huruvida en Jay Easy dyna är lämplig.

PLACERING AV DYNAN

Dynan bör nå fram till 2,5 – 5,0 cm från knävecken. Lägg sittedynan mot ryggstödet på rullstolen med materialinformationsetiketterna och flow-överdelen bakåt. När dynan har lagts i på rätt sätt ska dina höfter vara placerade mot ryggstödet. Dina sittben skall befinna sig mitt på Jay Flow™-överdelen, i dynans sittfördjupning. Undvik att använda dynan på alltför uttänjd sitsklädsel. Uttänjd klädsel ger inte tillräckligt med stöd för dynan och kan orsaka felaktig sittställning. Byt ut uttänjd klädsel eller köp ett fast underlag, t ex en träplatta eller en Jay ställbar sittplatta. Undvik att använda alltför hårt uttänjd ryggstödsklädsel. Uttänjd ryggstödsklädsel ger inte tillräckligt med stöd för kroppen och kan orsaka felaktig sittställning. Byt ut uttänjd ryggstödsklädsel eller prova ut ett Jay ryggstöd från Sunrise som passar de krav brukaren har för att en god sittställning och god rörlighet.

ENKEL SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Månatlig rengöring och regelbunden skötsel kan göra att din dyna håller längre. Vi rekommenderar att de olika beståndsdelarna kontrolleras under rengöringen. Se till att överdraget inte har utsatts för revor eller kraftig nötning och kontrollera så att inga punkteringar eller andra felaktigheter uppstått på flowöverdelen. Kontrollera att skumbasen är jämntjock. Massera gärna flow-överdelen innan du lägger tillbaka den i överdragets innerficka.

Att rengöra överdraget

1. Avlägsna överdraget från skumbasen och vänd det ut och in.
2. Vänd sedan innerfickan som rymmer flow-överdelen ut och in.
3. Avlägsna flow-överdelen från innerfickan genom att dra i den och lossa på kardborrbanden.
4. Vänd på innerfickan så att rätt sida är utåt och stäng dragkedjan på överdraget till hälften. (Överdraget ska stängas till hälften så att inte kardborrbanden fastnar i annan tvätt i tvättmaskinen.)
5. Maskintvätta i varmt vatten (60°) och droptorka eller torktumla på låg värme.

Överdraget behöver inte strykas.

OBS! Överdraget får inte kemtvättas eller rengöras i industriella tvätt- och torkmaskiner. Autoklavera inte med ånga. Använd inte blekmedel.

Då överdraget sätts på sittedynan igen efter tvätt, ska flow-överdelen stoppas

tillbaka i innerfickan. Se till att kardborrbanden ligger rätt. Sätt sedan tillbaka överdraget på skumbasen. Se till att den bakre delen av överdraget passar ihop med den bakre delen av skumbasen.

Att rengöra skumbasen

Avlägsna överdraget och flow-överdelen från skumbasen. Torka försiktigt med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig tvål. Doppa aldrig ned i vatten. Torka av med en ren trasa. Låt skumbasen lufttorka helt innan den sätts ihop igen.

OBS! Undvik att doppa ned skumbasen i vatten.

Sätt tillbaka överdraget med flow-överdelen på skumbasen. Se till att den bakre delen av överdraget passar ihop med den bakre delen av skumbasen.

Att rengöra flow-överdelen

Avlägsna överdraget från skumbasen. Avlägsna flow-överdelen från innerfickan och torka av den med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka med en ren, fuktig trasa. Torka sedan torrt med en ren trasa. Doppa aldrig ned flow-överdelen i någon som helst vätska.

Vid problem med dynan eller tryck kontakta din Arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Max brukarvikt: 150 kg



This product is manufactured to comply with the 'Medical Device Directive' 93/42/EEC.

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel: +46 (0) 31-748 37 00
www.sunrisemedical.se

