

Instruktioner för rekonditionering av DOLOMITE rollatorer

Följande punkter skall gås igenom och kontrolleras vid rekonditionering av Dolomites rollatorer. Uppdatering jämfört med tidigare utgåva markerat i texten med understrykning.

HJUL

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	hjulagret ej är skadat och att lagerfett finns	Hjulet ska snurra lätt annars skall det bytas ut. Vid återinfettning av lager bör smörjfett SKF LGEP2 användas.	Vid hjulbyte, måste låsmutter bytas.	
2	slitbanan ej är skadad.	Hjulet byts ut.	Ny låsmutter	
3	hjulbultar är ordentligt åtdragna.	Drag åt skruvarna, (limmas m Omnifit 100 om ej låsmutter finns)	Ny låsmutter	
4	skruvar i bakgaffel är åtdragna.	Drag åt skruvarna.		
5	framhjulsgaffeln är åtdragen i stativet. Observera på Symphony: kontrollera att muttern i stativet ej följer med runt, vid åtdragning av framgaffel*	Drag åt framgaffeln i stativet med 60 Nm. * Om muttern i stativet följer med runt vid åtdragning kontakta Invacares kundtjänst.	Symphony: gäller produkter tillverkade före april 2002.	
6	framhjulsgaffeln ej har några skador.	Byt gaffel.		
7	bakhjulsgaffeln ej har några mekaniska skador.	Byt gaffel.		
8	om framgaffeln är försedd med täckbricka för fastsättningsbult.	Demontera detta.	OBS produkter tillverkade före feb 2002	

BROMS

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	bromsklacken ej är sliten.	Byt bromsklack		
2	avstånd mellan klack och hjul ej överstiger 2 mm på nya gaffeln, DABS II, 3 mm på gamla gaffeln, DABS, <u>och 3,5 mm på Jazz.</u>	Vid behov justera		
3	bromsklack går tillbaka efter användning av färdbroms	Byt bromsklack, alternativt wirar och höljen.	(fjäder kan kärva)	
4	bromsvajer löper lätt i vajerhöljen.	Byt vajer ev. hölje vid behov.		
5	full bromseffekt erhålls.	Justera spänning av vajer så att full bromseffekt uppnås.		
6	ändavslutningarna på vajerhöljen ej är skadade.	Byt vajerhölje.		
7	Bromshuset/handtag ej är skadat.	Byt bromshandtag, <u>för Jazz, byt ut handtagsröret.</u>		
8	handtagsrör ej är böjda.	Byt ut handtagsröret. Alt körhandtaget		

FÄLLMEKANISM

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	rollatorn låser och stannar i utfällt läge.	Byt fällåset inkl fjäder om dessa är skadade. För Jazz, byt sits om bandet till fällåset är skadat.		
2	skruv i fälled är åtdragen.	Återmontera skruven med låsvätska Omnifit 200 eller förlimmade skruvar.	Gäller ej Jazz.	
3	lyftspärren inte är skadad/deformerad	Byt lyftspärr	Gäller ej Jazz.	
4	att inte magnetremsan har lossnat	Montera ny magnet.	Gäller ej Jazz.	
5	spärren för låsning i hopfällt läge inte är skadad.	Byt spärren.	Gäller Jazz	

HANDTAGSGREPP

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	handtagsgrepp ej är skadade.	Byt ut handtagsgreppet/en.		
2	handtagsgreppen ej enkelt kan vridas.	Ersätt med nya handtagsgrepp. Rengör noggrant innan montering av nya grepp. Använd fettlösande medel utan tillsatser av oljeprodukter t ex ej avfettningsmedel, spolärvätska fungerar bra.		

LÅSRATTAR

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	låsrattar låser handagsrören riktigt.	Byt ut låsratten.		

STATIV

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	inga lackskador finns	Reparera lackskadorna med Dolomites bättringsfärg.		
2	inga mekaniska skador har uppstått på stativet.	Kassera rollatorn.		

SITS

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	sitsen gnisslar vid användning av fällfunktion.	Spraya rörliga delar med silikon.	Gäller ej Jazz.	
2	Sitsen ej är skadad.	Byt sits.		

Rekonditioneringschema

DOLOMITE ROLLATORER



RYGGBAND

	Kontrollera att/om:	Åtgärd:	Kommentar:	OK
1	ryggband och infästningarna ej är skadade och försäkra att skruvarna är riktigt åtdragna.	Byt ut ryggbandet eller drag åt skruven.	Ryggband 12600 kan vitna vid infästningar. Risk föreligger ej.	

PLANHET

1	alla hjul är i kontakt på ett plant underlag.	Justera bakhjulen genom att flytta bakgaffeln uppåt eller nedåt. För Jazz, flytta bakhjulet uppåt eller nedåt.		
---	---	--	--	--

**KONTROLL AV ROLLATORN ENLIGT SKÖTSELROUTINER OVAN SKA UTFÖRAS
REGLBUNDET.
FREKVENSEN SKA AVGÖRAS AV VILKEN GRAD OCH PÅFRESTNING ROLLATORN HAR
ANVÄNTS.**

Kontroll utförd av:

Namn: _____

Datum: _____

Namnteckning: _____

Rollatormodell: _____

Serienummer: _____

INACARE Rea AB - Växjövägen 303, 343 75 DIÖ - Tel: 0476-535 00 Fax: 0476-535 99

Rekonditioneringsschema

DOLOMITE ROLLATORER



Övrig information kring rekondtvätt i diskkabinette/diskmaskin

- Max tvättemperatur 60 grader
- Max torktemperatur 70 grader
- Rekommendation placering i diskkabinbette i utfällt läge