

## Rekonditioneringsanvisning för Arbetsstolar

Eurovemas stolar är tänkta att återanvändas under sin förväntade livslängd.

### Rengöring

Använd ej högtryckstvätt spola ej heller med vatten eller andra vätskor!

Rengör chassi med mild rengöringsmedel/desinfektionsmedel Ph 7-12 tex. tvållösning.

Klädsel på stoppade detaljer kan med fördel rengöras med klädseltvätt.

Överdragsklädsel kan maskintvättas i 60 grader.

### Underrede och hjul

- Alla hjul har kontakt med golv och vinkelräta.
- Hjulskruvarna åtdragna och gänglimmade.
- Hjulen rullar fritt och svänger lätt.
- Smörj lager med tunnflytande olja.
- Test av bromsmekanismen. Smorda vajrar.

### Manuella & elektriska lyftställdon

- Sitter fast ordentligt och roterar ej. Infettad med tunn olja.
- Ljudnivå låg / inga rasslande missljud.
- Lyfter hela vägen ända upp med brukaren i.
- Kontrollera att ställdon är åtdraget vid infästningen till chassit med 35 Nm.

### Batterier och elektronik

- Batterierna sitter fast.
- Alla kablar är hela och ej kommer i kläm.
- Test av batteri och laddare. Ladda batterier fullt.
- Kontroll av manöverdosa/handkontroll.
- Tidmätare och huvudbrytare kontroll. Rätt styrka på säkring.

### Sitssystem

- Rätt sitssystem och kombination. Glappar ej någonstans
- Hål för sele och bälte finns och är fria.
- Klädsel: Ren, tvättlappen fastsydd på överdrag. Sömmarna hela, ej skadade.
- Sitsvinkling och ryggstöd: funktionstest.
- El ställdon ger ej efter under tryck.
- Rattar och vred: infettade, lättjusterade och släta knoppar.

## Tillbehör

- Infettade, lätt att justera, inga repor uppstår vid justering
- Funktionskontroll.

## Slutkontroll

- All extra utrustning: passar in och är lättjusterade.
  - Varningsetiketter påklitrade. CE-märkt med serienummer.
  - Testkörning (alla funktioner testas i ändläge och rullstolen testas med maximal belastning)
  - Bruksanvisningen finns och följer med produkten.
  - Mer information i servicehandboken
- 

Stol modell: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Service gjord av:

Namn: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

## Destruktionsanvisningar

Produkt som tas ur bruk permanent ska demonteras och källsorteras. Vid demontering iakttages försiktighet då det finns risk att klämskador kan uppstå. Demontering får endast utföras av auktoriserad tekniker.

| Metall             | Elektronik       | Brännbart              |
|--------------------|------------------|------------------------|
| Armstödsmekanism   | Huvudenhet       | Armstödsdynor          |
| Ryggmekanism       | Manöverkontakter | Sitsar                 |
| Gasfjäder          | Kablar           | Ryggar                 |
| Elställdon         | Handkontroll     | Övriga stoppdetaljer   |
| Sittkryss          |                  | Hjul utan metallgaffel |
| Chassi             |                  | Övriga plastdetaljer   |
| Benstöd            |                  |                        |
| Nackstödsmekanism  |                  |                        |
| Övriga metalldelar |                  |                        |

Batterier som är förbrukade ska lämnas på miljöstation.

Rev. 2022-04-04