




Spännanordning för Gavellösa Sängar - SGS

version 1.4

Används tillsammans med ett sängryggstöd i en säng som saknar gavel.

- Förhindrar sängryggstödet att glida, över kanten och av från sängen.
- Passar även sängryggstöd av andra fabrikat.



Spännanordning S G S består av antihalkmaterial, remanordning och 4 st byglar.

Ta bort bäddmadrassen, lakan och kudde från sängen.

1. Kontrollera att sängryggstödet är korrekt monterad i sängen.
2. Res upp ryggstödet m h a handkontrollen för att underlätta fastsättningen av SGS.
3. Placera den blå antihalk delen framför sängryggstödet, se bild. SGS'n ska ligga i linje med ryggstödet och centrerad under brukarens stuss / bakdel.
OBS! Kontrollera riktning! *Etikett på baksidan av SGS, anger riktning.*
4. Vid huvudända: -Spänn fast de **övre röda remmarna** m h a spännbyglarna runt sängryggstödet två ramar (fyrekanter). se bild.
5. Vid fotända: Fäst **nedre svarta remmarna** runt varje ben av sängen.
Observera kilformationen som uppstår. se bild.
6. Placera tillbaka bäddmadrassen och be brukaren/patienten att lägga/sätta sig.
7. Kör ryggstödet upp och ner några gånger.
8. Be patienten/brukaren kliva av.
9. Justera "efterdra" alla remmar för både SGS och sängryggstödet.
10. Bädda tillbaka lakan, kudde mm.

OBS! Bästa effekt uppnås om patienten slappnar av och låter kroppstyngden verka!