

Tillbehör med monteringsanvisning

Jörn, Line och Rasmus



J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Styren

Till Jörn - Line - Rasmus serien finns det olika slags styren och handtag. Det är viktigt, att man väljer rätt styre, så att ens behov blir bästa möjliga. Det finns t.ex. 2 delade styren, där man kan hålla på olika ställe jämfört med ett traditionellt styre.

Standardstyre Jörn



Artikelnr	Passar till
150JT02	Jörn

Beskrivning:

Styret kan ändras i olika vinklar, om det är monterat på en inställbar styrstolpe. Avståndet till styret ändras genom att vinkla framstolpen upp eller ned, för optimal komfort.

Montering:

Montera av det gamla styret genom att lossa de båda insexskruvarna på styrstolpen. Styret monteras sedan med samma skruvar. Styret justeras upp eller ner innan man drar åt skruvarna. Om man har en styrstolpe som kan justeras, så sitter insexskruven för detta under styrstolpens vinkeldel. Glöm ej att dra åt insexskruven efter justeringen.

Standardstyre Line och Rasmus



Artikelnr	Passar till
150LT02	Line Rasmus

Beskrivning:

Styret kan ändras i olika vinklar, om det är monterat på en inställbar styrstolpe. Avståndet till styret ändras genom att vinkla framstolpen upp eller ned, för optimal komfort.

Montering:

Montera av det gamla styret genom att lossa de båda insexskruvarna på styrstolpen. Styret monteras sedan med samma skruvar. Styret justeras upp eller ner innan man drar åt skruvarna. Om man har en styrstolpe som kan justeras, så sitter insexskruven för detta under styrstolpens vinkeldel. Glöm ej att dra åt insexskruven efter justeringen.

Tvådelat styre Jörn, Line och Rasmus



Artikelnr	Passar till
150JT03	Jörn Line
150LT03	Rasmus

Beskrivning:

Väljs om brukaren har användning av att få styret nära inpå kroppen, eller endast har liten styrka i armarna. Man kan hålla händerna på flera olika ställen på styret. Det 2-delade styret är idealiskt till brukare som också har kropsstöd monterat på cykeln.

Montering:

Det tvådelade styret monteras i styrstammen genom att lossa beslaget och snabbfästet på styret. Därefter kan styret justeras upp, ned, fram och tillbaka.

Diverse tillbehör

Ledsagarhandtag till tvådelat styre



Artikelnr	Passar til
150JT40	Jörn Line Rasmus

Beskrivning:

Används om brukaren inte själv kan eller bör styra cykeln. Medhjälparen använder ledsagarhandtaget till att hjälpa till att styra och leda cykeln. Fördelen med att använda ledsagarhandtag är att man har god kontakt mellan brukare och medhjälparen då man är nära varann.

Montering:

Nedersta U-böjen på styret byts ut mot den nya. Därefter monteras ledsagarhandtaget i änden av den nya U-böjen. Ledsagarhandtaget ställs in i önskad höjd genom att vicka handtaget fram eller tillbaka. Detta spänns fast med de medföljande styrklämmorna.

Påskjutshandtag



Artikelnr	Passar til
150JT01	Jörn Line Rasmus

Beskrivning:

Påskjutshandtaget ger medhjälparen möjlighet att skjuta på samt stötta cyklistens balans. Påskjutshandtaget kan ställas i höjd.

Montering:

Monteras i röret bak på cykeln. Spänns åt med snabbskruven.

Svängstopp till styre



Artikelnr	Passar til
150LT30	Line Rasmus

Beskrivning:

Till cyklar tillverkade före 2010.

Montering:

Monteras på ramen för styret - det runda röret under där de två fyrkantsrören möts. Pinnen på svängstoppet skall vara monterad så att den tar stopp i framgaffeln.

J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Pedaler

Valet av pedaler är otroligt viktigt för att möjliggöra att brukaren skall klara sig själv så mycket som möjligt. Det kan bl.a. fås pedaler med kardborreband över vristen, så foten inte hoppar av pedalen, som skulle kunna ske med en vanlig pedal. Cyklar med dubbelt vevparti kan bara fås med fotplattor.

Fotplattor med kardborreremmar



Artikelnr	Passar till
150JT26	Jörn
150LT27	Line
150RT28	Rasmus

Beskrivning:

Barnets fötter hålls bättre på plats på pedalerna med kardborreband och inte halka av fotplattorna.

Observera:

150JT26 = skostorlek 24-30

150LT27 = skostorlek 31-36

150RT28 = skostorlek 37-42

Montering:

Monteras på standard pedal eller på plastklossen (dubbelt vevparti).

Plastplattan sätts under fotplattan. Monteras på pedalen med främre skruven mellan pedalen och bakersta skruven bak och utanför pedalen. Den avlånga metallbrickan monteras under pedalen. Vid dubbelt vevparti används de två hålen i plastklossen.

J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Sadlar

För att förbättra din upplevelse när du cyklar har vi flere olika sadlar till din cykel. Vi har därför sadlar till alla behov.

Standardsadel



Artikelnr	Passar till
150JT04	Jörn Line Rasmus

Beskrivning:

Sadel i god kvalitet med fin sidokomfort.

Montering:

Sadelklämman spänns runt sadelpinnen med en 8 mm mutter. Sadeln kan justeras i önskad vinkel.

Unisadel med beslag för kroppsstöd



Artikelnr	Passar til
150JT06	Jörn
150LT06	Line Rasmus

Beskrivning:

Smal och lång bananformad sadel. Den speciella formen säkrar att brukaren inte kanar av. Sadelns gren gör så att låren hålls isär. Inga sömmar som irriterar.

Montering:

Används ihop med vinklad sadelstolpe. Det vågräta rör sätts in i den vinklade sadelstolpen. Nu kan sadeln justeras fram och tillbaka.

Obs: Vinklad sadelstolpe beställs separat. Se under rubriken:

Sadelstolpar

J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Sadelstolpar

Till alla cyklar kan andra sadelpinnar användas än den som är standard. Sadelpinne väljs efter behov och är lätta att byta ut.

Sadelstolpe rak standardsadel



Artikelnr	Passar till
150JT12	Jörn
150LT12	Line Rasmus

Beskrivning:

Används till standardsadel.

Montering:

Den fyrkantiga sadelstolpen sätts i röret på cykeln, och därefter kan standardsadeln monteras på den runda delen av stolpen.

Sadelstolpe rak + 10 cm



Artikelnr	Passar till
150JT13	Jörn
150LT13	Line Rasmus

Beskrivning:

Används tillsammans med unisadel när man behöver större benlängd. Sadeln kan justeras fram och tillbaka för en bättre anpassning.

Montering:

Den långa änden monteras i röret på cykeln och därefter kan unisadeln (med beslag) monteras invändigt i det vågräta fyrkantsröret.

Sadelstolpe vinklad



Artikelnr	Passar till
150JT14	Jörn
150LT14	Line Rasmus

Beskrivning:

Används tillsammans med unisadel. Sadeln kan justeras fram och tillbaka för en bättre anpassning.

Montering:

Den långa änden monteras i röret på cykeln och därefter kan unisadeln (med beslag) monteras invändigt i det vågräta fyrkantsröret.

Sadelstolpe vinklad +10 cm



Artikelnr	Passar till
150JT15	Jörn
150LT15	Line Rasmus

Beskrivning:

Används tillsammans med unisadel. Sadeln kan justeras fram och tillbaka för en bättre anpassning.

Montering:

Den långa änden monteras i röret på cykeln och därefter kan unisadeln (med beslag) monteras invändigt i det vågräta fyrkantsröret.

Används även som kroppstödsfäste till Line och Rasmus.

J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Kroppstöd

Det finns flera olika kroppstöd till Jörn - Line - Rasmus - serien. Kroppstöd används om barnet har svårt att hålla sig upprätt eller hålla balansen under cykelturen.

Kroppstöd med beslag



Artikelnr	Passar til
JT20	Jörn
LT20	Line
RT20	Rasmus

Beskrivning:

Används av brukare med balansproblem i överkroppen. Den justerbara remmen med klickspänne håller brukaren i en komfortabel körställning.

Montering:

Monteras med medföljande kroppstödsfäste. Motsatta vinkelpinnen sätts in i det vågrätta fyrkantströr under sadeln. De medföljande snabbskruvarna dras åt.

Kroppstöd högt med beslag



Artikelnr	Passar til
JT21	Jörn
LT21	Line
RT21	Rasmus

Beskrivning:

Det höga ryggstödet ger extra stöd till brukaren med balansproblem i överkroppen. Det breda kardborrebandet håller brukaren i en komfortabel åkställning.

Montering:

Monteras med medföljande vinklade pinne. Motsatta vinkelpinnen sätts in i det vågrätta fyrkantströr under sadeln. De medföljande snabbskruvarna dras åt.

Väst till högt kroppstöd



Artikelnr	Passar til
150JT23	Jörn Line
150RT23	Rasmus

Beskrivning:

Förhindrar att barnet hänger fram över på cykeln. Används bara med kroppstöd högt.

Montering:

Sätts fast med kardborrebandet bak på det höga kroppstödet. Var uppmärksam på att remmarna inte skaver på halsen.

Beslag för kroppstöd



Artikelnr	Passar til
150JT18	Jörn
150LT18	Line Rasmus

Beskrivning:

Används endast ihop med sadelstolpe rak när man skall ha kroppstöd.
150JT12/LT12 (rak)
150JT13/LT13 (rak+10 cm)

Montering:

Ta av sadelstolpen och träd sedan in denna underifrån. Dra åt snabbskruven ordentligt. Därefter sätts önskat kroppstöd in i den andra änden. Dra åt låsspaken ordentligt.

Modellöversikt J-L-R serie



	Jörn (ca 2-4 år)	Line (ca 3-7 år)	Rasmus (ca 6-11 år)
Max brukarvikt	30 kg	50 kg	50 kg
Styrhöjd	Justerbar	Justerbar	Justerbar
Grenmått *	30-40 cm	40-55 cm	53-65 cm
Längd x bredd	77 x 50 cm	107 x 65 cm	125 x 75 cm
Instegshöjd	19 cm	24 cm	26 cm
Vikt	14 kg	18 kg	22 kg
Bromsar framhjul	—	Fälgbroms	Fälgbroms
Bromsar bakhjul	Fast nav eller frihjul med fotbroms	Fast nav eller frihjul med fotbroms	Fast nav eller frihjul med fotbroms
Hjulstorlek	8 "	12,5 "	16 "
Färger	Grön	Gul	Turkos
Speciellt för modellen	Fast nav, enkelt eller dubbelt vevparti.	Fast nav eller frihjul med fotbroms.	Fast nav eller frihjul med fotbroms.
	Specialtillpassningar på förfrågan.		
Tillbehör	Olika sadeltyper, styren och pedalyper. Kroppstöd, påskjutshandtag och ledsagarhandtag.		



Tillverkare:
Jørn Iversen Rødekro ApS
www.ji.dk



Active Care Sverup AB
Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL
Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05
E-mail: info@activecare.se
Internet: www.activecare.se