

# Supportbelt

Manual

 etac<sup>®</sup>



# Illustrationer

Illustration 1



# Innehåll


	<b>Rubrik</b>	<b>Sida</b>
1.	Generellt/Egenskaper.....	4
2.	Praktisk hantering.....	5
3.	Hantering/Material/Rengöring .....	6
4.	Artiklar .....	7

## Generellt

Tack för att du valde en produkt från Etac.

För att undvika skador i samband med hantering och användning av produkterna ska denna bruksanvisning läsas igenom noga.

Brukaren i denna bruksanvisning är den person som ligger eller sitter på produkten. Hjälparen är den person som manövrerar produkten.

 **Denna symbol förekommer i bruksanvisningen tillsammans med text för att uppmärksamma de tillfällen då det föreligger risk för brukarens eller hjälparens säkerhet.**

Produkterna uppfyller kraven i enlighet med det medicinska direktivet för klass 1-produkter Direktivet om medicinska produkter MDD 93/42/EEC

Hos Etac strävar vi efter att fortlöpande förbättra våra produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra produkterna utan att detta meddelas i förväg. Alla mått som anges på ritningar eller annat är endast vägledande och vi reserverar oss därför för fel och brister.

Specialanpassningar är alla former av kombinationer och storlekar som ligger utanför rekommendationerna i den här bruksanvisningen. Vid ändringar, reparationer eller kombinationer på kundens beväg upphör Etacs CE-märkning och Etacs garanti att gälla. Vid oklarheter, kontakta Etac.

Garanti: Två år på material- och tillverkningsfel vid korrekt användning av produkten.

För ytterligare information om Etacs sortiment inom förflyttning, se [www.etac.com](http://www.etac.com).

Produkten kasseras enligt nationella regler.

### Förklaring på Lot no/Batch no:

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
År	Dag på året			Löp nummer					

## Egenskaper

Supportbelt kan användas i alla de situationer då man vill ha ett bra grepp eller stödja brukaren. Det kan t.ex. gälla att hjälpa brukaren att ändra position från sittande till stående och omvänt.

Både stående och sittande förflyttningar mellan säng, rullstol, bil, hygienstol, toalett m.m.

Supportbelt kan även användas som stöd vid gångträning.

Supportbelt har en bred kontaktyta, ergonomiskt utformade handtag som säkrar ett bra grepp från alla håll. Lätthanterligt i alla riktningar. Lätt att spänna och strama åt.

# Praktisk hantering

---

## Placering

---

Supportbelt placeras runt brukarens midja eller höfter. Spännet sätts fast. Dra snett neråt i änden av Supportbelt och dra stroppen från spännet åt sidan så stramar Supportbelt åt om brukaren.

---

## Användning

---

Nu har hjälparen ett bra grepp om brukaren och kan hjälpa och stödja brukaren under förflyttningar (illustration 1).

## Hantering

### Tänk på detta

Kontrollera produkten före användning och efter tvätt.

Använd aldrig en defekt produkt. Vid tecken på slitage ska produkten kasseras.

Läs bruksanvisningen noga.

Det är viktigt att hjälpare och vårdpersonal instrueras i hantering av förflyttningar. Etac erbjuder hjälp och utbildning av vårdpersonal. Kontakta Etac för ytterligare information.

Använd alltid korrekt förflyttningsteknik.

Kom ihåg att utnyttja brukarens egna resurser.

Använd inte Supportbelt på hjälparen – om brukaren tappar balansen riskerar hjälparen att ramla ner på golvet tillsammans med brukaren och därmed drabbas av arbets-skada.

Om Supportbelt används till stående förflyttningar eller gångträning, bör hjälparen säkerställa att brukaren har ståfunktion.

Lämna aldrig Supportbelt på golvet.



Planera förflyttningen i förväg så att den sker så tryggt och problemfritt som möjligt.

Om du tvekar över något - kontakta Etac.

## Material

Yttermaterial: Polyuretanbelagd nylon, vattenavvisande.

Insidan är anti-glidbehandlad.

Innermaterial: Vaddering av polyeten.

Handtag: Polyesterband fyllt med polypropylen.


Spänne: Säkerhetstyp av nylon.

Max. belastning på Supportbelt är 150 kg.

## Rengöring

Kontrollera regelbundet produkten, helst inför varje användningstillfälle. Var extra noga efter tvätt.

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

 **Reparera aldrig själv en produkt. En defekt produkt får inte användas.**

### Tvättinstruktion:

Supportbelt kan maskintvättas i 80°C eller autoklaveras vid 80°C. Kan också desinficeras med LT-CIN (Isopropylalkohol 72 %).



## Artiklar

<b>Artikelnr.</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Storlek i cm</b>
IM8009009	Supportbelt, 4 handtag, XXS, midjemått 65-105 cm	B9 x L90
IM8010509	Supportbelt, 4 handtag, XS, midjemått 65-105 cm	B9 x L105
IM8010513	Supportbelt, 5 handtag, S, midjemått 65-105 cm	B13 x L105
IM8013013	Supportbelt, 6 handtag, M, midjemått 90-130 cm	B13 x L130
IM8015013	Supportbelt, 8 handtag, L, midjemått 125-150 cm	B13 x L150
IM8017015	Supportbelt, 11 handtag, XL, midjemått 145-170 cm	B15 x L170

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp, Sverige  
Tel +46 371-58 73 00  
Fax +46 371-58 73 90  
info@etac.se www.etac.se

Etac AB (export)  
Box 203, 334 24 Anderstorp, Sverige  
Tel +46 371-58 73 30  
Fax +46 371-58 73 90  
info@etac.se www.etac.com/exp

Etac AS  
Pb 249, 1501 Moss, Norge  
Tel +47 815 69 469  
Fax +47 69 27 09 11  
hovedkontor@etac.no www.etac.no

Etac A/S  
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark  
Tel +45 79 68 58 33  
Fax +45 75 68 58 40  
info@etac.dk www.etac.dk

Etac GMBH  
Bahnhofstraße 131, 45770 Marl, Deutschland  
Tel +49 236 598 710  
Fax +49 236 598 6115  
info@etac.de www.etac.de

Etac Holland BV  
Fluorietweg 16a, 1812RR Alkmaar, Nederland  
Tel +31 72 547 04 39  
Fax +31 72 547 13 05  
info.holland@etac.com www.etac.com



Skapar möjligheter