
HOGGI[®]



BINGO Evolution Bruksanvisning

SV




Bruksanvisning för sulkyvagnen BINGO Evolution

1	Modell-id och grundutförande	
1.1	Modell-id (etikett)	4
1.2	Grundutförande	4
2	Allmän information	
2.1	Förord	5
2.2	Användning	5
2.3	Försäkran om överensstämmelse (EU)	5
2.4	Garantivillkor	5
2.5	Service och reparationer	5
3	Säkerhetsanvisningar	
3.1	Symbolförklaring	6
3.2	Allmänna säkerhetsanvisningar	6
4	Leverans och förberedelse för användning	
4.1	Leverans och förberedelser innan användning	11–19
5	Justerings- och anpassningsmöjligheter	
5.1	Fotbroms	19
5.2	Höjjustering av körhandtag	20
5.3	Sittdjup och sittbredd	20
5.4	Tillbehörsfästen	21
5.5	Höftstöd	21
5.6	Sidostöd	21
5.7	Lårstöd	22
5.8	Ryggstödet höjd	22
5.9	Ryggstödet vinkel	23
5.10	Vinkeljusterbart benstöd	23
5.11	Benstöd 90°	23
5.12	Underbenslängd	24
5.13	Fotstödsvinkel	24
5.14	Fotstödslås	24
5.15	Ta av och sätta på sittdelen	24
5.16	Sittdel mot färdriktning	26
5.17	Tiltfunktion	26
5.18	Ta av hjulen med snabbkoppling	27
5.19	ASS – justerbart fjädringssystem	27
5.20	Luftfyllda däck	27
6	Tillbehör	
6.1	Riktningsspärr	28
6.2	Mjuk varukorg	28
6.3	Stor varukorg	29
6.4	Nackstöd	30
6.5	Nackstöd (liten modell)	31
6.6	Universalfäste till nackstöd	31
6.7	Justerbart huvudstöd	32
6.8	Bålstöd	32
6.9	Höftbälte	34
6.10	Fyrpunktsbälte	35
6.11	Fempunktsbälte	35
6.12	Fotremmar	37
6.13	Ankelfixering	37
6.14	Abduktionssele	37
6.15	Fixeringsväst	39
6.16	Bröst-och skuldersele	40
6.17	Bendelare	41
6.18	Handbåge med klädsel	42
6.19	Bord	42
6.20	Tillbehörsfäste för handbåge eller bord	43
6.21	Åkpåse	43
6.22	Fårskinnsinsats	44
6.23	Regncape	44

6.24	Sufflett med fästen och regnskydd	44
6.25	Färdbroms	45
6.26	Trumbromsar	46
6.27	Buggy-Board	47
6.28	Parasoll	47
6.29	Tillbehör och skötväska	47
7	Transport	
7.1	I bagageutrymmet på en bil	47
7.2	Hur du använder din sulkyvagn på en buss	48
8	Underhåll/service, reparation och livslängd	
8.1	Underhåll/service och reparation	51
8.2	Livslängd för Bingo Evolution	51
9	Specifikationer	
	Alla specifikationer och anteckningar om delar och tillbehör	52

Modell-id

Chassietiketten monteras på insidan av vänster sidostöd. **Sittdelsetiketten** är fäst på ryggstödet baksida. Vid **beställning av reservdelar**, ange vänligen **serienummer för** att säkerställa en problemfri leverans.



Grundutförandet innehåller:

- Bingo EVO sulkyvagn (underrede med länkhjul och sittdel)
- Fram- och bakhjul massiva (luftfyllda som alternativ)
- Klädsel (IPS)
- Höft- och sidostöd till sättenhet
- Benstöd
- Fotstöd

OBS! Grundutförandet kan avvika från denna beskrivning.

2 Allmän information

2.1 Förord

Tack för att du har valt **BINGO Evolution** sulkyvagn. Sulkyvagnen bidrar till en enklare och säkrare förflyttning. Bruksanvisningen innehåller information om hur du använder och tar hand om produkten. Läs följande instruktioner för att vara säker på att du använder produkten rätt. Om du har frågor eller får problem kontaktar du din förskrivare/Hjälpmiddelscentral.

Vi hoppas att **BINGO Evolution** kommer att leva upp till dina förväntningar.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar gällande den specificerade modellen i denna bruksanvisning. Innan du använder vagnen för första gången måste denna bruksanvisning läsas och förstås av användare och personal för att säkerställa en säker hantering av sulkyvagnen.

2.2 Användning

Sulkyvagnen har många tillbehör och bra positioneringsmöjligheter. Detta gör den funktionell för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Sulkyvagnen kan t ex behövas på grund av:

- Atypisk muskeltonus
- Skadade extremiteter (dysmeli/amputation av nedre extremiteterna)
- Defekt och/eller deformerad extremitet
- Ledkontrakturer
- Ledfel
- Allmän svaghet

Sulkyvagnen Bingo Evolution kan användas inom- och utomhus, samt återanvändas efter rekonditionering.

För återanvändning måste produkten rengöras och desinficeras på ett effektivt sätt. Efteråt måste produktens skick, slitage och skador kontrolleras av en auktoriserad tekniker. Alla skadade och olämpliga delar måste bytas.

Se även servicemanualen för detaljerad information.

2.3 Försäkran om överensstämmelse (EU)

HOGGI GmbH som tillverkare med ensamt ansvar försäkrar att sulkyvagnen Duro för barn och ungdomar uppfyller de allmänna kraven på säkerhet och prestanda i bilaga I till förordning (EU) 2017/745 av Europaparlamentet och rådet. Harmoniserade europeiska standarder har tillämpats.

2.4 Garantivillkor

Garantin gäller endast när produkten används enligt angivna villkor, för de avsedda ändamålen och enligt alla tillverkarens rekommendationer. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av komponenter och reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.

Se även § 8 med villkor på: www.hoggi.de

2.5 Service och reparationer

Service och reparationer på **BINGO Evolution** sulkyvagn bör endast utföras av auktoriserade HOGGI®-återförsäljare.

Om problem skulle uppstå kontaktar du den återförsäljare som har levererat din **BINGO Evolution**. Auktoriserade återförsäljare använder endast originalreservdelar från **HOGGI**.



Följande verktyg behövs för reparation och service:
Insexnyckel, storlek: 3, 4, 5 och 6 mm
Skruvnyckel, storlek: 10 mm, 13 mm, 19 mm och 24 mm

3 Säkerhetsanvisningar

3.1 Symbolförklaring



Varning!
Risk för personolyckor eller tekniska skador.



Information!
Användning av produkten.



Information!
Till servicepersonal.



Obs!
Läs bruksanvisningen innan du använder produkten!

3.2 Allmänna säkerhetsanvisningar



Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten!
Lär dig hur produkten och funktionerna fungerar och testa innan du börjar använda produkten. Du är ansvarig för ditt barns säkerhet. Ditt barns säkerhet kan påverkas om du inte följer anvisningarna i den här bruksanvisningen. Det är omöjligt att täcka alla tänkbara omständigheter och oförutsägbara situationer i den här bruksanvisningen.
De som använder den här produkten förväntas därför göra det med förnuft, varsamhet och försiktighet. Den person som använder produkten och tillbehören måste förstå alla anvisningar och förklara dem för alla som använder produkten och tillbehören.
Om anvisningarna är otydliga eller du behöver ytterligare information kontaktar du din **HOGGI**-återförsäljare.



Barnet ska alltid vara fastspänt när det befinner sig i sulkyvagnen.



All användning förutom den avsedda kan vara farlig.
Sulkyvagnen är inte avsedd för jogging, löpning, skridskoåkning eller liknande aktiviteter. Svängbara framhjul tenderar att börja skaka i högre hastigheter, vilket kan leda till att sulkyvagnen tvärstannar eller välter.
Använd endast sulkyvagnen i vanlig promenadhastighet.
Släpp aldrig körhandtaget när du går med sulkyvagnen och låt den heller aldrig rulla i väg från dig.



Sulkyvagnen ska endast användas på fast och jämnt underlag.



Använd sulkyvagnen enligt tillverkarens rekommendationer. Kör till exempel inte in i hinder (som trappsteg eller trottoarkanter) utan att bromsa först.



Ta dig i stället förbi hinder som trappsteg och trottoarkanter genom att luta sulkyvagnen så att du bara kör på bakhjulen (dra den bakåt när du går uppför och luta ned den långsamt framåt när du går nedåt).



Gå inte upp eller ned för trappor utan att en annan person hjälper till. Om det finns hjälpmedel, som ramper eller hissar, bör dessa användas. Om sådana hjälpmedel inte finns ska två personer bära sulkyvagnen över hindret.



Var särskilt uppmärksam i backar och lutningar så att

- barnet inte ramlar ur sulkyvagnen
- sulkyvagnen inte välter
- sulkyvagnen inte rullar i väg



Lyft endast sulkyvagnen i de delar som sitter fast ordentligt:

- Framre ramröret ovanför framhjulen
- Framaxeln
- Körhandtaget



Om du måste ställa sulkyvagnen i en backe vänder du den uppåt med bromsarna aktiverade och kontrollerar så att sitsen är i upprätt läge. Om sitsen är i tillbakalutad läge finns det risk att vagnen välter bakåt.



Lås alltid sulkyvagnen med fotbromsen innan du lämnar vagnen eller någon ska ta sig i eller ur den.



När ditt barn sträcker sig efter föremål framåt, i sidled eller bakåt måste du kontrollera så att barnet inte sträcker sig för långt ut från sulkyvagnen. Den ändrade tyngdpunkten kan annars göra så att sulkyvagnen tippar eller välter.



Däcktrycket har en stor inverkan på sulkyvagnen. Den blir betydligt lättare att köra med rätt mängd luft i däcken. Lufftrycket ska vara minst 2 bar (200 kPa resp. 29 PSI).



Observera att vissa inställningar av fotstödet kan innebära att fotstödet kolliderar med de svängbara länkhjulen.



Försäkra dig om att inga barn kommer i kontakt med förpackningsmaterialet. Plastförpackningar kan orsaka kvävningsoolyckor.



Lämna aldrig sulkyvagnen med ett barn i utan uppsikt, inte ens när barnet är fastspänt och bromsarna är på.



När det är mörkt ska användaren ha på sig ljusa kläder eller kläder med reflexer. Se till att monterade reflexer syns ordentligt. Vi rekommenderar också att lampor monteras på sulkyvagnen.



Innan du använder sulkyvagnen måste båda hopfällningsskydden och sittenheten vara ordentligt fastlåsta.



Statisk stabilitet är vid 10,5° lutning. Tungt väskor eller andra föremål som hängs på körhandtaget kan påverka sulkyvagnens stabilitet.



Varning!
Var särskilt uppmärksam när du justerar sitsstilt, ryggvinkel, benstöd och fotplatta. Barnet kan fastna med armarna eller benen i vagnens rörliga delar.



Använd som regel inte fotstödet för att komma i och ur sulkyvagnen. Använd enbart fotplattan med skor.



Vagnen är endast avsedd för ett barn.



Avfallshantering: De delar av förpackningsmaterialet som består av metall, aluminium och plastdelar kan återvinnas. Återvinningen ska utföras enligt nationella och juridiska bestämmelser.



Maximal lastvikt för varukorgarna är 3 kg (mjuk modell) respektive 8 kg (stor modell) Bordet får inte belastas med föremål tyngre än 5 kg.



Varning!

All klädsel är svårantändlig och uppfyller standarden SS EN 1021 del 1 (cigarettest) och del 2 (tändstickstest). Användaren är däremot inte skyddad från att bli brännskadad på grund av vårdslös hantering av eld.



Vid förvaring av vagnen i hopfällt läge bör du undvika att belasta underredet (om transportfästet är monterat).



BINGO Evolution underrede har en maximal lastvikt på 60 kg.
BINGO Evolution sittdel har en maximal lastvikt på 50 kg.
BINGO Evolution Mini sittenhethar en maximal lastvikt på 25 kg.



Tillbehör och extra utrustning minskar den maximala lastvikten proportionellt.



Vi rekommenderar, där och när det är möjligt att användaren flyttar över till fordonets befintliga säten och att fordonets fastspänningssystem används. Det är det enda sättet att garantera passageraren bästa möjliga skydd om en olycka skulle uppstå.

BINGO Evolution sulkyvagn är godkänd enligt ANSI/RESNA WC/19 och ISO 7176/19 (krocktest). OBS! Gäller inte stl 0/Mini.

Det går också att använda **BINGO Evolution** sulkyvagn som säte i ett motorfordon, om transportfästen (artikel 3231-7300) och godkänt förankringssystem används.

BINGO Evolution är godkänd att användas som säte i fordon.

Ryggstödet kan vinklas och hela sitsen kan tiltas i den här sulkyvagnen. Vrid reglaget på ryggstödet och placera ryggstödet i det första läget. För att använda tiltfunktionen måste ryggstödet vara i nästan upprätt läge (högst 20°). Observera anvisningarna under 5.9 och 5.17.



Varning!

Tillbehörsremmar kan fastna i tiltmekanismen och hindra att låsstiften låser sig ordentligt. Det kan leda till att sittenheten ramlar av chassit.

Klipp därför av långa tillbehörsremmar så att de inte kan fastna.

Försäkra dig om att sittenheten sitter fast ordentligt genom att dra sittenheten kraftigt framåt. Kontrollera att låsstiften är helt i. Tryck dem hela vägen in om det behövs.



Montering av ett sittskal är endast tillåtet inom det angivna sittutrymmet. Tillverkaren av den nya produktkombinationen måste testa stabilitet och effekter på produktens maximala lastvikt innan den får tas i bruk.



Varken det maximala sittedjupet eller den maximala rygghöjden får överskridas (se kapitel 9).



För personer som använder elektriska hjälpmedel eller personer med synnedsättning går bruksanvisning och annat informationsmaterial att ladda ner. Alla Bingo Evolution dokument finns på webbsidan www.minicrosser.se. Produktvideor och fotogallerier är också tillgängliga online!



När du ändrar inställningarna på **BINGO Evolution** är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar.



Kontrollera produktens skick om det finns skador på förpackningen.



Var försiktig vid extrema temperaturer. Sulkyvagnen kan bli mycket varm i solen eller i en bastu. Vid extrem kyla finns det risk för hypotermi. För personer med känslig hud (dvs personer som inte kan uppfatta en temperaturökning) och/eller med hudskador, måste man vara försiktig så att metalldelarna inte når för hög temperatur. I dessa fall är det absolut nödvändigt att bära lämpliga plagg för att skydda huden.



HOGGI-dynan (Trevira CS) och den kontursyddad dynan (Trevira CS) samt **HOGGI:s** ryggstödsklädsel av nylon är flamsäkra enligt normerna SS EN 1021-1 och SS EN 1021-2. Vid användning av andra sitt - eller ryggdynor än originalet ifrån Hoogie ges inte flamskyddseffekten. Detta gäller även tilläggsstopning.



Se alltid till att snabblåset på bakhjulet sitter rätt.



4 Leverans och förberedelse innan användning

Din **BINGO** Evolution sulkyvagn levereras normalt sett helt monterad. Leveransens mått: ca 880 mm (L) x 700 mm (B) x 400 - 450 (H)

Kontrollera produktens skick om det finns skador på förpackningen. Ta bort transportlåsen och transportförpackningen försiktigt.



Originalförpackningen innehåller följande:

- Underrede, hopfällt
- Sittedel och ryggstöd, hopfällt
- Klädsel till sits, ryggstöd, höft -och sidostöd
- Beställda tillbehör
(Monteras på sulkyvagnen av en behörig distributör)
- Instruktioner och lista över nödvändiga verktyg



Så här fäller du upp **BINGO** Evolution:

- Lossa ihopsättningsfästet på vänster framram (se bild).
- Lyft sulkyvagnen i det svarta greppet på körhandtaget och fäll upp den tills du kan ställa den på hjulen.
- Tryck körhandtaget bakåt tills du hör att hopfällningsskydden låser sig.
- Kontrollera båda skydden och lås fast dem om det behövs.



- Tryck ned snabbkopplingen med tummen som på bilden och placera bakhjulet på bakaxeln.
- Kontrollera att hjulen sitter ordentligt genom att dra åt motsatt håll.
- Gör likadant på andra sida.



- Skär eller klipp försiktigt av de båda transportlåsen (buntband) på sättenheten med en sax eller kniv (detaljbild).
- Dra ryggstödet bakåt för att fälla upp det.



- Skär försiktigt igenom transportlåsen (buntbanden) på den tillhörande bromsen.



- Vrid reglaget på ryggstödet och sätt ryggstödet i det första läget.



- Bilden eller märket visar ryggstödet som är låst i ryggvinkelns första läge.



BINGO Evolution Mini:

- Dra i snöret på ryggstången enligt bilden och sätt ryggstödet i första läget (se bild).



- Bilden eller märket visar ryggstödet som är låst i ryggvinkelns första läge.



- Bilden visar en **BINGO Evolution** med ryggstödet och tiltfunktionen i det första läget.



- Genom att trycka in handgreppet kan sättenheten tiltas.



BINGO Evolution Mini:

- Efter att du tryckt in tumspaken kan du justera vinkeln på sättenheten.



Om din **BINGO Evolution** är utrustad med ett vinkeljusterbart benstöd kan det vara uppfällt vid leverans.

- Placera benstödet i önskat läge och sätt fast det ordentligt med vredet.



Om din **BINGO Evolution** sulkyvagn är utrustad med ett fast 90-gradigt benstöd kan fotplattan vara uppfälld vid leveransen.

- Fäll ner benstödet, dra i låsstiftet tills du hör att det låses fast med ett klickljud.
- Kontrollera att låsstiftet sitter ordentligt genom att trycka kraftigt på fotplattan.



Om din **BINGO Evolution** sulkyvagn är utrustad med **lårstöd**, fortsätt enligt följande:

- Placera lårstöden i önskat läge på sittplattan.
- Sätt i de två bultarna ovanifrån enligt bilden.



- Fixera båda bultarna med vingmuttrarna på undersidan av sittplattan enligt bilden.



- Säkra båda skruvkopplingarna med en Biloc-mutter enligt bilden.
- Gör likadant på motsatt sida.

Om din sulkyvagn är utrustad med med vadderade höftstöd, fortsätt exakt enligt följande:



BINGO Evolution Mini:

- Placera höftstöden (vänster) på fästena (vänster) enligt bilden.
- Gör likadant på motsatt sida.



BINGO Evolution Mini:

- Bilden visar vänster höftstöd.



Om din **BINGO Evolution** sulkyvagn är utrustad med nackstöd (liten modell) vänligen fortsätt enligt följande:

- Placera nackstödet i önskat läge framifrån.
- Sätt i de två bultarna framifrån enligt bilden.



- Fixera båda bultarna med de räfflade muttrarna på ryggstödsplattans baksida enligt bilden.



- Säkra båda skruvkopplingarna med en Biloc-mutter enligt bilden.
- Gör likadant på motsatt sida.

Om din **BINGO Evolution** sulkyvagn är utrustad med nackstöd (stor modell) vänligen fortsätt exakt enligt följande:



Sidostöden kan tas bort vid transport för att sulkyvagnen ska bli så liten som möjligt när den är hopfäld.

- Fäst sidostöden på ryggstödsrören på samma sätt som på bilden.




- Bilden visar **BINGO Evolution** med monterat vänster sidostöd.



Vi rekommenderar att justera sittdelen i önskat läge innan klädseln sätts fast. (Ryggvinkel och sitstilt – se kapitel 5).

- Placera sittdynan på sitsen och fäst den med tryckknapparna under sittdelens främre kant enligt bilden.



- Fäst även sittdynan med snäppen på sitsen under den bakre sittkanten enligt bilden.



- Trä på klädseln till lårstöden enligt bilden. Börja framifrån och försäkra dig om att de vadderade sidorna är vända inåt. Fäst klädseln med kardborrbanden.



- Bilden visar **BINGO Evolution** med klädsel försett vänster lårstöd monterat.



- Dra i höftstödet dyna enligt bilden. Börja framifrån och fixera kardborrefästena inuti dynan och slingtejpen.



- Bilden visar hur det ska se ut när klädsel försedd höftstöd är monterade på **BINGO Evolution Mini**.



- Trä på klädseln till nackstöden enligt bilden (liten modell). Börja nerifrån enligt bilden och försäkra dig om att de vadderade sidorna är vända inåt. Fäst klädseln med blixtlåsen.



- Bilden visar sulkyvagnen med ditsatt nackstöd inklusive klädsel.



- Trä på klädseln till sidostöden så att de vadderade sidorna är vända inåt och fäst klädseln med kardborrbanden.



- Bilden föreställer **BINGO Evolution** med monterade sidostöd.



BINGO Evolution Mini:

- För enklare montering, öppna dynans dragkedja och separera vänster från höger.
- Sätt i öglan från insidan genom den främre skåran och för den tillbaka till framsidan.
- Gör likadant på andra sidan.



BINGO Evolution Mini:

- Efter monteringen sätter du dynan över sidodynorna, kopplar ihop båda halvorna och stänger dragkedjan.



BINGO Evolution Mini:

- Bilden visar den ditsatta ryggdynan.



Om din **BINGO Evolution** levereras med en sufflett rekommenderar vi att du kontrollerar kapitel 6.24.

- Stå bakom eller bredvid sulkyvagnen.
Trä ryggstödet klädsel med huvan upp på ryggstödet och fixera det upptill med kardborrefästena.
- Placera den lägre delen av ryggstödsklädseln mellan ryggstödet och sitsen.
- Trä kardborrbanden igenom det långa hålet enligt bilden och fäst dem.





- Bilden visar hur ryggstödsklädseln ska fästas (bakifrån).



Så här fäller du ihop BINGO Evolution:

- Kontrollera alltid att sulkyvagnen är låst med fotbromsen innan du fäller ihop den

Så här får du sulkyvagnen att bli så liten som möjligt när du fäller ihop den:

- Se till att sittvinkeln är 0 grader (se 5.17)
- Se till att vika ned eller ta bort sidostöden (se 5.6)
- Se till att ta bort höftstöden (se 5.5)



- Fäll upp benstöden (se 5.10 eller 5.11) och fotstödet (se 5.13).
- Ställ dig bakom körhandtaget. Dra upp båda hopfällningsskydden och tryck körhandtaget framåt.
- Fortsätt trycka körhandtaget framåt tills **BINGO Evolution** fälls ihop på golv eller mark.
- Fäll ryggstödet som på bilden (se 5.9).



- Innan du fäller ihop **BINGO Evolution Mini** rekommenderar vi att ryggstödet viks bakåt för att skydda klädseln.



5 Justerings- och anpassningsmöjligheter

5.1 Fotbroms

- Aktivera fotbromsen genom att trampa ner pedalen och rulla sulkyvagnen lite bakåt eller framåt så att låsstiften förs in i bromsskivan.



- Ta bort fotbromsen genom att dra upp pedalen med foten.



5.2 Höjdjustering av körhandtag

Tack vare körhandtagets spärranordning kan du ställa in det i en bekväm höjd. Ändra körhandtagets höjd genom att trycka in knapparna på utsidan av körhandtaget.




5.3 Sittdjup och sittbredd

Om du lossar och tar bort skruvarna som är markerade på bilden (på båda sidor) kan du flytta sittplattan. För en så hög stabilitet som möjligt ska skruvarna sitta långt ifrån varandra.




Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar igen.

Om du lossar vingmuttrarna under sitsen kan du justera sittbredden genom att flytta på höft- respektive lärstöden.



Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar igen.

Pilarna på bilden visar hur höftstöden kan justeras. Dessa är justerbara i bredd, djup och vinkel.



Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar.

Pilarna på bilden visar hur lårstöden kan justeras. Dessa är justerbara i bredd, djup och vinkel.



Pilarna i illustrationen visar inställningsmöjligheterna på vänster sida för huvudstödet dyna (liten modell) och dynans justeringsmöjlighet justeringsmöjligheter (stor modell) på höger sida. Dessa är justerbara i bredd och vinkel.



Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar.

5.4 Tillbehörsfästen

Information om hur du fäster bordet eller handbågen med klädsel.


Tillbehörsfästena kan monteras på olika djup för att ge bästa möjliga avstånd mellan barnet och handbågen respektive bordet.

Distributören kan också modifiera **BINGO Evolution** med olika siddjupspositioner.



5.5 Höftstöd

Om du lossar vingmuttrarna under sitsen kan höftstödens djup justeras. Om du lossar de markerade skruvarna går det även att justera dem på fästet.




Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar.

5.6 Sidostöd

- Sidostöden kan tas bort vid transport.
- Det går inte att ta bort BINGO Evolution Minis sidostöd.





5.7 Lårstöd

Om du lossar vingmuttrarna under sitsen kan du justera lårstödens djup, bredd och vinkel.

Se 5.3 Sittdjup och sittbredd



5.8 Ryggstödetets höjd

- Lossa vingmuttrarna på ryggstödet och kupolmuttrarna längst upp och ställ in önskad höjd på ryggstödet.
- Dra åt skruvarna som har lossats ordentligt.



- Från en ryggstödhöjd på cirka 55 cm för sitsstorlek 1 och 66 cm för sitsstorlek 2 måste ryggramen flyttas från den övre till den nedre positionen på rygglattan.



Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar.



- För att justera den bakre remmen på **BINGO Evolution Mini** öppnar du först dragkedjan på baksidan.



BINGO Evolution Mini:

- Lossa de tre skruvkopplingarna på baksidan och justera sedan ryggstödet höjd enligt önskemål.
- Stäng blixtlåset igen efteråt



5.9 Vinkla ryggstödet

- Ställ dig bakom vagnen först och aktivera fotbromsen på **BINGO Evolution**. Håll emot med ena handen på ryggstödet innan du använder reglaget med andra handen.
- Sätt ryggstödet i önskad position.



- Ställ dig bakom vagnen först och aktivera fotbromsen på **BINGO Evolution Mini**. Omslut handtaget med en hand och dra försiktigt upp frigöringsbandet med samma hand.
- Sätt ryggstödet i önskad position.



5.10 Vinkeljusterbart benstöd

- Aktivera fotbromsen på **BINGO Evolution** och ställ dig framför sitsen. Håll i fot- och knästödet med ena handen och lossa reglaget med andra handen. Ställ in fotstödet i önskad position och vrid åt reglaget ordentligt.




- Aktivera fotbromsen på **BINGO Evolution**. Håll i fot- och knästödet med ena handen och lossa reglaget med andra handen. Ställ in fotstödet i önskad position och vrid åt reglaget ordentligt.



5.11 Benstöd, 90°

Om din **BINGO Evolution** är utrustad med ett fast 90-gradigt benstöd måste du fälla upp den (**för att vagnen ska bli så liten som möjligt hopfälld**).

- Dra i låsstiften som på bilden, fäll upp fotplatta och vinkla upp den.




5.12 Underbenslängd

- Trampa ned fotbromsen och ställ dig framför sitsen. Håll i fotstödet med ena handen innan du lossar vingmuttrarna med andra handen. Flytta fotstödet till önskad position och dra åt vingmuttrarna ordentligt.



Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar.



5.13 Vinkel av fotstöd

Fotstödet kan fällas upp för att lätt komma in och ut vid transport.

- Om du lossar de fyra bultarna under fotstödet kan du flytta fotstödet på hängaren.



- Du kan ändra på fotstödet placering och därmed fotstödet vinkel.
- Fotstödet vinkel kan justeras från cirka 80 till 100 grader.



Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar.



5.14 Lås till fotstöd(tillbehör)

Dra i låsringen för att fälla upp fotstödet. När fotstödet fälls ned låses det automatiskt på plats.



Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar.



5.15 Ta av och sätta på sittenheten

Om du vill lägga **BINGO Evolution** i en bil eller bära den i två delar gör du det enkelt genom att ta av sittenheten från chassit. Det är också praktiskt när du vill flytta **BINGO** sittenhet till ett inomhuschassi.

- Kontrollera alltid att fotbromsen är aktiverad innan du tar av eller sätter på sittedelen.
- Se till att ryggstödet är i 90-grader.



Ta av sittenheten

- Stå bredvid sulkyvagnen.
- Tilta sittenheten så långt bakåt som möjligt.



- Kontrollera att den röda låsknappen syns tydligt i spårluckan på frigöringsknappen (sidoplattan).
- Tryck och håll in frigöringsknappen.




- Dra i aktiveringsspaken till tiltfunktionen och luta sittenheten tills låsknappen når sitsfästets platta.
- Håll i benstödet och ryggen för att lyfta av sittenheten



Sätta på sittenheten

- Håll i benstödet och ryggen.
- Placera sittenheten så att sitsen hamnar i en vertikal vinkel mot golvet.



- Fäst sittenheten på underredet och kontrollera att styraxeln (A) sitter på (tilt) stängen (B) på båda sidor.



- Vrid upp sättenheten tills låsstiften låses fast med ett klickljud i (tilt) basdelen (i 45 grader).
- Justera sättenheten till önskad position.



Varning! Tillbehörsremmar kan fastna i tiltmekanismen och hindra att låsstiften låser sig ordentligt. Det kan leda till att sättenheten ramlar av underredet. Klipp därför av långa tillbehörsremmar så att de inte kan fastna. Försäkra dig om att sitsen sitter fast ordentligt genom att dra sitsen kraftigt framåt. Kontrollera att låsstiften är helt i. Tryck dem hela vägen in om det behövs.

5.16 Placera sättenheten i omvänd färdriktning

Sättenheten kan också placeras i omvänd färdriktning. Detta är dock inte möjligt med storleken 2XL.



5.17 Tiltfunktion

BINGO Evolutions sättenhet har en tiltfunktion på 45 grader.

- Trampa ned fotbromsen och ställ dig bredvid sulkyvagnen.
- Håll ena handen på ryggstödet och lossa låsmekanismen för tiltfunktionen så att frigöringsspaken inte sitter så hårt.



- Denna bild visar **BINGO Evolution Minis** tiltfunktion.



- Tryck in aktiveringsspaken och tilta sättenheten till önskad position.
- Släpp aktiveringsspaken och tilta sättenheten tills du hör ett klickljud som bekräftar att sättenheten sitter säkert fast.



Varning! Tryck kraftigt mot sittdelen för att försäkra dig om att låsstiften sitter säkert fast.



5.18 Ta av hjulen med snabbkopplingen

Bakhjulen på alla ramvarianter och framhjulen på den styva ramvarianten kan tas bort med snabbfästen. Således uppnås en ännu mindre storlek då vagnen är ihopfälld.



- Tryck in fjädern på hjulet och dra av hjulet från axeln.



5.19 ASS – justerbart fjädringssystem

BINGO Evolution **kan levereras med ett** justerbart (4 steg) fjädringssystem (ASS).

Det finns olika tillgängliga fjädertyper:

- Fjäderset **för BINGO Evolution Mini upp till 15 kg**
- Fjäderset på upp till 25 kg
- Fjäderset för över 25 kg

Skalningen på upphängningshuset fungerar som en guide. Numret som syns utifrån representerar den inställda nivån.



5.20 Luftfyllda däck

Din sulkyvagn kan utrustas med pneumatiska däck. Bilventilerna tillåter kontroll och justering av lufttrycket vid alla bensinstationer. Rätt lufttryck är angett på däcket.

6 Tillbehör

Alla tillbehör som inte monterats av tillverkaren måste monteras av fackmän.

Följande monteringsanvisningar är endast för din information och bör utföras av en fackman.



Tillbehörsremmarna är oftast extra långa för att tillgodose olika alternativ. Långa tillbehörsremmar kan fastna i sulkyvagnen och förhindra att låsstiften låser sig ordentligt. Det kan leda till att sättenheten ramlar av underredet. Klipp därför av långa tillbehörsremmar så att de inte kan fastna. Förhindra att de avklippta ändarna fransar sig genom att bränna dem lite (t.ex. med en cigarettändare).



6.1 Riktningsspärr

Riktningsspärr monteras av tillverkaren eller en auktoriserad distributör.

- Aktivera Riktningsspärren genom att vrida låsstiftet 90 grader så att det går i det hål som finns på den svängbara gaffeln.
- Koppla ur Riktningsspärren genom att dra i låsstiftet och vrida det 90 grader så att det stannar i urkopplat läge.



- Om du lossar fästskruven kan du justera hjulets färdriktning när riktningsspärren är på.



6.2 Stor varukorg

BINGO Evolution kan levereras med en mjuk varukorg som helt fälls ihop med vagnen och har en lastkapacitet på max. 3 kg.



Maximal lastvikt för den mjuka varukorgen är 3 kg.



- Varukorgen fästs med kardborrband runt ramen.




- Fäst kardborrbanden på den främre ramen på samma sätt som bilden visar.
- Gör på samma sätt på andra sidan.



- Fäst kardborrbanden på den bakre ramen på samma sätt som bilden visar.
- Gör på samma sätt på andra sidan.



- Den mjuka varukorgen kan användas oavsett om sittdelen är monterad i eller mot färdriktningen.



- Bilden föreställer en hopfäld **BINGO Evolution** (utan sittenhets) med den hopfällbara mjuka varukorgen.



6.3 Mjuk varukorg

BINGO Evolution kan levereras med en tillhörande varukorg som helt fälls ihop med barnvagnen och har en lastkapacitet på max. 8 kg.



Maximal lastvikt för den stora varukorgen är 8 kg.



- Den stora varukorgen erbjuder gott om förvaringsutrymme.



- Korgen sitter fast på varje ramsida med ett stödband för korgremmarna och med två remmar med nitar och nyckelring.



- En modifiering från den "mjuka varukorgen" till distributörens "stora varukorg" är möjlig.




6.4 Huvudstöd

Huvudstödet monteras med bultar och räfflade muttrar på baksidan av ryggstödet.

- För enkel montering och justering av huvudstödet öppnar du blixtlåset på ryggstödet klädsel och lyfter av hättan.



- För en grov justering av huvudstödet bredd limmar du de självhäftande dynorna till vänster eller höger om fästena till huvudstödet.



- Sätt på klädseln.
- För en finjustering av huvudstödet bredd lossar du de räfflade muttrarna och flyttar dynorna inåt eller utåt.

-
- Huvudstödet höjd justeras med hjälp av ryggstödet.




6.5 Huvudstöd (liten modell)

Den mindre modellen av huvudstöd monteras på samma sätt som föregående modell. Mer information finns under 6.4 Huvudstöd.

- För enkel montering och justering av huvudstödet öppnar du blixtlåset och lyfter bort hättan som bilden visar.



- Sätt på klädseln.
- Stäng blixtlåsen som på bilden.



- Bilden visar hur det ska se ut när den mindre modellen av huvudstöd och tillhörande klädsel är monterat.



6.6 Universellt huvudstödsfäste (i samband med ryggstöd till axelhöjd endast)

Det universella huvudstödsfästet monteras på ryggplattan. Genom att lossa justeringsspaken kan du justera höjden på huvudstödet.



6.7 Justerbart huvudstöd med klädsel. (ihop med universell led)

Genom att lossa låsmuttern på fästet kan du justera nackstödet tredimensionellt.

Om du lossar den övre vingmuttern kan du justera nackstödet djup. Om du lossar båda vingmuttrarna kan du justera nackstödet med hjälp av fjäderbrickan. Plattan som sitter inuti klädseln kan formas efter huvudets form. Klädseln kan tas bort för rengöring.



Bilden visar huvudstödet med klädsel.



6.8 Bålstöd

Bålstödet monteras på baksidan av ryggen då klädseln är borttagen. Bålstödet placeras som visas på bilden och skruven pluggas genom det långa hålet i ryggstödsplattan. Den triangulära metallplattan fästes ifrån baksidan.

Stansningen i metallplattan måste placeras i det långa hålet. Minst en bricka behövs för att vingmuttern ska dras åt ordentligt. Om du lossar vingmuttern kan du justera höjden på bålstödet steglöst. Genom att vrida stödet från liggande till upprätt läge går det att justera avståndet mellan bålstöden.



- Efter att skruvarna har stramats åt skjuts rygglädseln in under bålstödet.



- Du justerar bålstödets vinkel genom att dra åt fästskruven som sitter under bålstödets klädsel.



Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar.



6.8 Bålstöd Mini

- Placera klämbasen (höger) vid det slitsade spåret (höger sida) enligt bilden.
- Vänligen se nästa bild för att välja rätt position.



- Sätt i båda skruvarna enligt bilden.



- Dra åt den svarta skruven enligt bilden.



- För in ställskruven med dynorna i klämbasen enligt bilden.
- Dra åt silverskruven för att fixera bålstödet.
- Sätt på bålstöds klädseln



Fortsätt därefter på vänster sida:


- Se till att klämbasen är i rätt läge.
- Se till att skruvarna är i rätt läge (silverskruv på toppen och den svarta skruven i.)




6.9 Höftbälte

Ta bort sits- och rygglädsel. Styr remmen enligt bilden.

Längden på bältets ändar bestämmer längden på hela höftbältet.



- Trä sedan remmen genom spännet på samma sätt som på bilden.



- Bilden visar det fixerade bältet.



- Gör på samma sätt på andra sidan.
- Nu kan du knäppa höftbältet



- Öppna höftbältet genom att trycka på den röda knappen på spännet.
- Höftbältet kan justeras genom att du drar i remmarna intill spännet (finjustering).



6.10 Fyrpunktsbälte

Monteringen bör utföras av en fackman.

Genom att trycka på båda sidor om spännet öppnas höftbältet.

Bältet kan finjusteras med hjälp av ändarna (finjustering).




- Börja med att ta bort klädseln från sitsen. Trä spännbanden genom de långa hålen på lårstöden.



- Trä sedan spännbanden genom justeringsspännena på samma sätt som på bilden.

Bältesändarna och spännbanden på fyrpunktsbältet monteras och finjusteras (längd) på samma sätt som beskrivs under 6.9 Höftbälte.



6.11 Fempunktsbälte

Fempunktsbältet ska monteras av en auktoriserad distributör eller fackman. Ta först av sitsens klädsel och vänd sittenheten.

I sittplattan finns det långa hål. Justera siddjupet och välj sedan ett långt hål där du trär igenom bältet. Bältet ska sitta nära kroppen men inte under rumpan.



- Ta bort alla spännen först.
- Trä bältet genom sittplattan och sittramsröret till stoppmekanismen och upp till ytan genom det valda långa hålet.
- Sätt tillbaka klädseln och trä bältet upp genom hålet i klädseln.
- Anvisningar om hur du fäster remmen i spännet finns under 6.9 Höftbälte.



- Ta bort spännena från remmarna.
- Trä axelremmarna och de vadderade remmarna genom hålen i ryggstödet.



Axelbanden sitter fast i de långa hålen på ryggbasen. Fixera spännena på remmarna enligt bilden i kapitel 6.9.

- Knyt ihop snörena.



- Axelremmarna ska sitta så att längdjusteringsspännena ligger mot axelvadderingen.

Montera fempunktsbältets höftremsändar enligt anvisningarna under 6.9 Höftbälte och gör en ungefärlig inställning.



Så här tar du av fempunktsbältet:

- Tryck på den röda knappen på spännet.
- Tryck in knappen på längdjusteringsspännena och dra i remmen så att ca 5 cm av remänden finns kvar utanför spännet.
- Öppna upp axelremmarna så att barnets armar kan tas ur selen enkelt.



Så här sätter du på bröst- och axelselen:

- Sätt i barnet.
- Trä barnets arm genom axelremmen genom att börja med armbåge följt av underarmen och handen.
- Gör på samma sätt med andra armen.
- Placera spännets delar efter varandra i spännet.
- Dra åt axel- och höftremmarna genom att dra i remändarna som kommer ut ur längdjusteringsspännena.




6.12 Fotremmar

Trä fotremmarna tvärs genom D-ringarna över ditt barns sko/fot. Hälen ska placeras mot fotstödetets hälstopp. Placera alltid spännet på fotens utsida. Dra i den lösa änden på remmen för att dra åt fotremmarna. Tryck in sidorna på spännet för att öppna det.



6.13 Ankelfixering

Med ankelfixering kan fotlederna placeras i en bekväm position. De monteras i fästen på fotstödet. Hälen ska placeras mot hälplattan på fotstödet. Kardborreband används för att stänga ankelremmarna och justera deras längd. Placera alltid spännet på fotens utsida.



6.14 Abduktionssele

Det bästa är att ta av sittenhetsen innan du monterar abduktionssele. Ta bort sitsens klädsel.

Placera spännet på undersidan av sittplattan och för in skruven från den övre sidan av sittplattan i det bakre borrhålet. Sätt in brickan och biloc-muttern.

- Gör på samma sätt på andra sidan.



- Ta bort sittklädseln.



- Led remmarna enligt bilden.




- Sätt i spännet och dra åt det.
- Gör på samma sätt på andra sidan.



- Bilden visar de bifogade fästklämmorna på abduktionsselen.



- Styr bandet från utsidan genom sidoplattans långa hål.



- Styr bandets ände genom öglan och dra åt den.



- Trä på pluggarna på remmarna enligt bilden och korsa dem.



Varning!

Tillbehörsremmar kan fastna i tiltekanismen och hindra att låsstiften låser sig ordentligt. Det kan leda till att sättenheten ramlar av underredet. Klipp därför av långa tillbehörsremmar så att de inte kan fastna.

Så här sätter du på abduktionsselen:



- Placera barnet i sulkyvagnen på abduktionsremmarna.
- Lårbanden förs fram mellan benen genom och över låren, den del av lårbältet som sitter fast ska ligga mot bäckenbenet.
- Sätt han-delen av spännet på spännbanden i lårbanden.
- Dra åt lårbältet genom att dra i den lösa änden som kommer ut ur spännet.
- Knäpp upp snabbspännet genom att trycka in sidorna på spännet.



6.15 Fixeringsväst

Nita fast fixlocken (6 st) på utsidan av ryggplattan.

Trä fixeringsvästens axelband genom axelhålen ut på baksidan. De mittersta "armhåleremmar" måste träs igenom på lämplig höjd mellan ramröret och ryggplattan. Trä de nedre remmarna genom hålen i den nedre delen av ryggbasen (se även 6.9 Höftbälte) ut på baksidan.



Trä alla remmar genom de öppna fixlocken och lås fast dem i rätt position genom att stänga spännena.




Varning!

Tillbehörsremmar kan fastna i tiltmekanismen och hindra att låsstiften låser sig ordentligt. Det kan leda till att sittedelen ramlar av underredet. Klipp därför av långa tillbehörsremmar så att de inte kan fastna.



Öppna fixeringsvästen:

- Öppna spännena på fixeringsvästens axelremmar.
- Dra ned blixtlåset och öppna jackan.
- Lyft ur barnet.



Stänga fixeringsvästen:

- Sätt i barnet.
- Stäng blixtlåset.
- Sätt ihop fästena på axlarna.



- Justera spännena vid behov.



6.16 Bröst- och skulderselen

Fäst bröst- och skulderselen genom att nita fast (inifrån och ut) de sex spännena på utsidan av ryggplattan. Trä axelremmarna genom hålen som visas på bilden ut på baksidan av ryggplattan. Trä de nedre remmarna genom hålen i den nedre delen av ryggen (se även 6.9 Höftbälte) ut på baksidan. Trä alla remmar genom de öppna fixlocken och lås dem genom att stänga dem.



Varning!

Tillbehörsremmar kan fastna i tiltmekanismen och hindra att låsstiften låser sig ordentligt. Det kan leda till att sittdelen ramlar av underredet. Klipp därför av långa tillbehörsremmar så att de inte kan fastna.

Så här sätter du på bröst- och skulderselen:

- Knäpp upp de fyra spännena på baksidan av ryggplattan innan du sätter i barnet.
- Dra fram selen lite, öppna spännena längst ned och dra ut remmarna.
- Lägg remmarna längs med sidorna på sitsen.
- Sätt i barnet.
- Dra bröst- och skulderselen över huvudet så att selen lägger sig över bröstet.
- För sedan in remmarna i de nedre spännena hela vägen till stoppnitarna och stäng spännena.
- Dra sedan åt de nedre remmarna bakifrån.





- Kontrollera att bröst- och skulderselen sitter symmetriskt över bäckenet och stäng sedan de nedre spännena.
- Sätt barnets överkropp upprätt mot ryggstödet.
- Dra till sist åt de övre remmarna bakom ryggstödet och stäng tillhörande spännena.

Selen sitter rätt när remmarna inte nuddar barnet och när selens kant inte kommer i kontakt med öppningen.
Selen ger bäst överkroppsstöd när öppningen till remmen sitter ca 2–3 cm ovanför barnets axel.



6.17 Abduktionskloss

BINGO Evolution kan levereras med en fast eller nedfällbar abduktionskloss.
Den nedfällbara modellen kan fällas ned för enkel i- och urstigning.



Så här fäller du ned abduktionsklossen:

- Ställ dig framför **BINGO Evolution** och tryck ner reglaget enligt bild. Hjälptill med den andra handen.



Bilden visar när abduktionsklossen är nedfälld.



Borttagning:

- Tryck på reglaget och ta bort abduktionsklossen framåt.



Så här sätter du på:

- Sätt i abduktionsklossen och för den uppåt för att fixera den.



6.18 Handbåge med klädsel

För in den långa delen av handbågen i ena sidan av tillbehörsfästet.

För sedan in den korta änden i det andra tillbehörsfästet samtidigt som du trycker in sidoknappen



För att ta bort handbågen, stå i sidled och titta i riktning mot sättenheten. Ta tag i toppen av fästet uppför från vänster och höger. Tryck in sidknappen och dra bågen uppåt.

Klädseln tar du enkelt bort genom att öppna dragkedjan.



6.19 Bord

Sätt bordet med de vertikala runda rören i tillbehörsfästena på sättenheten.

Tryck in knapparna och kontrollera att de pekar åt sidan.

Information om hur du tar bort bordet finns under 6.18.



Bordets djup och vinkel kan justeras med reglaget (A). Om du lossar skruvarna (B) kan du justera höjden på de modeller som har justerbar höjd.

Bordet kan endast användas om sitsen är vänd i färdriktningen.



Bord får inte belastas med föremål tyngre än 5 kg.



6.20 Tillbehörsfästen

Tillbehörsfästerna används för att fästa handbåge och bord.

Tillbehörsfästena kan monteras på olika djup för att ge bästa möjliga avstånd mellan barnet och handbågen respektive bordet.

En modifiering till en annan djupposition av återförsäljaren är möjlig.



- Denna bilden visar tillbehörsfästena till **BINGO Evolution Mini**.



6.21 Åkpåse

Med hjälp av dragkedja går det att öppna eller ta bort åkpåsens översta del.

Placera åkpåsen i vagnen och knyt remmarna.



De övre snörena ska knytas fast i ramen till ryggstödet.



De nedre snörena ska knytas fast i ryggbasens nedre del.



6.22 Fårskinnsinsats

Ta först av den övre delen av åkpåsen och lägg sedan fårskinnet i åkpåsen.



6.23 Regncape

Med öppen dragkedja drar du regncapen över barnets huvud. Dra sedan den övre delen över ryggstödet och den nedre delen över fotstödet.



6.24 Sufflett med fästen och regnskydd

Montera först sufflettadaptarna på sidoramens rör. Lossa skruvarna på bakpanelen och flytta ryggstödet ut ur ryggbasen.



- Sätt i adaptrarna enligt bilden.



- Placera adaptrarna i den visade höjden.



- Dra åt sufflettadaptrarna ordentligt.
- Gör på samma sätt på andra sidan.



- Tryck fast suffletten i fästena på båda sidor.



Sufflettens vinkel ställs in med hjälp av en justerbar spärranordning.

- Dra ut suffletten och ned över ryggstödet.



Sufflett med regnskydd:

Ta ut regnskyddet ur fickan som sitter på suffletten. Vik ut skyddet, dra det över den utdragna suffletten och ned över fotstödet.



Observera att ryggstödet lutningsförmåga begränsas av det genomskinliga regnskyddet. Justeringsvinkeln är anpassad till en 90-gradig sits- och knävinkel. Använd tiltfunktionen om du vill justera positionen. (se 5.17).

6.25 Färdbröms

Chassit till **BINGO Evolution** kan utrustas med en färdbröms.

Det går att montera ett bromshandtag och en vajer eller två oberoende bromshandtag.





Justeringar:

Handbromsen levereras förinställd.

Om den ändå behöver justeras efter monteringen eller efter en tids användande finns följande alternativ:



Vid varje bromskåpas utgång leds bromsvajern bort från bakhjulets däck via en ställskruvsarm. Om du lossar låsmuttern kan du justera det enskilda bromshandtagets motstånd.

Dra åt låsmuttern igen och se till att armen på ställskruven pekar mot den bakre ramen, bort från däcket.



6.26 Trumbromsar

BINGO Evolution kan även utrustas med trumbromsar. Trumbromsarna aktiveras från körhandtaget.



Varje trumbroms styrs med ett bromshandtag.

- Du aktiverar trumbromsen genom att trycka in bromshandtaget.

Tryck in spärren med fingertoppen tills den låses med ett klickljud och släpp sedan bromshandtaget.

När du trycker in bromshandtaget igen släpper spärren och trumbromsen.



Om du lossar låsmuttern kan du justera motståndet genom att skruva på bowdenkabelns justerskruv.



Om du ändrar några inställningar är det viktigt att du alltid drar åt alla lossade skruvar.



6.27 Buggy-Board

BINGO Evolution kan levereras med en avtagbar Buggy-Board som ett andra barn kan åka med på.



Buggy-Boarden är för barn från 2 år och får inte belastas med mer än 20 kg.



6.28 Parasoll

BINGO Evolution kan levereras med ett parasoll.

För detta ändamål skruvas adaptorn fast i körhandtaget enligt bilden. Solskärmen kan tas bort från adaptorn via ett plug-in-system. Adaptorn sitter kvar på ramen när sulkyvagnen fälls samman.



6.29 Tillbehör och skötväska

- En rymlig väska med flera fack och fickor utanpå.
- Skötunderlägg, termosväska och en liten ficka för en blöja ingår.
- Axelskydd för bättre komfort ingår.
- Klicksystem ger enkel tillgång till sulkyvagnen.



hänga tunga väskor eller liknande på körhandtaget kan påverka stabiliteten negativt.



7 Transport

7.1 I bagageutrymmet på en bil

Du kan transportera **BINGO Evolution** i bagaget på en bil med eller utan sittedelen på och med eller utan hjulen på.



Fäll ned ryggstödet och ta bort bakhjulen om du vill göra vagnen så liten som möjligt hopfälld.

7.2 BINGO Evolution på bussar enligt ISO 7176-19 och ANSI / RESNA WC-4

7.2.1 Allmän information

- Kontrollera att sulkyvagnen klarar en hård inbromsning.
- Kontrollera att fordonet är utrustat på rätt sätt och att det är tillåtet att transportera sulkyvagnen i det.
- Det måste även finnas tillräckligt med utrymme för säker transport.
- Under transport ska personen i rullstolen ha en upprätt sittställning.



Felaktig användning av sulkyvagn i en transport kan medföra förhöjda risker. Underlåtenhet att följa detta råd kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Vi rekommenderar, där och när det är möjligt, att användarna flyttas till de säten som finns i motorfordonet och att fordonets fastspänningssystem används. Det är det enda sättet att garantera passageraren bästa möjliga skydd om en olycka skulle uppstå.

BINGO Evolution sulkyvagn är godkänd enligt ANSI/RESNA WC/4 (förutom stl. 0/Mini) och ISO 7176-19 (stl- 1, 2, 2XL) (krocktest). Det går också att använda **BINGO Evolution** sulkyvagn som säte i ett motorfordon, om transportfästen och godkänt förankringssystem används. **BINGO Evolution** är godkänd att användas som säte i fordon.



7.2.2 Säkra sulkyvagnen under busstransport



Sulkyvagnen får endast användas framåtvänd i färdriktningen.



Sulkyvagnen har testats dynamiskt i färdriktningen med docka monterad med höftbälte och axelbälte.

- 1) Om användaren sitter i sulkyvagnen måste vagnen vara vänd framåt i körriktningen och vara förankrad i transportfästena enligt anvisningarna som tillhandahålls av tillverkaren av förankringssystemet. (Förankringssystem som hänvisar till WTORS måste uppfylla kraven i ISO 10542 eller SAE J2249).
- 2) Sulkyvagnen har inte testats för transport i en annan position. Transport i sidled är inte tillåten.
- 3) Beroende på sulkyvagnens storlek kan körförmågan försämrats så att det inte eller endast delvis går att vrida sulkyvagnen för att placera den i färdriktningen.
- 4) Sulkyvagnen måste fixeras med ett förankringssystem enligt ISO 10542 eller SAE J2249 med fasta bälten framtill och justerbara bälten baktill. Vanligtvis används snäppkrokar/s-formade krokar samt pluggfästen. Förankringssystemet består vanligtvis av 4 enkla bälten som ska fästas i sulkyvagnens transportfästen. Transportfästena på sulkyvagnen är markerade med den internationella kroksymbolen.
- 5) Sulkyvagnen kan vid transport också kompletteras med andra positionerings- och fixeringssystem. Dessa ersätter dock inte förankringssystemen för passagerare och sulkyvagn och kan påverka användarens komfort.





Det är inte tillåtet att utföra några ändringar, eller byta ut komponenter gällande sulkyvagnens fästpunkter, underrede eller ramdelar, utan att konsultera tillverkaren. Om dessa krav inte uppfylls får vagnen inte transporteras i fordon.



För att minska risken för skador på personer i fordonet ska föremål som inte är särskilt konstruerade för krocksäkerhet tas bort och förvaras separat i fordonet på ett säkert ställe. t.ex. kryckor, lösa dynor, bord etc.

7.2.3 Fastspänning av sulkyvagnens användare




Användaren måste vara fastspänd med bilens trepunktsbälte.



Trepunktsbälte ska användas för att minimera och/eller undvika potentiell skada från fordonets komponenter.

- 1) Personen som ska förankra sulkyvagnen och användaren behöver vara utbildad i hanteringen av förankringssystemet.
- 2) Före transport måste sulkyvagnen justeras på följande sätt:
Sits: 0 till 5°
Ryggstöd: 90 till 100°
Fotstöd: 90°
- 3) Vinkeln mellan höftbältet och det horisontala planet måste vara 30–75°. En vinkel närmare 75° är att föredra.



- 4) Brösbältet måste löpa över bröstet och skuldran. Bältet får inte sitta vid halsen och heller inte fästas löst från axeln.
- 5) Bältet får inte vridas.
- 6) Användarens huvud ska dessutom säkras med ett separat och permanent monterat nackstöd i bussen.
- 7) Lås trumbromsen ordentligt.
- 8) Lås fotbromsen ordentligt.
- 9) Tänk dock på följande: I händelse av en trafikolycka kan risken för skador endast minimeras, inte uteslutas. Detta gäller även om förankringssystemen för passagerare och sulkyvagnen används på rätt sätt.



Belt restraints should make full contact with the shoulder, chest, and pelvis and pelvic belts should be positioned low on the pelvis near the thigh-abdominal junction.



Trepunktsbältet ska ligga plant mot kroppen.



Så långt det är möjligt bör alla tillbehör demonteras och förvaras på en säker plats: Exempelvis kryckor., lösa dynor och bord.



Förlita dig inte på förankringssystem för passagerare om de inte är märkta enligt kraven i ISO 7176-19: 2008.



Se till att passagerarens bälten är placerade så att utlösningknappen inte aktiveras av sulkyvagnens delar i händelse av en olycka med följden att säkerhetsbältena oavsiktligen löses ut.



Innan du återanvänder sulkyvagnen efter en kollision eller olycka med en buss måste den kontrolleras och godkännas av behörig personal innan den får användas för fordonstransport igen.



Fästpunkter, fram enligt ISO 7176-19



Fästpunkter, bak enligt ISO 7176-19 för höftbälte



Fästpunkter, bak enligt ISO 7176-19

8 Underhåll/service, reparation och livslängd

8.1 Underhåll/service och reparation

BINGO Evolution sulkyvagn är CE-godkänd. Tillverkaren garanterar härmed att denna medicinska produkt som helhet uppfyller kraven i Förordningen (EU) 2017/745 för medicintekniska produkter från 5 April 2017. Före varje användning bör en funktionskontroll av sulkyvagnen genomföras. Följande punkter ska kontrolleras efter angivna tidsintervaller. Utebliven funktionskontroll kan leda till avvikelser som gör att garantin förfaller.

Kontrollera	dagligen	varje vecka	varje månad
Funktionskontroll av broms/hjullås.	X		
Kontrollera skruvförbindelser		X	
Lufttryck (anges på däckets sida)		X	
Visuell inspektion av slitagedelar, såsom hjul och lager			X
Kontamination av lager			X
Snabbkoppling (bakhjul)	X		
Kontrollera att fotstödet sitter stadigt		X	
Funktionskontroll, sitsstilt			X
Funktionskontroll av justerbar ryggvinkel			X

Vid upptäckt av defekter kontaktar du din auktoriserade HOGGI-distributör för åtgärd.

Vi rekommenderar också att du lämnar in din **BINGO** till en auktoriserad distributör för service en gång om året.



Rengöring och underhåll

- Rengör alla ramkomponenter och plastdelar med mildt rengöringsmedel (t.ex. Sagrotan)
- Klädsel och vadderade delar tvättas fördelaktigen i 40 grader, men kan vid behov tvättas i 60 grader. Lägg dem i en linnepåse eller ett örngott vid maskintvätt. Använd vanliga tvättmedel.
- Många gånger räcker det att torka med en fuktig trasa.
- Använd inte BINGO Evolution sulkyvagn i saltvatten.
- Undvik att sand eller andra partiklar skadar hjullagren.
- Om BINGO Evolution blir blöt bör den torkas med handduk så snart som möjligt.
- Hår och annan smuts samlas ofta mellan de svängbara hjulen och gaffeln. Det kan påverka hjulens funktion negativt. Ta bort hjulen och rengör delarna med mildt rengöringsmedel.
- Bakhjulen är utrustade med en snabbkoppling. Säkerställ funktionen genom att avlägsna eventuell smuts vid snabbkopplingsaxeln och axelhuset. Snabbkopplingsaxeln bör även smörjas lätt och regelbundet med hartsfri symaskinsolja.
- Skruvförbindelser ska kontrolleras ofta, särskilt när sulkyvagnen är ny och efter justeringar. Om samma skruvanslutning släpper flera gånger kontaktar du din återförsäljare.

8.2 Livslängd för BINGO Evolution

Den förväntade livslängden för **BINGO Evolution** sulkyvagn är 5 år, beroende på hur mycket den används och underhålls. Vi rekommenderar en årlig inspektion av en auktoriserad HOGGI-distributör. Vid skada av sulkyvagnen ska den kontrolleras av en auktoriserad person.

9 Specifikationer

	Mini	Storlek 1
Sittbredd	130–250 mm	180–300 mm
Sittdjup	120–270 mm	160–340 mm
Tiltmöjligheter av sittenheten I färdriktningen I motsatt färdriktning	45° 45°	45° 45°
Ryggstödshöjd	370–510 mm	450–630 mm
Ryggvinkel I färdriktningen I motsatt färdriktning	80°–180° 80°–180°	90°–160° 90°–160°
Underbenslängd	160–340 mm	160–370 mm
Hjuldiameter, bak	290 x 60 mm 300 x 60 mm	290 x 60 mm 300 x 60 mm
Hjuldiameter, fram (fast/svängbar)	190 x 50 mm 200 x 48 mm	190 x 50 mm 200 x 48 mm
Lastkapacitet**		
Sittenhet Underrede	25 kg 60 kg	50 kg 60 kg
Vikt***		
Sittenhet Underrede	6,4 kg 8,6 kg	6,4 kg 8,6 kg
Total längd		
Max. Minst	1015 mm 910 mm	1015 mm 910 mm
Total bredd		
Max. Minst	630 mm 620 mm	630 mm 620 mm
Höjd	1110 mm	1110 mm
Transportvikt för den tyngsta delen (sittenhet)	8,6 kg	8,6 kg



VARNING!

*Tillbehör och extra utrustning minskar den maximala lastkapaciteten.



VARNING!

**Vikterna avser en BINGO Evolution i grundutförande.

9 Specifikationer

	Storlek 2	Storlek 2 XL
Sittbredd	230–350 mm	230–350 mm
Sittdjup	220–400 mm	300–450 mm
Tiltmöjligheter av sättenheten I färdriktningen I motsatt färdriktning	45° 45°	45° -
Ryggstödshöjd	540–750 mm	620–830 mm
Ryggvinkel I färdriktningen I motsatt färdriktning	90°–160° 90°–160°	90°–135° 90°–135°
Underbenslängd	160–400 mm	160–400 mm
Hjuldiameter, bak	290 x 60 mm 300 x 60 mm	290 x 60 mm 300 x 60 mm
Hjuldiameter, fram (fast/svängbar)	190 x 50 mm 200 x 48 mm	190 x 50 mm 200 x 48 mm
Lastkapacitet** Sittdel Underrede	50 kg 60 kg	50 kg 60 kg
Vikt*** Sittdel Underrede	7,4 kg 8,7 kg	7,4 kg 8,7 kg
Total längd Max. Minst	1015 mm 910 mm	1015 mm 910 mm
Total bredd Max. Minst	680 mm 670 mm	680 mm 670 mm
Höjd	1110 mm	1110 mm
Transportvikt för den tyngsta delen (sättenhet)	8,7 kg	8,7 kg

Denna produkt har levererats av följande distributör:

Minicrosser AB

Bultgatan 28
S-442 40 Kungälv
Sverige

E-mail: info@minicrosser.se
Tel: 0303-24 52 00

www.medema.com



medemagruppen

HOGGI GmbH
Eulerstraße 27 • 56235 Ransbach-Baumbach • Tyskland
Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 • Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99
E-mail: info@hoggi.de • www.hoggi.de