

CE 0123

cs	Návod k použití	3
da	Brugsanvisning.....	28
el	Οδηγίες χρήσεως.....	53
no	Bruksanvisning	83
pl	Instrukcja obsługi	108
ro	Instrucțiuni de utilizare.....	137
sk	Návod na použitie	165
sl	Navodila za uporabo.....	193
sv	Bruksanvisning.....	218

Bruksanvisning

Denna bipacksedel godkändes senast: 2012-02.

Med förbehåll för tekniska ändringar.

VIKTIGA ANVISNINGAR	220
Allmän information	220
Utformning av säkerhetsanvisningar	220
Före en behandling	220
Hantering av kompressorn	221
Behandling av spädbarn, barn och handikappade personer	222
PRODUKTBESKRIVNING	223
Leveransinnehåll	223
Användning	224
Funktionsdetaljer	225
Produktkombinationer	225
Verknings sätt vid inhalationsbehandling av övre luftvägarna	226
Livslängd	226
IDRIFTTAGANDE	227
Uppsättning	227
Förberedelse	228
Genomföra en inhalation	230
Avsluta inhalationen	231
UNDERHÅLL	232
Rengöring av kompressorn	232
Skötsel av trycklufts- och bolus slangar	233
Filterbyte	233
Reparation	234
Förvaring	235
FELSÖKNING	236
TEKNISKA DATA	237
Allmän information	237
Klassificering enligt DIN EN 60601-1	237
Uppgifter om elektromagnetisk påverkan	238

Rekommenderade skyddsavstånd	239
Miljöbetingelser för drift	239
ÖVRIGT	240
Transport och förvaring	240
Kassering	240
Garantivillkor	240
Kontakt	242
Symbolförklaring	242
RESERVDELAR	243

1 VIKTIGA ANVISNINGAR

1.1 Allmän information

Läs noga igenom denna bruksanvisning och bruksanvisningar för medföljande tillbehör. Förvara den för att slå upp något senare. Om bruksanvisningen inte beaktas kan det inte uteslutas att patienten eller produkten skadas.

1.2 Utformning av säkerhetsanvisningar

I den här bruksanvisningen är säkerhetsrelevanta varningar indelade i risknivåer:

- Risker som utan försiktighetsåtgärder kan leda till svåra skador eller till och med dödsfall märks med signalordet VARNING.
- Risker som utan försiktighetsåtgärder kan leda till lätta till medelsvåra skador eller till försämringar av behandlingen märks med signalordet OBS.
- Allmänna försiktighetsåtgärder som ska beaktas vid kontakt med produkten för att undvika skador på den märks med signalordet ANVISNING.

1.3 Före en behandling

Före behandlingen av sjukdomar måste en läkarundersökning alltid göras.

Endast läkemedel som förskrivits eller rekommenderats av läkare får användas.

Patienter som inte tål eller ogillar behandlingen ska inte genomföra den.

Efter operativa ingrepp eller vid inflammation i mellanörat ska läkaren göra en risk-nyttabedömning innan beslut om behandling med vibrerande aerosol fattas.

1.4 Hantering av kompressorn

Kompressorn är en elektrisk apparat som drivs med spänning från elnätet. Den är konstruerad så att inga strömförande delar är tillgängliga. Vid olämpliga miljöbetingelser, skada på kompressorn eller nätkabeln kan detta skydd bli åsidosatt. Beakta därvid följande anvisningar för att undvika fel på apparaten och därmed förknippade risker vid kontakt med strömförande delar (t.ex. elektrisk stöt):

- Kompressorn är inte skyddad mot sprutande vatten. Skydda apparaten och nätkabeln från vätskor och fukt. Ta aldrig i apparaten, nätkabeln eller stickkontakten med fuktiga händer. Apparaten för dessutom aldrig användas i fuktiga miljöer.
- Använd bara en PARI nätkabel för att driva kompressorn.
- Lämna aldrig kompressorn utan uppsikt medan den används.
- Av säkerhetsskäl ska stickkontakten alltid tas ur uttaget i följande fall:
 - vid störningar under användning,
 - före varje rengöring och skötsel,
 - omedelbart efter användning.
- Håll alltid i stickkontakten och inte i kabeln när kontakten ska dras ut ur eluttaget.
- Se upp så att nätkabeln aldrig bryts, pressas ihop eller hamnar i kläm. Dra inte nätkabeln över vassa kanter.
- Håll kompressorn och nätkabeln borta från heta ytor (t.ex. spisplattor, värmestrålning, öppen eld). Kompressorhöljet eller isoleringen på nätkabeln kan bli skadade.
- Håll nätkabeln borta från husdjur (t.ex. gnagare). De skulle kunna skada isoleringen på nätkabeln.
- Kompressorn får inte användas resp. stickkontakten måste omedelbart dras ut ur eluttaget om kompressorn eller nätkabeln är skadad, eller vid misstanke om defekt efter ett fall eller liknande.

1.5 Behandling av spädbarn, barn och handikappade personer

Spädbarn, barn och personer i behov av hjälp får bara inhalera under ständig uppsikt av en vuxen. Endast då kan en säker och effektiv behandling säkerställas. Dessa personer felbedömer ofta faror (t.ex. strypling av nätkabeln eller anslutningsslangen), och därför finns en skaderisk.

Produkten innehåller smådelar. Smådelar kan täppa till luftvägarna och innebära en kvävningsrisk. Se därför till att kompressorn, nebulisatorn och tillbehöret alltid förvaras utom räckhåll för spädbarn och små barn.


Kompressorn är en elektrisk apparat. Spädbarn, små barn, barn och personer i behov av hjälp får bara inhalera under ständig uppsikt av en vuxen. En effektiv behandling kan bara säkerställas på det sättet.

Apparaten och anslutnings- och bolusslangen vid kompressorutgången kan vid normal användning bli mycket varm. Undvik därför, speciellt för vårdbehövande personer, att de kommer i direkt hudkontakt med kompressorn. Vid längre hudkontakt kan brännskador uppstå, speciellt på personer med störd temperaturkänslighet.

2 PRODUKTBESKRIVNING

2.1 Leveransinnehåll

Kontrollera att alla till kompressorn hörande komponenterna har erhållits i leveransen. Om något saknas ska den återförsäljare där du har köpt PARI kompressor omedelbart underrättas.



- (1) PARI SINUS kompressor
- (2) PARI LC SPRINT SINUS nebulisator*
- (3) Koppling*
- (4) Näspropp*
- (5) Näspip*
- (6) Vinkelstycke*
- (7) Bolus slang för vibration*
- (8) Tryckluftsslang*
- (9) Nätkabel

*) medföljer inte PARI SINUS 028G1010

2.2 Användning


Kompressorn har till uppgift att bilda tryckluft vid användning av en PARI nebulisator. Kompressorn får bara användas tillsammans med en PARI nebulisator. Den är uteslutande avsedd att användas inomhus.

Användning för andra syften eller användning av nebulisator eller tillbehör från andra tillverkare kan leda till en försämrad behandling, skada på apparaten eller till och med personskador.

PARI GmbH tar inte ansvar för skador som uppstår vid användning av kompressorn för annat än vad den är avsedd till. Detta gäller speciellt vid användning av kompressorn för andra syften, eller vid användning av nebulisator resp. tillbehör för andra syften. I sådana fall kan man inte heller ställa några garantianspråk.

2.3 Funktionsdetaljer

Kompressorn har följande funktionsdetaljer:



- (10) Typskylt (apparatens undersida)
- (11) Uttag för nätanslutning (apparatens baksida)
- (12) Hållare för nebulisator
- (13) Till/Från-strömbrytare
- (14) Vibrationsanslutning för bolus slang
- (15) Luftanslutning för tryckluftsslang
- (16) Filterhållare

2.4 Produktkombinationer

PARI SINUS kompressor är lämpad för drift med följande nebulisatorer:

- PARI LC SPRINT SINUS för inhalationsbehandling av övre luftvägarna med läkemedelsaerosoler för barn från 6 år och vuxna

- Alla nebulisatorer i PARI LC PLUS- eller LC SPRINT-familjen för inhalationsbehandling av nedre luftvägarna med läkemedelsaerosoler

Med nebulisatorn finns alltid en separat bruksanvisning vid första utrustning och köp i efterhand.

2.5 Verknings sätt vid inhalationsbehandling av övre luftvägarna

Det ställs särskilda krav på inhalationsbehandling av akuta och kroniska inflammationer i näsans bihålor (sinusit) med hjälp av läkemedel. Målet är att läkemedlet ska föras genom ostiet (förbindelsen mellan näshålan och bihålorna) direkt till platsen där det gör verkan. För att detta ska lyckas alstrar apparaten en "vibrerande aerosol" som väsentligt lättare kan ta sig genom ostiet till bihålorna. Fördelen med denna lokala behandling jämfört med oral, systemisk behandling (t.ex. i tablettform) är att patienten behöver en mindre mängd läkemedel. Därmed kan man bl.a. förvänta sig att förekomsten av biverkningar minskar. Dessutom fuktar behandlingen slemhinnorna i näsan.

I Behandlingen får inte genomföras vid nästäppa. Säkerställ att näskanalerna är öppna innan behandlingen påbörjas, t.ex. genom nässpolning med PARI MONTESOL näsdusch och PARI MONTESOL nässpolning. Vid behov kan av läkaren rekommenderat eller förskrivet avsvällande läkemedel användas.

2.6 Livslängd

Kompressorn har en förväntad genomsnittlig livslängd på:

- ca. 1 000 driftstimmar
- max. 5 till 6 år

3 IDRIFTTAGANDE

3.1 Uppsättning

Rummet där kompressorn ska användas måste uppfylla bestämda förutsättningar. [se: 6.5 Miljöbetingelser för drift]. Kompressorn är inte avsedd för användning utomhus.

OBS

Vid uppställning av kompressorn ska följande anvisningar beaktas för undvikande av **skaderisker** eller **skada på apparaten**:

- Ställ kompressorn på ett fast, plant, dammfritt och torrt underlag. Ett mjukt underlag som t.ex. en soffa, en säng eller en bordduk är inte lämpligt då kompressorn kan falla ner.
 - Lägg nätkabeln så att den inte gör att någon snubblar och att ingen kan trassla in sig i den.
 - Se upp så att inte barn kan dra ner kompressorn genom att dra i nätkabeln eller slangarna.
 - Använd bara kompressorn i dammfria miljöer. Vid användning i dammiga miljöer (t.ex. under sängen eller i verkstäder) liksom vid användning på golvet kan damm ansamlas inuti kompressorhöljet, varigenom behandlingen kan försämrats eller kompressorn bli skadad.
-

VARNING

För att undvika **brandfara** på grund av en **kortslutning** ska man vid uppställning av kompressorn beakta följande anvisningar:

- Använd inte kompressorn i närheten av lättantändliga föremål som t.ex. draperier, borddukar eller papper.


- Använd inte kompressorn i explosionsfarliga områden resp. i närheten av brandfarliga gaser (t.ex. syre, lustgas, lättantändliga narkosmedel).

3.2 Förberedelse

Kontrollera före varje användning att kompressorns hölje, nätkabeln och stickkontakten är oskadade. Kontrollera att den lokala nätspänningen överensstämmer med spänningsuppgiften på kompressorns typskylt. Använd bara kompressorn om alla delar är intakta. Kompressorn får inte tas i drift om apparaten eller nätkabeln är skadad, eller om en skada misstänks (t.ex. efter ett fall eller om det luktar upphettad plast).

Förbered apparaten som man gör för en inhalation:

- Montera nebulisatorn enligt beskrivningen i dess bruksanvisning.




- Fäst tryckluftsslangen (8) och bolusslangen (7) på kompressorn såsom visas ovan.
Slanganslutningen passas in bättre om man vrider den lite lätt.
- **i** Om kompressorn används för en annan nebulisator än den ovan avbildade LC SPRINT SINUS behövs inte bolusslangen (7) och vibrationsanslutningen på kompressorn blir ledig.

VARNING

Kontrollera noggrant om den på kompressorn anslutna slangen är kopplad till PARI-nebulisatorn i andra änden.

Om det finns flera slangsystem finns en potentiell **livsfara** om olika anslutningsmöjligheter av misstag förväxlas med varandra. Detta är speciellt fallet **för vårdbehövande patienter**, som t.ex. får dropp eller är ordinerade infusioner.

- Sätt nebulisatorn i avsedd hållare på kompressorn.
- Fyll nebulisatorn enligt beskrivningen i dess bruksanvisning.
- Anslut nätkabeln till uttaget för nätanslutning på kompressorn.
- Sätt in stickkontakten i avsett eluttag.




⚠ VARNING

Vätskor kan leda ström, och därmed kan det uppstå en **risk för en elstöt**. Greppa därför aldrig en nätkabel eller en stickkontakt med fuktiga eller våta händer.

3.3 Genomföra en inhalation

För att undvika överhettning av kompressorn, täck inte över apparaten under drift och se noga till att ventilationshålen på sidan är fria. Om man täcker över kompressorn eller ventilationshålen försämras kylningen av kompressorn.

- Dra upp nebulisatorn ur hållaren före behandlingen.
- Starta kompressorn med Till/Från-strömbrytaren.
- Försäkra dig om att läkemedelsimman (aerosolen) alstras innan inhalationen påbörjas.



⚠ VARNING

Vid en **apparatskada** kan det leda till kontakt med strömförande delar, varvid t.ex. **fara för en elstöt** kan uppstå. Slå därför genast av kompressorn och dra ut stickkontakten ur eluttaget, om kompressorn eller nätkabeln är skadad eller misstanke om skada uppstår (t.ex. efter ett fall eller om det luktar upphettad plast).

- Genomför inhalationen enligt beskrivningen i nebulisatorns bruksanvisning.

3.4 Avsluta inhalationen

- Stäng av kompressorn.
 - Sätt åter tillbaka nebulisatorn i dess hållare.
 - Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- i** Fullständig frånskiljning från nätet uppnås bara när stickkontakten är utdragen ur eluttaget.


4 UNDERHÅLL

4.1 Rengöring av kompressorn

VARNING

Vätskor kan leda ström, och därmed kan det uppstå en **risk för en elstöt**. Slå därför av kompressorn före varje rengöring och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

- Torka av höljets utsida med en ren, fuktig trasa.



ANVISNING

Vätska som tränger in kan orsaka **fel på apparaten**. Spruta därför inte vätska på kompressorn eller på nätkabeln.

Om vätska kommit in i kompressorn får apparaten under inga omständigheter användas igen. Innan kompressorn används igen måste teknisk service på PARI GmbH eller ett PARI servicecenter kontaktas. [se: 7.4 Kontakt].

För rengöring av nebulisator och tillbehör ska anvisningarna i respektive bruksanvisning beaktas.

4.2 Skötsel av trycklufts- och bolusslangar

Beroende på omgivningen kan fukt bildas i trycklufts- och bolusslangarna under användning. För att kunna säkerställa en felfri behandling måste fukten avlägsnas efter avslutad användning.

Därvid går man igenom följande steg:

- Dra loss trycklufts- och bolusslangarna från nebulisatorn.
- Låt tryckluftsslangen (8) sitta kvar i kompressorn.
- Låt kompressorn arbeta så länge att den luft som strömmar genom slangen är fri från eventuell fukt.
- Dra loss tryckluftsslangen från kompressorn.
- Anslut den passande änden på bolusslangen (7) till kompressorns tryckluftsanslutning och gör som beskrivits ovan tills även här eventuell fukt är borta.

Vid patientbyte eller nedsmutsning byter man PARI SINUS slangsystem [se: 8 RESERVDELAR].

4.3 Filterbyte

Filtret på kompressorn ska under normala driftsförhållanden bytas var 200:e driftstimme, dock minst en gång per år.

Kontrollera filtret med regelbundna mellanrum (efter var 10:e inhalation). Om det är nedsmutsat (grå- eller brunfärgat) eller igensatt måste det bytas. Om filtret har blivit fuktigt måste det också bytas mot ett nytt filter.


Filtret får inte rengöras och sedan återanvändas!

ANVISNING


Använd endast luftfilter som PARI tillhandahållit för drift av kompressorn, eftersom **skada på kompressorn** annars kan uppstå eller tillräcklig behandling inte säkerställs.

För byte av filter gör man enligt följande:

- Skruva loss filterhållaren från kompressorn med ett lämpligt mynt.



- Ta bort det gamla filtret ur filterhållaren och sätt dit det nya.
- Sätt in filterhållaren med det nya filtret i kompressorn och skruva fast den med ett mynt.




4.4 Reparation

Reparation av kompressorn får endast utföras av teknisk service på PARI GmbH eller av behörig PARI serviceverkstad. Om kompressorn öppnas av andra personer eller manipuleras, blir samtliga garantier ogiltiga. I sådana fall övertar inte heller PARI GmbH något ansvar.

4.5 Förvaring

- Skilj nätkabeln från kompressorn.
- Vik ihop nätkabeln och kläm fast den för förvaring under greppet på kompressorn.



ANVISNING

Nätkabeln kan skadas om man bryter den. Sno därför inte nätkabeln runt kompressorn.

Förvara kompressor och tillbehör så att de inte under längre tid utsätts för direkt solljus.

Förvara alltid kompressorn skild från elnätet, eftersom elektriska apparater anslutna till elnätet utgör en potentiell riskfaktor.

5 FELSÖKNING

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Kompressorn fungerar inte.	Nätkabeln är inte rätt insatt i apparaten.	Kontrollera att nätkabel sitter rätt i kompressorns nätanslutning.
	Stickkontakten sitter inte rätt i eluttaget.	Kontrollera att stickkontakten sitter rätt i eluttaget.
Det kommer inget läkemedel ur nebulisatorn.	Dysventilen på nebulisatorn är igensatt.	Rengör nebulisatorn.
	Tryckluftsslangen är inte rätt ansluten.	Kontrollera att slanganslutningen sitter rätt.
	Tryckluftsslangen är otät.	Byt tryckluftsslangen eller PARI SINUS slangsystem.

Vid fel som inte finns med i detta kapitel eller om den föreslagna åtgärden inte löser felet, kontakta Service Center på PARI GmbH [se: 7.4 Kontakt].

6 TEKNISKA DATA

6.1 Allmän information

Kompressortyp	Dubbelkompressor: Kolv för tryckluftproduktion, Membran för bolusproduktion
Nätspänning [V] Nätfrekvens [Hz] Elförbrukning [A]	se omslagets baksida
max. kompressorflöde (FreeFlow)	9,5 l/min
Kompressorflöde ¹⁾	4,8 l/min
Ljudnivå ²⁾	ca. 56 dBA
Driftstryck ³⁾	150 kPa (1,5 bar)
Bolus tryckamplitud absolut	20 kPa (0,2 bar)
Frekvens för bolus tryckamplitud	44 Hz
Höljets mått [cm]	19,2 × 14,5 × 15 (L × B × H)
Vikt	1,8 kg
Flöde	4,5 l/min

1) mot PARI dysventil på nebulisatorn (Ø 0,48 mm)

2) Maximal A-klassad ljudnivå för kompressorn
(enligt DIN EN 13544-1, stycke 26)

3) Med LC SPRINT SINUS nebulisator

6.2 Klassificering enligt DIN EN 60601-1

Skydds sätt mot elektrisk stöt	Skyddsklass II
Skyddsgrad mot elektrisk stöt från beståndsdelarna (nebulisator)	Typ BF

Skyddsgrad mot vatteninträngning enligt IEC 529 (IP-skyddsgrad)	Inget skydd
Skyddsgrad vid användning i närheten av brännbara blandningar av narkosmedel med luft, syre eller lustgas	Inget skydd
Driftsätt	Kontinuerlig drift

6.3 Uppgifter om elektromagnetisk påverkan

Medicinska elapparater är underkastade särskilda försiktighetsåtgärder vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet (EMV). De får bara installeras och tas i drift enligt EMV-anvisningarna.

Bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning kan påverka elektromedicinska apparater. Användning av andra tillbehör, omformare och kablar än de angivna, med undantag av omformare och kablar som tillverkaren av medicinska elapparater säljer som utbytesdelar för interna komponenter, kan leda till en ökad utsändning eller ett minskat störningsskydd på apparaten.

Apparaten får inte ställas alldeles bredvid, eller staplas ovanpå, andra apparater. Vid drift nära eller staplad på andra apparater, ska den medicinska elapparaten hållas under uppsikt så att man säkerställer att den fungerar som den ska med tanke på vad den används till.

Tekniska data vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet (EMV-anvisningar) bifogas apparaten i tabellform. De kan dessutom efterbeställas från PARI GmbH eller laddas ner från Internet på www.pari.de/en/products på respektive produktsida under "Technical Data".

6.4 Rekommenderade skyddsavstånd

Rekommenderade skyddsavstånd mellan bärbara och mobila högfrekventa (HF) telekomapparater och PARI kompressor:

PARI kompressor är avsedd för drift i en elektromagnetisk miljö, där HF-störningstrålningens storlek kontrolleras. Användaren kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att hålla ett minsta avstånd mellan bärbara och mobila HF telekomapparater och PARI kompressor, enligt nedanstående rekommenderade maximala uteffekt på kommunikationsutrustningen (sändaren).

Skyddsavstånd beroende på sändningsfrekvens:

Nominell sändareffekt [W]	150 kHz till 80 MHz $D = (3,5/3) \times \text{SQRT}(P)$ [m]	80 MHz till 800 MHz $D = (3,5/3) \times \text{SQRT}(P)$ [m]	800 MHz till 2,5 GHz $D = (7/3) \times \text{SQRT}(P)$ [m]
0,01	0,2	0,2	0,3
0,1	0,4	0,4	0,8
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

För sändare vars nominella effekt inte finns i ovanstående tabell, kan avståndet vid användning bestämmas med en ekvation för respektive kolumn, där P är sändarens nominella effekt i Watt (W) enligt uppgift från sändarens tillverkare.

6.5 Miljöbetingelser för drift

Omgivningstemperatur	+10 °C till +30 °C
Relativ luftfuktighet	30 % till 75 % (icke kondenserande)
Lufttryck	700 hPa till 1 060 hPa

7 ÖVRIGT

7.1 Transport och förvaring

Minsta omgivnings-temperatur	-25 °C (utan kontroll av relativ luftfuktighet)
Högsta omgivnings-temperatur	+70 °C (vid en relativ luftfuktighet på upp till 93 %, icke kondenserande)
Luftfuktighet	0 % – 93 %
Lufttryck	500 hPa – 1 060 hPa

7.2 Kassering

Denna produkt faller inom tillämpningsområdet för WEEE¹⁾. Därför får denna produkt inte kastas i hushållssoporna. Aktuella nationella föreskrifter för kassering ska beaktas (t.ex. kassering via kommun eller leverantör). Materialåtervinning hjälper till att minska användningen av råmaterial och skydda miljön.

1) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om gamla el- och elektronikprodukter.

7.3 Garantivillkor

Från första inköpsdatum och under den på garantibeviset angivna garantitiden (se omslagets baksida), garanterar PARI att apparaten vid användning enligt vad den är avsedd för inte uppvisar några tillverkningsbetingade material- eller konstruktionsbrister. Garantianspråk ska ställas inom en tid på 12 månader. Den garanti som PARI ger gäller också som garantiåtagande för alla återförsäljare. Den legala rätten gentemot säljaren begränsas inte genom garantin eller när garantifallet inträffar. Som garanti- och ägandebevis gäller det av fackhandlaren stämplade garantibeviset.

Vad omfattar garantin?

Skulle i undantagsfall ett fel uppstå ska PARI efter eget val reparera eller byta ut apparaten eller återbetala produktens inköpspris. Utbyte av apparaten kan gälla en likadan eller åtminstone en jämförbart utrustad modell. Utbyte eller reparation av apparaten ger inte en ny garanti. Alla utbytta gamla apparater eller delar blir PARIs egendom. Vidare anspråk är uteslutna. Detta gäller speciellt för alla skadeersättningsanspråk. Detta uteslutande av ansvar kan inte användas vid förlust av liv, kroppsskada och förlorad hälsa, vid avsiktlig och grov vårdslöshet, produktansvar och vid förlust av viktiga åtaganden utifrån garantiavtalet.

Garantin gäller inte om

- apparaten inte satts i drift eller använts på vederbörligt sätt enligt anvisningar i bruksanvisningen,
- skador föreligger som kan ha orsakats av vatten, eld, åsknedslag eller liknande,
- skadan uppstått genom en felaktig transport eller ett fall,
- apparaten hanterats eller skötts på ett felaktigt sätt,
- serienumret på apparaten ändrats, avlägsnats eller på annat sätt gjorts oläsbart,
- reparationer, anpassningar eller ändringar på apparaten gjorts av någon som inte är godkänd som behörig av PARI.

I övrigt gäller inte garantin för förslitningsdelar eller apparatdelar som utsatt för normalt slitage.

Vid reklamation, lämna in hela apparaten till en fackhandlare eller skicka apparaten förpackad i originalkartongen, med frakten betald och tillsammans med av fackhandlaren stämplat garantibevis till PARI GmbH.

Garantitiden löper från inköpsdatum.

7.4 Kontakt

För all slags produktinformation, vid fel eller frågor om handhavande, kontakta vårt Service Center:






Tel.: +49 (0)8151 - 279 279 (tyskspråkig)
+49 (0)8151 - 279 220 (internationell)






För reparationer och garantifall ska apparaten skickas till följande adress:

PARI GmbH – Technischer Service
Holzhofstr. 10b, 82362 Weilheim, Tyskland

7.5 Symbolförklaring

På kompressorn resp. på förpackningen finns följande tecken:

	Beakta bruksanvisningen (bakgrund = blå, symbol = vit)
SN	Serienummer på apparaten
●/○	Till/Från
~	Växelström
	Användningsdelarnas skyddsgrad: Typ B
	Skydda apparaten mot väta
	Apparat av skyddsklass II
	Minsta och högsta omgivningstemperatur

	Minsta och högsta luftfuktighet
	Minsta och högsta lufttryck
	Den medicintekniska produkten släpptes efter den 13 augusti 2005. Produkten får inte kastas i de vanliga hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan visar att delarna måste samlas in separat.
	Tillverkare
	Kompressorn uppfyller grundläggande krav enligt bilaga I i Riktlinjer för medicintekniska produkter 93/42/EWG.

8 RESERVDELAR

Beskrivning	Art. nr.
Filter PARI SINUS (5-pack)	041B4852
PARI SINUS slangsystem	041B4570
Nätkabel (1,5 m)	041E8229

PARI SINUS

GARANTIESCHEIN

Für dieses Gerät gewähren wir 3 Jahre Garantie.
Die Garantiezeit läuft ab Kaufdatum.

CERTIFICATE OF GUARANTEE

*We grant a 3 year guarantee on this appliance,
commencing on the date of purchase.*

PARI GmbH
Technischer Service
Holzhofstr. 10b
82362 Weilheim, Germany



Gerät Nr.
Appliance no.

Kaufbestätigung: Das Gerät mit der obigen Gerätenummer wurde von uns original verpackt verkauft.

Confirmation of purchase: The appliance with the above appliance number was sold in its original packaging.

Kaufdatum
Purchase date

Stempel und Unterschrift des Fachhändlers
Stamp and signature of the dealer

©2012 PARI GmbH Spezialist für effektive Inhalation, 028D1012-A (3rd) 04/12

Spezialisten für effektive Inhalation



PARI GmbH

Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany
Tel.: +49 (0)8151-279 0 • Fax: +49 (0)8151-279 101
E-Mail: info@pari.de • www.pari.de