


Tobii Dynavox SC Tablet

Bruksanvisning



Bruksanvisning Tobii Dynavox SC Tablet

Utgåva 1.0.5

09/2022

Alla rättigheter förbehålles.

Copyright © Tobii AB (publ)

Ingen del av detta dokument får reproduceras, lagras i ett söksystem eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt) utan föregående skriftligt medgivande från utgivaren.

Upphovsrättsskyddet omfattar alla former och typer av upphovsrättsligt material och information som tillåts av lagstadgad eller rättslig lag eller som härefter beviljas, inklusive, utan begränsning, material som genererats av programvara som visas på skärmen så som skärmbilder, menyer, osv.

Informationen i det här dokumentet tillhör Tobii Dynavox. All kopiering av hela eller delar av materialet utan föregående skriftlig tillåtelse från Tobii Dynavox är förbjuden.

Produkter som det här dokumentet hänvisar till kan vara varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. Utgivaren och upphovsmannen gör inga anspråk på dessa varumärken.

Största möda har lagts ned på arbetet med det här dokumentet. Utgivaren och upphovsmannen friskriver sig dock från allt ansvar för fel eller utelämnad information, eller för skador till följd av hur informationen i detta dokument, eller de program och den källkod som kan medfölja dokumentet, används. Utgivaren och författaren ska på inget sätt kunna hållas skadeskyldiga för eventuell inkomstförlust eller kommersiell skada som direkt eller indirekt har orsakats av, eller har påståtts orsakats av, detta dokument.

Innehållet kan ändras utan föregående meddelande.

Besök Tobii Dynavox webbplats på

www.TobiiDynavox.com för uppdaterade versioner av det här dokumentet.

Kontaktinformation:

Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Sverige

+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
USA

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
United Kingdom

+46 8 663 69 90

TingDao Electronics Science & Technology (Suzhou) Co., LTD
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP, Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880

- SC Tablet Enhets-ID: 7340074601806



Innehållsförteckning

1	Introduktion	5
1.1	Förklaring av förmaningar	5
1.2	Symboler och märkning	5
1.3	Användningsområde	6
1.4	Förpackningens innehåll	6
2	Säkerhet	8
2.1	Förebygga hörselskador	8
2.2	Strömförsörjning och batterier	8
2.3	Temperatur	9
2.4	Montering	9
2.5	Nödsituationer	9
2.6	Elektricitet	10
2.7	Barnsäkerhet	10
2.8	Magnetfält	10
2.9	Tredje part	10
3	Översikt av SC Tablet	11
3.1	Huvudfunktioner	11
3.2	Produktbeskrivning	12
3.2.1	Portar och knappar	12
3.3	Knapp för val av manövermetod	13
3.4	Förinstallerad inbyggd programvara	14
4	Batterier i SC Tablet	15
4.1	Batterier	15
4.2	Ladda SC Tablet	15
4.2.1	Beteende för laddningsindikatorlampa (LED-strömindikator)	15
5	Använda SC Tablet	16
5.1	Sätta knappen för val av manövermetod i rätt läge för användaren	16
5.2	Starta enheten	16
5.3	Installera din iPad® och koppla ihop via Bluetooth®	17
5.4	Koppla bort Bluetooth®-anslutningen	17
5.5	Batteristatus och strömsparande	17
5.6	Justera volymen	18
5.7	Justera ljudet	18
5.8	Kontakter	18
5.9	iPad	18
6	Produktvård	19
6.1	Temperatur och luftfuktighet	19
6.1.1	Allmän användning - Driftstemperatur	19
6.1.2	Transport och lagring	19
6.1.3	Laddar	19
6.2	Rengöra SC Tablet-enheten	19
6.3	Placering	19
6.4	Transportera SC Tablet	19
6.5	Kassera SC Tablet-enheten	20
6.6	Kassera batterierna	20

Bilaga A	Support, Garanti, Utbildningsresurser	21
A1	Kundtjänst	21
A2	Garanti	21
A3	Utbildningsmaterial	21
Bilaga B	Information om överensstämmelse	22
B1	FCC-deklaration.....	22
B1.1	För del 15B-utrustning	22
B1.2	För bärbara enheter	22
B2	Deklaration från Industry Canada	22
B3	CE-deklaration	23
B4	Direktiv och standarder	23
Bilaga C	Tekniska specifikationer	24
C1	SC Tablet	24
C2	Nätadapter	24
Bilaga D	Godkända tillbehör	25
Bilaga E	Lokala certifieringspartners	26

1 Introduktion

Tack för att du har valt en SC Tablet från Tobii Dynavox!

För att säkerställa att den här produkten fungerar optimalt bör du läsa igenom den här användarmanualen noggrant.

SC Tablet är ett taltillbehör från Tobii Dynavox avsett att användas med en 10,2" iPad® som hjälpmedel för kompletterande kommunikation och datoråtkomst för personer med talsvårigheter, språkstörningar, samt fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar.



Läs och följ all information om säkerhet, garanti och bestämmelser som tillhandahålls av Apple gällande den iPad® som inkluderas i SC Tablet.

1.1 Förklaring av förmaningar

I denna användarmanual använder vi fem (5) förmaningsnivåer enligt följande:



OBS-symbolen används för att meddela användaren om någonting som är viktigt eller kräver särskild uppmärksamhet.



Försiktighetssymbolen används för att informera om någonting som skulle kunna skada utrustningen eller få den att fungera felaktigt.



Varningssymbolen används för att informera om någonting där det finns en tänkbar risk för att användaren skulle kunna skadas om varningen ignoreras.



Symbolen för hög volym används för att informera om någonting som kan orsaka hörselskador.









Symbolen för hög temperatur används för att informera om ytemperaturer som kan orsaka skada eller obehag.

1.2 Symboler och märkning

Detta avsnitt innehåller information om de symboler som används på SC Tablet, dess tillbehör eller förpackning.

Symboler eller märkning	Beskrivning
	Säkerhetsklass II dubbelisolerad utrustning.
	Sortera i enlighet med ditt lands lagar.
	CE är en förkortning för Europeiska gemenskaperna och detta märke visar tulltjänstemän i Europeiska unionen att produkten överensstämmer med ett eller flera av EG-direktiven.
	Märkningen UKCA (UK Conformity Assessed) är en brittisk produktmärkning som används för varor som släpps på marknaden i Storbritannien (England, Wales och Skottland). Den omfattar de flesta varor som tidigare krävde CE-märkning.
	Detta märke är ett certifieringsmärke som används på elektroniska produkter som tillverkas eller säljs i USA och som intygar att elektromagnetisk interferens från enheten ligger under de gränser som godkänts av Federal Communications Commission.

Symboler eller märkning	Beskrivning
	Följ användningsinstruktionerna:
	Australian Electrical Equipment Safety System Regulatory Compliance-märkning.
	Uppfyller kraven i direktivet om minskning av skadliga ämnen.
+	Volym upp.
-	Volym ner.
	Tillverkare.
	Referensnummer.
	Serienummer.

1.3 Användningsområde

När den används med en korrekt konfigurerad iPad är Tobii Dynavox SC Tablet en talgenererande enhet (SGD) för personer som har nedsatt förmåga att tala på grund av skador, funktionsnedsättningar eller sjukdom. Tobii Dynavox SC Tablet kopplas ihop med en iPad via Bluetooth® och fungerar som en utenhet för ljud och som kontakthubb.

Tobii Dynavox SC Tablet är en medicinsk klass 1-enhet.



KONTRAIKATIONER: SC Tablet-enheten är inte livsuppehållande.

Om SC Tablet fungerar felaktigt kanske inte användaren kan kommunicera med hjälp av den.



Främst avsedd att användas inomhus.

1.4 Förpackningens innehåll



Det rekommenderas att du behåller originalförpackningen till SC Tablet.

Om enheten behöver returneras till Tobii Dynavox för garantirelaterade ärenden eller reparation är det bra om den skickas i originalförpackningen eller motsvarande. De flesta transportföretag kräver minst 5 cm förpackningsmaterial runt enheten.

Obs! P.g.a. gemensamma kommissionsförfordningar måste allt fraktmaterial, inklusive lådor, som skickas till Tobii Dynavox kasseras.

SC Tablet-paketet innehåller följande:

- 1 -
- 1 SC Tablet-
- 1 iPad®
- TD Talk
- 1 USB-laddare med dubbla portar
- 1 strömkabel för USB till USB-C
- 1 Axelrem

- 1 Användarmanual (tryckt)
- 1 Snabbstartsguide (tryckt)
- 1 garantidokument

2 Säkerhet

SC Tablet-enheten har testats och godkänts som överensstämmande med alla specifikationer och standarder som anges i *Bilaga B Information om överensstämmelse, sida 22* i denna handbok och i *Bilaga C Tekniska specifikationer, sida 24*. I syfte att garantera en säker användning av SC Tablet finns det emellertid några säkerhetsvarningar som bör observeras:



Utrustningen får inte modifieras.



Reparationer av Tobii Dynavox-enheten måste utföras av Tobii Dynavox eller ett reparationscenter som är auktoriserat och godkänt av Tobii Dynavox.



Användaren får aldrig försöka att byta batteri. Ändringar av batteriet kan orsaka risk för explosion.



SC Tablet får inte användas som en livsuppehållande enhet och man ska inte förlita sig på den ifall den inte fungerar på grund av strömavbrott eller andra orsaker.



Det kan finnas risk för kvävning om smådelar lossnar från SC Tablet-enheten.



Bärremmen och laddningskabeln kan utgöra en strypningsrisk för små barn. Lämna aldrig små barn oövervakade med bärremmen eller laddningskabeln.



SC Tablet-enheten får inte utsättas för eller användas i regn eller väderförhållanden som ligger utanför de tekniska specifikationerna för SC Tablet-enheten.



Små barn eller personer med kognitiva funktionshinder bör inte ha tillgång till eller använda SC Tablet-enheten såvida det inte sker under en förälders eller annan vuxens överinseende.



SC Tablet-enheten ska användas försiktigt när du rör dig.

2.1 Förebygga hörselskador



Permanent hörselnedsättning kan uppstå om öronsnäckor, hörlurar eller högtalare används på hög volym. För att förhindra detta bör volymen vara inställd på en säker nivå. Med tiden kan din känslighet för höga ljudnivåer försämrats på så sätt att höga ljudnivåer upplevs acceptabla trots att de kan skada örat. Om du upplever symtom som ringningar i öronen bör du sänka volymen eller sluta använda öronsnäckor/hörlurar. Ju högre volym, desto mindre tid krävs innan hörseln kan påverkas.

Hörselexperter rekommenderar följande åtgärder för att skydda hörseln:

- Begränsa den tid du använder öronsnäckor eller hörlurar på hög volym.
- Vrid inte upp volymen för att stänga ute omgivande ljud.
- Sänk volymen om du inte hör människor som pratar i din närhet.

Så här fastställer du en säker volymnivå:

- Ställ in volymen på en låg nivå.
- Höj ljudet långsamt tills du hör det tydligt och det känns behagligt, utan förvrängning.

2.2 Strömförsörjning och batterier



Strömkällan måste uppfylla kraven i SELV-standarderna, Säkerhet vid extra låg spänning, och tillföra en märkspänning som uppfyller kraven i Begränsad strömkälla i enlighet med IEC60950-1.



SC Tablet-enheten har ett uppladdningsbart batteri. Alla uppladdningsbara batterier försämrats med tiden. Således kan den potentiella användningstiden för SC Tablet efter en full laddning bli kortare med tiden än när enheten var ny.



SC Tablet-enheten använder ett litiumjon-polymerbatteri.

Var medveten om att ifall du befinner dig i en varm miljö kan det påverka möjligheten att ladda batteriet. Den interna temperaturen ska ligga mellan 0 °C och 45 °C för att batteriet ska kunna laddas. Om den interna batteritemperaturen ligger över 45 °C/113 °F kommer batteriet inte att kunna laddas.

Flytta SC Tablet-enheten till ett svalare ställe för att ladda batteriet.



Utsätt inte SC Tablet-enheten för eld eller temperaturer över 60 °C. Det kan leda till att batteriet slutar fungera, genererar värme, antänds eller exploderar. Observera att temperaturen i extrema fall kan överstiga de gränser som anges ovan, exempelvis i bagageutrymmet på en bil en varm dag. Så att förvara SC Tablet-enheten i en varm bagagelucka kan med andra ord leda till funktionsfel.



Ladda endast SC Tablet-batteriet i en omgivningstemperatur på mellan 0 °C/32 °F till 45 °C/113 °F.



Använd endast den medföljande nätadaptorn för att ladda SC Tablet-enheten. Användning av otillåtna nätadaptor kan allvarligt skada SC Tablet-enheten.



För att SC Tablet-enheten ska kunna användas på ett säkert sätt får endast laddare och tillbehör som godkänts av Tobii Dynavox användas.



Öppna eller modifiera inte SC Tablet-enhetens eller strömförsörjningsenhetens hölje, eftersom du kan utsättas för potentiellt farlig elektrisk spänning. Enheten innehåller inga delar som kräver underhåll. Om SC Tablet-enheten eller tillhörande kringutrustning har utsatts för mekanisk skada **ska du inte använda dem**.



Om batteriet inte är laddat och SC Tablet inte är ansluten till strömförsörjningsenheten kommer SC Tablet-enheten att stängas av.



Om nätsladden är skadad får den endast repareras/bytas av servicepersonal. Använd inte nätsladden förrän den bytts ut.



Dra ur adaptorns nätkontakt ur vägguttaget när enheten inte laddas och dra ur nätsladden ur enheten.



Särskilda regler gäller vid frakt av litiumjon-polymerbatterier. Om batterierna tappas, krossas eller kortsluts kan de avge en farligt hög värme, antändas och är farliga i bränder.

Hänvisa till IATA:s regelverk när du skickar litiummetall eller litiumjonbatterier eller celler: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dangerous_goods/Pages/lithium_batteries.aspx



Nätadaptorerna får inte användas utan tillsyn från vuxen eller en vårdare.

2.3 Temperatur



Om den används i direkt solljus eller andra varma miljöer kan SC Tablet-enhetens ytor bli varma.

2.4 Montering



SC Tablet ska monteras enligt TILLVERKARENS anvisningar och med godkända monteringsbeslag eller fästen. Tobii Dynavox eller dess ombud ansvarar inte för skador på person eller egendom till följd av att en SC Tablet faller från monterad position. Montering av en SC Tablet sker helt på användarens egen risk.

2.5 Nödsituationer



Förlita dig inte på SC Tablet-enheten för nödsamtal. Vi rekommenderar att du har flera olika kommunikationskanaler vid en eventuell nödsituation.

2.6 Elektricitet



Öppna inte SC Tablet-enhetens hölje eftersom du kan utsättas för potentiellt farlig elektrisk spänning. Enheten innehåller inga delar som användaren kan underhålla.

2.7 Barnsäkerhet



SC Tablet är ett avancerat datorsystem och en avancerad elektronisk apparat. Som sådana består de av många separata, sammanfogade delar. I händerna på ett barn kan vissa av dessa delar skiljas från enheten och eventuellt utgöra en kvävningsrisk eller annan fara för barnet.

Små barn bör inte ha tillgång till eller använda enheten om det inte sker under en förälders eller annan vuxens överinseende.

2.8 Magnetfält



SC Tablet-enheten innehåller magneter. Magnetfält kan störa pacemakers, defibrillatorer eller annan medicinsk utrustning. Som en generell regel bör du som minst hålla ett avstånd på 15 centimeter mellan föremål med magneter och din hjärtapparat.

Om du misstänker att SC Tablet-enheten stör din pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du sluta använda SC Tablet-enheten och kontakta läkare för specifik information om den medicinska utrustningen ifråga.

2.9 Tredje part



Om SC Tablet används på andra sätt än den ändamålsenliga användningen och tillsammans med programvara eller maskinvara från tredje part så att användningen förändras innebär detta risker och Tobii Dynavox ansvarar inte för följderna.

3 Översikt av SC Tablet


3.1 Huvudfunktioner

SC Tablet har flera inbyggda funktioner.

- 2 × inbyggda högtalare
- 2 × kontaktportar
- 1 × knapp för ström/val av manövermetod
- 1 × Bluetooth®
- 1 × laddningsport


3.2 Produktbeskrivning

3.2.1 Portar och knappar



Figur 3.1 Vy av framsida och ovansida

Placering	Beskrivning
1	Volymknapp
2	Högtalare



Figur 3.2 Vy av sidorna

Placering	Beskrivning
3	Kontaktportar (2)
4	Laddningsport
5	Laddningsindikatorlampa (LED-strömindikator)
6	Knapp för val av manövermetod



Tvinga aldrig in en kontakt i ett uttag. Om kontakten inte kan sättas in i uttaget relativt lätt passar de förmodligen inte ihop. Kontrollera att kontakten matchar uttaget och att du har placerat kontakten rätt i förhållande till uttaget.

3.3 Knapp för val av manövermetod

Knappen för val av manövermetod har tre (3) olika lägen:

Placering	Beskrivning
S	<p>iOS skanningsläge — för användning med iOS inbyggda manövermetod med kontaktskanning. Välj detta läge om du vill använda iOS-skanning för att navigera i appar och mappar.</p> <p>Ställ in på S för iOS-skanning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kom åt alla appar och filer med hjälp av skanning. • Inte kompatibel med vissa skanningsfunktioner i Snap Core First. • Konfigurera skanningsalternativ i iOS tillgänglighetsinställningar. • För att använda iOS-skanning i Snap, ställ in manövermetoden i Snap till Pekstyrning
0	<p>Fraktläge — stänger av Bluetooth®.</p>
T	<p>Pekläge — för att använda pekstyrning för att navigera i appar och mappar och för att använda Tobii Dynavox manövermetoder (inklusive skanning) i Tobii Dynavox-appar.</p> <p>Ställ in på T för Snap-skanning och andra Tobii Dynavox-manövermetoder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bäst för användare som är nya på skanning. • Anpassa med Snaps skanningsfunktioner såsom gruppskanning, auditiv feedback och hålltid. • Skanning är begränsad till Snap och andra tillgänglighetsanpassade Tobii Dynavox-appar. Objekt utanför tillgänglighetsanpassade Tobii Dynavox-appar kan inte skannas. • Mest effektiv i Snap och andra tillgänglighetsanpassade -appar.

3.4 Förinstallerad inbyggd programvara

Den här SC Tablet-enheten levereras med all nödvändig inbyggd programvara installerad och klar att använda.

4 Batterier i SC Tablet

4.1 Batterier

SC Tablet två av separata laddade batterier; ett i surfplattan/iPad och ett i Speech Case (för att förse förstärkaren, de externa högtalarna och kontaktportarna med ström). Dessa batterier kan båda laddas med den medföljande USB-laddningskontakten för dubbla portar. Om batteriet inte är laddat eller om SC Tablet inte strömsatts av strömförsörjningsenheten kommer SC Tablet att stängas av.

4.2 Ladda SC Tablet

1. Anslut nätsladden till SC Tablets laddningsport.
2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.
3. Ladda SC Tablet tills batteriet är fulladdat.
4. Koppla bort laddaren både från enheten och nätuttaget när din SC Tablet är helt laddad.



Det **går inte** att ladda batteriet för mycket. Det går bra att ladda batteriet över natten.

Du **kan** använda SC Tablet-enheten när batteriet laddas.



På grund av kemiska reaktioner i batteriet kan dess prestanda försämrats med tiden. Det finns risk för att den förväntade batteritiden förkortas eller att SC Tablet-enheten skadas om inte användningsvillkoren uppfylls (exempelvis laddning, urladdning och omgivningstemperatur). Om batteriets laddning minskar för snabbt, trots att det är korrekt laddat, kan det behöva bytas ut.

Batteriet kan behöva bytas ut efter 12 till 18 månader av normal användning. Försök inte byta ut batteriet själv. Batteriet är internt och det är inte avsett att underhållas eller bytas ut av någon annan än en Tobii Dynavox tekniker.

Information om batteriernas förvarings- och laddningstemperaturer finns i *2.2 Strömförsörjning och batterier, sida 8*.

4.2.1 Beteende för laddningsindikatorlampa (LED-strömindikator)

Laddningsindikatorlampan (LED-strömindikator) (position 5 i *Figur 3.2 Vy av sidorna*) lyser när nätadaptern är ikopplad och batteriet laddas:

- Fast sken — laddar
- Blinkande ljus — fel på batteriet (enheten kanske behöver repareras)
- Släckt ljus — enheten är fulladdad

5 Använda SC Tablet

5.1 Sätta knappen för val av manövermetod i rätt läge för användaren

Hur kommer användaren att välja objekt i enheten?		
Pekskärm	Kontaktskanning	
	iOS-skanning	Snap-skanning
<ul style="list-style-type: none">• Välja direkt genom att peka på pekskärmen• Välja med Tobii Dynavox pekmanövermetoder: Peka, Peka och håll och Peka och släpp• Välj med kontakter och Tobii Dynavox-skanning	<ul style="list-style-type: none">• Kom åt alla appar och filer med hjälp av skanning.• Inte kompatibel med vissa skanningsfunktioner i Snap Core First.• Konfigurera skanningsalternativ i iOS tillgänglighetsinställningar.• För att använda iOS-skanning i Snap, ställ in manövermetoden i Snap till Pekstyrning	<ul style="list-style-type: none">• Bäst för användare som är nya på skanning.• Anpassa med Snaps skanningsfunktioner såsom gruppsskanning, auditiv feedback och hålltid.• Skanning är begränsad till Snap och andra tillgänglighetsanpassade -appar. Objekt utanför tillgänglighetsanpassade -appar kan inte skannas.• Mest effektiv i Snap och andra tillgänglighetsanpassade -appar.
Ställ in på "T"	Ställ in på "S"	Ställ in på "T"

5.2 Starta enheten

SC Tablet har fyra lägen:

- **Pekläge** — för att använda pekstyrning för att navigera i appar och mapper och för att använda Tobii Dynavox manövermetoder (inklusive skanning) i Tobii Dynavox-appar.
- **iOS-skanningsläge** — för användning med iOS inbyggda manövermetod med kontaktskanning. Välj detta läge om du vill använda iOS-skanning för att navigera i appar och mapper.
- **Fraktläge** — stänger av Bluetooth®.
- **Uppgraderingsläge för inbyggd programvara** — använd endast vid uppmaning om uppdatering av inbyggd SC Tablet-programvara.

Starta SC Tablet i pekläge (T)



Om du har kopplat detta Speech Case till denna iPad tidigare, se [5.4 Koppla bort Bluetooth®-anslutningen](#), sida 17.

När knappen för val av manövermetod flyttas från Av till pekläge (T) säger enheten "Power On" och efter några sekunder hörs ett (1) klick.

1. Se till att inget är anslutet till kontaktportarna på SC Tablet.
2. Se till att knappen för val av manövermetod är i position T.
3. Följ instruktionerna i [5.3 Installera din iPad® och koppla ihop via Bluetooth®, sida 17](#)

Starta SC Tablet i iOS-skanningsläge (S)



Om du har kopplat detta Speech Case till denna iPad tidigare, se [5.4 Koppla bort Bluetooth®-anslutningen](#), sida 17.

När knappen för val av manövermetod flyttas från Av till skanning (S) säger enheten "Power On" och efter några sekunder hörs ett (2) klick.

1. Se till att inget är anslutet till kontaktportarna på SC Tablet.
2. Se till att knappen för val av manövermetod är i position S.

3. Följ instruktionerna i 5.3 *Installera din iPad® och koppla ihop via Bluetooth®, sida 17*

Ställa in fraktläge på SC Tablet (enheten stängs av).



Om du har kopplat detta Speech Case till denna iPad tidigare, se 5.4 *Koppla bort Bluetooth®-anslutningen, sida 17.*

1. Se till att inget är anslutet till kontaktportarna på SC Tablet.
2. Se till att knappen för val av manövermetod är i position **O**.

Ställa in SC Tablet i uppgraderingsläge för inbyggd programvara.

1. Tryck och håll in knappen **Volym +** samtidigt som **knappen för val av manövermetod** flyttas från **O** till antingen **T** (pekläge) eller **S** (skanningsläge).



SC Tablet är gjord för att ha strömmen på antingen i pekläge eller iOS-skanningsläge.

5.3 Installera din iPad® och koppla ihop via Bluetooth®

1. Följ stegen i snabbstartsguiden för Tobii Dynavox SC Tablet för att installera din iPad på rätt sätt.
2. Gå till **Inställningar > Bluetooth** på din iPad och starta Bluetooth®. Stanna kvar på denna skärm tills alla steg för att koppla din SC Tablet är slutförda.
3. Se till att SC Tablet är i **S-** eller **T-läge** så som beskrivs i 5.2 *Starta enheten*.
4. Välj SC Tablet i i listan Mina enheter eller Andra enheter i Bluetooth®-menyn på din iPad. SC Tablet är nu kopplad och klar att använda.



Din SC Tablets Bluetooth®-ID slutar med samma fem sista siffror som serienumret på SC Tablet-skalet. Ordet "Pekstyrning" eller "Skanning" i enhetens Bluetooth®-ID anger dess aktuella läge. Speech Case serienummer finns på etiketten på ställets insida.

5.4 Koppla bort Bluetooth®-anslutningen

Om du tidigare har kopplat detta Speech Case till denna iPad måste du först "glömma" SC Tablet i listan över Bluetooth®-enheter.

1. Gå till **Inställningar > Bluetooth**.
2. Leta reda på SC Tablet i listan.
3. Välj ikonen "i" intill den.
4. Välj "**Glöm denna enhet**".
5. Bekräfta genom att välja "**Glöm enhet**".


5.5 Batteristatus och strömsparande

Batteristatusen för SC Tablet övervakas via din kopplade iPad®. Följ stegen nedan för att visa batteriwidgeten på Idag-skärmen.

Lägg till batteristatuswidget.

1. Svep höger över startskärmen för att komma till Idag-skärmen på din iPad.
 2. Bläddra till slutet av sidan och tryck på **Redigera**.
 3. Leta reda på **Batterier** i listan över widgetar och tryck på **+** för att lägga till den på din Idag-skärm.
 4. Välj **Klar**.
- Nu kan du när som helst svepa höger över startskärmen för att komma till Idag-skärmen och se batteristatusen för SC Tablet (SC Tablet måste vara kopplad).


Widgeten visar också iPadens laddning

 Batteristatusen för SC Tablet visas i steg på 10 %. När batteriet når 10 % ska SC Tablet anslutas till en strömkälla, annars kommer den att stängas ner inom kort.

Inställningarna för strömsparläge i SC Tablet är förinställda för att optimera batteritiden. SC Tablet är gjord för att alltid vara på.


5.6 Justera volymen

Justera volymen med hjälp av vippbrytaren volym upp och volym ner (placering 1 i *Figur 3.1 Vy av framsida och ovansida*) på ovansidan av SC Tablet.

 Volymen kan också justeras i Snap- eller iOS-programvaran i din iPad.

5.7 Justera ljudet


Högtalarna kan konfigureras via **iOS-inställningar > Musik > EQ**.

 SC Tablet har ett hål som gör det möjligt att använda iPads inbyggda mikrofon för ljudutmatning. Under vissa omständigheter kan skalet orsaka störningar för ingående ljud. Ta tillfälligt ut din iPad ur skalet eller anslut en extern mikrofon till iPadens lightning-port för att uppnå bästa möjliga kvalitet på ingående ljud.

5.8 Kontakter


När SC Tablet är i pekläge skickar kontakter följande för Tobii Dynavox-skanning:

- Kontakt 1 — mellanslag
- Kontakt 2 — enter

 Ställ in manövermetoden i dina Tobii Dynavox-appar på skanning när SC Tablet är i pekläge och ställ in kontakt 1 som mellanslag och kontakt 2 som enter.

När SC Tablet är i iOS-skanningsläge skickar kontakterna följande som standard:

- Kontakt 1 — gå till nästa objekt
- Kontakt 2 — välj

 När SC Tablet är i iOS-skanningsläge och kopplad till din iPad via Bluetooth® startas iOS kontaktstyrning automatiskt och två kontakter skapas för tvåstegsskanning med kontakter (om inte iOS-kontakter redan finns). Ställa in manövermetoden i dina Tobii Dynavox-appar på beröring. För automatisk skanning, ändra till endast en kontakt i iOS-kontakter med handlingen "Välj".

Läs avsnittet Kontaktstyrning i användarmanualen för ditt i OS eller användarmanualen för din Tobii Dynavox-app.

5.9 iPad

Information om att använda de iOS på iPaden finns på: <https://support.apple.com/sv-se/guide/ipad/welcome/ipados>

6 Produktvård

6.1 Temperatur och luftfuktighet

6.1.1 Allmän användning - Driftstemperatur

SC Tablet bör förvaras i en torr miljö i rumstemperatur. Rekommenderat temperaturområde och luftfuktighetsvärde för enheten är följande:

- Omgivningstemperatur: 0°C till 35°C
- Relativ fuktighet: 10% till 90% (ingen kondens på enheten)

6.1.2 Transport och lagring

Vid transport och lagring är rekommenderat temperaturområde och luftfuktighetsvärde för enheten följande:

- Temperatur: -30°C till 70°C
- Luftfuktighet: 10 % till 95 % @40°C (104°F) (ingen kondens på enheten)
- Atmosfäriskt tryck: 70 kPa till 106 kPa (375 mmHg till 795 mmHg)



SC Tablet är varken vattentät eller vattentålig. Enheten bör inte förvaras under mycket fuktiga eller på annat sätt våta förhållanden. Doppa inte enheten i vatten eller i någon annan vätska. Se till att inte spilla vätska på enheten, särskilt vid kontaktorna.

6.1.3 Laddar

Rekommenderat intervall för temperatur och luftfuktighet för enheten är följande:

- Temperatur: 10°C till 45°C
- Relativ fuktighet: 5% till 90% (ingen kondens på enheten)

6.2 Rengöra SC Tablet-enheten

1. Stäng av enheten helt innan den rengörs.
2. Dra ur enhetens kontakt.
3. Avlägsna alla kablar.
4. Torka av alla yttre ytor med servetter med 70-procentig isopropylalkohol, 75-procentig etylalkohol eller Clorox Disinfecting Wipe för infektionskontroll.
5. Låt enheten lufttorka.
6. Alla tillbehör måste också rengöras på samma sätt.
7. Om rengöringen efterlämnar streck kan skärmen putsas med en mjuk torr trasa.
8. Kassera använt rengöringsmaterial på rätt sätt.



Använd inte sprayprodukter direkt på enheten eftersom det kan göra den våt och släppa in fukt i den.

6.3 Placering

Använd endast de fästena som rekommenderats av din lokala återförsäljare eller försäljningsrepresentant och kontrollera att de är korrekt monterade och fastsatta i enlighet med anvisningarna. Placera inte enheten på instabila och/eller ojämna underlag.

6.4 Transportera SC Tablet

Dra ur alla kablar från SC Tablet när du bär enheten.



Det rekommenderas att du behåller originalförpackningen till SC Tablet.

Om enheten behöver returneras till Tobii Dynavox för garantirelaterade ärenden eller reparation är det bra om den skickas i originalförpackningen eller motsvarande. De flesta transportföretag kräver minst 5 cm förpackningsmaterial runt enheten.

Obs! P.g.a. gemensamma kommissionsförordningar måste allt fraktmaterial, inklusive lådor, som skickas till Tobii Dynavox kasseras.

6.5 Kassera SC Tablet-enheten

Släng inte SC Tablet-enheten bland vanligt hushålls- eller kontorsavfall. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av elektrisk eller elektronisk utrustning.

6.6 Kassera batterierna

Lägg inte batterierna bland vanligt hushålls- eller kontorsavfall. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av batterier.

Bilaga A Support, Garanti, Utbildningsresurser

A1 Kundtjänst

Om du behöver hjälp kan du kontakta din lokala återförsäljare eller supporten på Tobii Dynavox. För att du ska få hjälp så snabbt som möjligt bör du ha din SC Tablet-enhet tillgänglig samt, om möjligt, vara ansluten till internet. Du ska också kunna uppge enhetens serienummer. Detta står på baksidan av enheten.

Ytterligare produktinformation och andra supportresurser finns på Tobii Dynavox-hemsidan www.tobiidynavox.com.

A2 Garanti

Läs Manufacturer's Warranty som finns inkluderad i paketet.



Tobii Dynavox garanterar inte att programvaran i SC Tablet uppfyller dina krav, att driften av programvaran kommer att vara oavbruten eller felfri eller att alla programvarufel kommer att åtgärdas.



Tobii Dynavox garanterar inte att SC Tablet uppfyller kundens krav, att driften av SC Tablet kommer att vara oavbruten eller att SC Tablet är fri från fel eller andra defekter. Kunden accepterar att SC Tablet inte fungerar för alla användare och i alla ljusförhållanden.

Läs denna användarmanualen noggrant innan du använder enheten. Garantin är bara giltig om enheten används i enlighet med användarhandboken. Om du demonterar SC Tablet-enheten upphör garantin att gälla.



Det rekommenderas att du behåller originalförpackningen till SC Tablet.

Om enheten behöver returneras till Tobii Dynavox för garantirelaterade ärenden eller reparation är det bra om den skickas i originalförpackningen eller motsvarande. De flesta transportföretag kräver minst 5 cm förpackningsmaterial runt enheten.

Obs! P.g.a. gemensamma kommissionsförfordningar måste allt fraktmaterial, inklusive lådor, som skickas till Tobii Dynavox kasseras.

A3 Utbildningsmaterial

Tobii Dynavox tillhandahåller ett omfattande utbildningsmaterial för SC Tablet-produkterna och relaterade kommunikationsprodukter. Du finner dem på www.tobiidynavox.com

Bilaga B Information om överensstämmelse



SC Tablet är CE-märkt, vilket visar på överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som fastställts i EU-direktiven.

B1 FCC-deklaration

Denna enhet innehåller FCC med ID: 5123A-BGTWT32AE och uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Användning sker på följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste klara eventuella störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskade effekter på driften.



Ändringar som inte uttryckligen godkänts av Tobii Dynavox kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen enligt FCC-reglerna.

B1.1 För del 15B-utrustning

Den här produkten har testats och konstaterats uppfylla kraven för digitala enheter av klass B enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är framtagna för att ge rimligt skydd mot skadlig störning vid installation i bostad. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.

Det finns emellertid inga garantier för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om utrustningen visar sig orsaka skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på igen, ska användaren försöka eliminera störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och TV-tekniker.

B1.2 För bärbara enheter

FCC-uttalande om strålningsexponering:

1. Denna sändare får inte vara placerad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
2. Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränser för en okontrollerad miljö. Denna enhet testades för typisk handhållen användning med enheten ansluten med sidorna direkt mot användarens kropp. För fortsatt uppfyllande av FCC:s regler för strålningsexponering ska du undvika direktkontakt med sändarantennen under sändning.

B2 Deklaration från Industry Canada

Obs!

- (i) Enheten för drift i band 5150-5250 MHz är endast avsedd för inomhusanvändning för att minska risken för potentiellt skadlig störning i mobila satellitsystem på samma kanal;
- (ii) Den maximalt tillåtna antennförstärkningen för enheter i banden 5250-5350 MHz och 5470-5725 MHz ska vara sådan att utrustningen fortfarande uppfyller e.i.r.p.-gränsen;
- (iii) Den maximalt tillåtna antennförstärkningen för enheter i band 5725-5850 MHz ska vara sådan att utrustningen fortfarande uppfyller de angivna e.i.r.p.-gränserna för punkt-till-punkt- och icke punkt-till-punktdrift såsom lämpligt; och
- (iv) Användare ska också vara informerade om att högeffektradar allokeras som primära användare (d.v.s. prioriterade användare) av band 5250-5350 MHz och 5650-5850 MHz och att dessa radarsystem kan orsaka störningar och/eller skada på LE-LAN-enheter.

Avertissement

- (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e.;
- (iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;
- (iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LANEL.

Denna enhet innehåller IC med ID: 5132A-BGTWT32AE och har testats enligt säkerhetskraven beträffande exponering för radiovågor (SAR) i RSS-102 för gränsvärden för allmänheten (okontrollerad miljö) (1,6W/Kg). Det högsta SAR-värdet för -enheten är 0,3 W/kg. Denna enhet kan användas utan hälsorisk på ett minsta avstånd av 0 cm mellan utrustningen och användarens kropp.

Denna digitala Klass B-apparat uppfyller kraven enligt den kanadensiska standarden ICES-003.

Denna enhet uppfyller Industry Canadas krav för RSS-standard(er) som är undantagna från tillståndskrav. Användning sker på följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste klara eventuella störningar, inklusive störningar som kan göra att enheten inte fungerar som önskat.

B3 CE-deklaration

Denna utrustning uppfyller kraven som rör elektromagnetisk kompatibilitet, de väsentliga skyddskraven enligt direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility - EMC) 2014/30/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och radioutrustningsdirektivet (Radio Equipment Directive - RED) 2014/53/EG för att uppfylla regleringen av radioutrustning och teleterminalutrustning.

B4 Direktiv och standarder

SC Tablet uppfyller följande direktiv:

- Medicindirektivet (MDR) 2017/745/EU
- EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) 2014/30/EU
- Radioutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU
- RoHS2-direktivet 2011/65/EU
- WEEE-direktivet 2012/19/EU
- Reach-direktivet 2006/121/EG, 1907/2006/EC bilaga 17
- Batteridirektivet 2013/56/EU
- EN 62368-1

Enheten har testats för att uppfylla ISO 14971:2007 och EN ISO 14971:2012 och andra relevanta standarder för avsedda marknader.

Bilaga C Tekniska specifikationer

C1 SC Tablet

Standard	SC Tablet
Typ	Kommunikationsenhet
Vara modell	SC Tablet
Mått (B x H x D)	273 × 196 × 52 mm 10,7 × 7,7 × 2,0 inches
Vikt	1,11 kg 2 lb (7 oz.)
Högtalare	2 × 31 mm × 9 mm, 4,0 ohm, 5 W
Anslutningar	2 × 3,5 mm kontaktportar 1 × USB-C
Knappar	1 × Volym upp 1 × Volym ner 1 × valknapp med 3 lägen
Bluetooth®	Bluetooth® 3.0
Batteritid	~ 8 timmar vid normal användning
Batteriteknik	Uppladdningsbart litiumjon-polymerbatteri
Batterikapacitet	15,54 Wh
Batteriets laddningstid	~ 4 timmar
Strömförsörjningsenhet	5,0 VDC 4,8A Ac-nätadapter

C2 Nätadapter

Föremål	Specifikation
Vara modell	SPAD92BC-20
Inspänning	100 till 240 VAC
Inström (max)	0,48 A
Infrekvens	50 till 60 Hz
Utström	4,8 A
Märkutspänning	5 VDC

Bilaga D Godkända tillbehör

Du kan få information om de senaste godkända tillbehören för SC Tablet på www.TobiiDynavox.com eller genom att kontakta din lokal Tobii Dynavox-återförsäljare.

Bilaga E Lokala certifieringspartners

De angivna företagen är partners för våra lokala certifieringar i respektive land.

Kontaktinformation:

Istok Audio Trading
Zavodskoy proezd, 3A
Fryazino, Moskva-regionen
Ryska federationen 141195

+7 (499) 404-36-56
+7 (929) 636-82-49

SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA ADAPTADA MEXICO S.A DE C.V
Av. Rio Mixcoac 164 Col. Acacias Del Valle Deleg
Benito Juarez. CP. 03240
Mexico

+1-800-344-1778

Link Assistive Pty Ltd
43 Adelaide Tce
Pasadena SA, 5042
Australia

+61 8 7120 6002

Swiss Authorized Representative

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

+41 8 663 01 42

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii Dynavox-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakta din lösningskonsult eller återförsäljare

Kontakta din lösningskonsult på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact