

permobil | SEATING + POSITIONING

ROHO® Hybrid Elite® Cushion Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read the instructions and save for future reference.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y®

ROHO® Hybrid Elite® Dyna

Bruksanvisning

Leverantör: Denna bruksanvisning måste ges till produktens användare.

Användare (patient eller vårdgivare): Läs instruktionerna innan användning av denna produkt och spara för framtida hänvisningar.

Innehållsförteckning

Avsedd användning	65
Viktig säkerhetsinformation	65-66
Delar i detalj	66
Dynjustering	67
Överdragets avlägsnande och utbyte	68
Avlägsna och byta ut dyninlägg	
Borttagning och ersättning av skuminlägg	69
Rengöring och desinficering	70
Felsökning	71
Lagring, kassering och återvinning	
Begränsad garanti	
Produktspecifikationer	72



ROHO, Inc., 100 N. Florida Ave., Belleville, IL 62221-5429 U.S.A.

U.S.A.: 800-851-3449 • Faxnummer: 888-551-3449 • Kundtjänst: orders.roho@permobil.com

Utanför U.S.A.: 618-277-9150 • Faxnummer: 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com
permobilus.com

ROHO-produkter kan utgöras av ett eller flera amerikanska och utländska patenter och varumärken, inklusive: ROHO®, DRY FLOATATION®, shape fitting technology®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Smart Check® og Sensor Ready™. Zytel® är ett registrerat varumärke som tillhör DuPont.

ROHO, Inc. har en policy gällande kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra de specifikationer som presenteras i detta dokument. En aktuell version av detta dokument finns tillgänglig på permobilus.com.

© 2009, 2018 ROHO, Inc.

Rev. 06/19/2018

Avsedd användning

ROHO® Hybrid Elite® Dyna (Hybrid Elite dyna) är en justerbar, luftfylld stödyta för rullstolar och kombinerar ROHODRY FLOATATION®-dyninlägg med cellulär design med en formad skumbas. Den är avsedd att anpassa sig till formen på en sittande individs lastningsområde (pelvis) för att ge huden/den mjuka vävnaden skydd, positionering och en miljö som underlättar sårhäkning. Det finns en viktgräns på 500 lbs. (225 kg), och dynan måste vara korrekt dimensionerad för att individen. Hybrid Elite dynan måste användas tillsammans med det medföljande överdraget. Dynmodellerna är som följer:

- ROHO® Hybrid Elite SR™ Dyna (Hybrid Elite SR)
- ROHO® Hybrid Elite® Dyna med två fack (Hybrid Elite Dyna med två fack)

ROHO, Inc. rekommenderar att en kliniker som har erfarenhet i sittform, placering och rörlighet gör en utvärdering: 1) för att avgöra om dynan är lämplig för personen i fråga; och 2) för att avgöra om en fast sättesplattform rekommenderas om dynan används i en rullstol med hängsits.

Hybrid Elite SR dyna är kompatibel med Smart Check® by ROHO®

ROHO medicinska produkter är tänkta att vara del av en heltäckande behandling. En kliniker bör erbjuda produktrekommendationer baserat på en undersökning av individens medicinska och terapeutiska situation samt den allmänna hälsan. En kliniker bör också utvärdera för visuell, läsnings- och kognitiv funktionsnedsättning för att avgöra behovet av vårdgivare med produktanvändning, inklusive att tillhandahålla en storskriftshandbok.

Viktig säkerhetsinformation



Varningar

- Hud / mjukvävnads-nedbrytning kan uppstå på grund av ett antal faktorer, som varierar med patienten. Rodnad, blåmärken, eller mörkare områden (jämfört med normal hud) kan tyda på yttlig eller djup vävnadsskada och måste åtgärdas. Om det finns någon missfärgning på huden/den mjuka vävnaden, AVSLUTA användningen omedelbart. Om missfärgningen inte försvinner inom 30 minuter efter användning, kontakta sjukvårdspersonal omedelbart.
- Dynan och överdraget MÅSTE vara av samma storlek och MÅSTE användas som beskrivet i denna handbok. OM INTE: 1) Kan förmånerna med att använda dynan förminska eller försvinna och risken för skada på huden eller i mjukvävnaderna ökas, och 2) användaren kan bli instabil och riskera att falla.
- Använd INTE din dyna över eller tillsammans med andra produkter eller material, förutom så som beskrivs i denna handbok. Detta kan leda till att patienten blir instabil och kan falla.
- PLACERA INTE NÅGRA hinder (med undantag för ett ROHO-överdrag) mellan personen och dynan. Annars minskar dynans effektivitet.
- Använd INTE produktens beståndsdelar individuellt. Dynan måste användas tillsammans med alla ihopsatta komponenter.
- Använd INTE denna dyna som ett flythjälpmiddel (dvs. ett livbälte). Den kommer INTE att stödja er i vatten.
- Kuddytan kommer att akklimatisera sig med den omgivande temperaturen. Ta lämpliga försiktighetsåtgärder, särskilt när kudden ska komma i kontakt med oskyddad hud.
- UNDVIK ATT utsätta produkten för hög värme, öppen eld eller het aska. Resultaten och kraven av testning eller certifiering, bland annat för brännbarhet, kanske inte längre kan tillämpas på denna enhet om den kombineras med andra produkter eller material. Kontrollera resultaten och kraven av test och certifiering för alla produkter som används i kombination med den här enheten.
- Om du inte kan utföra några uppgifter som beskrivs i denna handbok, sök hjälp.



Varningar

- Använd INTE en pump, överdrag eller reparationskit annat än vad som tillhandahålls av ROHO, Inc. Det kan ogiltighetsförklara garantin.
- Modifiera INTE dynan eller andra beståndsdelar. Det kan leda till skada på produkten och ogiltighetsförklarar garantin.
- Tillåt INTE din dyna att komma i kontakt med oljebaserade lösningar eller lanolin. De kan försämra materialet.



Viktig säkerhetsinformation, fortsättning

! Varningar, fortsättning

- Långvarig exponering för ozon kan försämra material som finns i dynan, påverka dynans prestanda och ogiltighetsförlora garantin.
- Höjdändringar kan kräva att du måste justera din dyna.
- Håll dynan ifrån vassa föremål.
- Om dynan har blivit utsatt för temperaturer lägre än 32° F (0° C) och verkar ovanligt stel, åt då dynan värmas upp till rumstemperatur.
- Inspektera komponenterna för skador regelbundet och byt ut vid behov. Se FELSÖKNING.
- ANVÄND INTE uppblåsningsventilen eller Quick Disconnect som handtag för att bära eller dra dynan. Bär på dynan från dynbasen eller genom att använda bärhandtaget på överdraget.

Delar i detalj

Innehåll:



För att beställa reservdelar, kontakta din produktleverantör eller ROHO, Inc.

Dynjustering

Hybrid Elite SR är utrustad med Sensor Ready-teknik och kan användas med Smart Check by ROHO, vilket är ett återkopplingssystem för dynan. Smart Check kan användas för att hitta patientens inflationsnivå och hjälpa till att kontrollera dynan. För mer information, kontakta Kundtjänst.

Obs: Om du äger Smart Check by ROHO, STOPPA HÄR och hänvisa till *Bruksanvisningen för Smart Check® by ROHO®*.



Viktig säkerhetsinformation:


- Kontrollera lufttrycket ofta, minst en gång om dagen!
- Använd INTE en dyna med för lite luft eller en överpumpad dyna eftersom produktens fördelar kommer att minska eller försvinna, vilket resulterar i en ökad risk för hud och annan mjukvävnadsskada. Om dynan inte håller kvar luften, eller om du inte kan pumpa upp eller tömma dynan, läs Felsökning. Kontakta omedelbart din kliniska vårdgivare, distributör eller ROHO, Inc. om problemet kvarstår.
- När så är möjligt, använd kardborrebanden för att ytterligare säkra dynan på sittytan.

Obs: För dynor med två fack, repetera alla steg för båda ventilerna.




1. Placera dynan i rullstolen med luftcellerna uppåt och överdragets halkfria yta nedåt.
2. Öppna överdragets flik* och skjut gummimunstycket hos handpumpen över uppblåsningsventilen. Nyp munstycket, öppna uppblåsningsventilen och blås upp luftcellerna.

*För det Starkt överdrag, öppna dragkedjan.

3. När luftcellerna börjar att böja sig uppåt aning, nyp i pumpens gummimunstycke och stäng ventilen helt. Tag bort handpumpen.
4. Låt användaren sitta i stolen i sin vanliga position. Kontrollera att sittbensknöarna stöds av luftcellerna.
5. För in handen mellan luftcellerna och användaren. Lyft på benet något och känn efter lägst stående sittbensknöl och sänk sedan tillbaka benet till sittande position.
6. Öppna ventilen för att släppa ut luft, medan du håller din hand mellan patientens nedersta benetskott. Släpp ut tillräckligt mycket luft så att du knappt kan röra på dina fingertoppar. Stäng ventilen.



Varningar: Se till att det finns åtminstone ½ tum (1,5 cm) av luft som stöder patientens nedersta benetskott.



Överdragets avlägsnande och utbyte

Borttagning av överdrag:

1. Öppna dragkedjan.
2. Endast för standardöverdrag: Öppna överdragets flik. Sträck in handen innanför överdraget och dra uppblåsningsventilen genom öppningen så att den är på insidan av överdraget. Upprepa för andra sidan.
3. Ta bort överdraget från dynan.

Ersätt överdrag:





Varning: Innan du sätter tillbaka överdraget, se till att skuminlägget och dyninlägget är korrekt placerade och fast förankrade. Se ERSÄTTNING AV SKUMINLÄGG och ERSÄTTNING AV DYNINLÄGG.

Instruktioner för standarddyna	Instruktioner för starkt överdrag
1. Öppna dragkedjan på överdraget och för in dynan i överdraget med luftcellerna riktade uppåt och överdragets halkfria yta riktad nedåt.	
2. Dynans baksida ska vara vänd mot dragkedjan.	2. Dynans framsida bör vara riktad mot dragkedjan.
3. Öppna överdragets flik. Sträck in handen innanför överdraget och tryck på uppblåsningsventilen genom öppningen under överdragets flik. Stäng överdragets flik. Upprepa för andra sidan.	3. För in alla slangar på insidan av överdraget.
4. Dra igen överdragets dragkedja. Om krokfästremarna avlägsnades före tvätt, byt ut remarna.	

Avlägsna och byta ut dyninlägg



Avlägsna dyninlägg:

1. Ta bort överdraget från dynan. Se ÖVERDRAGETS AVLÄGSNANDE.
2. Skjut slangen ur slangen på skuminlägget.
3. Avlägsna slangen från spåret i skumbasen och drag försiktigt genom hålet i skumbasens hörn. Upprepa för andra sidan.
4. Ta bort dyninlägget från den formade skumbasen.



Byta ut dyninlägg:



1. Placera dyninlägget på skumbasen så att det är inriktat mot banden för krok och fästgloj. Se till dyninlägget är centrerad. Tryck ner för att säkert fästa dyninlägget till skumbasen.
2. För in slangen genom hålet i skumbasens hörn. Upprepa för andra sidan.
3. Skjut slangen genom ögla på skuminlägget och tryck slangen i spåret i skumbasen. Upprepa för andra sidan.
4. Bekräfta korrekt placering av skuminlägget. Se ERSÄTTNING AV SKUMINLÄGG.
5. Byt ut överdraget. Se ERSÄTT ÖVERDRAG.



Borttagning och ersättning av skuminlägg

Borttagning av skuminlägg:

1. Ta bort överdraget från dynan. Se ÖVERDRAGETS AVLÄGSNANDE.
2. Skjut slangen ur slingan på skuminlägget. Upprepa för andra sidan.
3. Vänd dynan så att cellerna är riktade neråt och botten av den formade skumbasen är riktad uppåt.
4. Dra skuminläggets flik bort från krokfäststyckena på undersidan av den formade skumbasen. Upprepa för den andra sidan.
5. Vänd kudden över så att cellerna är riktade uppåt och den nedre delen av den formade skumbasen är vänd nedåt. Släpp skuminlägget från den formade skumbasen genom att dra bort från krokfäststyckena.






Ersättning av skuminlägg:



Varning: Skuminlägget måste vara korrekt placerat på den formade skumbasen.

Obs: Om dyninlägget avlägsnades från den formade skumbasen, byt dyninlägget innan du byter skuminlägget. Se ERSÄTTNING AV DYNINLÄGG.

1. Positionera skuminlägget på den formade skumbasen.
 - a. Skuminlägget är bredvid, men inte ovanpå, luftcellerna. (A)
 - b. Skuminlägget är inriktat mot, men går inte förbi, skumbasens främre kant. (B)
 - c. Skuminlägget är placerat i mitten av skumbasen.
2. När det är i rätt position, tryck till skuminlägget nedåt för att säkert koppla det till den formade skumbasen.
3. Skjut slangen genom ögla på skuminlägget. Efter behov, tryck slangen tillbaka in i spåret. Upprepa för andra sidan.
4. Vänd dynan så att cellerna är riktade neråt och botten av den formade skumbasen är riktad uppåt.
5. Dra och fäst skuminläggets flikar vid krokfäststyckena på undersidan av den formade skumbasen.
6. Vänd dynan så att cellerna är riktad uppåt och botten av den formade skumbasen är riktad nedåt.
7. Byt ut överdraget. Se ERSÄTT ÖVERDRAG.



Rengöring och desinficering



Varningar:

- Rengöring och desinfektion är separata processer. Rengöring måste föregå desinficering. Före användning av en annan person: rengör, desinficera och kontrollera produkten för korrekt funktion.
- Följ alla säkerhetsföreskrifter som tillhandahålls av tillverkare för blekmedel och bakteriedödande desinfektionsmedel.
- LÅT INTE vatten eller rengöringsmedel komma in i dynan. Vatten i dessa dynor kan leda till skador på Smart Check och risk för användaren.
- Obs om sterilisering: Höga temperaturer påskyndar åldrandet och kan skada produktmonteringen. ROHO-produkter är inte förpackade i ett sterilt tillstånd, och varken avser eller kräver sterilisering före användning. Om institutionens regelverk kräver sterilisering: Följ först instruktionerna om rengöring och desinfektion, öppna sedan luftventilen och använd lägsta möjliga steriliseringstemperatur, utan att överstiga överstiga 70 °C, under kortast möjliga tid. Använd INTE autoklav.

Skötsel av överdrag: Innan rengöring och desinfektion, ta bort överdraget från dynan. Ta bort fästremmar från överdragets undersida.

Att rengöra överdraget:

Maskintvätta i kallt vatten (30° C) med mildt tvättmedel, skonsamt tvätt, eller torka rent med neutralt tvättmedel och kallt vatten. Torktumlas på låg värme.



För att desinficera överdraget: Handtvätta i

kallt vatten (30 °C) med hjälp av en del flytande hushållsblekmedel per 9 delar vatten. Håll produkten våt med blekmedelslösningen under 10 minuter, och skölj sedan noga. Eller maskintvätta i varmt vatten (60°C). Torktumlas svagt.



Varningar vid vård av dyna: Ventiler måste hållas stängda. • Tillåt INTE vatten eller rengöringsmedel att komma in i dyninlägget. • Maskintvätta eller torka INTE dyninlägget, skuminlägget eller den formade skumbasen. • Användning av följande kan skada dynan: slipmedel (stålull, skursvampar); frätande medel, maskindiskmedel, rengöringsmedel som innehåller petroleum eller organiska lösningsmedel, inklusive aceton, toluen, metyletylketon (MEK), nafta, kemtvätsvätska, limborttagare; oljebaserade lotioner, lanolin, eller fenolbaserade desinfektionsmedel; ozongas; ultraviolett ljusrengöring.

För att rengöra dyninlägget: Ta försiktigt ut dyninlägget från den formade basen. Stäng upplåsningsventilen/upplåsningsventilerna. Handtvätta, med hjälp av mild flytande handtvål, handdiskmedel, tvättmedel, eller ett mångsidigt rengöringsmedel (Följ produkt anvisningarna på etiketten.) Skrubba försiktigt alla dynytor, med en mjuk plastborste, en svamp eller en trasa. Skölj med rent vatten. Lufttorka. UTSÄTT INTE för direkt solljus.



Varning: Skölj noga. Rengöringsmedelsrester kan orsaka att luftcellerna klibbar.

För att desinficera dyninlägget: Upprepa rengöringsinstruktioner, med hjälp av en del flytande hushållsblekmedel per 9 delar vatten. Håll produkten våt med blekmedelslösningen under 10 minuter. Skölj noga med rent vatten. Lufttorka.

För att rengöra och desinficera Countoured Foam Base: Avlägsna överdraget, skuminlägget och dyninlägget.

För att rengöra, fukta en trasa med vatten och hushållsrengöringsmedel och torka försiktigt, skölj sedan med kallt rent vatten. För att desinficera, följ instruktionerna för rengöring, men använd desinfektionsmedel istället för hushållsrengöringsmedel. Efter rengöring eller desinficering, låt skummet lufttorka ordentligt innan överdraget sätts på igen.



För att rengöra och desinficera skuminlägg: För att rengöra, fukta en trasa och vrid ut överflödigt vatten. Torka försiktigt med trasan och hushållsrengöringsmedel, torka sedan igen med en ren, något fuktad trasa. För att desinficera, följ instruktionerna för rengöring, men använd desinfektionsmedel istället för hushållsrengöringsmedel. Efter rengöring eller desinficering, låt skummet lufttorka ordentligt innan överdraget sätts på igen.



Denna symbol betyder "Torka av med en fuktig duk".

Felsökning

För ytterligare hjälp, kontakta din utrustningsleverantör, -distributör eller ROHO, Inc.

Håller inte lufttrycket -Inspektera om ventilen eller slangens har skadats. Kontrollera att ventilen är helt stängd (vrid medurs). Leta efter hål i dynan. Om mycket små hål eller inga hål syns, följ instruktionerna i reparationsssatsen som medföljer produkten. För skada på uppblåsningsventil eller slang, eller för stora hål eller läckor i dynan, se Begränsad garanti-tillägg, eller kontakta Kundtjänst.

Omöjligt att pumpa upp dynan eller tömma den på luft -Kontrollera att ventilen är öppen. Inspektera om ventilen eller slangens har skadats.

Obekvämt / Instabil -Kontrollera att:

- luftcellerna är inte överpumpade.
- Skuminlägget och dyninlägget är korrekt placerade på den formade skumbasen.
- att luftcellerna och översidan på dynan är uppåt.
- att dynan är placerad i mitten under användaren.
- Skuminlägget överlappar inte luftcellerna.
- att dynan är av rätt storlek för användaren och rullstolen.

Tillåt användaren åtminstone en timme att bli bekväm med dynan.

Dynan förflyttar sig i rullstolen -Se till att dynans halkfria botten är nedåt. Använd instruktionsetiketter på dynan och överdraget för att placera dynan. Använd krok och fästöglor för att ytterligare säkra dynan på rullstolen.

Komponenten är skadad -Kontakta Kundtjänst för ersättning.

Lagring, kassering och återvinning

Lagring: Rengör och desinficera produkten före förvaring. Öppna uppblåsningsventilen (-erna). Ta ut luften ur produkten. Förvara produkten i en behållare som skyddar produkten från fukt, föroreningar och skador.

Kassering: Delarna av produkterna i den här handboken är inte förknippade med några kända miljörisker när de används på rätt sätt och när de avyttras i enlighet med alla lokala / regionala föreskrifter. Förbränning måste utföras av en kvalificerad, licensierad avfallshanteringsanläggning.

Återvinning: Kontakta en lokal återvinningsbyrå för att fastställa de tillgängliga alternativen för produktåtervinning. För mer information om återvinning, kontakta ROHO, Inc.

Begränsad garanti

Begränsade garantivillkor: 24 månader från det datum produkten ursprungligen köpts. Garantin gäller inte punkteringar, revor eller brännskador och gäller inte heller för det löstagbara locket. Se även begränsad garantitillägg som medföljer produkten, eller kontakta kundtjänst.

Produktspecifikationer


Material: Dyninlägg: neoprengummi, tillverkad utan latex; Uppblåsningsventil: Zytel; Formad skumbas: polyetenskum med stängda celler; Skumlinnlag: polyuretanskum; Standardöverdrag: två-vägs sträckning, spacermaterial sidor, med en dragkedja på överdragets baksida och en halkfri botten med krok och fästöglor för att säkra dynan i stolen. Se etiketten Skötsel av överdrag för materialinnehåll. Starkt överdrag: två-vägs sträckning, vätskeresistent ovanpå och sidor, med en dragkedja på överdragets framsida och en halkfri botten med krok och fästöglor för att säkra dynan i stolen. Se etiketten för skötsel av överdrag för materialinnehåll och för att uppfylla kraven för brandfarliga egenskaper.

Storlekstabell					
Dyna		Skumbas			
Enkel ventil	Dubbel ventil	Bredd (tum)	Djup* (tum)	Bredd (cm)	Djup* (cm)
1RHE1414C-SR	2RHE1414C	13 $\frac{3}{4}$	14 $\frac{3}{4}$	35,0	37,5
1RHE1415C-SR	2RHE1415C	13 $\frac{3}{4}$	15 $\frac{3}{4}$	35,0	40,0
1RHE1416C-SR	2RHE1416C	13 $\frac{3}{4}$	16 $\frac{3}{4}$	35,0	43,0
1RHE1515C-SR	2RHE1515C	14 $\frac{3}{4}$	15 $\frac{3}{4}$	37,5	40,0
1RHE1516C-SR	2RHE1516C	14 $\frac{3}{4}$	16 $\frac{3}{4}$	37,5	43,0
1RHE1517C-SR	2RHE1517C	14 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	37,5	45,0
1RHE1615C-SR	2RHE1615C	15 $\frac{3}{4}$	15 $\frac{3}{4}$	40,0	40,0
1RHE1616C-SR	2RHE1616C	15 $\frac{3}{4}$	16 $\frac{3}{4}$	40,0	43,0
1RHE1617C-SR	2RHE1617C	15 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	40,0	45,0
1RHE1618C-SR	2RHE1618C	15 $\frac{3}{4}$	18 $\frac{3}{4}$	40,0	48,0
1RHE1620C-SR	2RHE1620C	15 $\frac{3}{4}$	20 $\frac{3}{4}$	40,0	53,0
1RHE1716C-SR	2RHE1716C	16 $\frac{3}{4}$	16 $\frac{3}{4}$	43,0	43,0
1RHE1717C-SR	2RHE1717C	16 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	43,0	45,0
1RHE1718C-SR	2RHE1718C	16 $\frac{3}{4}$	18 $\frac{3}{4}$	43,0	48,0
1RHE1720C-SR	2RHE1720C	16 $\frac{3}{4}$	20 $\frac{3}{4}$	43,0	53,0
1RHE1816C-SR	2RHE1816C	17 $\frac{3}{4}$	16 $\frac{3}{4}$	45,0	43,0
1RHE1817C-SR	2RHE1817C	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	45,0	45,0
1RHE1818C-SR	2RHE1818C	17 $\frac{3}{4}$	18 $\frac{3}{4}$	45,0	48,0
1RHE1820C-SR	2RHE1820C	17 $\frac{3}{4}$	20 $\frac{3}{4}$	45,0	53,0
1RHE2017C-SR	2RHE2017C	19 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	50,0	45,0
1RHE2018C-SR	2RHE2018C	19 $\frac{3}{4}$	20 $\frac{3}{4}$	50,0	48,0
1RHE2020C-SR	2RHE2020C	19 $\frac{3}{4}$	20 $\frac{3}{4}$	50,0	53,0
1RHE2218C-SR	2RHE2218C	21 $\frac{3}{4}$	18 $\frac{3}{4}$	55,5	48,0
1RHE2220C-SR	2RHE2220C	21 $\frac{3}{4}$	20 $\frac{3}{4}$	55,5	53,0
1RHE2222C-SR	2RHE2222C	21 $\frac{3}{4}$	22 $\frac{3}{4}$	55,5	58,0
1RHE2418C-SR	2RHE2418C	23 $\frac{3}{4}$	18 $\frac{3}{4}$	60,5	48,0
1RHE2420C-SR	2RHE2420C	23 $\frac{3}{4}$	20 $\frac{3}{4}$	60,5	53,0
Vikt: 3 $\frac{3}{4}$ pund / 1,4 kg (baserat på 1RHE1817C-SR)					
Höjd: 4 tum / 10,0 cm					

*De djup som visas inkluderar $\frac{3}{4}$ tum (1,5 cm) bestående av skumbas som passar mellan rullstolens bakre inlägg.

Obs: Alla mått är ungefärliga. Mätningar av djup och bredd görs från toppen av skumbasen och är avrundade till närmaste $\frac{1}{4}$ tum eller 0,5 cm. Dynans objektnummer och överdragstaggar indikerar den rullstolsstorlek som dynan är utformad för att passa.

Sittdynans förväntade livslängd: 5 år



permobil | SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

Administrative Offices:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449

Outside U.S.: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518

permobilus.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Item #: T20194

Rev: 06/19/2018

Print Date:

Qty:



Intertek

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to ISO 13485:2016.