

# Snabbguide MEMOplanner

---


Steg-för-steg hur man lägger in, ändrar och tar bort aktiviteter.

# Lägga in aktivitet

Sida 1 (8)

1. Tryck på .

2. Välj **Helt ny** eller **Från basaktivitet**.




*Det är enkelt och snabbt med aktiviteter som gjorts i ordning i förväg.*

# Lägga in aktivitet

Sida 2 (8)

3. Välj bild (frivilligt).
4. Skriv in namn.



*Det finns många bilder i bildarkivet men man kan också använda egna foton.*

# Lägga in aktivitet

Sida 3 (8)

5. Välj datum.
6. Välj typ.

The image illustrates the steps for adding an activity in a mobile application. It consists of three sequential screenshots:

- Calendar Selection:** A calendar for October 2016 is shown. The dates from the 1st to the 30th are highlighted in pink, indicating they are available for selection. The interface includes a back arrow, a title '+ Ny aktivitet Välj datum', and a forward arrow.
- Activity Form:** A form titled '+ Ny aktivitet' is displayed. It has tabs for 'Namn', 'Extra', 'Larm', and 'Påminn'. The form contains several fields: 'Namn', 'Bild', 'Datum' (set to 'tisdag 27 september'), 'Typ' (set to 'Höger'), 'Tid', and two checkboxes: 'Kvitterbar' and 'Ta bort efteråt'. Navigation arrows are present for the first four fields. At the bottom, there are '< Föregående' and 'Nästa >' buttons.
- Type Selection:** A screen titled '+ Välj typ' shows three radio button options: 'Heldag', 'Vänster', and 'Höger'. The 'Höger' option is selected. At the bottom, there are 'Avbryt' and 'OK' buttons.

**Heldag:** Aktiviteten visas i toppfältet

**Vänster/Höger:** Aktiviteten visas på vänster eller höger sida om tidslinjen

# Lägga in aktivitet

Sida 4 (8)

7. Välj tid (sluttid är frivilligt).
8. Välj **Kvitterbar** och **Ta bort efteråt** (frivilligt).



**Om "Kvitterbar" är valt:** Man får bocka i att aktiviteten är gjord och ser det tydligt i kalendern.

**Om "Ta bort efteråt" är valt:** Aktiviteten försvinner från kalendern till nästa dag.


# Lägga in extra funktion - Checklista

Sida 5 (8)

- Tryck på fliken **Extra** eller på **Nästa** för att spara.
- Välj **Lägg till checklista**, välj en färdig checklista om sådan finns. Eller gör en ny med en uppgift i taget (bild och text).



*Det blir enkelt och går snabbt med checklistor som gjorts i ordning i förväg.*





*Eller skapa en ny checklista.*

# Lägga in aktivitet - Larm

Sida 6 (8)

11. Tryck på fliken **Larm** eller på **Nästa** för att spara.
12. Välj hur aktiviteten ska larma.




*Spela in meddelande som ska spelas upp när aktiviteten börjar.*

# Lägga in aktivitet - Påminnelse

Sida 7 (8)

13. Tryck på fliken **Påminn** eller på **Nästa** för att spara.
14. Välj om det ska komma påminnelser före aktiviteten börjar.





# Lägga in aktivitet - Spara

Sida 8 (8)

15. Välj om aktiviteten ska ske en eller flera gånger.
16. Tryck på **Spara**. Nu sparas aktiviteten och visas i kalendern.

The image shows a mobile application interface for adding a new activity. The main screen is titled 'Ny aktivitet Återkommande' and has four radio button options: 'Enstaka', 'Veckovis', 'Varannan vecka', and 'Månadsvis'. The 'Veckovis' option is selected. Below these options are 'Månadsvis' and 'Årsvis' options. At the bottom, there is a green 'Spara' button circled in red. To the left, a 'Månadsvis' calendar view is shown with a grid of days from 1 to 31. To the right, a 'Veckovis' weekly view is shown with days of the week (mån, tis, ons, tor, fre, lör, sön) and a 'Markera alla' button. Arrows point from the 'Veckovis' option on the main screen to the weekly view, and from the 'Spara' button to the main screen.

**Månadsvis**

Ny aktivitet  
Återkommande: Varje månad

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31					

Inget slutdatum

< Föregående   Nächsta >

**Veckovis**

Ny aktivitet  
Återkommande: Varje vecka

mån   tis   ons   tor   fre   lör   sön

Markera alla

Inget slutdatum


< Föregående   Nächsta >

**Spara**

*Välj dagar och slutdatum*

*Välj veckodagar och slutdatum*

# Ändra eller ta bort aktivitet




Tryck på aktiviteten i dagkalendern.




Tryck här för att **ta bort** aktiviteten

Tryck här för att **ändra** aktiviteten




# Växla mellan tidslinje och lista



Tryck på "ögat".



Välj Lista, 1 tidslinje eller 2 tidslinjer och tryck på **OK**.



Nu visas dagsvyn som lista.



Ett hjälpmedel för  
trygghet och självständighet

Läs mer på [www.abilia.se](http://www.abilia.se)