


Moxi

bakom-örat-apparat (BÖ) bruksanvisning

 Driven by **Tempus**



unitron Hearing matters

A Sonova brand

Tack

Tack för att du väljer dessa hörapparater.

Vi värnar om människor med hörselnedsättning.

Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade och målmedvetna lösningar som är tillgängliga för alla.

För det är viktigt att höra.

Bruksanvisningen gäller för följande modeller:

Introduktionsår: 2017

T Moxi™ Dura Pro

T Moxi™ Kiss Pro

T Moxi™ Dura 800

T Moxi™ Kiss 800

T Moxi™ Dura 700

T Moxi™ Kiss 700

T Moxi™ Dura 600

T Moxi™ Kiss 600

T Moxi™ Dura 500

T Moxi™ Kiss 500

T Moxi™ Fit Pro

T Moxi™ Now Pro

T Moxi™ Fit 800

T Moxi™ Now 800

T Moxi™ Fit 700

T Moxi™ Now 700

T Moxi™ Fit 600

T Moxi™ Now 600

T Moxi™ Fit 500

T Moxi™ Now 500

Dina hörapparater

Audionom: _____

Telefon: _____

Modell: _____

Serienummer: _____

Batterier:

Storlek 13 Storlek 312 Storlek 10A

Garanti: _____

Program 1 är för: _____

Program 2 är för: _____


Program 3 är för: _____

Program 4 är för: _____

Inköpsdatum: _____

Snabbguide

Varning för svagt batteri

 2 pip var
30:e minut


Batteristorlek

 □ 10

 □ 312

 □ 13

På/av




På

Av

Byta batteri

Moxi Dura




Batterisymbolen

Moxi Fit




Batterisymbolen

Moxi Kiss




Batterisymbolen

Moxi Now



Batterisymbolen

Tryckknapp



- Byta program
- Volymkontroll


Innehållsförteckning

Snabböversikt över dina hörapparater	2
Varningar.....	7
SoundCore™ teknologi.....	12
Placera hörapparaterna på öronen.....	13
Sätta igång och stänga av dina hörapparater	15
Batteriinformation	16
Tinnitusmasker.....	19
Användarinstruktioner.....	22
Använda telefonen.....	30
Skydda dina hörapparater	33
Rengöring av dina hörapparater	34
Tillbehör	36
Hörselprodukter.....	37
Felsökningsguide.....	38
Information och förklaring av symboler.....	43
Överensstämelseinformation.....	45
Egna anteckningar	47
Ytterligare information.....	48


Snabböversikt över dina hörapparater

- 1 **Kabel** – ansluter hörtelefonen till dina hörapparater.
- 2 **Mikrofon** – ljud kommer in i hörapparaterna via mikrofonerna.
- 3 **Tryckknapp** – växlar mellan lyssningsprogram eller ändrar volymnivån beroende på din individuella anpassning.
- 4 **Batterilucka (på och av)** – stäng luckan för att sätta igång dina hörapparater, öppna luckan hela vägen för att stänga av dina hörapparater eller för att byta batteri.
- 5 **Dome** – håller kabeln på plats i hörselgången.
- 6 **Stödvinge** – förhindrar att domen och kabeln glider ut ur hörselgången.
- 7 **Hörtelefon** – förstärker ljudet och skickar det direkt in i hörselgången.
- 8 **Gjuten dome** – håller hörapparaterna på plats.

Moxi Now BÖ hörapparater




Moxi Kiss BÖ hörapparater



Moxi Fit BÖ hörapparater



Moxi Dura BÖ hörapparater



Varningar

- ⚠ Hörapparater används i syfte att förstärka och överföra ljud till öronen och därigenom kompensera för nedsatt hörsel. Hörapparaterna (särskilt programmerade för varje hörselnedsättning) får endast användas av den person de är avsedda för. De får inte användas av någon annan person eftersom hörseln kan skadas.
- ⚠ Hörapparaterna ska endast användas på det sätt läkare eller audionom har anvisat.
- ⚠ Hörapparater återställer inte normal hörsel och varken förhindrar eller förbättrar hörselnedsättningar som är sprungna ur kroppsliga tillstånd.
- ⚠ Använd inte hörapparaterna i områden med explosionsrisk.
- ⚠ Allergiska reaktioner är ovanliga. Om du ändå skulle få klåda, rodnad, ömhet, inflammation eller en brännande känsla i eller kring dina öron måste du informera din audionom och kontakta en läkare.

- ⚠ Om någon del mot förmodan skulle bli kvar i hörselgången när du har tagit ut hörapparaten ska du genast kontakta läkare.
- ⚠ Ta ur hörapparaterna om du ska genomgå datortomografiundersökning, magnetröntgen eller annan elektromagnetisk undersökning.
- ⚠ Du bör vara extra försiktig om du bär hörapparater där maximal ljudtrycksnivå överskrider 132 decibel. Det kan finnas en risk att du försämrar din kvarvarande hörsel. Prata med din audionom för att säkerställa att maximal utnivå på hörapparaterna passar för din hörselnedsättning.

Varningar gällande magneter och batteri

- ⚠ Förvara aldrig hörapparater, batterier eller magneter där små barn eller husdjur kan nå dem. Stoppa aldrig hörapparater eller batterier i munnen. Om någon sväljer en hörapparat eller ett batteri måste läkare kontaktas omedelbart.
- ⚠ Magneten kan påverka vissa medicinska apparater och elektroniska system. Se alltid

till att magneten (eller telefonen som är utrustad med magneten) är minst 30 cm (12 tum) från pacemaker, kreditkort eller andra enheter som är känsliga för magnetism.

Försiktighetsåtgärder

- ① Användning av hörapparater är bara en del av hörselrehabiliteringen. Såväl hörselträning som läppavläsningsstöd kan också behövas.
- ① I de flesta fall ger sporadisk användning av hörapparater inte maximal nytta. När du har vant dig vid hörapparaterna bör du använda dem hela dagarna, varje dag.
- ① Dina hörapparater använder sig av de modernaste komponenterna för att tillhandahålla bästa möjliga ljudkvalitet i varje lyssningssituation. Dock kan kommunikationsapparater som mobiltelefoner skapa störningar (ett surrande ljud) i hörapparater. Om du upplever störningar från en mobiltelefon som används nära dig kan du minimera denna störning på flera olika sätt. Ändra

till ett annat program på dina hörapparater, vänd huvudet i en annan riktning eller lokalisera mobiltelefonen och flytta dig bort från den.

- ① Alltför hög distorsion när du använder telefonen kan betyda att telefonluren påverkas av magneten. För att undvika skada, vänligen flytta magneten till en annan plats på telefonluren.

Information till audionomer

- ⚠ Domer ska aldrig användas till personer med perforerad trumhinna, exponerad mellanörekavitet eller opererad hörselgång. Under sådana omständigheter rekommenderar vi att en specialanpassad insats används.

Märkning

Serienummer och tillverkningsår finns angivna på hörapparaten.

Klassificering av mobiltelefoners kompatibilitet

Vissa hörapparat-användare har upplevt ett surrande ljud i sina hörapparater när de använder mobiltelefoner, vilket tyder på att mobiltelefonen och hörapparaten ej är kompatibla. Enligt ANSI C63.19 standard (ANSI C63.19-2011 American National Standard Methods of Measurement över kompatibilitet mellan trådlösa kommunikationsenheter och hörapparater), kan förenlighet av en viss typ av hörapparat och mobiltelefon förutsägas genom att addera klassificeringen för hörapparatens immunitet med klassificeringen för mobiltelefonens strålning. Till exempel skulle summan av hörapparatens klassificering 4 (M₄) och en mobiltelefons klassificering 3 (M₃) resultera i en kombinerad klassificering på 7. Ett kombinerat resultat som motsvarar minst 5 skulle ge "normal användning"; ett kombinerat resultat på 6 eller bättre indikerar "utmärkt prestanda."

Immuniteten för denna hörapparat är minst M₄/T₄. Utrustningens prestandamätning, kategorier och systemklassificering baseras på den bästa

information som finns tillgänglig, men kan inte garantera att alla användare kommer att vara nöjda.

*Immunitetsklassificeringen för T Moxi Kiss och T Moxi Now är minst M4.

 **Notera:** Prestationen av individuella hörapparater kan variera med olika mobiltelefoner. Testa därför denna hörapparat med din mobiltelefon eller, om du köper en ny telefon, vänligen se till att prova den med hörapparaten före köp. För ytterligare vägledning, kontakta Unihon och be om broschyren med titeln "Hearing aid compatibility with digital wireless cell phones."

SoundCore™ teknologi




SoundCore omfattar fyra intelligenta funktioner som arbetar tillsammans för att förstå din lyssningsmiljö och gör de justeringar som krävs för att du ska kunna delta aktivt i alla konversationer, i alla typer av miljöer. Oavsett om du konverserar, skrattar, debatterar, tröstar eller helt enkelt är en god lyssnare kommer vår intelligenta teknologi SoundCore göra konversationer roligare.

Placera hörapparaterna på öronen

Dina hörapparater kan vara färgmärkta med en liten prick på batteriluckan: röd = höger öra; blå = vänster öra.




Hörapparater med domer

1. Håll den tunna ljudslangen där den fäster vid domen och tryck försiktigt in domen i hörselgången.
2. Placera hörapparaten på örats ovansida. Den tunna ljudslangen ska ligga tätt mot ditt huvud och inte sticka ut.
3. Placera stödvingen i örat så att den vilar på den nedre delen av hörselgångsöppningen.



Hörapparater med gjutna domer


1. Håll den gjutna domen mellan din tumme och ditt pekfinger. Öppningen ska peka in mot din hörselgång med hörapparaten vilande ovanför ditt öra.
2. Sätt försiktigt in den gjutna domen i örat. Domen ska ha bra passform och sitta skönt och bekvämt i örat.
3. Placera hörapparaten ovanför ditt öra.




Sätta igång och stänga av dina hörapparater


Batteriluckan fungerar som en på- och av-knapp.


1. **På:** Stäng batteriluckan helt.

 **Obs!** Det kan ta fem sekunder för hörapparaten att starta upp. Din audionom kan förlänga tiden det tar för hörapparaterna att starta upp om det behövs.



2. **Av:** Öppna batteriluckan.

 **Obs!** Om du ska stänga av eller sätta igång hörapparaten medan du har den i örat, tar du tag i dess över- och underdel med pekfinger och tumme. Använd tummen för att öppna och stänga batteriluckan.




Batteriinformation



Varning för svagt batteri





Två långa pip indikerar att hörapparatsens batteri är svagt. Efter varningen för svagt batteri, är det möjligt att ljuden inte hörs så tydligt. Detta är normalt och kan åtgärdas genom att byta batterier.

Om du inte hör varningen om svagt batteri kan din audionom justera varningssignalens tonläge och volym. Om du vill kan också varningen stängas av helt.

 **Hörapparaterna kommer varna för svagt batteri var 30:e minut tills du byter batteri. Beroende på batteriets skick kan det dock ta slut innan någon ytterligare varning ljuder. Därför rekommenderar vi att du byter batteri så snart som möjligt efter att du hört varningen för svagt batteri första gången.**

Byta batteri

1. Öppna försiktigt batteriluckan med din nagel.
2. Tryck batteriet mot öppningen med tummen och pekfingeret och avlägsna eller dra batteriet rakt utåt, beroende på vilken hörapparatsmodell du har.
3. Sätt i det nya batteriet i batterifacket med plustecknet (+) på batteriet åt samma håll som batterisymbolen på batteriluckan. Detta säkerställer att batteriluckan kan stängas riktigt.
-  **Obs! Om batteriet sätts in fel kommer hörapparaten inte att sättas igång.**
4. Stäng batteriluckan.
-  **Notera: Det finns en lösning för låsbart batterifack för hörapparaterna Moxi Dura. Vänligen kontakta din audionom för mer information.**



Skötsel av batterier

- Släng alltid batterier på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Kom ihåg att stänga av hörapparaterna när de inte används för att förlänga batteriets livslängd, speciellt när du sover.
- Ta ur batterierna och låt batteriluckan vara öppen när hörapparaterna inte bärs, speciellt när du sover. Detta gör att eventuell fukt kan avdunsta.

Tinnitusmasker

Tinnitusmaskern använder bredbandsbrus för att ge tillfällig lindring av tinnitus.

Varningar vid maskerbehandling av tinnitus

- ⚠ Tinnitusmaskern genererar bredbandsljud. Den avger ett brusljud som kan användas som en del i en anpassad tinnitusbehandling för att tillfälligt lindra tinnitussymptom.
- ⚠ Den underliggande principen vid ljudförbättring är att förse med en motstimulering som drar uppmärksamheten från tinnitussymptomen och på så sätt undvika negativa reaktioner. Brusljudet tillsammans med rådgivning är en etablerad behandlingsmetod vid tinnitus.
- ⚠ Luftledningsapparater med tinnitusmasker ska provas ut av en audionom som är bekant med diagnostisering och hantering av tinnitus.

- ⚠ Om du skulle utveckla eventuella bieffekter från att använda tinnitusmasker, t.ex. huvudvärk, illamående, yrsel eller hjärtklappning, eller uppleva försämrad hörsel i form av reducerad ljudstyrketolerans, förvärrad tinnitus eller otydligare tal bör du sluta att använda enheten och kontakta sjukvården.
- ⚠ Tinnitusmaskerns volym kan ställas in på en nivå som kan leda till permanenta hörselskador vid långvarig användning. Om tinnitusmaskern är inställd på en sådan nivå kommer din audionom att ge dig anvisningar om max antal timmar som du bör använda maskern per dag. Tinnitusmaskern skall aldrig användas på för hög ljudnivå.


Viktig information

- 📖 **i** Tinnitusmaskern genererar ljud som ingår i ditt personliga program för tinnitushantering i syfte att lindra tinnitusbesvären. Den bör alltid användas enligt vad som ordinerats av en audionom som är bekant med diagnostisering och behandling av tinnitus.
- 📖 **i** Medicinsk praxis kräver att en person med tinnitus genomgår en medicinsk undersökning av en legitimerad läkare innan en ljudgenerator införskaffas. Syftet med den medicinska undersökningen är att försäkra sig om att alla medicinskt behandlingsbara tillstånd som kan påverka hörseln har identifierats och behandlats innan ljudgenerator införskaffas.
- 📖 **i** Tinnitusmaskern är avsedd att användas av vuxna som har fyllt 18 år och som har både hörselnedsättning och tinnitus.

Användarinstruktioner

Dina hörapparater kan vara försedd med en tryckknapp som låter dig justera dem ytterligare. Du kan också använda en fjärrkontroll för att justera dina hörapparater.

Tryckknapp



Tryckknappen på hörapparaterna kan antingen användas som en programomkopplare, en volymkontroll eller en kombination av båda.

Programomkopplare

Om tryckknappen är en programomkopplare byter du till ett annat lyssningsprogram varje gång du trycker på knappen.

Hörapparaten piper för att ange vilket program du kommit till.

Programinställning	Pips
Program 1 (t.ex. automatiskt program)	♪ 1 pip
Program 2 (t.ex. tal i buller)	♪♪ 2 pip
Program 3 (t.ex. easy-t/telefon)	♪♪♪ 3 pip
Program 4 (t.ex. musik)	♪♪♪♪ 4 pip
Easy-t/telefon	♪♪♪ kort melodi
DuoLink (om det är aktiverat)	Motsatta örats apparat piper på samma sätt som den apparat vilken justeringen utförs på

Se början av detta häfte för en lista över dina personligt anpassade program.

□ Volymkontroll

Om tryckknappen har konfigurerats som volymkontroll kan du antingen

- trycka på knappen på höger hörapparat för att höja volymen eller
- trycka på knappen på vänster hörapparat för att sänka volymen

eller:

- trycka på knappen för att bläddra genom de olika volymnivåerna

När du ändrar volymkontrollen piper hörapparaterna.

Volyminställning	Pip
Rekommenderad volymnivå	♪ 1 pip
Höja volymen	♪ kort pip
Sänka volymen	♪ kort pip
Maximal volymnivå	♪♪ 2 pip
Minimal volymnivå	♪♪ 2 pip

□ Tryckknapp för programomkoppling/ volymkontroll

Om din audionom har konfigurerat den ena hörapparatens som en programomkopplare och den andra som en volymkontroll:

- tryck på knappen på höger hörapparat för att □ justera volymen / □ bläddra mellan dina olika program eller
- tryck på knappen på vänster hörapparat för att □ justera volymen / □ bläddra mellan dina olika program

Fjärrkontroll

Tillvalsalternativet fjärrkontroll ger dig möjlighet att växla mellan olika lyssningsprogram och ändra dina volyminställningar.

□ Programomkopplare

Varje gång du trycker på knappen kommer du till ett nytt program.

Hörapparaten piper för att ange vilket program du kommit till.

Programinställning	Pips
Program 1 (t.ex. automatiskt program)	♪ 1 pip
Program 2 (t.ex. tal i buller)	♪♪ 2 pip
Program 3 (t.ex. easy-t/telefon)	♪♪♪ 3 pip
Program 4 (t.ex. musik)	♪♪♪♪ 4 pip
Easy-t/telefon	♪♪♪ kort melodi

Se början av detta häfte för en lista över dina personligt anpassade program.

□ Volymkontroll

Om din fjärrkontroll har konfigurerats för volymjustering kan du justera volymen med knapparna +/-.

När du ändrar volymen piper hörapparaterna.

Volyminställning	Pip
Rekommenderad volymnivå	♪ 1 pip
Höja volymen	♪ kort pip
Sänka volymen	♪ kort pip
Maximal volymnivå	♪♪ 2 pip
Minimal volymnivå	♪♪ 2 pip

Tinnitusmasker

Om din audionom har konfigurerat både ett tinnitusmaskerprogram och volymkontroll, kan du justera tinnitusmaskernivån medan du är i tinnitusmaskerprogrammet. För att justera brusnivån kan du antingen

- Tryckknapp (vänster/höger)
 - Trycka på knappen på höger hörapparat för att höja tinnitusmaskern eller
 - Trycka på knappen på vänster hörapparat för att sänka tinnitusmaskern
- Tryckknapp (steg)
 - Trycka på knappen för att bläddra igenom tinnitusmaskerns olika volymnivåer
- Fjärrkontroll
 - Tryck på knappen + på fjärrkontrollen för att öka tinnitusmaskern i båda hörapparaterna.
 - Tryck på knappen - på fjärrkontrollen för att sänka tinnitusmaskern i båda hörapparaterna.

När du ändrar nivån piper hörapparaterna.

DuoLink

När DuoLink är aktiverat och du justerar volymen eller programinställningen på den ena hörapparatens justeras även inställningen på den andra.

Om t.ex. tryckknappen är konfigurerad som programkontroll och DuoLink är aktiverat, kommer programmet ändras i båda hörapparaterna när du trycker på den högra hörapparatens.

Använda telefonen

□ Tryckknapp

Din audionom kan ha konfigurerat ett telefonprogram på dina hörapparater som du når genom att trycka på tryckknappen eller den valfria fjärrkontrollen.


□ Easy-t




Dina hörapparater kan även ha en telefonfunktion som automatiskt växlar till ett särskilt telefonprogram när en telefonlur förs nära någon av dina hörapparater. En kort melodislinga spelas upp när du växlar till easy-t-programmet. När telefonluren flyttas bort från örat, återgår hörapparaten automatiskt till det tidigare lyssningsprogrammet.

Om dina hörapparater inte växlar till easy-t-programmet automatiskt när en telefonlur hålls nära örat kan du behöva fästa en easy-t-magnet på telefonen. Magneten är utformad för att förstärka magnetfältet kring hörluren på telefonen.

Så här fäster du magneten:

1. Rengör telefonluren. Håll magneten nära telefonlurens ”lyssningsdel” och släpp den. Magneten kommer att vända sig mot rätt sida och söka den optimala platsen på telefonluren.
2. Placera den dubbelhäftande tejpens på denna plats på telefonluren.
3. Sätt fast magneten på tejpens.

 Din audionom kan ha konfigurerat ett telefonprogram som du kan aktivera med hjälp av fjärrkontroll.



Binaural Telefon

Med funktionen binaural telefon kan du hålla upp en telefon mot ena örat men höra ljudet tydligt i båda öronen. Inga tillbehör krävs.

Binaural telefon kan aktiveras i dina hörapparater med:

- Tryckknapp
- Easy-t

Om hörapparaterna är konfigurerade att användas med de trådlösa streamersenheter uDirect™ eller uStream kan du också ha användning för en handsfree-lösning med Bluetooth®. Se bruksanvisningen till uDirect eller uStream för mer information.




Skydda dina hörapparater

- Öppna batteriluckan när den inte används.
- Ta alltid av dig dina hörapparater när du använder hårvårdsprodukter. Hörapparaterna kan annars bli igensatta och sluta att fungera.
- Använd inte hörapparaterna när du badar eller duschar och låt dem inte hamna i vatten.
- Om hörapparaterna skulle bli blöta får du inte försöka att torka dem i en ugn eller mikrovågsugn. Rör inga reglage. Öppna batteriluckorna omedelbart och låt hörapparaterna självtorka under 24 timmar.
- Skydda hörapparaterna från överdriven hetta (t.ex. hårtork, bilens handskfack eller instrumentbräda).
- Se till att slangen inte böjs eller kläms ihop när hörapparaterna ligger i etuiet.
- Regelbunden användning av avfuktare, som t.ex. Dri-Aid, kan förhindra korrosion och förlänga hörapparaternas livslängd.
- Tappa inte hörapparaterna eller slå dem mot hårda ytor.

Rengöring av dina hörapparater

Använd en mjuk trasa för att rengöra hörapparaten dagligen i slutet på dagen och placera den i sitt fodral med batteriluckan öppen så att fukt avdunstar.


Regelbunden rengöring av mikrofonens ingångar med den medföljande rengöringsborsten ser till att hörapparatsens ljudkvalitet bevaras. Din audionom kan ge dig en demonstration av detta.

-  Öronvax är naturligt och vanligt. Att förvissa dig om att hörapparaterna är rena från vax är en viktig del av den dagliga rengöringen och skötseln.
-  Använd aldrig alkohol vid rengöring av hörapparater, gjutna skal eller domer. Använd inte vassa verktyg för att ta bort vax.
-  Användning av spetsiga föremål i hörapparaterna eller gjutna skal/domer kan orsaka allvarlig skada på dem.

Rengöring av gjutna domer och domer

Gör rent domer och skal på utsidan dagligen med en fuktig trasa. Undvik att få vatten i och runt förstärkaren (mikrofonskydd) och de gjutna domerna.



-  **Obs! Kablar, hörtelefon, domer eller gjutna domer ska inte rengöras under rinnande vatten eller i vattenbad. Vattendroppar kan orsaka blockering av ljudet eller skada de elektriska komponenterna i hörapparaterna.**

Domerna bör ersättas var 3-6 månad eller när de blir stela, sköra eller missfärgade.

Om domerna behöver ytterligare rengöring kan vaxfiltret vara igensatt och behöva bytas ut. Kontakta din audionom så denne kan visa dig hur du gör för att byta vaxfiltret på rätt sätt.

Tillbehör

uDirect, uStream, uMic™, uTV™ och en fjärrkontroll är valfria tillbehör som kan komplettera dina hörapparater.

uDirect 3, uStream och uTV 3

uDirect och uStream är streamers som ger enkel, handsfree åtkomst till Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. mobiltelefoner. De innehåller fjärrkontrollfunktioner som du kan använda för att justera dina hörapparater för ökad lyssningskomfort. uDirect har också en ljudingång där enheter som MP3-spelare kan kopplas in.

uTV används med en streamer (uDirect eller uStream) för att överföra ljud från din TV direkt till dina hörapparater. uTV kan också överföra ljud från stereosystem, datorer och andra ljudkällor.

För mer information om hur du använder uDirect, uStream eller uTV, se bruksanvisningen till respektive tillbehör. Information om hur du skaffar en streamer eller uTV får du av din audionom.

uMic

uMic är ett personligt trådlöst mikrofonsystem som med antingen uStream eller uDirect gör det lättare att uppfatta konversationer i bullriga miljöer.

Fjärrkontroll

Hörapparaten kan levereras med en fjärrkontroll som tillval, med vilken du kan växla mellan olika lyssningsprogram och ändra volyminställningarna.

Hörselprodukter

Lyssna på allmänna platser

Telespolen fångar upp elektromagnetisk energi och omvandlar det till ljud. Dina hörapparater kan ha ett telespoleprogram som hjälper dig att höra på offentliga platser som är utrustade med telespolebaserade hörseltekniska hjälpmedel såsom slingsystem. När du ser denna symbol finns det en slinga som kan vara kompatibel med dina hörapparater.



Kontakta din audionom för mer information om slingsystem.

Felsökningsguide

Orsak	Möjlig åtgärd
Inget ljud	
Ej påslagen	Sätt igång
Svagt/urladdat batteri	Byt batteri
Dålig batterikontakt	Rådfråga din audionom
Batteriet är felvänt	Placera batteriet så som batterisymbolen visar på insidan av batteriluckan
Gjutna domer/domer är igensatta med öronvax	Rengör gjutna domer/domer. Se ”Rengör dina hörapparater.” Rådfråga din audionom
Igensatt mikrofonskydd	Rådfråga din audionom

Orsak	Möjlig åtgärd
För svagt ljud	
Låg volym	Höj volymen. Kontakta din audionom om du har en modell utan manuell volymkontroll eller om problemet kvarstår
Svagt batteri	Byt batteri
Gjutna domer/domer sitter inte rätt	Se ”Sätta hörapparaterna på plats på öronen.” Ta ur och sätt försiktigt in i örat igen
Hörseln har förändrats	Rådfråga din audionom
Gjutna domer/domer är igensatta med öronvax	Rengör gjutna domer/domer. Se ”Rengör dina hörapparater.” Rådfråga din audionom
Igensatt mikrofonskydd	Rådfråga din audionom

Orsak	Möjlig åtgärd
Ljudet kommer och går	
Svagt batteri	Byt batteri
Smutsig batterikontakt	Rådfråga din audionom
Two långa pip	
Svagt batteri	Byt batteri
Visslingar	
Gjutna domer/domer sitter inte rätt	Se "Sätta hörapparaterna på plats på öronen." Ta ur och sätt försiktigt in i örat igen
Hand/kläder nära örat	Ta bort handen/kläderna från örat
Dålig passform på gjutna domer/domer	Rådfråga din audionom

Orsak	Möjlig åtgärd
Oklart, förvrängt ljud	
Dålig passform på gjutna domer/domer	Rådfråga din audionom
Gjutna domer/domer är igensatta med öronvax	Rengör gjutna domer/domer. Se "Rengör dina hörapparater." Rådfråga din audionom
Svagt batteri	Byt batteri
Igensatt mikrofonskydd	Rådfråga din audionom
Gjutna domer/domer glider ur örat	
Dålig passform på gjutna domer/domer	Rådfråga din audionom
Gjutna domer/domer sitter inte rätt	Se "Sätta hörapparaterna på plats på öronen." Ta ur och sätt försiktigt in i örat igen

Orsak

Möjlig åtgärd

Ljudet är svagt i telefon

Telefonen är inte rätt placerad

Flytta telefonluren runt örat för att få en tydligare signal. Se "Använda telefonen"

Hörapparaten behöver justeras

Rådfråga din audionom

Kontakta din audionom vid eventuella problem som inte finns med i denna felsökningsguide.

Information och förklaring av symboler



Med CE-symbolen bekräftar Unitron att denna Unitron produkt – inklusive tillbehör – uppfyller kraven i Medicintekniska direktivet 93/42/EEC samt Radio Equipment direktivet 2014/53/EU om radio- och telekommunikationssändare.

Siffrorna efter CE-symbolen representerar de organ som konsulterats under ovannämnda direktiv.



Den här symbolen visar att det är viktigt att användaren läser och beaktar den relevanta informationen i den här bruksanvisningen.



Den här symbolen visar att det är viktigt att användaren uppmärksammar de relevanta varningsmeddelandena i den här användarguiden.



Viktig information om hantering och effektiv användning av produkten.



Australien och Nya Zeeland EMC och Radiokommunikation överensstämmelsemärkning.



Symbolen anger att de produkter som beskrivs i den här bruksanvisningen stämmer överens med kraven för applicerad del av typ B enligt SS EN 60601-1. Ytan på hörapparaten anges som applicerad del av typ B.



Upphovsrättssymbol



Symbolen ska åtföljas av den i EG godkända representantens namn och adress.



Symbolen ska åtföljas av tillverkarens (som gör produkten tillgänglig på marknaden) namn och adress.

Driftförhållanden:

Den här enheten har utformats för problemfri användning utan begränsningar vid avsedd användning, såvida inget annat anges i de här bruksanvisningarna.


Transport hållanden:

Temperatur: -20° till +60° Celsius.

Fuktighet: Upp till 90 % (utan kondensation).



Symbolen med den överkryssade soptunnan är en påminnelse om att den här enheten inte får kastas med hushållsavfall. Vänligen kassera gamla eller oanvända enheter på platser avsedda för elektroniskt avfall, eller lämna in din enhet till din audionom för kassering. Skydda miljön genom att kassera enheten på ett korrekt sätt.

 **Bluetooth** Bluetooth®-ordmärket och logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Unitron under licens. Andra varumärken och firmanamn är respektive ägares egendom.

Moxi Moxi är ett varumärke som tillhör Unitron.

Överensstämmelseinformation

Överensstämmelseförklaring

Härmed förklarar Unitron Hearing att denna produkt uppfyller kraven i Medicintekniska direktivet 93/42/EEG och uppfyller Radio Equipment direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten av försäkran om överensstämmelse kan erhållas från tillverkaren.

Hörapparaten som beskrivs i denna bruksanvisning är certifierad enligt:

Standard hörselsystem

	USA - FCC ID:	Canada - IC:
T Moxi Now	VMY-UWNB5	2756A-UWNB5
T Moxi Kiss	VMY-UWNB0	2756A-UWNB0
T Moxi Fit	VMY-UWNB2	2756A-UWNB2
T Moxi Dura	VMY-UWNB1	2756A-UWNB1

Anmärkning 1

Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller följande två villkor:

- 1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning och
- 2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade drifteffekter.

Anmärkning 2

Ändringar eller modifieringar som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Unitron kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna utrustning blir ogiltig.

Anmärkning 3

Denna enhet har testats och funnits efterleva de begränsningar som finns för digitala enheter Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna och ICES-003 i Industry Canada. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer inträffa störningar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts igång, bör användaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt:

- Vrid eller flytta mottagarantennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Anslut utrustningen i ett eluttag som hör till en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till
- Kontakta försäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp



Australien: Leverantörskod N15398

Nya Zeeland: Leverantörskod Z1285

Egna anteckningar

Anteckna dina personliga behov eller bekymmer och ta med dessa till ditt första besök efter att du har mottagit dina hörsapparater.

Detta underlättar för audionomen att ge dig rätt hjälp.



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

En lista över företag som ingår i
Unitron-koncernen finns att tillgå
på www.unitron.com/se





unitron.com

Återförsäljare

16-048 029-6098-09 © 2017 Unitron. All rights reserved.

sonova

