

Phonak Bolero B

(B90/B70/B50/B30)

Bruksanvisning



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Denna bruksanvisning gäller för:

Trådlösa modeller

CE-märkning tillämpad

Phonak Bolero B90-M	2016
Phonak Bolero B90-P	2016
Phonak Bolero B90-SP	2016
Phonak Bolero B70-M	2016
Phonak Bolero B70-P	2016
Phonak Bolero B70-SP	2016
Phonak Bolero B50-M	2016
Phonak Bolero B50-P	2016
Phonak Bolero B50-SP	2016
Phonak Bolero B30-M	2016
Phonak Bolero B30-P	2016
Phonak Bolero B30-SP	2016



Din hörapparat i detalj

ⓘ Om ingen ruta har markerats och du inte vet vilken hörapparatmodell du har ska du fråga din audionom.

Modell	Batteristorlek
<input type="checkbox"/> Bolero B-M	312
<input type="checkbox"/> Bolero B-P	13
<input type="checkbox"/> Bolero B-SP	13

Öroninsats

- Dome eller SlimTip
- Klassisk öroninsats

Din audionom:

┌

└

┌

└

Phonak, som har utvecklat dina hörapparater, har sin bas i Zurich i Schweiz och är ett av de världsledande företagen när det gäller hörsellösningar.

Dessa produkter är följden av årtionden av forskning och expertis och har utvecklats för att du ska höra så bra som möjligt. Tack för ditt kloka val och lycka till med dina många års lyssningsglädje.

Läs bruksanvisningen noggrant så att du förstår och kan få maximal nytta av dina hörapparater. Kontakta din audionom för mer information om funktioner och fördelar.

Phonak – life is on
www.phonak.se

Innehåll

Din hörapparat

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Snabbguide | 6 |
| 2. | Beskrivning av hörapparaten | 8 |

Använda hörapparaten


- | | | |
|----|--|----|
| 3. | Markering för vänster och höger hörapparat | 10 |
| 4. | På/av | 11 |
| 5. | Batterier | 12 |
| 6. | Ta på hörapparaten | 14 |
| 7. | Ta av hörapparaten | 16 |
| 8. | Tryckknapp | 18 |
| 9. | Volymkontroll | 19 |

Ytterligare information


- | | | |
|-----|----------------------------------|----|
| 10. | Skötsel och underhåll | 20 |
| 11. | Trådlösa tillbehör | 24 |
| 12. | Service och garanti | 27 |
| 13. | Information om överensstämmelse | 29 |
| 14. | Information och symbolförklaring | 34 |
| 15. | Felsökning | 38 |
| 16. | Viktig säkerhetsinformation | 40 |

1. Snabbguide

Markering för vänster och höger hörapparat



Bolero B-M




Bolero B-P, B-SP

Blå markering för
vänster hörapparat.


Röd markering för
höger hörapparat.

Byta batteri




1

Ta bort klistermärket från det nya batteriet och vänta i minst två minuter.



2


Öppna batteriluckan.




3

Sätt in batteriet i batteriluckan med "+"-symbolen uppåt.

På/av




På




Av

Tryckknapp



Tryckknappen på din hörapparat kan ha flera funktioner.

Volymkontroll




Endast Bolero B-P och B-SP:
För att öka volymen, tryck volymkontrollen uppåt. För att minska volymen, tryck volymkontrollen nedåt.

2. Beskrivning av hörapparaten


Nedanstående bilder visar modellerna som beskrivs i den här bruksanvisningen. Gör så här för att identifiera din personliga modell:

- Kontrollera "Din hörapparat i detalj" på sidan 3.
- Eller jämför din hörapparat med nedanstående modeller. Observera hörapparatens form och om det finns en volymkontroll.

Tänkbara öroninsatser för samtliga modeller



Dome




SlimTip




Klassisk
öroninsats

Bolero B-M




Bolero B-P & B-SP




3. Markering för vänster och höger hörapparat

Det finns en röd eller blå markering den anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida.



Bolero B-M



Bolero B-P, B-SP

Blå markering
för **vänster**
hörapparat.


Röd markering
för **höger**
hörapparat.

4. På/av

Batteriluckan är även på-/av-omkopplare.


1

Stängd batterilucka =
hörapparaten är **på**




2

Öppen batterilucka =
hörapparaten är **av**




ⓘ När du slår på hörapparaten kan du höra en startmelodi.

5. Batterier




1

Ta bort klistermärket från det nya batteriet och vänta i minst två minuter.



2

Öppna batteriluckan.



3

Sätt in batteriet i batteriluckan med "+"-symbolen uppåt.

- ⓘ Gör så här om det är svårt att stänga batteriluckan: Kontrollera att batteriet är korrekt insatt och att "+"-symbolen pekar uppåt. Om batteriet är fel insatt fungerar hörapparaten inte och batterifacket kan skadas.



Låg batterinivå: Du hör två pip när batterinivån är låg. Då har du ungefär 30 minuter på dig att byta batteri (beroende på vilken hörapparat och vilket batteri du har). Vi rekommenderar att du alltid har ett reservbatteri till hands.

Batterityp

Den här hörapparaten använder zink/luftbatterier. Identifiera rätt batteristorlek (312 eller 13) genom att:

- Kontrollera "Din hörapparat i detalj" på sidan 3.
- Kontrollera markeringen på batteriluckans insida.
- Läs följande tabell.

Modell	Storlek på zink/luft-batteri	Färgmärkning på emballage	IEC-kod	ANSI-kod
Phonak Bolero				
B-M	312	brun	PR41	7002ZD
B-P, B-SP	13	orange	PR48	7000ZD


ⓘ Kontrollera att du har rätt sorts batterier i dina hörapparater (zink/luft). Läs även kapitel 16.2, där du hittar ytterligare produktsäkerhetsinformation.

6. Ta på hörapparaten

6.1 Ta på en hörapparat med klassisk öroninsats


1

Håll öroninsatsen intill örat och placera delen för hörselgången i hörselgången.




2

Placera hörapparaten bakom örat.



3


För in den övre delen av öroninsatsen i den övre delen av conchan.



6.2 Ta på en hörapparat med dome eller SlimTip


1

Placera hörapparaten bakom örat.




2

Sätt i dome/SlimTip i hörselgången.



3

Om en hållare är fäst vid domen/ SlimTip placerar du den i öronmusslan så att hörapparaten sitter säkert.




7. Ta av hörapparaten

7.1 Ta ut hörapparat med klassisk öroninsats


1

Lyft hörapparaten över örats övre del.



2

Fatta tag i öroninsatsen och avlägsna den försiktigt.




i Undvik att greppa slangen när du avlägsnar hörapparaten.

7.2 Ta ut hörapparat med dome eller SlimTip

1


Fatta tag där slangen är böjd och fäster mot dome/SlimTip och dra ut den. Ta sedan av hörapparaten från örat.



⚠ I mycket sällsynta fall kan det hända att domen blir kvar inne i örat när du tar ut slangen ur örat. Om det mot förmodan skulle inträffa, bör du uppsöka läkarvård för att ta bort den på ett säkert sätt.

8. Tryckknapp


Tryckknappen på din hörapparat kan ha flera funktioner eller avaktiveras. Det beror på hur din hörapparat är programmerad, vilket framgår av din individuella "bruksanvisning". Du kan få en utskrift av denna av din audionom.



9. Volymkontroll

Endast Bolero B-P och B-SP:

För att öka volymen, tryck volymkontrollen uppåt. För att minska volymen, tryck volymkontrollen nedåt. Volymkontrollen kan avaktiveras av din audionom.



10. Skötsel och underhåll

Omsorgsfull och regelbunden skötsel av hörapparaten gör att den kan fungera perfekt under många år.

Använd följande specifikationer som riktlinjer:

Mer information om produktsäkerhet finns i kapitel 16.2.

Allmän information

Ta ut hörapparaten ur örat innan du använder hårspray eller smink eftersom dessa produkter kan orsaka skador på systemet.

Lämna batterifacket öppet så att eventuell fukt kan dunsta när du inte använder hörapparaten. Var noga med att alltid låta hörapparaten torka helt efter användning. Förvara hörapparaten på en säker, torr och ren plats.

Din hörapparat är skyddad från vatten, svett och damm under följande förutsättningar:

Batteriluckan är helt stängd. Kontrollera att inget främmande föremål, t.ex. hår, fastnar i batteriluckan när den stängs.

- Rengör och torka hörapparaten efter exponering för vatten, svett eller damm.
- Hörapparaten används och sköts som beskrivs i den här bruksanvisningen.

- ① Hörapparater med Roger-mottagare integrerad i höljesdesignen är också vattentåliga.
- ① Hörapparater med en audiosko och Roger X-mottagare är inte vattentåliga.
- ① Använder du hörapparaten i närheten av vatten kan luftflödet till batterierna begränsas och orsaka att den slutar att fungera. Slutar hörapparaten att fungera efter att ha kommit i kontakt med vatten, hänvisas till felsökningsavsnitten i kapitel 15.

Varje dag

Kontrollera förekomster av öronvax och fukt i öroninsatsen och slangen. Rengör ytorna med en luddfri trasa eller använd den lilla borsten som medföljer i hörapparaten hårda skal. Använd aldrig rengöringsmedel, t.ex. hushållsrengöringsmedel och tvål, för att rengöra hörapparaten. Det är inte rekommenderat att spola delarna i vatten, slangen riskerar att blockeras. Om du behöver rengöra hörapparaten grundligt, be din audionom om råd och information om lämpliga produkter.

Varje vecka

Gör rent öroninsatsen med en mjuk, fuktig trasa eller en särskild rengöringstrasa för hörapparater. Fråga din audionom om ytterligare anvisningar för underhåll eller rengöring.


Varje månad

Kontrollera om ljudslangen har färgförändringar, förhårdnader eller sprickor. Vid sådana förändringar måste ljudslangen bytas ut. Kontakta din audionom.

11. Trådlösa tillbehör

11.1 Anslutning till ljudkällor och fjärrkontroll

Det finns ett brett sortiment av Phonak-tillbehör som du kan använda med din hörapparat. Dessa omfattar:



* Phonak ComPilot II med halsslinga eller ComPilot Air II som kan fästas i kläderna med ett clip. De kan dessutom användas som fjärrkontroll. Phonak RemoteControl App ger avancerade fjärrkontrollsfunktioner.


** Ljudkällor (t.ex. MP3-spelare, dator, bärbar dator, surfplatta) kan anslutas till streamern via Bluetooth eller en ljudkabel.

*** Enheten fästs i talarens kläder så att det blir enklare att höra på avstånd.

11.2 Kommunikation i buller och på avstånd

Roger-sortimentets högpresterande mikrofoner gör det enklare att höra i buller och på avstånd. Med Roger får du:

- möjlighet att uppfatta alla ord i bullriga sammanhang, t.ex. restauranger, offentliga utrymmen och på avstånd
- diskret design
- talöverföring direkt till dina hörapparater med en tillhörande mottagare eller via en kroppsburen mottagare



* Vissa Roger-mikrofoner har stöd för ljudkällor via Bluetooth® eller kabel.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc.

12. Service och garanti

Nationell garanti

Fråga audionomen där du köpte din hörapparat om de garantivillkor som gäller i ditt land.

Internationell garanti

Sonova AG erbjuder ett års begränsad internationell garanti som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti täcker fabrikationsfel och materialdefekter i själva hörapparaten, men inte tillbehör som t ex batterier, ledningar, öroninsatser och externa hörtelefoner. Garantin är endast giltig om inköpsbevis uppvisas.

Den internationella garantin påverkar inte några lagstadgade rättigheter du kan ha enligt gällande lagstiftning i ditt land som reglerar försäljningen av konsumentprodukter.

Garantibegränsningar

Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier eller för stor belastning. Skador, som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad, upphäver Phonakgarantin. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av en audionom på hörcentralen.

Serienummer
(vänster sida):

Legitimerad audionom
(stämpel/signatur):

Serienummer
(höger sida):

Inköpsdatum:

13. Information om överensstämmelse

Europa:

Överensstämmelsedeklaration

Härmed intygar Sonova AG att denna produkt uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG och även direktivet 1999/5/EG om radio- och teleterminalutrustning. Den fullständiga texten om Överstämmedeclarationen kan erhållas från tillverkaren eller den lokala Phonak-representanten vars adress finns i listan på www.phonak.se.

Australien/Nya Zeeland:



R-NZ

Anger att enheten efterlever tillämpliga regelverk hos Radio Spectrum Management (RSM) och Australian Communications and Media Authority (ACMA) och får säljas i Nya Zeeland and Australien.

Efterlevnadsmärkningen R-NZ är för radio-produkter som erbjuds på den Nya Zeeländska marknaden under konformitetsnivån A1.

De trådlösa modellerna som listats på sidan 2 är certifierade enligt:

Phonak Bolero B-M

USA	FCC ID: KWC-WHSBTEM
Canada	IC: 2262A-WHSBTEM

Phonak Bolero B-P

USA	FCC ID: KWC-WHSBTEP
Canada	IC: 2262A-WHSBTEP

Phonak Bolero B-SP

USA	FCC ID: KWC-WHSBTESP
Canada	IC: 2262A-WHSBTESP

Anmärkning 1:

Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. Användning sker under två förutsättningar:

- 1) att denna enhet inte orsakar skadliga störningar, och
- 2) att denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar, som kan orsaka oönskade effekter.

Anmärkning 2:

Ändringar eller modifieringar, som utförs på denna enhet och som inte uttryckligen godkänts av Sonova AG, kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna enhet blir ogiltig.

Anmärkning 3:

Denna enhet är testad och har befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna och ICES- 003 i Industry Canada. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar, när enheten används i en bostadsmiljö. Enheten genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen,

orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar i en viss installation. Om enheten orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att enheten stängs av och sätts på, bör brukaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag, som hör till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Radioinformation om din trådlösa hörapparat

Antenntyp	Integrerad ferritspolantenn (induktion)
Driftfrekvens	10,6 MHz
Använd bandbredd (99 % bandbredd)	cirka 500 kHz
Modulation	DQPSK
Kanal	Enkanalsradio
Räckvidd	18 cm
Användningssituation	Ljudöverföring eller kommandosignal till mottagande hörapparat i det andra örat
Magnetfältstyrka @ 3 m	-20.5 dB μ A/m

14. Information och symbolförklaring



Med CE-märket bekräftar Sonova AG att denna produkt – inklusive tillbehör – uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter samt R&TTE-direktivet 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning. Siffrorna efter CE-märket anger det anmälda organ som konsulterats enligt ovan nämnda direktiv.



Denna symbol innebär att produkterna som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller kraven för en typ B tillämpad del enligt EN 60601-1. Hörapparatens yta specificeras som tillämpad del typ B.



Indikerar tillverkaren av medicinteknisk utrustning, enligt EU-direktiv 93/42/CEE.



Bör hållas torrt under transport.



Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren läser och följer relevant information i bruksanvisningen.



Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren uppmärksammar relevanta varningar i bruksanvisningen.



Viktig information för hantering och produktsäkerhet.

Användningsföreskrifter

Produkten är utformad så att den fungerar utan problem eller begränsningar om den används som avsett, såvida inget annat anges i denna bruksanvisning. Hörapparaterna är IP-68-klassade (1 meters djup i 60 minuter) och är avsedda för att användas i samtliga vardagsituationer. Du behöver alltså inte oroa dig om hörapparaten utsätts för regn eller svett. Hörapparaten är dock inte avsedd att användas till vattenaktiviteter som inbegriper klor-, tvål- eller salthaltigt vatten, eller någon annan vätska med kemiskt innehåll.

SN

Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinsk enhet kan identifieras.

REF

Anger tillverkarens katalognummer så att en specifik medicinsk enhet kan identifieras.



Temperatur vid transport och förvaring:
-20° till +60° Celsius.



Fuktighet under transport: Upp till 90%
(utan kondens)

Fuktnivå vid förvaring: 0–70% om apparaten
inte används.

Se instruktionen i kapitel 16.2 som handlade
om att torka hörapparaten efter användning.



Lufttryck: mellan 200 hPa och 1500 hPa



Symbolen med den överkorsade soptunnan
betyder att denna hörapparat inte får kasseras
bland vanligt hushållsavfall. Lämna
förbrukade eller oanvända hörapparater till
återvinningsställe för elektroniskt avfall eller
lämna hörapparaten till din audionom för
återvinning. Rätt avfallshantering skyddar
miljön och hälsan.

15. Felsökning

Problem

Hörapparaten fungerar ej

Visslande ljud från hörapparaten

Hörapparaten ljud förvrängs eller är inte starkt nog

Hörapparaten piper två gånger

Hörapparaten startar och stängs av (växlande)

Orsaker

Batteriet är slut

Blockerad öroninsats

Batteriet är inte korrekt insatt

Hörapparaten är avstängd

Hörapparaten är inte korrekt insatt

Öronvax i hörselgången

Volymen är för stark

Lågt batteri


Öroninsatsen är blockerad

Volymen är för låg

Det fysiska hörseltillståndet har ändrats

Indikation för lågt batteri

Fukt på batteriet eller hörapparaten

 Kontakta din audionom om problemet kvarstår.

Åtgärd

Byt batteri (kapitel 1 + 5)

Rengör öroninsatsens öppning

Byt batteri på korrekt sätt (kapitel 1 + 5)

Slå på hörapparaten genom att stänga batteriluckan helt (kapitel 4)

Sätt in hörapparaten korrekt (kapitel 6)

Rådgör med din audionom eller läkare

Minska volymen (kapitel 8 + 9)

Byt batteri (kapitel 1 + 5)

Rengör öroninsatsens öppning

Öka volymen om volymkontrollen är aktiverad (kapitel 8 + 9)

Rådgör med din audionom

Byt batteri inom 30 minuter (kapitel 1 + 5)

Torka av batteriet och hörapparaten med en torr trasa


16. Viktig säkerhetsinformation


Läs informationen på följande sidor innan du använder din hörapparat.

En hörapparat återställer inte vanlig hörsel och förebygger eller förbättrar heller inte en hörselnedsättning till följd av organiska orsaker. Om man använder sin hörapparat sällan är det svårt att dra nytta av alla dess fördelar till fullo.


Att använda hörapparat är bara en del av hörselrehabiliteringen och kan behöva kompletteras med hörselträning och instruktioner i läppavläsning.


16.1 Varningar


 Den avsedda användningen av hörapparater är att förstärka och överföra ljud till öronen och därmed kompensera för hörselnedsättning. Hörapparaterna (programmerade speciellt för varje hörselnedsättning) får endast användas av den avsedda personen. De får inte användas av någon annan person eftersom det skulle kunna skada hörseln.


 Ändringar eller modifieringar, som utförs på hörapparaten och som inte uttryckligen godkänts


av Sonova AG, är ej tillåtna. Sådana ändringar kan orsaka skador på örat eller hörapparaten.

 Använd inte hörapparater i explosionsfarliga områden (gruvor eller industriområden med risk för explosioner, syrerika miljöer eller områden där brandfarliga ämnen hanteras).


 Hörapparatbatterier är giftiga om de sväljs! Förvara dem utom räckhåll för barn och personer med begåvningshandikapp eller husdjur. Kontakta omedelbart läkare om någon svält ett batteri!


 Om du får ont i eller bakom örat, om det blir inflammerat eller om hudirritation och vaxproppar uppstår bör du kontakta din audionom eller läkare.


 Mycket sällan kan det hända att en öroninsats/ dome blir kvar inne i hörselgången, när du tar bort hörapparaten från örat. Om det mot förmodan skulle inträffa att öroninsatsen/domen fastnar inne i hörselgången bör du uppsöka läkare för att ta bort den på ett säkert sätt.

 Lyssningsprogram i riktmikrofonläge reducerar bakgrundsbuller. Var uppmärksam på att

varningssignaler eller buller som kommer bakifrån, t. ex. bilar, dämpas helt eller delvis.


 Den här hörapparaten är inte avsedd för barn under 36 månader. Hörapparaten innehåller små delar, som kan sväljas av barn. Förvara dem utom räckhåll för barn och personer med begåvningshandikapp eller husdjur. Kontakta omedelbart läkare eller sjukhus om någon sväljer apparaten.

 Anslut inte din hörapparat till en extern ljudenhet, t.ex en radio, med kabel. Detta kan leda till kroppsskador (elstötar).

 Följande gäller endast för personer med aktiv implanterbar medicinsk utrustning (dvs. pacemakers, defibrillatorer, osv.):

- Håll den trådlösa hörapparaten åtminstone 15 cm från det aktiva implantatet. Om du upplever störningar, använd inte den trådlösa hörapparaten och kontakta tillverkaren av det aktiva implantatet. Observera att störningar även kan orsakas av kraftledning, elektrostatisk urladdning, metalldetektorer, osv.
- Håll magneter (dvs. batterihanteringsverktyg, EasyPhone-magnet, osv.) åtminstone 15 cm från det aktiva implantatet.

- Om du använder Phonaks trådlösa tillbehör, läs avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" i bruksanvisningen till ditt trådlösa tillbehör.

 Hörapparater ska inte utrustas med domer/vaxfiltersystem när de används av brukare med perforerade trumhinnor, inflammerade hörselgångar eller av annan orsak exponerade hålrum i mellanörat. I dessa fall rekommenderar vi en individuell öroninsats. Om det mot förmodan skulle inträffa att någon del av denna produkt blir kvar inne i hörselgången bör man uppsöka läkarvård för att ta bort delen på ett säkert sätt.

16.2 Information om produktsäkerhet

- ① Phonaks hörapparater är vattentåliga och inte vattentäta. De är konstruerade för att tåla normala aktiviteter och tillfällig oavsiktlig exponering för extrema förhållanden. Doppa aldrig avsiktligt ned hörapparaten i vatten! Phonaks hörapparater är inte konstruerade för längre kontinuerliga perioder av nedsänkning i vatten och ska inte bäras vid aktiviteter som simning eller bad. Ta alltid av hörapparaten innan dessa aktiviteter, eftersom hörapparaten innehåller känsliga elektroniska delar.
- ① Tvätta aldrig mikrofon-ingångarna. Det kan orsaka skador på de akustiska egenskaperna.
- ① Skydda hörapparaten från värme (lämna den aldrig nära ett fönster eller i en bil). Använd aldrig mikrovågsugnen eller någon annan värmeapparat för att torka din hörapparat. Fråga din audionom om lämpliga torkningsmetoder.

- ① Domen bör bytas var tredje månad eller när den blir styv eller skör. Detta gör man för att inte domen ska lossna från slangen, när den placeras i eller tas bort från örat.
- ① Lämna batterifacket öppet så att eventuell fukt kan dunsta när du inte använder hörapparaten. Se till att alltid torka hörapparaten efter användning. Förvara hörapparaten på ett säkert, torrt och rent ställe.
- ① Tappa inte hörappaten! Hörapparaten kan skadas om du tappar den på ett hårt underlag.
- ① Använd alltid nya batterier i hörapparaten. Byt alltid ut ett läckande batteri omedelbart för att undvika hudirritation. Använda batterier ska slängas i för detta avsedda kärl.

- ⓘ Batterierna i dessa hörapparater bör inte överstiga 1.5 volt. Använd inte silveroxidbatterier eller laddningsbara litiumjonbatterier, då dessa kan skada dina hörapparater. Tabellen i kapitel 5 visar exakt vilken sorts batterier som dina hörapparater behöver.
- ⓘ Ta ur batteriet om du inte tänker använda hörapparaten under en längre tid.
- ⓘ Särskild medicinsk eller dental undersökning, inklusive strålning som beskrivs nedan, kan påverka funktionen hos din hörapparat. Ta av den och lämna den utanför undersökningsrummet/-området innan:
- Medicinsk eller dental undersökning med röntgen (även datortomografi)
 - Medicinska undersökningar med magnetisk resonanstomografi/nukleär magnetisk resonanstomografi, som genererar magnetfält
- Hörapparaten behöver inte tas av vid säkerhetskontroller (flygplatser, osv.). Om röntgen används överhuvudtaget, är det i mycket låga doser, och kommer inte att påverka hörapparaten.
- ⓘ Använd inte hörapparaten på platser där det är förbjudet att använda elektroniska apparater.

Din audionom:



029-0476-09/N1.00/2016-12/FO © Sonova AG All rights reserved



Tillverkare:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

www.phonak.se



sonova
HEAR THE WORLD

