

Phonak Virto B

(B90/B70/B50/B30)

Bruksanvisning



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Denna bruksanvisning gäller för:

Trådlösa modeller

CE-märkning tillämpad

Phonak Virto B90-10 O	2017
Phonak Virto B90-10	2017
Phonak Virto B90-312	2017
Phonak Virto B90-13	2017
Phonak Virto B70-10 O	2017
Phonak Virto B70-10	2017
Phonak Virto B70-312	2017
Phonak Virto B70-13	2017
Phonak Virto B50-10 O	2017
Phonak Virto B50-10	2017
Phonak Virto B50-312	2017
Phonak Virto B50-13	2017
Phonak Virto B30-10 O	2017
Phonak Virto B30-10	2017
Phonak Virto B30-312	2017
Phonak Virto B30-13	2017



Ej trådlösa modeller

CE-märkning tillämpad

Phonak Virto B90-312 NW O

2017

Phonak Virto B90-10 NW O

2017

Phonak Virto B70-312 NW O

2017

Phonak Virto B70-10 NW O

2017

Phonak Virto B50-312 NW O

2017

Phonak Virto B50-10 NW O

2017

Phonak Virto B30-312 NW O

2017

Phonak Virto B30-10 NW O

2017

Din hörapparat i detalj

i Om ingen ruta har markerats och du inte vet vilken hörapparatmodell du har ska du fråga din audionom.

Modell	Batteristorlek
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-10 NW O	10
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-10 O	10
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-10	10
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-312 NW O	312
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-312	312
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-13	13

Din audionom:



Phonak, som har utvecklat dina hörapparater, har sin bas i Zurich i Schweiz och är ett av de världsledande företagen när det gäller hörsellösningar.

Dessa produkter är följden av årtionden av forskning och expertis och har utvecklats för att du ska höra så bra som möjligt. Tack för ditt kloka val och lycka till med dina många års lyssningsglädje.

Läs bruksanvisningen noggrant så att du förstår och kan få maximal nytta av dina hörapparater. Kontakta din audionom för mer information om funktioner och fördelar.

Phonak – life is on
www.phonak.se

Innehåll

Din hörapparat

- | | | |
|----|-----------------------------|----|
| 1. | Snabbguide | 8 |
| 2. | Beskrivning av hörapparaten | 10 |

Använda hörapparaten


- | | | |
|-----|---|----|
| 3. | Markering för vänster och höger hörapparat | 12 |
| 4. | På/av | 13 |
| 5. | Batterier | 14 |
| 6. | Ta på hörapparaten | 16 |
| 7. | Ta av hörapparaten | 17 |
| 8. | Tryckknapp | 19 |
| 9. | Volymkontroll | 20 |
| 10. | Justera Virto B-10 NW O med
Phonak MiniControl | 21 |

Ytterligare information

- | | | |
|-----|----------------------------------|----|
| 11. | Skötsel och underhåll | 23 |
| 12. | Trådlösa tillbehör | 26 |
| 13. | Service och garanti | 29 |
| 14. | Information om överensstämmelse | 31 |
| 15. | Information och symbolförklaring | 36 |
| 16. | Felsökning | 40 |
| 17. | Viktig säkerhetsinformation | 42 |

1. Snabbguide

Markering för vänster och höger hörapparat



Vänster




Höger

Blå markering för
vänster hörapparat.


Röd markering för
höger hörapparat.

Byta batteri




1

Ta bort klistermärket från det nya batteriet och vänta i minst två minuter.



2


Öppna batteriluckan.



3

Sätt in batteriet i batteriluckan med "+"-symbolen uppåt.

På/av




På



Av


Tryckknapp



Endast för modeller med detta alternativ:

Tryckknappen på din hörapparat kan ha flera funktioner.

Volymkontroll



Endast för modeller med detta alternativ:

För att öka volymen, vrid volymkontrollen framåt.


För att minska volymen, vrid volymkontrollen bakåt.

2. Beskrivning av hörapparaten


Nedanstående bilder visar modellerna som beskrivs i den här bruksanvisningen. Gör så här för att identifiera din personliga modell:

- Kontrollera "Din hörapparat i detalj" på sidan 5.
- Eller jämför din hörapparat med nedanstående modeller. Observera hörapparatens form och om det finns en volymkontroll.


Virto B-10 O och B-10 NW O




Virto B-312 NW O




Virto B-10



Virto B-312




Virto B-13




3. Markering för vänster och höger hörapparat

Det finns en röd eller blå markering som anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida. Färgmarkeringen finns på batteriluckan, på skalet (modellnamnet är tryckt i rött eller blått) eller så är skalet färgat rött eller blått.

Blå markering för **vänster** hörapparat.



Röd markering för **höger** hörapparat.




4. På/av

Batteriluckan är även på-/av-omkopplare.

1

Stängd batterilucka =
hörapparaten är **på**




2

Öppnad batterilucka =
hörapparaten är **av**




i När du slår på hörapparaten kan du höra en startmelodi.

5. Batterier




1

Ta bort klistermärket från det nya batteriet och vänta i minst två minuter.



2


Öppna batteriluckan.



3

Sätt in batteriet i batteriluckan med "+"-symbolen uppåt.

i Gör så här om det är svårt att stänga batteriluckan: Kontrollera att batteriet är korrekt insatt och att "+"-symbolen pekar uppåt. Om batteriet är fel insatt fungerar hörapparaten inte och batterifacket kan skadas.

 Låg batterinivå: Du hör två pip när batterinivån är låg. Då har du ungefär 30 minuter på dig att byta batteri (beroende på vilken hörapparat och vilket batteri du har). Vi rekommenderar att du alltid har ett reservbatteri till hands.

Batterityp

Den här hörapparaten använder zink/luftbatterier.

Identifiera rätt batteristorlek (10, 312 eller 13) genom att:

- Kontrollera "Din hörapparat i detalj" på sidan 5.
- Kontrollera markeringen på batteriluckans insida.
- Läs följande tabell.


Modell	Storlek på zink/luftbatteri	Färgmärkning på emballage	IEC-kod	ANSI-kod
Phonak Virto				
B-10 NW O	10	gul	PR70	7005ZD
B-10 O	10	gul	PR70	7005ZD
B-10	10	gul	PR70	7005ZD
B-312 NW O	312	brun	PR41	7002ZD
B-312	312	brun	PR41	7002ZD
B-13	13	orange	PR48	7000ZD

i Kontrollera att du har rätt sorts batterier i dina hörapparater (zink/luft). Läs även kapitel 17.2, där du hittar ytterligare produktsäkerhetsinformation.

6. Ta på hörapparaten (alla modeller)

1

Håll hörapparaten intill
örat och placera
hörselgångsdelen i
hörselgången.




7. Ta av hörapparaten

7.1 Ta ut hörapparat med utdragstråd

1


Håll i utdragstråden och dra hörapparaten försiktigt uppåt och utåt.



7.2 Ta ut hörapparat utan utdragstråd


1

Sätt tummen bakom örsnibben och tryck örat uppåt för att trycka hörapparaten ut ur örat. Gör tuggande rörelser med din käke för att göra det lättare att föra ut den.



2



Ta tag i hörapparaten och dra ut den.



8. Tryckknapp

Endast för modeller med detta alternativ:


Tryckknappen på din hörapparat kan ha flera funktioner eller inaktiveras. Det beror på hur din hörapparat är programmerad, vilket framgår av din individuella "bruksanvisning". Du kan få en utskrift av denna av din audionom.



9. Volymkontroll

Endast för modeller med detta alternativ:

För att öka volymen, vrid volymkontrollen framåt. För att minska volymen, vrid volymkontrollen bakåt. Volymkontrollen kan inaktiveras av din audionom.




10. Justera Virto B-10 NW O med Phonak MiniControl


Phonak MiniControl innehåller en magnet som fungerar som en fjärrkontroll för att ändra inställningarna på din Virto B-10 NW O.

Med hjälp av MiniControl din Virto B-10 NW O kan ha flera funktioner. Det beror på dina individuella program, vilket framgår av din individuella "bruksanvisning". Du kan få en utskrift av denna av din audionom.

För att använda MiniControl, skruva loss magneten från nyckelringshylsan och håll den inuti hörselgången utan att röra vid hörapparaten.



Håll magneten inuti hörselgången utan att röra vid hörapparaten medan hörapparaten är påslagen. För bort magneten omedelbart så snart din Virto B-10 NW O är inställd på det önskade programmet.



⚠ Om du använder en medicinsk apparat, som en pacemaker eller en ICD-apparat (Implanterbar defibrillator) är det viktigt att du läser den specifika användarmanualen för att klargöra om din medicinska apparat påverkas av magnetfält.

⚠ Placera inte din MiniControl (varken öppnad eller stängd) i din bröstficka. Försäkra dig om att det är minst 15 cm mellan din MiniControl och din medicinska apparat.

11. Skötsel och underhåll

Omsorgsfull och regelbunden skötsel av hörapparaten gör att den kan fungera perfekt under många år.

Använd följande specifikationer som riktlinjer:

Mer information om produktsäkerhet finns i kapitel 17.2.

Allmän information

Ta ut hörapparaten ur örat innan du använder hårspray eller smink eftersom dessa produkter kan orsaka skador på systemet.

Dagligen

Daglig rengöring och användning av ett torkningssystem rekommenderas varmt. C&C Line från Phonak är ett komplett sortiment av rengöringsprodukter. Din audionom kan ge dig ytterligare råd. Använd aldrig vanliga rengöringsmedel som tvättmedel, tvål etc. för att göra ren din hörapparat.

Om din hörapparat låter svagare eller är helt tyst, rengör eller byt ut vaxfiltret. Om hörapparaten fortfarande inte fungerar efter att du bytt vaxfilter och batterier, kontakta din audionom.


Varje vecka

För mer detaljerade instruktioner för hur du bör sköta din hörapparat utöver normal rengöring, kontakta din audionom.

Vaxfilter

SmartGuard är ett unikt vaxfilterssystem som utvecklats av Phonak. Den unika membrandesignen skyddar din hörapparat helt från vax och fukt.


Cerustop vaxfilter används också ofta som ett alternativt skyddssystem. Fråga din audionom för detaljerad information om hur vaxfilterssystemet i din hörapparat används.



12. Trådlösa tillbehör

12.1 Anslutning till ljudkällor och fjärrkontroll

Det finns ett brett sortiment av Phonak-tillbehör som du kan använda med din trådlösa hörapparat. Dessa omfattar:



* Phonak ComPilot II med halsslinga eller ComPilot Air II som kan fästas i kläderna med ett clip. De kan dessutom användas som fjärrkontroll. Phonak RemoteControl App ger avancerade fjärrkontrollsfunktioner.


** Ljudkällor (t.ex. MP3-spelare, dator, bärbar dator, surfplatta) kan anslutas till streamern via Bluetooth eller en ljudkabel.

*** Enheten fästs i talarens kläder så att det blir enklare att höra på avstånd.

12.2 Kommunikation i buller och på avstånd

Rogerprodukternas högpresterande mikrofoner gör det enklare att höra i buller och på avstånd. Med Roger får du:

- möjlighet att uppfatta tal bättre i bullriga sammanhang, t.ex. restauranger, offentliga utrymmen och på avstånd
- diskret design
- ljudöverföring direkt till dina hörapparater via en mottagare



OBS: Gäller endast Virto B-modeller med telespole.

* Vissa Roger-mikrofoner har stöd för ljudkällor via Bluetooth® eller kabel. Bluetooth® är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc.

13. Service och garanti

Nationell garanti

Fråga din audionom om de garantivillkor som gäller i ditt land.

Internationell garanti

Sonova AG erbjuder ett års begränsad internationell garanti som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti täcker fabrikationsfel och materialdefekter i själva hörapparaten, men inte tillbehör som t ex batterier, ljudslangar, öroninsatser och externa hörtelefoner. Garantin är endast giltig om inköpsbevis uppvisas.

Den internationella garantin påverkar inte några lagstadgade rättigheter du kan ha enligt gällande lagstiftning i ditt land som reglerar försäljningen av konsumentprodukter.

Garantibegränsningar

Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller skötsel, exponering för kemikalier eller för stor belastning. Skador, som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad, upphäver Sonovas garanti. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster, som utförts av en audionom på hörcentralen.

Serienummer
(vänster sida):

Legitimerad audionom
(stämpel/signatur):

Serienummer
(höger sida):

Inköpsdatum:

14. Information om överensstämmelse

Europa:

Överensstämmelsedeklaration

Härmed intygar Sonova AG att denna produkt uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG och även Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten om EU:s överensstämmelsedeklarationen kan erhållas från tillverkaren eller den lokala Phonak-representanten vars adress finns i listan på www.phonak.se.

Australien/Nya Zeeland:



Anger att enheten efterlever tillämpliga regelverk hos Radio Spectrum Management (RSM) och Australian Communications and Media Authority (ACMA) och får säljas i Nya Zeeland and Australien.

Efterlevnadsmärkningen R-NZ är för radio-produkter som erbjuds på den Nya Zeeländska marknaden under konformitetsnivån A1.

De trådlösa modellerna som listats på sidan 2 är certifierade enligt:

Phonak Virto B-10 O, modellerna M / P / SP

USA	FCC ID: KWC-ITEV100
Canada	IC: 2262A-ITEV100

Phonak Virto B-10, modellerna M / P / SP

USA	FCC ID: KWC-ITEV10
Canada	IC: 2262A-ITEV10

Phonak Virto B-13 & B-312, modellerna M / P / SP / UP

USA	FCC ID: KWC-ITEV13
Canada	IC: 2262A-ITEV13

Anmärkning 1:

Denna enhet uppfyller Del 15 i FCC-reglerna och RSS-210-reglerna i Industry Canada. Användning sker under två förutsättningar:

- 1) att denna enhet inte orsakar skadliga störningar, och
- 2) att denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar, som kan orsaka oönskade effekter.

Anmärkning 2:

Ändringar eller modifieringar, som utförs på denna enhet och som inte uttryckligen godkänts av Sonova AG, kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna enhet blir ogiltig.

Anmärkning 3:

Denna enhet är testad och har befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna och ICES- 003 i Industry Canada. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar, när enheten används i en bostadsmiljö. Enheten genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om

den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar i en viss installation. Om enheten orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att enheten stängs av och sätts på, bör brukaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag, som hör till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Radioinformation om din trådlösa hörapparat

Antenntyp	Integrerad ferritspolantenn (induktion)
Driftfrekvens	10,6 MHz
Använd bandbredd (99% bandbredd)	cirka 500 kHz
Modulation	DQPSK
Kanal	Enkanalsradio
Räckvidd	18 cm
Användningssituation	Ljudöverföring eller kommandosignal till mottagande hörapparat i det andra örat
Magnetfältstyrka @ 3 m	-20.5 dB μ A/m

15. Information och symbolförklaring



Med CE-märket bekräftar Sonova AG att denna produkt – inklusive tillbehör – uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter samt Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU. Siffrorna efter CE-märket anger det anmälda organ som konsulterats enligt ovannämnda direktiv.



Denna symbol innebär att produkterna som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller kraven för en typ B tillämpad del enligt EN 60601-1. Hörapparatusens yta specificeras som tillämpad del typ B.



Indikerar tillverkaren av medicinteknisk utrustning, enligt EU-direktiv 93/42/CEE.



Bör hållas torrt under transport.



Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren läser och följer relevant information i bruksanvisningen.



Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren uppmärksammar relevanta varningar i bruksanvisningen.



Viktig information för hantering och produktsäkerhet.

Användningsföreskrifter

Produkten är utformad så att den fungerar utan problem eller begränsningar om den används som avsett, såvida inget annat anges i denna bruksanvisning.

SN

Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinsk enhet kan identifieras.

REF

Anger tillverkarens katalognummer så att en specifik medicinsk enhet kan identifieras.



Temperatur vid transport och förvaring:
-20° till +60° Celsius.



Fuktighet under transport: Upp till 90%
(utan kondens)
Fuktnivå vid förvaring: 0–70% om apparaten
inte används.
Se instruktionen i kapitel 17.2 som handlade
om att torka hörapparaten efter användning.



Lufttryck: mellan 200 hPa och 1500 hPa



Symbolen med den överkorsade soptunnan
betyder att denna hörapparat inte får kasseras
bland vanligt hushållsavfall. Lämna
förbrukade eller oanvända hörapparater till
återvinningsställe för elektroniskt avfall eller
lämna hörapparaten till din audionom för
återvinning. Rätt avfallshantering skyddar
miljön och hälsan.

16. Felsökning

Problem

Hörapparaten fungerar ej

Visslande ljud från hörapparaten

Hörapparatsens ljud förvrängs eller är inte starkt nog

Hörapparaten piper två gånger

Hörapparaten startar och stängs av (växlande)

Orsaker

Batteriet är slut

Ljudutgång är blockerad

Batteriet är inte korrekt insatt

Hörapparaten är avstängd

Hörapparaten är inte korrekt insatt

Öronvax i hörselgången

Volymen är för stark

Lågt batteri

Ljudutgång är blockerad

Volymen är för låg

Det fysiska hörseltillståndet har ändrats

Indikation för lågt batteri

Fukt på batteriet eller hörapparaten



Kontakta din audionom om problemet kvarstår.

Åtgärd

Byt batteri (kapitel 1 + 5)

Rengör ljudutgångens öppning

Byt batteri på korrekt sätt (kapitel 1 + 5)

Slå på hörapparaten genom att stänga batteriluckan helt (kapitel 4)

Sätt in hörapparaten korrekt (kapitel 6)

Rådgör med din audionom eller läkare

Minska volymen om volymkontrollen är aktiverad (kapitel 8 + 9)

Byt batteri (kapitel 1 + 5)

Rengör ljudutgångens öppning

Öka volymen om volymkontrollen är aktiverad (kapitel 8 + 9)

Rådgör med din audionom

Byt batteri inom 30 minuter (kapitel 1 + 5)





Torka av batteriet och hörapparaten med en torr trasa


17. Viktig säkerhetsinformation


Läs informationen på följande sidor innan du använder din hörapparat.


En hörapparat återställer inte vanlig hörsel och förebygger eller förbättrar heller inte en hörselnedsättning till följd av organiska orsaker. Om man använder sin hörapparat sällan är det svårt att dra nytta av alla dess fördelar till fullo. Att använda hörapparat är bara en del av hörselrehabiliteringen och kan behöva kompletteras med hörselträning och instruktioner i läppavläsning.


17.1 Varningar

-  Den avsedda användningen av hörapparater är att förstärka och överföra ljud till öronen och därmed kompensera för hörselnedsättning. Hörapparaterna (programmerade speciellt för varje hörselnedsättning) får endast användas av den avsedda personen. De får inte användas av någon annan person eftersom det skulle kunna skada hörseln.
-  Ändringar eller modifieringar, som utförs på hörapparaten och som inte uttryckligen godkänts av Sonova AG, är ej tillåtna. Sådana ändringar kan orsaka skador på örat eller hörapparaten.
-  Använd inte hörapparater i explosionsfarliga områden (gruvor eller industriområden med risk för explosioner, syrerika miljöer eller områden där brandfarliga ämnen hanteras).
-  Hörapparatbatterier är giftiga om de sväljs! Förvara dem utom räckhåll för barn och personer med begåvningshandikapp och husdjur. Kontakta omedelbart läkare om någon svalt ett batteri!

 Om du får ont i eller bakom örat, om det blir inflammerat eller om hudirritation och vaxproppar uppstår bör du kontakta din audionom eller läkare.

 Lyssningsprogram i riktmikrofonläge reducerar bakgrundsbuller. Var uppmärksam på att varningssignaler eller buller som kommer bakifrån, t. ex. bilar, dämpas helt eller delvis.

 Den här hörapparaten är inte avsedd för barn under 36 månader. Hörapparaten innehåller små delar, som kan sväljas av barn. Förvara utom räckhåll för barn och personer med begåvningshandikapp och husdjur. Kontakta omedelbart läkare eller sjukhus om någon sväljer apparaten.

 Anslut inte din hörapparat till en extern ljudenhet, t.ex en radio, med kabel. Detta kan leda till kroppsskador (elstötar).



Följande gäller endast för personer med aktiv implanterbar medicinsk utrustning (dvs. pacemakers, defibrillatorer, osv.):

- Håll den trådlösa hörapparaten åtminstone 15 cm från det aktiva implantatet. Om du upplever störningar, använd inte den trådlösa hörapparaten och kontakta tillverkaren av det aktiva implantatet. Observera att störningar även kan orsakas av kraftledning, elektrostatisk urladdning, metalldetektorer, osv.
- Håll magneter (dvs. batterihanteringsverktyg, EasyPhone-magnet, osv.) åtminstone 15 cm från det aktiva implantatet.

- Om du använder Phonaks trådlösa tillbehör, läs avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" i bruksanvisningen till ditt trådlösa tillbehör.



Undvik hårda fysiska stötar mot örat när du använder i-örat apparater. I-örat apparatens skal har utformats för normalt bruk. En hård fysisk stöt mot örat (till exempel vid idrott) kan leda till att skalet går sönder. Detta kan leda till att hörselgången eller trumhinnan perforeras.



Efter att hörapparaten tagit emot mekanisk chock eller påfrestning, kontrollera att skalet är helt innan du placerar tillbaks det i örat.

17.2 Information om produktsäkerhet

- ① Doppa aldrig ned hörapparaten i vatten! Skydda den från för hög fuktighet. Ta alltid av hörapparaten innan du duschar, badar eller simmar.
- ① Skydda hörapparaten från värme (lämna den aldrig nära ett fönster eller i en bil). Använd aldrig mikrovågsugnen eller någon annan värmeapparat för att torka din hörapparat. Fråga din audionom om lämpliga torkningsmetoder.
- ① Lämna batterifacket öppet så att eventuell fukt kan dunsta när du inte använder hörapparaten. Se till att alltid torka hörapparaten efter användning. Förvara hörapparaten på ett säkert, torrt och rent ställe.

- ① Tappa inte hörappaten! Hörapparaten kan skadas om du tappar den på ett hårt underlag.
- ① Använd alltid nya batterier i hörapparaten. Byt alltid ut ett läckande batteri omedelbart för att undvika hudirritation. Använda batterier ska slängas i för detta avsedda kärl.
- ① Batterierna i dessa hörapparater bör inte överstiga 1.5 volt. Använd inte silveroxidbatterier eller laddningsbara litiumjonbatterier, då dessa kan skada dina hörapparater. Tabellen i kapitel 5 visar exakt vilken sorts batterier som dina hörapparater behöver.
- ① Ta ur batteriet om du inte tänker använda hörapparaten under en längre tid.


i Särskild medicinsk eller dental undersökning, inklusive strålning som beskrivs nedan, kan påverka funktionen hos din hörapparat. Ta av den och lämna den utanför undersökningsrummet/-området innan:

- Medicinsk eller dental undersökning med röntgen (även datortomografi)
 - Medicinska undersökningar med magnetisk resonanstomografi/nukleär magnetisk resonanstomografi, som genererar magnetfält
- Hörapparaten behöver inte tas av vid säkerhetskontroller (flygplatser, osv.).

Om röntgen används överhuvudtaget, är det i mycket låga doser, och kommer inte att påverka hörapparaten.

i Använd inte hörapparaten på platser där det är förbjudet att använda elektroniska apparater.

Anteckningar



Din audionom:



029-0516-09/N1.00/2017-07/FO © Sonova AG All rights reserved



Tillverkare:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

www.phonak.se



sonova
HEAR THE WORLD

