

Immedia SmartMove

Förflyttningsplatta / stödbälte med handtag

Immedia SmartMove fungerar som vårdarens förlängda arm. Den ger vårdaren möjlighet att få ett bra grepp och att bibehålla en bra ergonomisk arbetsställning.

Immedia SmartMove kan användas som stöd och hjälp vid förflyttning från sittande till stående, från stående till sittande, högre upp i sängen eller bakåt/framåt i en stol. Insidan är försedd med ett antihalkmaterial som gör att den ligger stadigt på plats under förflyttningen medan utsidan är försedd med ett material med låg friktion vilket underlättar placering och borttagning.

Användningsområden

- Stöd när en patient ska ställa sig/sätta sig
- Stöd vid förflyttning högre upp i sängen
- Längre bak/fram i stol/rullstol
- Säng till rullstol, stol etc.



Beskrivning	B x L	Art.nr	Specifikationer
Immedia SmartMove stödbälte / förflyttningsplatta			
4 handtag	21 x 60	IM426	Utsida: nylon med polyuretanbeläggning Insida: polypropylen Handtag: polyester Max. brukarvikt: 150 kg
Tvåtråd Maskintvätt 80 °C. Torktumling låg temperatur. Ingen strykning. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.			

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se