

Immedia Vridplattor

FÖR SITTANDE FÖRFLYTTNING

Immedia AutoTurn

Immedia AutoTurn underlättar att komma i/ur bilstolen. Den låga friktionen underlättar för brukaren att vrida sig och ändra sittläge vid sittande i bilstolen och belastningen på knän, höfter och rygg minskar. AutoTurn fästs runt stolsryggen med hjälp av ett bälte och låsspänne. Handtagen på sidorna kan användas för att hjälpa brukaren att komma på rätt plats.



Immedia AutoTurn

Immedia EasyTurn

Immedia EasyTurn är en mjuk vridplatta som underlättar för brukaren att ta sig i och ur bilen eller sängen. EasyTurn är enkel att placera och använda. Vridplattan kan med fördel användas på arbetsplatser vars personal ofta kliver i och ur bilar, till exempel hemvårdspersonal.



Immedia EasyTurn



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- In och ut från bil
- I och ur säng

BESKRIVNING	BREDD X LÄNGD	ART. NR	SPECIFIKATIONER
Immedia ~ AutoTurn, vridplatta för bil ~ EasyTurn, vridplatta ~ EasyTurn, vridplatta ~ EasyTurn, vridplatta	CM Ø45 Ø40 Ø45 Ø50	IM99999 IM999405 IM990454 IM999505	Immedia AutoTurn OVANSIDA: Velour (polyester) INSIDA: Nylon UNDERSIDA: Nylon med PU-beläggning Immedia EasyTurn OVANSIDA: Velour (polyester) INSIDA: Nylon UNDERSIDA: Nylon med polyuretanbeläggning MELLANSKIVA: Polyetylen
TVÅTTANVISNING Kan torkas av med tvålatten eller desinfektionsmedel. Använd inte sköljmedel.			