

StarLock med 5, 7½, alt. 10 cm cellhöjd (cellbredd: ca 5 cm)					StarLock med 13 cm cellhöjd (cellbredd: ca 6 cm)				
Art.nr ESSL 2/3/4 -1	A: Breddmått (cm) yttercell - yttercell	C x D: Bottenplatta bredd x djup (cm)	A (x B): Antal celler bredd (x djup)	Rekommenderad sitsbredd*	Art.nr ESSL5.... -1	A: Breddmått: (cm) yttercell - yttercell	C x D: Bottenplatta bredd x djup (cm)	A (x B): Antal celler bredd (x djup)	Rekommenderad sitsbredd*
0909	23	26 x 26	5 (x 5)	22 - 25	1010	23	26 x 26	4 (x 4)	22 - 26
0911	23	26 x 30	5 (x 6)	22 - 25	1012	23	26 x 30	4 (x 5)	22 - 26
0913	23	26 x 34	5 (x 7)	22 - 25	1014	23	26 x 36	4 (x 6)	22 - 26
1109	27	30 x 26	6 (x 5)	26 - 30	1210	28	30 x 26	5 (x 4)	27 - 32
1111	27	30 x 30	6 (x 6)	26 - 30	1212	28	30 x 30	5 (x 5)	27 - 32
1113	27	30 x 34	6 (x 7)	26 - 30	1214	28	30 x 36	5 (x 6)	27 - 32
1115	27	30 x 39	6 (x 8)	26 - 30	1216	28	30 x 41	5 (x 7)	27 - 32
1309	31	34 x 26	7 (x 5)	31 - 35	1410	34	36 x 26	6 (x 4)	33 - 37
1311	31	34 x 30	7 (x 6)	31 - 35	1412	34	36 x 30	6 (x 5)	33 - 37
1313	31	34 x 34	7 (x 7)	31 - 35	1414	34	36 x 36	6 (x 6)	33 - 37
1315	31	34 x 39	7 (x 8)	31 - 35	1416	34	36 x 41	6 (x 7)	33 - 37
1317	31	34 x 44	7 (x 9)	31 - 35	1418	34	36 x 46	6 (x 8)	33 - 37
1511	36	39 x 30	8 (x 6)	36 - 40	1612	39	41 x 30	7 (x 5)	38 - 43
1513	36	39 x 34	8 (x 7)	36 - 40	1614	39	41 x 36	7 (x 6)	38 - 43
1515	36	39 x 39	8 (x 8)	36 - 40	1616	39	41 x 41	7 (x 7)	38 - 43
1517	36	39 x 44	8 (x 9)	36 - 40	1618	39	41 x 46	7 (x 8)	38 - 43
1519	36	39 x 49	8 (x 10)	36 - 40	1620	39	41 x 51	7 (x 9)	38 - 43
1521	36	39 x 53	8 (x 11)	36 - 40	1622	39	41 x 56	7 (x 10)	38 - 43
1713	40	44 x 34	9 (x 7)	40 - 44	1814	44	46 x 36	8 (x 6)	43 - 48
1715	40	44 x 39	9 (x 8)	40 - 44	1816	44	46 x 41	8 (x 7)	43 - 48
1717	40	44 x 44	9 (x 9)	40 - 44	1818	44	46 x 46	8 (x 8)	43 - 49
1719	40	44 x 49	9 (x 10)	40 - 44	1820	44	46 x 51	8 (x 9)	43 - 49
1721	40	44 x 53	9 (x 11)	40 - 44	1822	44	46 x 56	8 (x 10)	43 - 49
1915	44	49 x 39	10 (x 8)	44 - 49	2016	49	51 x 41	9 (x 7)	48 - 53
1917	44	49 x 44	10 (x 9)	44 - 49	2018	49	51 x 46	9 (x 8)	48 - 53
1919	44	49 x 49	10 (x 10)	44 - 49	2020	49	51 x 51	9 (x 9)	48 - 53
1921	44	49 x 53	10 (x 11)	44 - 49	2022	49	51 x 56	9 (x 10)	48 - 53
2115	49	53 x 39	11 (x 8)	49 - 54	2216	54	56 x 41	10 (x 7)	53 - 59
2117	49	53 x 44	11 (x 9)	49 - 54	2218	54	56 x 46	10 (x 8)	53 - 59
2119	49	53 x 49	11 (x 10)	49 - 54	2220	54	56 x 51	10 (x 9)	53 - 59
2121	49	53 x 53	11 (x 11)	49 - 54	2222	54	56 x 56	10 (x 10)	53 - 59
2317	54	58 x 44	11 (x 8)	54 - 60	2418	59	61 x 46	11 (x 8)	58 - 64
2319	54	58 x 49	11 (x 9)	54 - 60	2420	59	61 x 51	11 (x 9)	58 - 64
2321	54	58 x 53	11 (x 10)	54 - 60	2422	59	61 x 56	11 (x 10)	58 - 64
2323	54	58 x 58	11 (x 11)	54 - 60	2424	59	61 x 61	11 (x 11)	58 - 64

*Bottenplattans ytterkanter får vikas upp mot sidostöden när dynan placeras i rullstol.
- Det innebär att gränsen mellan rekommenderade sitsbreder kan överskridas.
10 och 13 cm höga celler bygger 1-2 cm extra på breddmåtten mellan ytterceller.

* Bottenplattans ytterkanter får vikas upp mot sidostöden när dynan placeras i rullstol.
- Det innebär att gränsen mellan rekommenderade sitsbreder kan överskridas.
10 och 13 cm höga celler bygger 1-2 cm extra på breddmåtten mellan ytterceller.