



# Etac Tripp

En tiltbar klassiker.

## Perfekt storlek för barn, ungdomar och nätta vuxna.

Tripp med tipptbar sitsenhet är avsedd för barn, ungdomar och nätta vuxna. Tripp kan tippas upp 30°. Tippningen gör att användare med nedsatt stabilitet kan sitta tryggt och avslappnat.

Armstöden kan fällas upp och låsas. Höjddjusterbara fotstöd, bäckengejder samt stänkskydd medföljer som standard. Det stora tillbehörsprogrammet möjliggör individuell anpassning.



### Dusch- och toalettstol Tripp

### Art. nr.

Tripp med 4 låsbara hjul  
stänkskydd och nackstöd

80209084

### Material

Chassi: pulverlackerade stålror  
Sits och rygg: vit ABS-plast  
Armstöd: polyuretan  
Stänkskydd: svart cellpolyeten  
Bäckengejder: pulverlackerat stål  
Nackstöd: polyuretan  
Fotstöd: rostfritt stål och polypropen  
Hjul, kullagrade: 100 mm förzinkad stål/gummibana

### Färg

Blått chassi, vita tillbehör

### Vikt

Vikt: 17 kg. Max belastning: 80 kg

### Tiltning

0 till 30°. Tippfunktion: gaskolv

### Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.



## Detaljer



### Underlättar för både användare och hjälpare

Etac Tripp Tilt ger säkerhet och underlättar för både användare och hjälpare när den används i duschen eller på toaletten.



### Kan förses med huvudstöd

Etac Tripp Tilt kan förses med huvudstöd, positioneringsbälte, bäcken och olika typer av mjuka kuddar för att passa olika behov.

## Tillbehör

**Nackstöd**

Höjddjusterbar. Material: Polyuretan  
13x16 cm (HxB) 80209041

**Mjukrygg**

Värmereflekterande. Material: Polyetylen  
1.3 cm (D) 80209046

**Ryggkudde**

Minskar sätesdjupet med 6 cm. Material:  
Polyeter, bestruken väv  
25x32x7 cm (HxBxD) 80209042

**Mjuksits**

Värmereflekterande, halkskyddande.  
1.3 cm (H) 80209047

För fler tillbehör till Etac Tripp, se [www.etac.se](http://www.etac.se)



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad  
produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)