



# Etac Supporter

Stabilt och funktionellt  
armstöd för toaletten.

 **etac**<sup>®</sup>



# Etac Supporter toalettarmstöd

Supporter är ett bekvämt och stabilt toalettarmstöd i två varianter som gör det enklare att gå på toaletten. Armstöden är både uppfällbara och avtagbara. Om det är ont om utrymme bredvid toalettstolen kan man enkelt använda Supporter med bara ett armstöd. Lock och sittring ingår för samtliga modeller.



## Supporter

Supporter har fast armstödshöjd och vinklade armstödsrör. Den passar speciellt bra på väggmonterade toaletter eftersom armstödens form gör att de kan fällas upp nära väggen. Supporter packas i en liten förpackning, vilket är bra för miljö och lagerhållning. Den är dessutom enkel att montera.

## Supporter ställbar

Armstöden på Supporter ställbar är justerbara i tre höjder och två bredder. På så sätt kan de anpassas för både barn och vuxna. Armstöden är avtagbara, sidosvängbara och uppfällbara.

För att få en smalare bredd mellan armstöden kan man även byta plats på armstöden med dess fästen.

## Detaljer



### Armstöd

Armstödsplattorna har en rundad form för att alltid ge ett stadigt grepp vid uppresning.



### Rymligt och säkert sittande

Armstödens form och infästning ger bra stöd, samtidigt som det ger gott om utrymme utan klämrisker.



### Sittring med stor öppning

Sittringens form är ergonomisk och bekväm samtidigt som den erbjuder den bästa åtkomligheten eftersom den har så stor öppning.



### Rena och släta ytor med säkerheten i fokus

Supporter har rena ytor. Infästningen har säkerhetsdetaljer som gjorts orangea för att synas bättre.

## Tillbehör

**Fästsats**

Underlättar vid montering på porslin där det är trångt undertill vid infästningen.  
Art.nr 80301052

**Toalettpappershållare**

Komplett. Fästes på armstöd.  
Art.nr 80300001

**Fäste för hållare till signalanordning**

Art.nr 80303038

**Tvärså 605 mm**

Art.nr 80303034

**Fäste för signalanordning**

Art.nr 80303027

**Anpassningssats**

Ger utökat utrymme mellan infästning och vattentank.  
Art.nr 80304002  
Passar produkter med serienummer från och med 80742 (Supporter II) och 73223 (Supporter ställbar)

**Benämning:**

Supporter delmonterad  
Supporter ställbar

**Art.nr.:**

80303112-2  
80303018-2

**Material**

Armstödsrör: Pulverlackerade stålrör  
Armstödsbricka: Polypropen  
Lock och sittring: Polypropen  
Fästeanordning: Aluminium & Polypropen

**Mått****Supporter:**

Ytermått: 60 cm  
Innermått mellan armstöd: 49 cm  
Armstödens höjd ovan porslinens ovankant: 25 cm  
Armstödens längd: 41,5 cm  
Sittringens öppning: 22 x 28,5 cm  
Sittringens ytermått: Bredd 36,5 cm  
Längd framkant till bakkant: 46 cm  
CC-mått mellan infästningshålen 90-270 mm

**Supporter ställbar:**

Ytermått: 62,0 alt 51,3 cm  
Innermått mellan armstöden: 51,2 alt 33,6 cm  
Armstödens höjd från sittring: 24 alt 31 alt 37,5 cm  
Armstödens längd: 41,5 cm  
Sittringens öppning: 22 x 28,5 cm  
Sittringens ytermått: Bredd 36,5 cm  
Längd framkant till bakkant: 46 cm  
CC-mått mellan infästningshålen 90-270 mm

**Vikt**

Supporter: 4,8 kg  
Supporter ställbar: 4,8 kg  
Max brukarvikt  
Supporter: 150 kg  
Supporter ställbar: 130 kg

**Design**

A&E Design

**Rengöring**

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.





“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad  
produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)