



Rekonditioneringsschema för Euroflex arbetsstolar

Stolstyp.....Serie nr.....
Brukare.....

För att erhålla full funktion och säkerhet bör produkten kontrolleras 1 gång per år. Följande punkter på stolen kontrolleras:

- | | |
|--|--------------------------|
| Manuell ställdon/elektrisk ställdon
(rengöring/infettning växellhus) | <input type="checkbox"/> |
| Hjul/Broms
(rengöring/justering smörjning) | <input type="checkbox"/> |
| Kontroll batteri (kontrollera kontakter) | <input type="checkbox"/> |
| Laddningskontroll | <input type="checkbox"/> |
| Klädsel (rengöring tvätt 60°) | <input type="checkbox"/> |
| Armstöd (rengöring) | <input type="checkbox"/> |
| Rattar & vred (smörjning) | <input type="checkbox"/> |
| Kontroll av eventuell extra utrustning | <input type="checkbox"/> |
| Tilt , (funktion) | <input type="checkbox"/> |
| Benstöd (rengöring/smörjning) | <input type="checkbox"/> |
| Coxit (rengöring/smörjning) | <input type="checkbox"/> |

Kontrollerad den/...../.....

Kontrollerad av.....

Underskrift