

Bima sitt- & coxitdyna köks

Förhöjningsdynor tillverkas i olika höjder och är avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande.

Coxit, är dynor med mjukare del i dynan som positionerar ena eller båda låren lutande framåt. Används efter en höftledsoperation, för att höftledsvinkeln ska bli cirka 70 grader.

Det är mycket viktigt att det mjuka urtaget placeras med mjuka delen framåt. Den opererade höftledsvinkeln får inte vara över 90 grader.

Dynorna är försedda med knytband för säker fixering på stol.

Dynornas stomme tillverkas i två olika utföranden.

1. Lätt modell är något mjukare och passar de flesta brukare.
2. Standard modell är fastare, stadigare och försedd med ett komforthöjande sittskikt.

Artikelnummer, mått och brukarvikt

Köksdyna lätt hel	Bredd x djup	Art.nr	Art.nr
	Höjd (cm)	39x36cm	43x40cm
	5	B230	B230-2
	7,5	B231	B231-2
	10	B232	B232-2
	12,5	B233	B233-2
	15	B234	B234-2
	Max brukarvikt	125kg	135kg
	Coxitdyna köks lätt $\frac{1}{2}$ urtag	Bredd x djup	Art.nr
Höjd (cm)		39x36cm	43x40cm
	5	B2352	B2352-2
	7,5	B2362	B2362-2
	10	B2372	B2372-2
	12,5	B2382	B2382-2
	15	B2392	B2392-2
	Max brukarvikt	125kg	135kg
	Coxitdyna köks lätt $\frac{1}{4}$ urtag	Bredd x djup	Art.nr
Höjd (cm)		39x36cm	43x40cm
	5	B2354	
	7,5	B2364	
	10	B2374	
	12,5	B2384	
	15	B2394	
	Max brukarvikt	125kg	

Köksdyna standard hel	Bredd x djup	Art.nr	Art.nr
	Höjd (cm)	39x36cm	43x40cm
	5	B200	B200-2
	7,5	B203	B203-2
	10	B206	B206-2
	12,5	B209	B209-2
	15	B212	B212-2
	Max brukarvikt	135kg	150kg
	Coxitdyna köks standard ½ urtag	Bredd x djup	Art.nr
Höjd (cm)		39x36cm	43x40cm
	5	B2152	B2152-2
	7,5	B2182	B2182-2
	10	B2212	B2212-2
	12,5	B2242	B2242-2
	15	B2272	B2272-2
	Max brukarvikt	135kg	150kg
	Coxitdyna köks standard ¼ urtag	Bredd x djup	Art.nr
Höjd (cm)		39x36cm	43x40cm
	5	B2154	
	7,5	B2184	
	10	B2214	
	12,5	B2244	
	15	B2274	
	Max brukarvikt	135kg	


Fakta

Klassificering: Förhöjande dynor

ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG 

Färgkod: Hel dyna – Svart

½ urtag – Vinröd

¼ urtag – Buteljgrön

Märkning enligt Hjälpmiddelsinstitutets föreskrift

Material i dynbas:

Lätt: Polyeter 55kg/m³, polyeter 27kg/m³

Standard: Regenererad polyeter 100kg/m³,

högelastiskt polyeter 35kg/m³, polyeter 50kg/m³

Material i överdrag: FR polyester manchester

Rekonditionering: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel
Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950, Fax 0340-41790

info@bimaplastteknik.se, www.bimaplastteknik.se



BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård