

Bima kildudde – cylinder – psoaskudde – gunga

Målgrupp

Produkten används bl.a. för behandling, balans- och styrketräning.

Art.nr, mått och ISO-kod

Art.nr och mått, se baksida.

ISO-kod: 044815 Arm-, bål- och benträningsredskap.

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Rengöring och skötsel

Vid normal rengöring ska ljummet vatten och mild tvållösning användas. Starkare rengöringsmedel skall så långt som möjligt undvikas. Om man ändå måste använda starkare medel så är det av högsta vikt att man eftersköjler med mycket vatten för att få bort alla rester av medlet. Kraftig användning av starka rengöringsmedel kan bidra till att materialet torkar ut och kan därmed på sikt ge sprickbildningar.

Desinfektion

Om produkten används i miljöer som gör att den behöver desinfekteras så ska VirKon användas.

VirKon desinfekterar utan att torka ut materialet. Andra desinfektionsmedel eller spritlösningar kan ha en uttorkande effekt vilket gör att galonens egenskaper försämras med sprickbildningar som följd.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

produkten uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001.

Företaget är anslutet till REPA-registret.

Efter förbrukning lämnas produkten till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Art.nr och mått

Benämning	Art.nr <u>röd</u>	Art.nr <u>blå</u>	Mått Br x L x H (cm)
Kilkudde galon	870406524RÖD	870406524BLÅ	40x65x24/1
"	8706010020RÖD	8706010020BLÅ	60x100x20/1
"	870609030RÖD	870609030BLÅ	60x90x30/1
"	870603510RÖD	870603510BLÅ	60x35x10/1
"	870252010RÖD	870252010BLÅ	25x20x10/1
"	870252015RÖD	870252015BLÅ	25x20x15/1
"	870252512RÖD	870252512BLÅ	25x25x12/1
"	87040405RÖD	87040405BLÅ	40x40x5/1
"	87050508RÖD	87050508BLÅ	50x50x8/1
"	870605015RÖD	870605015BLÅ	60x50x15/1
"	870509520RÖD	870509520BLÅ	50x95x20/1
"	870609020RÖD	870609020BLÅ	60x90x20/1
"	870655010RÖD	870655010BLÅ	65x50x10/1
"	870653515RÖD	870653515BLÅ	65x35x15/1
Cylinder galon hård kärna	814RÖD	814BLÅ	Ø10x50
"	815RÖD	815BLÅ	Ø15x50
"	820RÖD	820BLÅ	Ø20x50
"	821RÖD	821BLÅ	Ø25x50
"	822RÖD	822BLÅ	Ø20x100
"	830RÖD	830BLÅ	Ø30x100
"	840RÖD	840BLÅ	Ø40x100
"	850RÖD	850BLÅ	Ø50x100
Cylinder galon mjuk	860RÖD	860BLÅ	Ø10x50
"	862RÖD	862BLÅ	Ø15x50
"	864RÖD	864BLÅ	Ø20x50
Psoaskudde galon	810RÖD	810BLÅ	30x40x50
Stödkudde för säng galon	865RÖD	865BLÅ	39x69x16/1

Benämning	Art.nr	Längd (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Sitthöjd (cm)
Minigung galon gul	900302	70	24	35	20
Lilligung galon röd	900303	82	25	45	25
Storgung galon blå	900304	82	28	56	30