

# Inkontinensöverdrag svart stretch

## Målgrupp

Komfortabelt och skyddande överdrag som används vid inkontinens.  
Det är enkelt och smidigt vid tvätt samt att ingen urindoft ”sätter sig” i dynan.

## Handhavande

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur skyddsöverdraget ska placeras på dynan.  
Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på överdraget.  
Kontrollera att storleken på överdraget överensstämmer med storleken på dynan.  
För bästa passform är det viktigt att montera överdraget rätt. Notera märkningen. Se till att ”peta ut” alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

## Art.nr, mått och ISO-kod

### Universella mått

(cm)	Sitsdjup							
Bredd	35	38	40	43	45	47	50	55
35	03-3535	03-3538	03-3540	03-3543				
37,5	03-3735	03-3738	03-3740	03-3743	03-3745	03-3747	03-3750	
40	03-4035	03-4038	03-4040	03-4043	03-4045	03-4047	03-4050	
42,5		03-4238	03-4240	03-4243	03-4245	03-4247	03-4250	
45		03-4538	03-4540	03-4543	03-4545	03-4547	03-4550	
47,5		03-4738	03-4740	03-4743	03-4745	03-4747	03-4750	
50		03-5038	03-5040	03-5043	03-5045	03-5047	03-5050	
52,5			03-5240	03-5243	03-5345	03-5247	03-5250	
55			03-5540	03-5543	03-5545	03-5547	03-5550	03-5555
57,5			03-5740	03-5743	03-5745	03-5747	03-5750	03-5755
60					03-6045	03-6047	03-6050	03-6055

### Bima combi

Art.nr: INKO24-serie Mått: 25x20 – 60x55cm

### Bima cubetech

Art.nr: INKO40-serie Mått: 25x20 – 60x55cm

### Bima allround

Art.nr: INKO50-serie Mått: 35x35 – 60x55cm

### Bima conform

Art.nr: INKO54-serie Mått: 20x22 – 60x55cm

### Bima fjäder

Art.nr: INKO60-serie Mått: 35x35 – 60x55cm

### Bima XXL

Art.nr: INKO90-serie Mått: 47,5x45 – 80x65cm

ISO-kod: 18 10 06

Överdraget är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

## Rengöring och skötsel

Överdraget tvättas i 60 grader, centrifugeras och torktumlas. Mycket slitstark och tåligt, klarar även att rengöras med alkoholbaserade desinfektionsmedel.

## Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Överdraget uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: [info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se).

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI.

Överdraget sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

CE-märkt enligt Läke medel s verkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.