

# Stretchigt inkontinensöverdrag

Skyddande överdrag som används vid inkontinens. Det är stretchigt åt alla håll, för att överdraget inte ska påverka dynans tryckavlastande egenskaper negativt.

Överdraget skyddar dynbasen och förhindrar att urindoft "sätter sig" i dynan.



Överdraget är utformad som en hätta med resår, vilket förenklar vid tvätt.

Hättan har en slät textilyta och en plastad undersida (PU) för att skydda mot inkontinens och smuts.

Hättans sittyta är lätt att torka av och hålla ren.

Den täta undersidan har hög friktion mot underlaget och motverkar skjuvning.

Tvättas i 60°C, centrifugeras och lufttorkas.

## Artikelnummer plastad stretch

(cm)	Sitsdjup							
Bredd	35	38	40	43	45	47	50	55
35	03-3535	03-3538	03-3540	03-3543				
37,5	03-3735	03-3738	03-3740	03-3743	03-3745	03-3747	03-3750	
40	03-4035	03-4038	03-4040	03-4043	03-4045	03-4047	03-4050	
42,5		03-4238	03-4240	03-4243	03-4245	03-4247	03-4250	
45		03-4538	03-4540	03-4543	03-4545	03-4547	03-4550	
47,5		03-4738	03-4740	03-4743	03-4745	03-4747	03-4750	
50		03-5038	03-5050	03-5043	03-5045	03-5047	03-5050	
52,5			03-5240	03-5243	03-5345	03-5247	03-5250	
55			03-5540	03-5543	03-5545	03-5547	03-5550	03-5555
57,5			03-5740	03-5743	03-5745	03-5747	03-5750	03-5755
60					03-6045	03-6047	03-6050	03-6055

## Fakta

Klassificering: Hygienöverdrag

ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG

Märkning enligt Hjälpmedelsinstitutets föreskrift

Material: Trevira CS™ stretch och polyuretan

BIMA PLASTTEKNIK AB

Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950, Fax 0340-41790

info@bimaplastteknik.se, www.bimaplastteknik.se



**BIMA PLASTTEKNIK AB**  
Dynor för rehabiliteringsvård