

# Cellpolyetenkil

---

Avlägsna plastpåsen. Dynan har inget överdrag.

Används för positionering av befintlig dyna eller som en fristående kildyna.

Cellpolyetenkilen kan med fördel användas utomhus då materialet inte släpper igenom fukt och är värmande.

Kilen kan även användas som skrivunderlägg.

## Art.nr, mått, brukarvikt och ISO-kod

Art.nr	Mått (cm)	Brukarvikt (kg)
318	36x34x3/1	135
320	36x34x5/1	135
322	36x34x8/1	135
323	36x20x3/1	135
324	45x20x3/1	135
326	45x30x3/1	135
328	45x35x4/1	135

ISO-kod: 181006.

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Vikt 36x34x8/1cm: 0,2kg.

## Rengöring och skötsel

Dynan rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning i 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Våttorkas eller sprayas lätt och rengör med torkduk.

## Målgrupp

Används för att få ett något framåttippat bäcken vilket medför en ergonomisk riktig sittställning.

## Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: [info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se).

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Företaget är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar, FTI.

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.