

# Nya ACCU-CHEK® Aviva är här! Nu med Test & GO Technology



## Det här är Test & GO Technology

- ✓ Testa dig utan ett enda knapptryck!
- ✓ Ingen kodning eller installation krävs
- ✓ Smart och kompakt kit – du får med allt som behövs!
- ✓ Säker och pålitlig – uppfyller senaste ISO-kraven



# ACCU-CHEK® Aviva

- ✓ 90 dagars medelvärde (tidigare endast 7, 14 och 30 dagar)
- ✓ Möjlighet att markera värden tagna före och efter måltid
- ✓ Se medelvärden före och efter måltid
- ✓ Påminnelsefunktion för att komma ihåg att testa efter måltid
- ✓ Kom igång direkt – ingen kodning eller installation



## ACCU-CHEK® Aviva

Kodning	Nej
Blodmängd	0.6 µL
Testtid	5 sekunder
Brett mätområde	0,6-33,3mmol/L
Temperaturområde	8-44 °C
Hematokritområde	10-65 %
Antal lansetter	6 lansetter i en trumma
Kassering av lansetter	Hushållsavfall

**Accu-Chek Aviva** – Liten, smidig, med stor och tydlig display.

**Accu-Chek FastClix** – Nästan helt smärtfri med 6 lansetter i en trumma.

**Testremsor** – Stora, tydliga och enkla att få upp ur burken.

För mer information om Accu-Chek Aviva, kontakta din Accu-Chek-representant eller Accu-Chek Kundsupport.  
 Telefon: 020-41 00 42  
 E-post: [info@accu-chek.se](mailto:info@accu-chek.se)  
[www.accu-chek.se](http://www.accu-chek.se)

**ACCU-CHEK®**