

SMIDIG BLODSOCKER- MÄTARE MED SMARTA FUNKTIONER




Fakta	Accu-Chek Guide
Blodvolym	0,6 µL
Medelvärde	7, 14, 30 och 90 dagar
Testtid	4 sekunder
Minne	720 och 32 kontrolltest
Mätområde	0,6–33,3 mmol/L
Temperaturområde	+4 till +45 C
Hematokrit	10 till 65 %

Accu-Chek Guide är ett smart och mångsidigt system som gör det enkelt att ta kontroll över sitt blodsocker.



- Uppläst stickport
- Uppläst display
- Eject-knapp för testremssorna
- Ny smidig testremseburk
- Trådlös överföring av alla värden till mySugr app i mobiltelefonen
- Mätaren har 37 språk
- Bolusråd i app
- Stort testfält – enkelt att applicera bloddroppen
- Klarar noggrannhetskraven i ISO 15197:2015 även vid en avvikelse på $\pm 10\%$ eller ± 0.56 mmol/L, Accu-Chek Guide Evaluation Report
- Levereras med Accu-Chek FastClix blodprovstagare, enkel, skonsam och säker



Accu-Chek Kundsupport

Telefon: 020-41 00 42
E-post: info@accu-chek.se
www.accu-chek.se

Öppettider:

Måndag till fredag: 08:00–18:00 (ej helgdagar)
Öppet dygnet runt vid pumpfrågor.

Roche Diagnostics Scandinavia AB
Arvid Tydens Allé 7, Box 1228, 171 23 Solna, Sweden

Följ livetochdiabetes.se – Sveriges största diabetesblogg

ACCUCHEK och ACCUCHEK GUIDE är registrerade varumärken från Roche.
Alla andra produktnamn och varumärken tillhör respektive ägare.
© 2023 Roche Diabetes Care