



medemagruppen

medemagruppen
HTS



GMFCS
Levels III-V



Jag är din dusch och hygienstol och ett riktigt fan av vatten!

Med mina många olika underreden, kommer jag följa med dig på allt du gör i badrummet - under förflyttningar, användning som toalettstol eller i duschen.

Min ryggvinkel kan justeras exakt för dig så att du kan böja dig framåt eller bakåt. Eftersom mina olika underreden gör mig mycket flexibel kan jag anpassa mig till alla rum och ge dig idealiskt stöd.



Blå knappar

visar områden där du kan justera höjd, djup eller vinkel - och allt detta utan verktyg.

Justerbar sittvinkel
i varje höjd.





Fäste toalettstol

På detta sätt kan
sittenheten installeras
på vilken traditionell
toalett som helst.



Olika underreden
för varje rum och miljö



Underrede
länkhjul



Underrede
stationärt



Underrede
badkar



Underrede
hydrauliskt








Avtagbart bord
med vadderad yta mot magen. Detta ger dig både armstöd och stimulering för magen vid toalettbesök



Mitt tips:
Kombinera mig med en
toalett med tvätt- och
torkfunktion!



Data		Stl 1	Stl 2	Stl 3
Bredd	Underrede länkhjul	53 cm	53 cm	57 cm
	Underrede stationärt	51 cm	51 cm	53 cm
	Underrede hydrauliskt	67 cm	67 cm	71 cm
Sithöjd	Underrede länkhjul	39 - 55 cm	39 - 55 cm	44 - 58 cm
	Underrede stationärt	33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
	Underrede hydrauliskt	51 - 78 cm	51 - 78 cm	51 - 78 cm
Sittbredd		20* / 25* / 30 cm	25* / 30* / 36 cm	33* / 38* / 43 cm
Sittdjup		20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm
Armstöd höjd		13.5 cm	17 cm	20 cm
Ryggbredd		29 cm	34 cm	41 cm
Underbenslängd - toalettsits		22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm
Rygghöjd		42 cm	50 cm	62 cm
Max. position över toalettsist	Underrede länkhjul	52 cm	52 cm	52.5 cm
	Underrede stationärt	38 cm	38 cm	42 cm
Längd	Underrede länkhjul	74 cm	74 cm	81 cm
	Underrede stationärt	71 cm	71 cm	74 cm
	Underrede hydrauliskt	84 cm	84 cm	87 cm
Framkant av hygien öppning till bakkant av ram		48 cm	48 cm	48 cm
Ryggvinkel		(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°
Sitsvinkel		(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
		(-)15° - 15°	(-)15° - 15°	(-)15° - 15°
Max. vikt		34 kg	68 kg	113 kg

* justerbart med lårstöd



Du kan hitta mer information
om tillbehör och fixering
i ordguiden.





medemagruppen

Minicrosser AB - Bultgatan 28 - 442 40 Kungälv - Tel: 0303 24 52 - info@minicrosser.se - www.medema.com