




Biatain® Silicone

- Optimal absorption
- Smidig och säker passform
- Intuitiv användning





Biatain® Silicone

Biatain® Silicone

Biatain Silicone är ett mjukt, formbart och absorberande skumförband med silikonhäfta på både dyna och häftkant. Det kan användas till en lång rad våtskande svårläkta och akuta sår och det är det rätta valet för fuktig sårhäkning på allmänt förekommande sår.^{1,2}

Optimal absorption

I kontakt med sårexsudat, utvidgas och formar sig den unika 3D skumstruktur i Biatain tätt efter sårbottnen och ger en optimal absorption - även under kompression.³



Mjuk och säker passform

Det häftande silikonlagret ger en säker passform och håller förbandet på plats, samtidigt som det kan avlägsnas med minimal smärta.^{1,2} Den mjuka och formbara designen i Biatain Silicone följer kroppens rörelser och anpassar sig efter såret. Skumdynan, som sitter i nivå med huden, gör produkten behaglig att bära - även under kompression.²

Indikation

Biatain Silicone används till våtskande svårläkta och akuta sår, som bensår, trycksår, diabetiska fotsår - utan infektion, tagställe, postoperativa och traumatiska sår. Kan även användas förebyggande mot postoperativa blåsor. Är lämplig under kompression och kan sitta kvar över såret i upp till 7 dagar.


Produktdesign

Biatain Silicone är ett polyuretanskumförband med semi-permeabel, bakterie- och vattentät toppfilm, ett 'lock-away' lager och ett mjukt lager av silikonhäfta samt en 3-delad non-touch skyddsfilm.

Biatain® Silicone

Varunummer	Storlek i cm.	Dynstorlek	Antal i fp
334343	7,5x7,5	4,5x4,5	10
334353	10x10	6,5x6,5	10
334363	12,5x1,5	8,5x8,5	10
334373	15x15	10x10	5
334383	17,5x17,5	13x13	5
334000	10x20	5,5x15,5	5
334010	10x30	5,5x25,5	5
334040	15x19 Sakral	10,9x14	5
334050	25x25 Sakral	17x17,2	5
334060	18x18 Häl	14x13,2	5
334080	14x19,5 Multishape	7,5x12,1	5

Enkel och aseptisk 3-delad non-touch applicering



Ref. 1. Cartier H et al. Wound management with the Biatain® Silicone foam dressing: A multicentre product evaluation. Wounds International 2014;10(4).

2. Chadwick P et al. Biatain® Silicone dressings: A case series evaluation. Wounds International 2014;5(1).

3. Andersen MB & Marburger M. Comparison of 24 hours fluid handling and absorption under pressure between ten wound dressings with silicone adhesive. Presented at EWMA 2015.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplasts sårbehandlingsprodukter säljs och marknadsförs i Sverige av:

ONEMED

OneMed Sverige AB

Dockplatsen 12

211 19 MALMÖ

Tel. 0770-111 115

E-post: kundservice@onemed.com

