



**THUASNE**

---

**SILIMA®**

---

**Produktkatalog  
2022/2023**



Jag är väldigt glad över att kunna presentera vårt sortiment av externa bröstproteser och BH i denna nya SILIMA® produktkatalog.

SILIMA®-sortimentet har tillsammans med ortopedtekniska produkter och medicinsk kompression varit en väldigt viktig del av den globala THUASNE-koncernen under många år. Som du ser erbjuder vi även ett noga utvalt sortiment av BH och post op-BH. I vår butik på Södermalm i Stockholm har vi ett bredare sortiment som även inkluderar baddräkter med protesfickor. Den gemensamma nämnare, och något jag är extra stolt över, är att alla produkter tillverkas enligt schyssta villkor inom EU.

Trots att vi är ett familjeägt bolag som grundades redan 1834 kännetecknas vi av innovation och högteknologiska lösningar. Vi har lärt oss att dra nytta av vår långa erfarenhet som tillverkare och samtidigt noga följa och ta till oss av utvecklingen av nya tillverkningstekniker.

Produkterna i denna katalog är vi särskilt stolta över eftersom de är en av vårt kommande CareConcept tillsammans med bland annat Cicatrex och Mobiderm. Läs mer om detta på sida 34-35. Skulle du ha några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice eller våra produktspecialister.

Med varma hälsningar,

Elizabeth Ducottet  
Président Directeur Général



## SILIMA® BH

|                   |    |
|-------------------|----|
| Introduktion..... | 6  |
| Post op.....      | 8  |
| Support.....      | 10 |
| Vardag.....       | 12 |

## SILIMA® Bröstproteser

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Introduktion.....               | 14 |
| Primärprotes.....               | 15 |
| Del- och skalproteser.....      | 16 |
| Symmetriska bröstproteser.....  | 20 |
| Asymmetriska bröstproteser..... | 24 |
| Skötselråd.....                 | 28 |
| Tillbehör.....                  | 29 |

## Måttabeller & översikt

|                  |    |
|------------------|----|
| Måttabeller..... | 30 |
| Översikt.....    | 32 |
| CareConcept..... | 34 |

# Wings for your health



## Globalt nätverk

8 produktionscenter, 20 kontor och ett stort antal distributörer över hela världen

## Lokal förankring

Tillverkningen av Silima sker i Tyskland för garanterad kvalitetskontroll

## Erfarenhet och kunskap

Thuasne har mer än 170 års erfarenhet som tillverkare av ortopediska hjälpmedel

I Sverige representeras koncernen av Thuasne Scandinavia AB. Företaget har avtal med flera av landets landsting och regioner avseende bröstproteser och BH med protesfickor. Thuasne Scandinavia AB har även distributörer i Danmark, Norge och Finland samt en egen butik centralt i Stockholm.

Vi har ett dynamiskt lager som möjliggör mycket snabba leveranser. Registreras din beställning innan 13:00 skickas den redan samma dag.

Wings for your health. Thuasne.

## Prisbelönade produkter



# THUASNE i siffror

---



**2,100**

anställda i världen



Tillgänglig i

**85 länder**



**14**

Tillverkningscentrum i  
Europa och USA



**22,000**

B2B kunder



**15 miljoner**

kilometer tråd



**5,000 km**

tyg varje år



Var **2:a sekund**

förskrivs en Thuasne produkt  
någonstans i världen

# Silima BH

## Att uppfylla utmanande krav

Dina kunder kan lita på BH:ar designade och tillverkade av våra specialister i Tyskland. Tack vare vår expertis inom lymfödemrelaterad problematik utvecklar vi alltid BH:ar som främjar lymftransporten. Vi väljer uteslutande hudvänliga material utan konstiga tillsatser och eftersom våra produkter tillverkas inom europa har vi full kontroll över hela tillverkningsprocessen.

- Alla BH från Silima har mjuka och vadderade axelremmar vilka främjar lymfsystemets transport.
- Högt skurna kanter med mjuka avslut håller bröstprotesen på plats även vid aktiviteter som involverar maximala armrörelser
- Stödjande funktion utan metallbygel underlättar lymfsystemets cirkulation
- Formsydd eller formpressade kupor för smickrande passform och optimalt stöd
- Djupa integrerade protesfickor för säker placering av bröstproteser

**Ella**

Läs mer på sid 13





# Post-op BH

## Våra post-op BH är det perfekta valet i det initiala behandlingsskedet.

För att säkerställa bästa möjliga vård efter bröstkirurgi rekommenderar vi användning av post-op BH:ar. De har tillräcklig kompression för att forma bysten vid en rekonstruktion eller reduktion, vid lyft eller efter konservativ kirurgi. Kompression har även positiv inverkan på cirkulationen vilket främjar en god läkningsprocess. Medan Cara saknar protesfickor har Elena två integrerade fickor för bröstproteser. Både Cara och Elena kan kombineras med Post-op Belt för ökat stöd.





## CARA △

- Post-operativ kompressions-BH för användning efter plastikkirurgiskt ingrepp eller bröstbevarande operation.
- Mjuka sömmar och gjutna kupor ger en jämnt fördelad kompression utan att lämna märken.
- Axelbanden kan justeras i tre steg och är breda och mjuka i syfte att inte strama åt för att främja cirkulation av både blod och lymfvätska.
- Täckt dragkedja på BH'ns framsida som inte skaver.

**Art nr** T57 2301

**Storlek**

75 – 105 AA/A  
70 – 105 B/C  
70 – 100 D/E

**Indikation**

- Bröstrekonstruktion efter mastektomi
- Efter segmentresektion och kvadrantresektion

**Materialsammansättning**

54 % polyamid  
33 % bomull  
13 % elastan

**Färg**

Champagne



## CARA POST-OP BELT

- Anatomiskt utformat post-op bälte med hakar och öglor
- Håller bröstimplantat på plats
- Den anatomiskt genomtänkta designen förstärker den kompressiva effekten
- Tillverkas av Combitec, ett mjukt och högelastiskt material som andas
- Levereras utan BH

**Art nr** T57 2313

**Storlek**

(Mät omfånget runt bröstet under armhålorna)

Small 86 – 92 cm  
Medium 92 – 98 cm  
Large 98 – 108 cm  
X-Large 108 – 118 cm  
XX-Large 118 – 128 cm

**Indikation**

- Bröstrekonstruktion efter mastektomi
- Bröstförstoring med silikonimplantat
- Efter rekonstruktiv bröstkirurgi

**Materialsammansättning**

63 % polyamid  
20 % polyester  
17 % elastan

**Färg**

Champagne



## ELENA ●

- Post-operativ BH för medicinskt bruk
- Följsamt, elastiskt och komfortabelt material av mikrofibrer
- Förenklad på- och avtagning med framknäppning, särskilt lämpligt vid nedsatt rörelseförmåga i arm
- Extra breda och mjuka axelband som inte stramar åt underlättar cirkulation av både blod och lymfvätska
- Justerbara axelband möjliggör individuellt optimal passform
- 2 djupa protesfickor som standard

**Art nr** T57 2891

**Storlek/kupa**

75 – 115 A – D

**Hak & hysknäppning**

7 rader: 75 – 85 A – D  
8 rader: 90 – 95 A – D  
9 rader: 100 – 105 A – D  
10 rader: 110 – 115 A – D

**Materialsammansättning**

76 % polyester  
17 % bomull  
5 % polyamid  
2 % elastan

**Färg**

Vit



# BH för support och kompression

Alla kvinnor har rätt till en aktiv, rörlig, spontan och fri vardag. En rätt utprovad och välsittande BH har en positiv inverkan på hållningen vilket underlättar alla kvinnors vardag, oavsett vilka aktiviteter dagen erbjuder. Våra SILIMA® BH:ar med fokus på support har genomtänkta skärningar och moderna material som ger optimalt stöd hela dagen även för kvinnor med större byst – helt utan metallbygel.



## BALANCED SUPPORT ●

- Mjuk och modern BH utan bygel med färgmatchad jacquardtronic spets med 3D brodyr
- Breda, vadderade och justerbara axelband samt anatomiskt utformad avslutskant under bysten
- Protesfickor som andas för att säkerställa ett optimalt kroppsklimat

**Art nr** T57 1462

**Storlek/kupa**

80 – 110 D – E

80 – 105 F

**Hak & hyskknäppning**

3 rader 80 – 90 D – F

4 rader 80 – 110 D – F

**Materialsammansättning**

39 % polyamid, 25 % bomull,  
19 % polyester, 17 % elastan

**Färg**

Vit, svart



## GALANT MED RYGGKNÄPPNING △ En lös protesficka medföljer

- Elegant design med kompression.
- Funktionell och vacker BH med genomtänkta detaljer
- Tvåsektionskupa
- Spets med stretch
- Optimalt support för tung byst, särskilt lämpad för kvinnor med axelarmsyndrom och/eller lymfödem
- Förstärkt stöd under bysten
- Särskilt breda och mjuka axelband, *Obs! Ej justerbara.*

**Art nr** T57 1541

**Storlek/kupa**

80 – 100 A

75 – 115 B – D

85 – 115 E

**Hak & hyskknäppning**

5 rader 75 – 95 A – E


6 rader 100 – 115 A – E

**Materialsammansättning**

71 % polyamid, 27 % elastan,  
2 % viskos

**Färg**

Vit, beige, svart



## GALANT MED FRAMKNÄPPNING △ En lös protesficka medföljer

- Elegant design med kompression.
- Öppnas och stängs på framsidan
- Funktionell och vacker BH med genomtänkta detaljer
- Tvåsektionskupa
- Spets med stretch
- Optimalt support för tung byst, särskilt lämpad för kvinnor med axelarmsyndrom och/eller lymfödem
- Förstärkt stöd under bysten
- Särskilt breda och mjuka axelband, *Obs! Ej justerbara.*

**Art nr** T57 1551

**Storlek/kupa**

75 – 100 A

75 – 115 B – C

85 – 115 D – E

**Hak & hyskknäppning**

6 rader 75 A – C

7 rader 80 – 90 A – C

8 rader 80 – 90 D – E

95 – 105 A – C

9 rader 95 – 105 D – E

110 – 115 A – C

10 rader 110 – 115 D – E

**Materialsammansättning**

71 % polyamid, 27 % elastan,  
2 % viskos

**Färg**

Vit, beige, svart



# Vardag

Vår kollektion med SILIMA® BH för vardagsbruk är särskilt utformade för att vara komfortabla, sköna och diskreta, även under tunnare plagg. Den bygellösa designen ger ett behagligt stöd i vardagens alla situationer medan den genomtänka passformen formar och ger en smickrande kontur. Alla modeller har två integrerade protesfickor, smarta detaljer som ger dig en bekymmersfri vardag och tillverkade i utvalda material som andas.

## LUCILLE ●

- Bekväm BH i mjukt material med gjutna kupor utan söm
- Elastisk utsida med elegant jacquard
- Förstärkta sidopaneler ger bra avlastning
- Breda och mjuka vadderade axelband ger bra stöd utan att skära in

**Art nr** T575801

**Storlek/kupa**

75 - 100 A, B, C

80 - 100 D

**Hak & hyskknäppning**

3 rader på alla storlekar

**Materialsammansättning**

64 % polyamid

34 % elastan

2 % polyester

**Färg**

Vit, beige



## DIANA ●

- Klassisk och beprövad design med god stödjande funktion
- Tvåsektionskupa
- Dekorativ spets längs kanterna ger en vacker och feminin look
- Tillverkad av mjuk och len mikrofiber
- Justerbara axelband med mjuk vaddering


**Art nr** T57 2551

**Storlek/kupa**  
75 – 100 A, B, C, D

**Hak & hyskknäppning**  
2 rader: 75 – 85 A – B  
75 – 80 C – D  
3 rader: 90 – 100 A – B  
85 – 100 C – D

**Materialsammansättning**  
34 % polyester  
29 % polyamid  
21 % elastan  
16 % bomull

**Färg**  
Vit, svart



## ELLA ●

- T-shirt BH utan bygel som är väldigt diskret, även under tights kläder
- Mjukt formgjutna kupor utan sömmar ger en smickrande figur
- Steglöst justerbara axelband med genomtänkt placering för perfekt vikt-fördelning
- Mellan kuporna finns ett transparent nät som andas och bidrar till högre komfort.

**Art nr** T57 5401

**Storlek/kupa**  
75 – 100 A, B, C  
75 – 95 D

**Hak & hyskknäppning**  
2 rader: 75 – 85 A – D  
3 rader: 90 – 100 A – C  
90 – 95 D

**Materialsammansättning**  
40% polyamid  
24 % polyuretan  
20 % elastan  
16 % polyester

**Färg**  
Beige



## ANNA ●

- Väldigt skön t-shirt BH med välsittande passform.
- Diskret tryckt mönster på kuporna
- De mjuka och behagliga formgjutna kuporna bidrar till en jämn kontur
- Sidoförstärkningar ger särskilt stödjande funktion
- Justerbara remmar med mjuk rygg
- Breda axelband med tre rader av hak- & hyskknäppning i de större storlekarna

**Art nr** T57 4602

**Storlek/kupa**  
75 – 100 A – C  
75 – 95 D

**Hak & hyskknäppning**  
2 rader: 75 – 85 A – D  
3 rader: 90 – 100 A – C  
90 – 95 D

**Materialsammansättning**  
55 % polyamid  
17 % polyester  
17 % polyuretan  
11 % elastan

**Färg**  
Svart/Antracite





# Bröstproteser

---



## Naturligt välbefinnande

När du förskriver en SILIMA® bröstprotes till dina patienter kan du känna dig trygg i att varje produkt motsvarar marknadens högsta kvalitetskrav. På vårt produktionscenter i Burgwedel i Niedersachsen, Tyskland, kombinerar vi den senaste tekniken med noggrant handarbete. Vi har full kontroll över hela produktionen och kan därför garantera att endast naturliga material som är skonsamma även mot mycket känslig hud får användas i produktionen.


Med mer än 45 års erfarenhet har vi den erfarenhet som krävs för att tillgodose marknadens behov. Samtidigt är vi tillräckligt ödmjuka för att förstå att en perfekt bröstprotes är den brukaren inte lägger märke till. Vi använder därför vår kunskap och långa erfarenhet till att utveckla bröstproteser som inte väger för mycket, skaver, vrider sig ur plats eller syns under kläderna. Även i detta fall strävar vi efter naturlighet.

SILIMA® bröstproteser har en skön och naturlig känsla som ger kvinnor som genomgått bröstkirurgi en bättre livskvalitet. Vi erbjuder ett brett urval av storlekar och modeller så att alla kvinnor kan hitta en perfekt individuell lösning som både känns naturlig och ser naturlig ut.

Vi kallar det naturlighet av SILIMA®.

# Primärprotes

## Temporär initial användning



### Vid förlust av vävnad under armarna:

#### **SILIMA® bröstproteser med asymmetrisk eller symmetrisk form**

En radikal mastektomi tar bort inte bara bröstkörtlar och fettvävnad, utan även lymfknotor, vilket kan resultera i en märkbar förlust av underarmsvävnad. För kvinnor med fylligare figur ger en bröstprotes med asymmetrisk form ofta den allra bästa passformen medan smalare kvinnor kan uppleva att symmetriskt formade proteser fungerar bäst, även om de också förlorat mycket vävnad.



- Rekommenderas vid mycket känslig hud, exempelvis postoperativt, vid sårläggning och strålbehandling.
- Många storlekar – du behöver inte vända den ut och in.
- Tillverkad av vävd textil med fyllning av mjuk och len fiberfill.

Primärprotesen bör bytas ut så snart som möjligt mot en silikonprotes. Ha gärna i åtanke att vissa kvinnor anser att det är svårt att byta från denna mjuka och lätta bomullsprotes till en tyngre protes av silikon.

#### **Art. nr. T66 2272**

Triangulär symmetrisk form med smart tygflik

#### **Storlek**

1 – 14

#### **Material**


75% bomull

25% polyester



# Del- och skalproteser

## Lämpliga vid konservativ kirurgi



### Perfekt kompensation och för en perfekt kontur

SILIMA® del- och skalproteser återställer bystens naturliga symmetriska kontur efter konservativ bröstoperation eller omfattande onkoplastisk kirurgi med resulterande estetiska vävnadsunderskott.


Idag behandlas de allra flesta patienter med malign bröstcancer med konservativ bröstkirurgi. Detta innebär att bröstvävnad till stor del bibehålls eller att man rekonstruerar bröstvävnad med fettceller från andra delar av kroppen. Denna metod återställer dock bara delvis den naturliga formen, särskilt kan detta märkas efter att det gått en tid sedan operationen, vanligen vid den postoperativa strålbehandlingen.

### Det vänliga alternativet

Om resultatet av den konservativa eller onkoplastiska kirurgin inte är tillfredsställande kan del- och skalproteser från SILIMA® återskapa en naturlig, symmetrisk kontur. De kan också fungera väl som en tillfällig lösning i väntan på en ny operation.

SILIMA® del- och skalproteser finns i olika storlekar, former och tjocklekar, så att du kan erbjuda dina patienter en perfekt passform som är utmärkt bekväm och garanterar maximal rörelsefrihet i alla situationer.

## VI REKOMMENDERAR



## SILIMA® XTRA



- Säker placering på bröstet och i BH:n
- Oavsett om de placeras under eller på sidan av bröstet återskapar delprotesen ett naturligt utseende efter konservativ bröstkirurgi eller när bröstet skiljer sig åt storleksmässigt
- Genom att placera Silima® Xtra under eller på sidan av bröstet skapas en pushup effekt som kompenserar brist på vävnad i bröstets övre del
- De medicinskt testade häftplattorna säkerställer att SILIMA® xtra håller sig på plats i BH:n. Häftplattorna är slitstarka och kan givetvis rengöras vilket innebär att de kan användas under längre perioder. Vid behov kan de även köpas separat
- De subtila kanterna och det mjuka materialet ger ett naturligt och diskret intryck utan synlig övergång mellan bröst och delprotes
- Den matta utsidan ger ett naturligt utseende

- Silima® Xtra kan användas till både höger och vänster bröst i en normal BH med god passform
- Silima® Xtra levereras komplett med häftplattor samt tillbehör för rengöring. Samtliga delar kan beställas separat


**Art.nr.** T66 1072

**Storlekar** 1 – 4


**Färger**



## Illustrationer SILIMA® Xtra



Genom att placera Silima® xtra under eller vid sidan av bröstet erhålls en stödjande funktion som hjälper till att återställa bröstets naturliga utseende.



Storlek 1 eller 2 kan kompensera för volym och vid behov kombineras med Silima® bröstvårta.



Kontaktplattor

**Art.nr.** T64 107



Rengöringsborste


**Art.nr.** T13 301



Rengöringsmedel

**Art.nr.** T83 3772

## Illustrationer SILIMA® Shell



Tillgänglig som B-kupa eller C-kupa för optimal passform. C-kupan är ca 1 cm fylligare än B-kupan

## SILIMA® SHELL



- För en slät och jämn kontur
- Används med fördel direkt mot huden men kan även placeras i BH:ns protesficka
- Tunna, subtila kanter skapar en diskret övergång som inte syns
- Anatomisk och symmetrisk design som återspeglar bröstorgans naturliga form
- Återskapar ett naturligt utseende

**Art.nr.** T66 3802

**Kupa/storlek**

Standard/B 1 – 11

Full/C 3 – 12

**Beskrivning**

Anatomisk, symmetrisk

**Fästplatta**

Kan kombineras med fäst-plattan Shell Direct One.

**Färger**



## SILIMA® CONFORM



- Särskilt mjuk och len bröstprotes med estetiskt vacker utformning
- Idealisk vid känslig ärrvävnad och mycket lämplig vid strax efter kirurgiskt ingrepp
- B-kupan (standard) har en djup ihållighet på undersidan varför den lämpar sig väl vid måttlig vävnadsreduktion
- C-kupan (full) har en mindre ihållighet varför den lämpar sig bättre vid större vävnadsreduktion
- Sammetslen och matt utsida
- Särskilt mjukt innerlager av transparent silikon
- Tunna subtila kanter skapar en diskret övergång som inte syns
- SILIMA® conform används med fördel direkt mot huden men kan även placeras i BH:ns protesficka

**Art.nr.** T66 3901

**Kupa/storlek**

Standard/B:

2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11

Full/C:

4/5, 6/7, 8/9, 10/11

**Beskrivning**

Anatomisk, symmetrisk, 2-lagers design


**Färger**



### Illustrationer SILIMA® Conform




SILIMA® Conform B-kupa



SILIMA® Conform C-kupa

# Symmetriska bröstproteser

## Lämpliga vid mastektomi



### Vi strävar efter naturlighet

Med över 50 års erfarenhet vet vi att utvecklingen av bröstproteser hela tiden måste anpassas till nya kirurgiska tekniker och behandlingsmetoder. I vårt breda sortiment av bröstproteser hittar du därför en stor variation av former och storlekar för att säkerställa att vi kan erbjuda en optimal lösning för varje individuell patient.

### För minimal / inget underskott av vävnad under armarna SILIMA® symmetriska bröstproteser

En mindre allvarlig mastektomi tar bort bröstvävnad och lymfknutor kring bysten men påverkar inte bröstmuskeln. Den här proceduren resulterar i mycket liten, eller inget, underskott av vävnad under armarna. I detta fall är bröstproteser med symmetrisk form det bästa valet.

## VI REKOMMENDERAR

### Full volumkompensation / reducerad vikt

### Full vikt



## SILIMA® SOFT & LIGHT

Lighter  
- 30%



- Så mjuk – så naturlig
- Mjukt rundad, naturlig form
- Så mjuk att den är svår att skilja från ett naturligt bröst
- Tillgänglig i ett brett urval av kupor för bästa möjliga kompensation av måttlig och fyllig byst

**Art.nr.** T66 3782

**Kupa/storlek**

Standard/B 1 – 11  
Full/C 3 – 14

**Beskrivning**

Anatomisk, symmetrisk  
treskiktspotes

**Färger**



### Illustration SILIMA® Soft & Light

Silkeslen  
och mjuk utsida

Lättviktssilikon

Transparent och mjuk  
insida

Särskilt mjuk  
silikon



## SILIMA® SOFT & LIGHT SUPERSOFT

Lighter  
- 15%



- Bröstprotes med naturlig och särskilt mjuk passform.
- Den oerhört mjuka kupan passar perfekt i BH:ns protesficka och är svår att skilja från naturlig bröstvävnad.
- Utformad för att anpassa sig till bröstorgans naturliga form, idealisk vid känslig ärrvävnad
- Tack vare kärnan av lättviktssilikon är protesen ca 15% lättare än det kvarvarande bröstet för optimal vikt-kompensation.
- Anpassar sig naturligt till alla rörelser, oavsett om du står, går eller ligger ned
- Kärna av lättviktssilikon innesluten i ett lager av särskilt mjukt silikon.

**Art.nr.** T66 3791

**Kupa/storlek**

Standard A/B 1 – 11

**Beskrivning**

Anatomisk, symmetrisk  
treskiktspotes

**Färger**



### Illustration SILIMA® Soft & Light Super Soft

Silkeslen  
och mjuk utsida

Transparent  
och mjuk insida

Lättviktssilikon


Särskilt mjuk  
silikon





## SILIMA® ULTRALIGHT

### Illustration SILIMA® UltraLight



Lighter  
- 60%



- Den unika designen medför en fjäderlätt bröstkompensation
- Tvåskiktspotes
- Väger ca 60 % mindre än en normal silikonprotes tack vare den innovativa designen i lättviktssilikon
- Den unika designen ger hög stabilitet och en naturlig rörelseförmåga
- Djupt hålrum på undersidan som inte påverkar känslig ärrvävnad
- Undersidans diskreta öppning säkerställer god ventilation och tillåter vatten att rinna ut efter bad
- Anatomisk och symmetrisk design

- Särskilt lämplig för brukare med lymfödem
- Mycket lämplig även i de fall när större vävnadsvolym avlägsnats under kirurgi

**Art nr** T66 3741

**Kupa/storlek**  
Standard/B 1 – 11  
Full/C 3 – 14


**Beskrivning**  
Anatomisk, symmetrisk  
tvåskiktspotes

**Färger**



## SILIMA® DIRECT

### Illustration SILIMA® Direct



Lighter  
- 30%



Baksida utan häftplatta

Baksida med häftplatta monterad

- Mångsidig bröstprotes med utmärkt häftförmåga för nära och säker passform
- Silima® Direct levereras med en tunn, mjuk och smidig häftplatta
- Silima® Direct går även utmärkt att använda utan medföljande häftplatta
- Särskilt utformad undersida för perfekt applicering av häftplattan
- Häftplattan är diskret och syns inte
- Häftplattans mitt saknar självhäftande funktion för att skydda känslig hud
- Anatomisk och symmetrisk design främjar naturlig rörelse
- Den matta utsidan påminner i hög grad om naturlig hud

- Anpassar sig till kroppen på ett säkert sätt utan att ändra formen

**Art nr** T66 3773

**Kupa/storlek**  
Standard/B 1 – 11  
Full/C 3 – 12

**Beskrivning**  
Anatomisk, symmetrisk  
treskiktspotes

**Färger**



Silima® Direct levereras med en häftplatta samt rengöringsmedel och borste. Dessa kan vid behov även köpas separat.

## SILIMA® ELITE

Lighter  
- 30%



- Naturlig kompensation för kvinnor med större byst
- Reducerad vikt för ökad komfort
- Väl tilltagen volym på liten yta (se illustration till vänster)
- Silkeslen och mjuk yta
- Anatomisk form
- Anpassar sig till en mängd individuella behov
- Kan användas på både höger och vänster sida

**Art nr** T66 3981

**Kupa/storlek**

Extra Full/D/E 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

**Storlekstabell**

D-kupa 90/95:= storlek 8 – 10

D-kupa 100 – 120:= storlek 12 – 14

E-kupa 80 – 95 = storlek 8 – 10

E-kupa 100 – 120:= storlek 12 – 14

F- & G-kupa 75 – 95:= storlek 8 – 10

F- & G-kupa 100 – 120:= storlek 12 – 14


**Beskrivning**

Anatomisk, symmetrisk  
treskiktsprotes

**Färger**



### Illustration SILIMA® Elite



SILIMA® elite erbjuder större volym trots mindre yta (rosa linje) jämfört med tidigare alternativ på marknaden (vit linje)

## SILIMA® CLASSIC – SYMMETRISK FORM



- Prisvärd klassiker som erbjudits i många år och därför är en både testad och beprövad lösning för att återskapa en naturlig kontur
- För patienter som letar efter en helprotes med full viktkompensation.
- Anatomisk design som återspeglar bröstorgans naturliga form
- Lämplig för patienter utan förlust av vävnad under armarna, samt för kvinnor med smalare kroppsbyggnad

**Art nr** T66 3701

**Kupa/storlek**

Standard/B 1 – 11, Full/C 3 – 14

**Beskrivning**

Anatomisk, symmetrisk  
enskiktsprotes

**Färger**



### Illustration SILIMA® Classic symmetrisk

Tunn och matt  
utsida


Additionshärdad  
silikon

Hållighet



# Asymmetriska bröstproteser

## Lämpliga vid radikal mastektomi



### Vid vävnadsförlust under armen: SILIMA® bröstproteser med lateral extension (asymmetrisk form)

En modifierad radikal mastektomi tar inte bara bort bröstkörtlar och fettvävnad utan även lymfknutor, vilket resulterar i en märkbar förlust av vävnad under armen. En SILIMA® bröstprotes med lateral förlängning, det vill säga med avsmalnande design, vilket ger den bästa passformen i dessa fall. Detta gäller särskilt för kvinnor med en fylligare byst.

## VI REKOMMENDERAR

### Komplett volymkompensation/ reducerad vikt

Väldigt mjuk.  
Kan roteras  
180°



SILIMA®  
Soft & Light  
Heartshape

Väldigt mjuk.  
Tillgänglig i  
3 kupstorlekar.



SILIMA®  
Soft & Light  
asymmetrisk

### Full vikt

Vid större  
vävnadsvolym



SILIMA®  
Classic  
asymmetrisk

## SILIMA® SOFT & LIGHT – ASYMMETRISK

Lighter  
- 30%



- Treskiktsdesign för ökad komfort
- Upp till 30 % lättare än normala bröstproteser
- Tillgänglig i tre kup-storlekar
- Så mjuk att den är svår att skilja från ett naturligt bröst
- Den asymmetriska formen med subtila kanter säkerställer en perfekt passform efter vävnadsreduktion i samband med borttagning av lymfknutor

**Art nr** T66 3682

### Kupa/storlek

A 3 – 7, Standard/B 3 – 10  
Full/C 5 – 12

### Beskrivning

Anatomisk, asymmetrisk treskiktsprotes

### Färger




### Illustration SILIMA® Soft & Light

Silkig och mjuk utsida

Lättviktssilikon


Transparent och mjuk insida

Särskilt mjuk silikongel



## SILIMA® SOFT & LIGHT HEARTSHAPE

Lighter  
- 30%



- Treskiktsdesign för ökad komfort
- Kärna av lättviktssilikon med naturligt mjuk kupa och silkeslen insida
- Upp till 30 % lättare än normala bröstproteser
- Utformad för att anpassa sig till bröstorgans naturliga form, idealisk vid känslig ärrvävnad
- Även designen ser ut att vara lätt tack vare den transparenta insidan
- Anpassar sig naturligt till alla rörelser, oavsett om du står, går eller ligger ned
- Symmetrisk form som anpassar sig på ett asymmetriskt sätt
- Den kurvade formen håller protesens plats och förhindrar eventuell friktion mot det kvarvarande bröstet

**Art nr** T66 3281

### Kupa/storlek

Standard/B 1 – 8  
Full/C 5 – 12

### Beskrivning

Anatomisk, asymmetrisk treskiktsprotes

### Färger




### Illustration SILIMA® Soft & Light Heartshape

Silkig och mjuk utsida

Lättviktssilikon


Transparent och mjuk insida

Särskilt mjuk silikongel



## SILIMA® CLASSIC – ASYMMETRISK

### Illustration SILIMA® Classic asymmetrisk



- För pateinter som letar efter en helprotes med full viktkompensation.
- Anatomisk design som återspeglar bröstkorgens naturliga form
- Förlängda sidor för att kompensera för förlust av vävnad under armarna
- Ideal för ojämna ärr samt för användning direkt efter kirurgi tack vare håligheten på protesens undersida
- Breda kanter håller protesen på plats i BH:n
- Den breda botten säkerställer att protesen håller formen och att protesen sitter på plats när den bärs direkt mot huden
- De subtila kanterna ger ett naturligt och diskret intryck utan synlig övergång mellan bröst och protes
- Plattare design upptill, särskilt A-kupan

**Art nr** T66 3601

**Kupa/storlek**

A 1 – 7

Standard/B 1 – 10


Full/C 5 – 11

**Beskrivning**

Anatomisk, asymmetrisk enskiktsprotes

**Färger**





### Vi kan utprovning

Sedan många år tillbaka provar vi ut bröstproteser på uppdrag av Region Stockholm. Utprovningen sker i vår egen butik på Ringvägen, Södermalm i Stockholm. Det är naturligtvis en stor fördel att som tillverkare och leverantör även ha möjlighet att arbeta rent praktiskt med vårt sortiment. På så vis får vi ta del av feedback direkt från våra kunder, något som vi tar med oss vid utvecklingen av nya produkter. Vi har även lättare att förstå dig och din situation som utprovare och kan tillhandahålla tips och förslag som kan hjälpa dig i din vardag. Har du några som helst frågor är du alltså varmt välkommen att kontakta oss.

I vår butik säljer vi även ett bredare sortiment av underkläder och baddräcker, givetvis med protesfickor.



# Skötselråd

## Ta hand om protesen

SILIMA® bröstproteser är ett resultat av många års erfarenhet och kunskap. Proteserna är av högsta kvalitet, hudvänliga, mjuka och väl avvägda för att ge patienten en bättre livskvalitet. Svett kan dock påverka produkten negativt så försäkra dig om att patienten förstår vikten av att regelbundet rengöra och tvätta sin protes. Det tar bara någon minut i anspråk men förlänger livslängden på SILIMA® bröstprotesen betydligt.



## Våra bästa tips avseende skötsel och rengöring:

- Tvätta med mild tvål och skölj i varmt vatten
- Använd inte någon form av lösningsmedel
- Torka bort vatten genom att försiktigt pressa en handduk mot protesen
- Lägg inte protesen på ett element eller använd hårtork för att torka bort vattnet
- Spara produktkartongen och använd för förvaring av protesen när den inte används
- Protesen kan skadas av vassa föremål, exempelvis broscher, så var observant och försiktig
- Protesens tunna och silkeslena utsida kan skadas av klor från husdjur
- Det är viktigt att läsa och följa den bifogade bruksanvisningen





# Tillbehör

| ART NR   | BESKRIVNING                    |                                  |                               |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| T64 3642 | Bröstprotes fodral             | T66 3601, T66 3682               | Färg: beige                   |
| T64 3742 | Bröstprotes fodral             | T66 3701, T66 3751, T66 3782     | Färg: beige                   |
| T64 1541 | Lös protesficka för BH         | Storlek 75A - 120E               | Färg: beige, svart, vit       |
| T57 999  | Isydd protesficka symmetrisk   |                                  |                               |
| T64 107  | SILIMA® Xtra fästplatta        | Universal                        | 2 st                          |
| T64 3872 | SILIMA® Shell fästplatta       | 1 - 6                            | 1 st                          |
| T64 3772 | SILIMA® Direct fästplatta      | 1 - 12                           | 1 st                          |
| T83 3772 | SILIMA® Rengöringsmedel        | 45 ml                            | För rengöring av fästplatta   |
| T13 301  | SILIMA® Specialborste          | Universal                        | För rengöring av fästplatta   |
|          | SILIMA® T-shirt för utprovning | Kontakta oss för mer information | Med linjering och öppning bak |

## SILIMA® BRÖSTVÅRTOR

### För ett naturligt utseende

Silima Bröstvårtor adderar ett naturligare och mer feminint utseende, särskilt tillsammans med semi-transparenta kläder. Med fyra storlekar i två nyanser kan de allra flesta hitta ett alternativ som passar perfekt. Bröstvårtorna tillverkas av hudvänlig silikon och kan därför även fästas direkt på huden.

Vi erbjuder även en demo-set med samtliga åtta varianter. Perfekt i utprovningsrummet!

- Välj bland flera färger och storlekar
- Hudvänliga
- Enkla att hantera
- Självfästande förmåga
- Det fästande lagret kan tvättas och rengöras
- Tillgängliga i 1- eller 2-pack samt som ett demo-set med samtliga 8 varianter lämplig för sjukvårdspersonal i samband med utprovning.

| FÄRG | Ø VÅRTGÅRD | Ø BRÖST-VÅRTA | Art.nr<br>1-PACK | Art.nr.<br>2-PACK |
|------|------------|---------------|------------------|-------------------|
| Ljus | 40 mm      | 9 mm          | 83 127 RB 00940  | 83 127 RB 0094002 |
| Ljus | 40 mm      | 12 mm         | 83 127 RB 01240  | 83 127 RB 0124002 |
| Mörk | 40 mm      | 9 mm          | 83 127 SB 00940  | 83 127 SB 0094002 |
| Mörk | 40 mm      | 12 mm         | 83 127 SB 01240  | 83 127 SB 0124002 |
| Ljus | 52 mm      | 9 mm          | 83 128 RB 00952  | 83 128 RB 0095202 |
| Ljus | 52 mm      | 12 mm         | 83 128 RB 01252  | 83 128 RB 0125202 |
| Mörk | 52 mm      | 9 mm          | 83 128 SB 00952  | 83 128 SB 0095202 |
| Mörk | 52 mm      | 12 mm         | 83 128 SB 01252  | 83 128 SB 0125202 |

Art.nr T83 1251

#### Demo-set med bröstvårtor

Beställ gärna vårt demo-set med samtliga 8 varianter av våra bröstvårtor. Demo-setet är perfekt att ha på utprovningsavdelningen för att visa brukaren vårt utbud.



# Korrekt val av BH och protes

**Tänk på att kunden bör använda en BH med bra passform under mätningen:**

- Underdelen på BH:n ska inte skära in
- Kuporna ska inte sitta åt för hårt och ska ha bra passform även på sidorna

## 1. Så väljer du rätt BH-storlek

Mät omfånget runt kroppen under bysten. Kontrollera sedan i tabellen vilken BH-storlek som måttet passar in på..

**Exempel** Ett omfångsmått på 79 cm passar en BH-storlek på 80.

## 2. Så väljer du rätt storlek på kuporna

Mät från ryggraden fram till mitten på bröstkorgen, rakt över det kvarvarande bröstet. Dubbla detta mått och jämför i tabellen vilken kupa som passar.

**Exempel** Om måttet från ryggraden till mitten av bröstkorgen (rakt över det kvarvarande bröstet) är 47 cm så får vi ett omfångsmått på 94 cm ( $47+47 = 94$ ). I tabellen nedan ser vi att detta mått motsvarar en kupastorlek på B.


## 3. Vilken storlek på bröstprotesen passar bäst?

Använd tabellen till höger och utgå först från BH:ns kupastorlek. Hitta sedan BH-storleken och följ därefter kolumnen nedåt för att se vilka bröstproteser som passar BH-storleken bäst.

**Exempel** En BH i storlek 80B motsvarar en bröstprotes i B-kupa storlek 5.

**De flesta Silima bröstproteser är tillgängliga i minst två kupor i flera storlekar.**

**SILIMA® riktlinje:**



| Omfång under bysten (cm)                           |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 63-67                                              | 68-72 | 73-77  | 78-82   | 83-87   | 88-92   | 93-97   | 98-102  | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| ▼                                                  | ▼     | ▼      | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       |
| BH-storlek                                         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 65                                                 | 70    | 75     | 80      | 85      | 90      | 95      | 100     | 105     | 110     | 115     | 120     |
| ▼                                                  | ▼     | ▼      | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       | ▼       |
| Välj kupa genom att mäta omfånget runt bysten (cm) |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| AA ◀ 75-77                                         | 80-82 | 85-87  | 90-92   | 95-97   | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| A ◀ 77-79                                          | 82-84 | 87-89  | 92-94   | 97-99   | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| B ◀ 79-81                                          | 84-86 | 89-91  | 94-96   | 99-101  | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C ◀ 81-83                                          | 86-88 | 91-93  | 96-98   | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D ◀ 83-85                                          | 88-90 | 93-95  | 98-100  | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E ◀ 85-87                                          | 90-92 | 95-97  | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F ◀ 87-89                                          | 92-94 | 97-99  | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G ◀ 89-91                                          | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |

# SILIMA® STORLEKSTABELL

SILIMA® ELITE  
Symmetrisk, art.nr. T66 3981  
Särskild storlekstabell på sida 23

Så här matchar du BH-storleken med rätt bröstprotes

| BH-STORLEK | KUPA | STORLEK |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | AA   | 65      | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |     |     |     |     |
|            | A    | 60      | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |     |     |     |
|            | B    |         |    | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90  | 95  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |     |     |
|            | C    |         |    |    | 65 | 70 | 75 | 80 | 85  | 90  | 95  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |     |
|            | D    |         |    |    |    | 65 | 70 | 75 | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|            | E    |         |    |    |    |    | 65 | 70 | 75  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 | 105 | 110 | 115 |
|            |      | ▼       | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼   | ▼   | ▼   | ▼   | ▼   | ▼   | ▼   | ▼   | ▼   |

## SILIMA® SOFT & LIGHT SUPER SOFT

|                              |          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|--|--|
| symmetrisk, art.nr. T66 3791 | A/B-kupa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|--|--|

## SILIMA® SOFT & LIGHT

|                              |        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| symmetrisk, art.nr. T66 3281 | B-kupa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |    |    |    |    |    |    |
|                              | C-kupa |  |   |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 |    |    |
| symmetrisk, art.nr. T66 3782 | B-kupa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |    |    |    |    |
|                              | C-kupa |  |   |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| symmetrisk, art.nr. T66 3682 | A-kupa |  |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|                              | B-kupa |  |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |    |    |    |    |    |
|                              | C-kupa |  |   |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 |    |    |

## SILIMA® DIRECT

|                              |        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |  |
|------------------------------|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|--|
| symmetrisk, art.nr. T66 3773 | B-kupa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |    |    |  |  |
|                              | C-kupa |  |   |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 |  |  |

## SILIMA® ULTRA LIGHT

|                              |        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| symmetrisk, art.nr. T66 3741 | B-kupa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |    |    |    |    |
|                              | C-kupa |  |   |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## SILIMA® CLASSIC

|                               |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| symmetrisk, art.nr. T66 3701  | B-kupa |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |    |    |    |    |
|                               | C-kupa |   |   |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| asymmetrisk, art.nr. T66 3601 | A-kupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|                               | B-kupa |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |    |    |    |    |    |
|                               | C-kupa |   |   |   |   |   |   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 |    |    |

## SILIMA® XTRA

|                  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| art.nr. T66 1072 | stl 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## SILIMA® SHELL

|                              |        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |  |
|------------------------------|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|--|
| symmetrisk, art.nr. T66 3802 | B-kupa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |    |    |  |  |
|                              | C-kupa |  |   |   |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 |  |  |

## SILIMA® CONFORM

|                              |        |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |  |  |  |
|------------------------------|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--|--|--|
| symmetrisk, art.nr. T66 3901 | B-kupa |  | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 6/7 | 6/7 | 8/9 | 8/9 | 10/11 | 10/11 |       |  |  |  |
|                              | C-kupa |  |     |     |     |     | 4/5 | 4/5 | 6/7 | 6/7 | 8/9 | 8/9   | 10/11 | 10/11 |  |  |  |

Ovanstående måttabell är enbart en rekommendation. Individuella skillnader och önskemål kan förekomma så prova gärna ut ett urval av kupor och storlekar för att försäkra dig om att patienten får bästa möjliga passform.

# SILIMA® BRÖSTPROTESER

## Post-op



### SILIMA® Fiberfill

Triangelär form  
Storlek  
1 – 14



### SILIMA® Xtra

Med häftplatta  
Storlek  
1 – 4  
Färg



### SILIMA® Shell

Häftplatta finns  
som tillbehör  
Kupa/storlek  
B-kupa: 1 – 11  
C-kupa: 3 – 12  
Färg



### SILIMA® conform

Kupa/storlek  
B-kupa  
2/3, 4/5, 6/7, 8/9,  
10/11  
C-kupa  
4/5, 6/7, 8/9, 10/11  
Färg



### SILIMA® UltraLight

Kupa/storlek  
B-kupa: 1 – 11  
C-kupa: 3 – 14  
Färger



## Efter mastektomi



### SILIMA® Direct

Med häftplatta  
Kupa/storlek  
B-kupa: 1 – 11  
C-kupa: 3 – 12  
Färger



### SILIMA® Elite

Kupa/storlek  
D & E-kupa:  
8/9, 10/11, 12/13,  
14/15  
Färger



### SILIMA® UltraLight

Kupa/storlek  
B-kupa: 1 – 11  
C-kupa: 3 – 14  
Färger



### SILIMA® Soft & Light SuperSoft

Kupa/storlek  
A/B-kupa: 1 – 11  
Färger



### SILIMA® soft & light symmetrisk

Kupa/storlek  
B-kupa: 1 – 11  
C-kupa: 3 – 14  
Färger



### SILIMA® Classic symmetrisk

Kupa/storlek  
B-kupa: 1 – 11  
C-kupa: 3 – 14  
Färger



## Efter radikal mastektomi



### SILIMA® Soft & Light Heartshape

Kupa/storlek  
B-kupa: 1 – 8  
C-kupa: 5 – 12  
Färger



### SILIMA® Soft & Light asymmetrisk

Kupa/storlek  
A-kupa: 3 – 7  
B-kupa: 3 – 10  
C-kupa: 5 – 12  
Färger



### SILIMA® Classic asymmetrisk

Kupa/storlek  
A-kupa: 1 – 7  
B-kupa: 1 – 10  
C-kupa: 5 – 11  
Färger



Tillgängliga färger

-  Ljusbeige
-  Beige
-  Mörkbeige

Endast ljusbeige finns på lager. Beige och mörkbeige tillverkas på beställning och har därför en leveranstid på ca 2-3 veckor.

\* Lättare jämfört med en SILIMA® fullviktsprotes.

# SILIMA® BH

## Post-op



**Elena**

T572891

Kupa/storlek  
75 - 115 A - D

Färger



**Cara**

T572301

Kupa/storlek  
75 - 105 AA/A  
75 - 105 B/C  
75 - 100 D/E

Färger



**Cara Post op-belt**

T57 2313

Storlek  
Small - XX-Large

Färger



## Support / kompression




**Balanced  
Support**

T571541

Kupa/storlek  
80 - 100 A  
80 - 115 B - D  
85 - 115 E

Färger



**Galant  
fram**

T571551

Kupa/storlek  
80 - 100 A  
80 - 115 B - C  
85 - 115 D - E

Färger



**Galant  
bak**

T571461

Kupa/storlek  
80 - 100 A  
80 - 115 B - C  
85 - 115 D - E

Färger



## Vardag




**Anna**

T574602

Kupa/storlek  
75 - 100 A - C  
75 - 95 D

Färger



**Ella**

T575401

Kupa/storlek  
75 - 100 A - C  
75 - 95 D

Färger



**Diana**

T571461

Kupa/storlek  
75 - 100 A - D

Färger



**Lucille**

T57580

Kupa/storlek  
75 - 100 A - C  
80 - 100 D

Färger



# SILIMA®

Vi tänker på dig  
genom hela vård-  
kedjan.

# 1

## EFFEKTIV MINIMERING AV ÄRRVÄVNAD

**CICATREX® är ett precisionstillverkat måttstytt kompressionsmaterial.**

CICATREX® är en särskild typ av kompressionsmaterial för post-operativ användning i syfte att minimera ärrvävnad, exempelvis efter kirurgiskt ingrepp. Materialets egenskaper och kompression härmar hudens naturliga mottryck vilket effektivt minimerar hypertrofisk ärrvävnad.

CICATREX® finns i flera kvaliteter, både i vävda och flatstickade varianter, och kan måttillverkas exakt efter dina önskemål och krav. Vi erbjuder även ett mindre sortiment av standardstorlekar.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.





2

## ÅTERSKAPANDET AV EN NATURLIG KONTUR

**SILIMA® är ett komplett sortiment av externa bröstproteser av mycket hög kvalitet**

SILIMA® bröstproteser har en skön och naturlig känsla som ger kvinnor som genomgått bröstkirurgi en bättre livskvalitet. Vi erbjuder ett brett urval av storlekar och modeller så att alla kvinnor kan hitta en perfekt individuell lösning som både känns naturlig och ser naturlig ut.

SILIMA® tillverkas sedan 50 år vid vårt produktions-center i Tyskland. Vi har full kontroll över hela produktionskedjan och kan säkerställa att enbart skonsamma material användas.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.

3

## HÅLLER EVENTUELLA ÖDEM UNDER KONTROLL

**MOBIDERM® håller lymfödemet under kontroll och bidrar till en effektiv ödemreduktion.**

Hemligheten bakom MOBIDERM® är den kubformade strukturen som masserar, stimulerar och aktiverar lymfsystemet från flera håll. Lymfvätska som ansamlats i vävnaden aktiveras och mobiliseras vilket leder till en snabbare reduktion av svullnaden.

MOBIDERM® har deltagit i flera kliniska studier och har bevisad effekt, dels i den initiala reduktionsfasen i kombination med bandagering och dels i underhållsfasen som komplement till medicinska kompressionsstrumpor för dagbruk..

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.



### Vill du veta mer?

Kontakta oss så skickar vi en katalog med mer information om Cicatrex och Mobiderm. Våra kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.



**THUASNE**

---

Wings for your health.

Thuasne Scandinavia AB  
Box 95, 131 07 Nacka

Tel 08 - 618 74 50  
Fax 08 - 640 83 17  
e-post [info@thuasne.se](mailto:info@thuasne.se)

[www.thuasne.se](http://www.thuasne.se)