



Kompletterande information

Transport i kollektivtrafikfordon

Anvisning

Denna information är endast tillämplig för transport av eldriven rullstol i kollektivtrafikfordon.

Uppställningsyta

Uppställningsytan i kollektivtrafikfordonet måste var utformade enligt direktiv 2001/85/EG.

Brukarinformation

Placera rullstolen med ryggen mot färdriktningen på den anvisade uppställningsplatsen.

Ryggstödet på elrullstolen ställs så att den kan få stöd på den avgränsade avställningsytans vägg/hållare.

Ena sidan av elrullstolen måste dessutom ställas tätt mot en av platsens sidostöd. Rullstolen får inte kunna kana iväg åt något håll vid en eventuell olycka.



Svensk distributör

L & B Medical AB, Box 7107, S-187 12 TÄBY, SWEDEN

E-mail: info@lbmedical.se www.lbmedical.se

Besöks och godsadress: Tillverkarvägen 8, Arninge industriområde, S-187 66 TÄBY

Tel. +46-(0)8-732 04 80

Fax. +46-(0)8-732 63 63

Organisationsnr: 556378-9485

205 3xx x00 • (Stand: 2008-12) Technische Änderungen vorbehalten!

MEYRA®
ORTOPEDIA
Wir bewegen Menschen.

MEYRA • ORTOPEDIA
Vertriebsgesellschaft mbH
Meyra-Ring 2 • D-32689 Kalletal-Kalldorf
Postfach 1703 • D-32591 Vlotho
Fon: +49 (0)5733 922-355
Fax: +49 (0)5733 922-9355
info@meyra-ortopedia.de
www.meyra-ortopedia.de