



"Man hoppas att förbandet följer med på en gång"

"Ett par av mina patienter har sår med mindre kaviteter, där jag behöver ett förband med god absorptionsförmåga. Jag vet hur ont det kan göra, när man tar bort ett förband från kavitetssår. Varje gång hoppas jag att det ska gå lätt, och att hela förbandet ska följa med på en gång."

Sjuksköterska, plastikkirurgisk avdelning

Förband till kavitetssår - enkelt att ta bort i ett stycke

AQUACEL® band är ett specialutvecklat förband för användning i kaviteter. Förbandet är enkelt att applicera¹ och förstärkande fibrer gör att det enkelt kan avlägsnas i ett stycke. Det är en stor hjälp för personalen – och en lättnad för patienten, då smärtsamma förbandsbyten kan reduceras². AQUACEL® band bevarar en fuktig sårålmiljö³ och formar sig efter såret, så att det inte bildas utrymmen mellan sår och förband där bakterier kan växa till⁴.

AQUACEL® band absorberar sårvätskan snabbt och omvandlas till en sammanhängande gel, som binder in sårvätskan, bakterier och enzymer³.

AQUACEL® band finns även med silver, för sår som är infekterade eller som riskerar att bli det⁵. Förbanden kan sitta på i upp till sju dagar, vilket gynnar sårålmiljöprocessen³.


Indikationer: Sårkaviteter och abscesser.

Specialförband till kavitetssår

- **Extra hållfasthet säkerställer att förbandet kan avlägsnas i ett stycke**
- **Förbandet är speciellt framtaget för kavitetssår**
- **Finns även med silver vid behov av antimikrobiell effekt**
- **Optimal sårålmiljö – snabb gelbildning³, absorption av vätska, bakterier och enzymer³, dämpad inflammation⁴**
- **Binder vätska och bakterier – även vid kompression³**

**EVIDENS
BASERAT**

AQUACEL®



AQUACEL® band

AQUACEL® band

Storlek	Antal/fp.	ConvaTec kod	Beställningsnr.
1 x 45 cm	5 st.	420127	420127
2 x 45 cm	5 st.	403770	202043

AQUACEL® Ag band

Storlek	Antal/fp.	ConvaTec kod	Beställningsnr.
1 x 45 cm	5 st.	420128	420128
2 x 45 cm	5 st.	403771	808737

Innehåll: AQUACEL® och AQUACEL® Ag band består av unik hydrofiber®-teknologi (natriumkarboxymetylcellulosa) samt förstärkta cellulosafibrer. AQUACEL® Ag band innehåller dessutom 1,2 % (w/w) silverjoner.

Indikationer:* Den extra hållfastheten i AQUACEL® och AQUACEL® Ag band betyder att de med fördel kan användas vid behandling av sårkaviteter, abscesser och kirurgiska incisioner. AQUACEL® Ag band väljs vid behandling av infekterade sår eller sår med ökad risk för infektion.

Bytesintervall: AQUACEL® och AQUACEL® Ag band kan sitta på i upp till sju dagar – eller byts när det är kliniskt indicerat.

Förvaring: Vid rumstemperatur.

Steriliseringsmetod: Gammasterilisering.

Klassificering: AQUACEL® och AQUACEL® Ag band är CE-märkta och uppfyller relevanta miljö- och säkerhetskrav.

Hållbarhet: AQUACEL® band 5 år.
AQUACEL® Ag band 2 år.

LATEXFRI produkt och förpackning.

* Se bruksanvisning i förpackningen för ytterligare information.

Referenser:

1. Harding K. G. et al. Cost and Dressing Evaluation of Hydrofiber and Alginate Dressings in the Management of Community-Based Patients with Chronic Leg Ulceration. *Wounds* 2001; 13(6): 229-236.
2. Foster L, Moore P. The application of a cellulose-based fibre dressing in surgical wounds. *J Wound Care*. 1997. 6 468-473.
3. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. *Wounds UK*, 2010, Vol 6, No 2.
4. Hoekstra M. J. et al. A histological comparison of acute inflammatory responses with a hydrofibre or tulle gauze dressing. *Journal of Wound Care*, 2002, Vol 11, no 3.
5. Newman G. R. et al. Visualisation of bacterial sequestration and bactericidal activity within hydrating Hydrofiber® wound dressings. *Biomaterials* (27) 2006: 1129-1139.