


# Snabbguide, kontrollpanel

## MagniLink Vision Basic 5 tryck



- 1** Lysdiod (grönt = apparaten igång)
- 2** Strömställare (till/från)
- 3** Förstoringsreglage (+/-)
- 4** Fotoläge/gråskala (Eller ljusjustering – håll in fotoläge (4) samt ljusreglage (6) för att öka och sänka ljuset eller släcka helt)
- 5** Högkontrastläge med artificiella färger
- 6** Ljusreglage
- 7** Autofokus (av/på)
- 8** Referenslinje/kuliss