

Introducerar

“SECURA No-Sting Barrier Film” det nya namnet för NO-STING SKIN-PREP<sup>®</sup>

 **smith&nephew**  
**SECURA<sup>®</sup>**  
**NO-STING**  
**BARRIER FILM**  
Skin Protectant

Ett flytande filmbildande hudskyddsmedel som minimerar smärta



# SECURA<sup>®</sup> No-Sting Barrier Film är ett flytande, filmbildande hudskyddsmedel som minimerar smärta

## SECURA No-Sting Barrier Film

- Kort torktid på under 30 sekunder.<sup>1,2</sup>
- Hypoallergen<sup>3,4</sup> alkoholfri lösning som reducerar risken för sveda på känslig hud.<sup>4,5</sup>
- Fri från konserveringsmedel, latex och doftfri.<sup>4,6</sup>
- Effektivt skydd i upp till 96 timmar (4 dagar).<sup>7</sup>

## Tillgänglig i 3 sterila varianter:

- Spray - bekväm och lätt att använda. Varje flaska innehåller ca 235 sprayningar<sup>8</sup>
- Applikator - försäkrar ren och exakt applicering
- Vätservett - ett kostnadseffektivt alternativ

## Skyddar huden

Skyddar intakt och skadad hud från irritation orsakad av:<sup>7,9</sup>

- Urin och avföring
- Kroppsvätskor
- Förbandsbyten
- Friktion

Den hjälper även till att skydda huden från påverkan samt vid borttagning av häftande produkter.<sup>9</sup>

Kan användas på barn från 1 månad.

## Vattentät barriär som låter huden andas

Efter applicering ger det filmbildande skyddsmedlet en effektiv vattentät barriär<sup>7</sup> samt låter huden andas. Den är genomskinlig och gör det lätt att inspektera sårområdet.

## Minskad omlägningsfrekvens

SECURA No-Sting Barrier Film kan öka tiden mellan förbandsbyten\* genom en effektiv barriär ger den en skyddande yta som hjälper till att förbereda huden för dränage, tuber, externa katetrar, runt stomier och andra häftande förband. Den kan användas med vanliga häftande produkter även akrylat.

\*Får inte överstiga rekommendationerna för förbandsbyten.

## Lätt att applicera och avlägsna

Lätt att applicera på ojämna områden som armbågar, knän och hälar. När SECURA No-Sting Barrier Film har applicerats är den följsam och spricker eller flagnar inte.

Avlägsnas lätt genom att använda häftborttagningsmedel, så att rester inte lämnas kvar runt sårområdet.

## Beställningsinformation

Art nr	Beskrivning	Förpackning	Antal/fp
66800710	Spray	28ml/flaska	1
66800787	Applikator	3ml	5
66800788	Applikator	3ml	25
66800711	Applikator	3ml	50
66800789	Applikator	1ml	5
66800790	Applikator	1ml	25
66800712	Vätservett	1ml	50



### Referenser

1. Time-To-Dry Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
2. Tactile Characterization (Stickiness) Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
3. An Evaluation of Health Care Products on Children 0-36 Months of Age w/ Normal Skin. Report 09-129700-111, Hilltop Research, 2010.
4. Formulations: SECURA No-Sting Barrier Film Spray and SECURA No-Sting Barrier Film Wipe/Swab
5. Assessing the Sting Potential of Film Forming Barriers. Rpt # 09-60, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
6. Odor Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.
7. Study to Compare the Wash-Off Resistance and Durability of a Barrier Film. Rpt # 09-58A, Cyberderm Clinical Studies, 2009.
8. No-Sting Barrier Spray Mean Spray Content Test. SAP 2010.
9. Skin Protectant Barrier Test: SECURA No-Sting Barrier Film. SAP, 2009.

Wound Management  
Smith & Nephew  
Kråketorpsgatan 20  
Box143  
431 22 Mölndal  
Sverige

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

\*Varumärke tillhörande Smith & Nephew  
© Smith & Nephew November 2012  
12-11214-SE

T +46 (0) 31 746 58 00  
F +46 (0) 31 87 05 31