

My Gaze ögonstyrning

The logo for myGaze, featuring the word "myGaze" in a lowercase, sans-serif font with a blue arc above the "y".

My Gaze är en lätt, slimmad och portabel ögonstyrning. Den ansluts till datorns USB-port och monteras med den medföljande fästplattan. Det är en utmärkt lösning tillsammans med Look to Learn för att utveckla ögonstyrning.

En av fördelarna med My Gaze är den enkla kalibreringen och installationen. Den passar de flesta bildskärmar (10 – 22”) eller laptops.

Programvaror

My Gaze fungerar med Look to Learn och The Grid 2/Grid3 samt enklare funktioner i windowsmiljö.

Lätt att använda

Med den medföljande programvaran "eyeMouse Play" kan du enkelt kalibrera och installera My Gaze och börja använda ögonstyrningen. Med alternativet "no calibration" kan du direkt börja ögonstyra enkla anpassningar. Denna inställning kommer inte att vara lika exakt som en kalibrerad inställning, men det ett bra sätt att testa och komma igång.



Artikelnr: 1828399 My Gaze ögonstyrning

Artikelnr: 1828401 My Gaze ögonstyrning med Grid 3