

SE

Tekniska data

Guppy G2

Produktdata	
Belastningsvikt (brukare + sits)	max 75 kg
Sitthöjd (beroende på hjulstorlek)	46/48/50 cm
Vikt (beroende på drivhjul & tillbehör)	15 kg
Tilt	0° - 31° alt. -6° - 29°

Med 16" hjul (7" länkhjul)


Storlek	A	B	C	D	E
1	51 cm 54 cm*	68-79 cm	41 cm	57 cm	41 cm
2	56 cm 59 cm*	68-79 cm	41 cm	57 cm	46 cm

* mått med cambervinkel


Med 20"/22"/24" hjul (7" länkhjul)

Storlek	A	B	C	D	E	E med stänkskärm
1	57 cm 63 cm*	78-89 cm	41 cm	57 cm	43.5 cm	39.5 cm
2	62 cm 68 cm*	78-89 cm	41 cm	57 cm	48.5 cm	44.5 cm

* mått med cambervinkel




ARMSTÖD FRÅN RYGG



Mått	A	B	C	D
stl.1	280 - 440 mm	75 mm	230 mm	18 - 38 cm
stl.2	280 - 440 mm	75 mm	330 mm	18 - 38 cm

FOTSTÖD




Storlek	1	2	3	4	5	6
Fotstödsstag profilängd (cm)	25	30	35	35	40	40

EN

Technical data

Guppy G2



With 16" wheels (7" casters)

Size	Tilt	Seat height	Weight	A	B	C	D	E
1	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	54 cm	68-79 cm	41 cm	57 cm	41 cm
2	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	59 cm	68-79 cm	41 cm	57 cm	46 cm


With 20"/22"/24" wheels (7" casters)

Size	Tilt	Seat height	Weight	A	B	C	D	E	E with mud flaps
1	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	63 cm	78-89 cm	41 cm	57 cm	43.5 cm	39.5 cm
2	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	68 cm	78-89 cm	41 cm	57 cm	48.5 cm	44.5 cm

The total length of the chassis change depending on location and wheels.
C measurement is taken at the height of castor house.

Technische gegevens

Guppy G2



Met 16" wielen (6" voorwielen)

Maten	Verkanteling	Zithoogte	Gewicht	A	B	C	D	E
1	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	54 cm	68-79 cm	41 cm	57 cm	41 cm
2	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	59 cm	68-79 cm	41 cm	57 cm	46 cm


Met 20"/22"/24" wielen (6" voorwielen)

Maten	Verkanteling	Zithoogte	Gewicht	A	B	C	D	E	E mit spatlap
1	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	63 cm	78-89 cm	41 cm	57 cm	43.5 cm	39.5 cm
2	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	68 cm	78-89 cm	41 cm	57 cm	48.5 cm	44.5 cm

De totale lengte van het frame is afhankelijk van de plaats van de achterwielen.
Maat C wordt uitgevoerd ter hoogte van het voorwielhuis.

Technische daten

Guppy G2



Mit 16" Antriebsrad (7" Lenkrad)

Maßen	Tilt	Sitzhöhe	Gewicht	A	B	C	D	E
1	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	54 cm	68-79 cm	41 cm	57 cm	41 cm
2	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	59 cm	68-79 cm	41 cm	57 cm	46 cm

Mit 20"/22"/24" Antriebsrad (7" Lenkrad)

Maßen	Tilt	Sitzhöhe	Gewicht	A	B	C	D	E	E mit schmutzfänger
1	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	63 cm	78-89 cm	41 cm	57 cm	43.5 cm	39.5 cm
2	0° - 31° -6° - 29°	46 cm	15 kg	68 cm	78-89 cm	41 cm	57 cm	48.5 cm	44.5 cm

Die Gesamtlänge der Fahrgestellnr ändern sich je nach Standort und Räder.
C-Messungen ist in der Höhe mit der MH für den Zaubernden Rad.