

Beställningsunderlag

Zitzi Guppy

ISO-kod: 122218 Manuell vårdarmanövrerad rullstol



Datum: _____

Kund: _____

Lev. adress: _____

Konsulent: _____ Utprovad av: _____

Övrigt: _____

☐ Order
 ☐ Specialanpassad
 ☐ Offert
 ☐ Proforma

Produktfakta	Storlekar	Belastningsvikt	Tilt	Sitthöjd	Färg	Vikt	Hjul
GUPPY	2 st	max 70 kg	0 till 32°/-7 till 25°	46 cm	Svart metallic	14 kg	16/20/22/24"

Standardutförande: Körbåge, Länkhjul, Drivhjul, Trumbroms vårdarstyrd

Kryssa	Enhet	Lev. artikelnr.	Artikelbenämning	Info
--------	-------	-----------------	------------------	------

VÄL CHASSI

☐	st	386401	Guppy stl. 1	Passar till sittsystem: Delfi Pro 1-2, Anatomic Sits, Anatomic Soft Seat
☐	st	386406	Guppy stl. 2	Delfi Pro 3, Anatomic Sits, Anatomic Soft Seat

VÄL HJUL

☐	set	386420	Länkhjul 6" kpl. (std) - Guppy	Massiva däck
☐	set	386421	Länkhjul 7" kpl. - Guppy	Massiva däck
☐	set	386425	Drivhjul 16" kpl. massiva - Guppy	Massiva däck
☐	set	386426	Drivhjul 20" HT kpl. massiva - Guppy	Massiva däck
☐	set	386427	Drivhjul 22" HT kpl. massiva - Guppy	Massiva däck
☐	set	386428	Drivhjul 24" HT kpl. massiva - Guppy	Massiva däck
☐	set	386430	Drivhjul 16" kpl. luft - Guppy	Luftpumpade däck
☐	set	386431	Drivhjul 20" HT kpl. luft - Guppy	Luftpumpade däck
☐	set	386432	Drivhjul 22" HT kpl. luft - Guppy	Luftpumpade däck
☐	set	386433	Drivhjul 24" HT kpl. luft - Guppy	Luftpumpade däck
☐	st	387126	Drivpaket E-drive 16"	
☐	st	387127	Drivpaket E-drive 20"	
☐	st	387129	Monteringskit Guppy E-drive	



386420



386421



386425, 386430

386426-386428,
386431-386433,

387109, 387110


VÄL TILLBEHÖR

Fästsystem för sits


☐	st	26531	Fästplatta förstärkt stl. 1 - Delfi/Sits	För montering av Delfi stl. 1 + Anatomic Sits
☐	st	26532	Fästplatta förstärkt stl. 2 - Delfi/Sits	För montering av Delfi stl. 2 + Anatomic Sits
☐	st	26533	Fästplatta förstärkt stl. 3 - Delfi/Sits	För montering av Delfi stl. 3 + Anatomic Sits
☐	st	285171	Fästsystem stl. 1 - Delfi Pro	För montering av Delfi Pro stl. 1
☐	st	285172	Fästsystem stl. 2 - Delfi Pro	För montering av Delfi Pro stl. 2
☐	st	285173	Fästsystem stl. 3 - Delfi Pro	För montering av Delfi Pro stl. 3
☐	st	153047	Adaptersystem Pro kpl. - Zitzi	Komplett (153048 + 153049)
☐	st	153048	Adapterplatta Pro (monteras på underrede) - Zitzi	Monteras på underrede
☐	st	153049	Fästplåt Pro (monteras på sittsystem) - Zitzi	Monteras på sittsystem





285171




285172



285173

153047
(153048+153049)

153048



153049

Parkeringsbroms

☐	par	386453	Parkeringsbroms - Guppy	Komplettera med fäste.
☐	par	386455	Fäste p-broms stl. 16" - Guppy	
☐	par	386456	Fäste p-broms stl. 20" - Guppy	
☐	par	386457	Fäste p-broms stl. 22" - Guppy	
☐	par	386458	Fäste p-broms stl. 24" - Guppy	



386453



386455-59

Fotstöd standard

☐	st	386414	Fotstöd 1, enkel - Guppy	BxD=280x190 mm Uppfällbart
☐	st	386415	Fotstöd 2, enkel - Guppy	BxD=320x220 mm Uppfällbart
☐	set	386477	Fotstödsinfästning kpl x-lång - Guppy	Passar 386414 och 386415

Fotstöd avancerade

☐	st	386435	Fotstöd kpl. - Guppy	BxD=380x260 mm
☐	st	386436	Fotstöd delat kpl. - Guppy	BxD=180x255 mm
☐	st	386437	Fotstöd uppfällbart kpl. - Guppy	BxD=380x260 mm
☐	st	386438	Fotstöd delat uppfällbart kpl. - Guppy	BxD=180x255 mm
☐	st	386439	Fotstöd delat kulle kpl. - Guppy	BxD=180x255 mm

Fotstödstillbehör

☐	st	990043	Fotlåda stl. 3 - Zitzi	Komplettera med fotstöd. Passar ej till 386414 och 386415
☐	st	285093	Polstring fotplatta hel stl. 3 - Zitzi	Passar till fotstöd 386141
☐	par	285097	Polstring fotplatta delad stl. 3 - Zitzi	Passar till fotstöd 386436 - 39

☐	par	374020	Fotrem m. kardborre, 45 cm
☐	par	374021	Fotrem m. kardborre, 60 cm
☐	par	374023	Fotrem m. kardborre/plös, 45 cm
☐	par	374024	Fotrem m. kardborre/plös, 60 cm
☐	par	374325	Fotrem m. spänne/plös, 45 cm
☐	par	374326	Fotrem m. spänne/plös, 60 cm



386414, 386415



386435



386437

386436, 386438,
386439

990043



285093



285097

Vadstöd

☐	st	386417	Vadstöd, enkel - Guppy	Passar endast till 386414 och 386415. BxH=120x145 mm.
☐	par	281141	Vadstöd stl. 1 (120x145mm) 2 stag - Zitzi	Passar endast till fotstöd 386435 - 386439.
☐	par	281111	Polstring vadstöd stl. 1- Zitzi	BxH=120x145 mm



386417



281141



281111

Stänkskydd

☐	par	386440	Stänkskärm 20" - Guppy
☐	par	386441	Stänkskärm 22" - Guppy
☐	par	386442	Stänkskärm 24" - Guppy

Ekerskydd

☐	st	387086	Ekerskydd 20" - Samtliga underreden	Transparent
☐	st	387087	Ekerskydd 22" - Samtliga underreden	Transparent
☐	st	387088	Ekerskydd 24" - Samtliga underreden	Transparent



Stänkskärm



Ekerskydd

Armstöd

☐	par	386451	Armstöd stl. 1 (230mm) - Guppy
☐	par	386452	Armstöd stl. 2 (330mm) - Guppy
☐	par	386449	Armstöd skålade stl. 1 (325mm) set - Guppy
☐	par	386450	Armstöd skålade stl. 2 (370mm) set - Guppy

Övrigt

☐	st	386412	Tippskydd dubbel - Guppy	Passar ej stl. 1
☐	st	386413	Tippskydd enkel - Guppy	Standard
☐	st	386445	Tramprör - Guppy	
☐	set	386447	Transportfäste - Guppy	Krocktestat och godkänt
☐	par	386168	Färdriktningsspärr 7" - Zitzi Frames	



386451/52



386449/50



386412



386413




386445



386447

RESERVDELAR

Antal	Enhet	Lev. artikelnr.	Artikelbenämning	Info
	st	387002	Bromshandtag, Röd låsning - Samtliga underreden	
	st	387007	Vajer, Broms 105/123cm - Guppy	
	st	387075	Just.skruv M6x40mm trumbroms - Seabass	
	st	387006	Vajerstopp - Samtliga underreden	
	st	387008	Ändnippel för vajer	
	st	387010	Vajer, Tilt 140cm (Helgjuten) - Samtliga underreden	
	st	387013	Polstring 270mm - Seabass	
	st	387016	Handtag, Tilt Svart (22mm) - Samtliga underreden	
	st	387019	Täckåpa till länkhjulshus	
	st	387020	Länkhjulshus inkl. bult, Vä	
	st	387021	Länkhjulshus inkl. bult, Hö	
	st	387023	Exentermuttrar, Länkhjulshus	
	st	387038	Länkhjulsgaffel 6" 39mm	
	st	387036	Länkhjul 6" massiva (32mm)	
	st	387026	Länkhjulsgaffel 7" 60mm	
	st	387032	Länkhjul 7" massiva	
	st	387041	QR-axel 103 x 12mm (20-24" hjul)	
	st	387042	Quick release, 98x12mm (12/16" hjul)	
	st	387044	Trumbroms svart 12 x 53 mm Vä (20-24")	
	st	387045	Trumbroms svart 12 x 53 mm Hö (20-24")	
	st	387046	Trumbroms svart Vä (12-16")	
	st	387047	Trumbroms svart Hö (12-16")	
	st	387055	16" Hjul, Svart - Massivt (exkl. trumbroms)	
	st	387056	16" Hjul, Svart - Luft (exkl. trumbroms)	
	st	387153	20" Hjul HT, Svart - Massivt (exkl. trumbroms)	
	st	387154	20" Hjul HT, Svart - luft (exkl. trumbroms)	
	st	387155	22" Hjul HT, Svart - Massivt (exkl. trumbroms)	
	st	387156	22" Hjul HT, Svart - luft (exkl. trumbroms)	
	st	387157	24" Hjul HT, Svart - Massivt (exkl. trumbroms)	
	st	387158	24" Hjul HT, Svart - luft (exkl. trumbroms)	
	st	387090	Skärm till stänkskärm	
	st	387083	Parkeringsbroms Hö - Guppy	
	st	387084	Parkeringsbroms Vä - Guppy	
	st	387091	Snabblås - Zitzi Frames	
	st	915035	Gaskolv 365mm - 200N	
	par	386470	Fäste stänkskärm 20" - Guppy	
	par	386471	Fäste stänkskärm 22" - Guppy	
	par	386472	Fäste stänkskärm 24" - Guppy	
	st	386476	Armstödsbeslag - Guppy	
	st	990065	Armstödsplatta 230x75mm - Zitzi	
	st	990064	Armstödsplatta 330x75mm - Zitzi	
	par	990136	Armstödsplatta skålad stl. 1 - Zitzi	
	par	990137	Armstödsplatta skålad stl. 2 - Zitzi	



Produktdata Guppy	
Belastningsvikt (brukare + sits)	max 70 kg
Sitthöjd	46 cm
Vikt (beroende på drivhjul)	14-15 kg
Tilt	0° till 32° eller -7° till 25°

Guppy med 16" drivhjul (6" länkhjul):

Måttuppgifter	A	B	C	D	E
Storlek 1:	51 cm	67-73 cm	41 cm	57 cm	41 cm
Storlek 2:	56 cm	67-73 cm	41 cm	57 cm	46 cm

Guppy med 20"/22"/24" drivhjul (6" länkhjul):

Måttuppgifter	A	B	C	D	E	E med stänkskärm
Storlek 1:	57 cm	71-82 cm	41 cm	57 cm	43.5 cm	39.5 cm
Storlek 2:	62 cm	71-82 cm	41 cm	57 cm	48.5 cm	44.5 cm

Den totala längden av underredet förändras beroende på drivhjulsposition och hjulstorlek.
C-måttet är taget i höjd med länkhjulshuset.