

Wellion® SENSOR rtCGM

Säker och lätthanterlig

- Förmonterad i applikatorn
- Mätning i realtid, var 5:e minut
- MARD 9,1%
- 10 dagars användning
- En timmes uppvärmningstid
- Automatisk överföring till App eller PDA
- IPX7



Sensor och sändare



Applikator

Sändare till Wellion SENSOR

- 4 års användning
- Inga batterier som behövs bytas
- Lätt och ergonomisk

Wellion PDA

– portabel diabetesassistent, handenhet

- Separat eller i startkit
- Fungerar med även med Wellion MICRO-PUMP



Sändare och PDA



App Display

| Artikelnummer | Benämning | Antal / fp |
|--------------------|---|--------------|
| WELL19-S0310D | Wellion SENSOR, 10 dagar | 1 |
| WELL19-S10D05 | Wellion SENSOR, kit för månadsförbrukning 3 x 10 dagar | 3 |
| WELL19-S10D05T | Wellion SENSOR kit 3 mån. Inkl. Sändare och 9 st Wellion SENSOR | 9 |
| WELL19-S10D03T | Sändare till Wellion SENSOR, 4 år | 1 |
| WELL19-S00PDA | Wellion SENSOR, PDA, mottagare. Inkl laddare och kabel. | 1 |
| WELL19-S0310TPDAMM | Startkit med Sändare och PDA, laddare och kabel | |
| WELL19-15 | Wellion MICRO blodsockerteststicka till PDA | 50 ts / burk |
| WELL19-00PDAAKKU | Batteri till Wellion PDA (handenhet) | 1 |
| WELL19-24 | Kabel | 1 |
| WELL19-25 | Laddare | 1 |
| WELL19-31 | Skal till PDA | 1 |



Teststickor till blodsockermätaren i PDA